

ICON

W H E E L C H A I R S



ICON A1 Manuell rullestol
Bruksanvisning

Innhold	
INTRODUKSJON.....	3
SYNSHEMMET.....	3
BRUKSOMRÅDE.....	3
BESKRIVELSE AV KOMPONENTER.....	4
TEKNISK DATA.....	5
TEST INFORMASJON.....	5
LES FØR MONTERING OG BRUK.....	6
LES BRUKSANVISNINGEN OFTE.....	6
ETIKETT INFORMASJON.....	6
DEFINISJONER.....	7
GENERELLE ADVARSLER.....	7
Bremseser.....	7
Vektbegrensning.....	7
Transportsete i kjøretøy.....	8
Nødvendige komponenter på din rullestol.....	8
Utsettelse for sollys.....	8
Potensiell klemfare.....	8
Redusering av fare for ulykker.....	8
Kontrolliste for sikkerhet.....	9
Endringer og justeringer.....	9
Setepute.....	9
Ryggstøtte.....	10
Miljøforhold.....	10
Fare for velt og fall.....	11
Riktig bruk.....	17
KOMPONENTER OG TILBEHØR.....	19
DEKKTRYKK.....	21
LANGTIDS OPPBEVARING OG / ELLER RESIRKULERING.....	21
TRANSPORTERING.....	22
DEPONERING / RESIRKULERING AV MATERIALER.....	22
MONTERING OG VEDLIKEHOLD (Bruksanvisning).....	23
Montering / Justering.....	23
Vedlikehold / Service.....	26
Rengjøring.....	26
FEILSØKING.....	27
DELER OG TEKNISK SERVICE.....	28

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt deg en ICON A1 manuell rullestol.

Denne bruksanvisningen er utviklet for å hjelpe deg med bruken av ICON A1 manuell rullestol. Før rullestolen tas i bruk, er det viktig at du leser og forstår all informasjon i denne bruksanvisningen for å kunne bruke ICON manuell rullestol sikkert og effektivt.

Skulle du ha noen spørsmål angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte på:

Langhøj Live ApS
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Danmark
Tlf: +45 8741 1040
Mail: info@ICONwheelchairs.eu

Eller kontakt din lokale forhandler. For informasjon om din nærmeste forhandler, vennligst kontakt Langhøj Live ApS.

SYNSHEMMET

Denne informasjonen er tilgjengelig i stor tekst ved forespørsel til info@ICONwheelchairs.eu.

BRUKSOMRÅDE

ICON A1 manuell rullestol er en mekanisk rullestol ment for å tilby mobilitet til personer med fysiske nedsetninger, og med en kroppsvekt på 120 kg eller mindre.

Rullestolen kan drives frem av bruker eller dyttet frem av en ledsager.

Rullestolen er ment for å brukes innendørs og utendørs på stabile underlag.


Rullestolen kan brukes i trafikkerte områder og brukeren bør ha syn som samsvarer med sikkerhetsreguleringene i området stolen blir brukt.

MERK:

Rullestolene som blir vist og beskrevet i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra din egen ICON rullestol, da forskjellige valgfrie tilbehør kan være / ikke være montert på din rullestol.

Produsenten (Langhøj Live ApS) reserverer seg retten til å forandre uten beskjed og tekniske spesifikasjoner tilbyd i denne bruksanvisningen.

BESKRIVELSE AV KOMPONENTER



- | | |
|--|--|
| <p>A Kjørehåndtak - høydejusterbare (tilbehør)</p> <p>B Ryggstøtte m/strammestroper – breddejusterbare
Tilbyr støtte for rygg og posisjonering.
Nedfellbar (tilbehør)</p> <p>C Skjermer (tilbehør)
Beskytter klær fra slitasje og jord/vann/støv fra bakhjulet.
Aluminium skjermer 190 mm eller 230 mm</p> <p>D Brems
Dytt for å bremse (bruker- og/eller ledsagerstyrt)
Saksebrems (brukerstyrt) (tilbehør)</p> <p>E Forramme – lengdejusterbar</p> <p>F Fotstøtte– høydejusterbar</p> <p>G Sete base med luftdemping– høydejusterbar
Sentral komponent på rullestolen. Luftdemping tilbyr støttabSORBERING fra hindringer (som f.eks. stein, ujevnheter, sprekker, fortauskanter) med minimal påkjenning for bruker.
Luftdemping med låsemekanisme (tilbehør)</p> <p>H Bakhjul Spinergy Wire
22" (559 mm), 24" (610 mm) eller 25" (635 mm)
Hovedvektbelastende hjul.
Hurtigkobling tillater bruker å fjerne hjulene for mer kompakt oppbevaring.</p> | <p>I Transfer handles (tilbehør)</p> <p>J Seteplate (W x L):
Festes til setebasen. Tilbyr plassering for setepute og brukers seteplassering.
Størrelser: (260 x 280 mm), (310 x 330 mm), (360 x 380 mm), (360 x 430 mm), (410 x 380 mm), (410 x 430 mm), (460 x 430 mm)</p> <p>K Armlen – høydejusterbare (tilbehør)</p> <p>L Luftfylte dekk
22" (559 mm), 24" (610 mm) or 25" (635 mm)
Kenda Konstrictor - dekktrykk: 110 psi (7.6 bar / 758 kPA)</p> <p>M Drivring
Gir bruker grep for bevegelse fremover.</p> <p>N Tippetingsbrakett (tilbehør)</p> <p>O Akslingsrør - breddejusterbar</p> <p>P Forhjul Roller blade 4" (100 mm) - kompakte</p> <p>Q Forhjulshus – justerbare i høyde og på balansepunkt.</p> <p>R Cambringsbrakett – justerbare 0°, 2°, 4°, 6°</p> <p>S Festepunkt for hoftebelte (tilbehør)</p> <p>Merk! Ikke alle tilbehør er nødvendigvis tilgjengelige til din rullestol, men kan leveres av din locale leverandør.</p> |
|--|--|

TEKNISK DATA

		Min.	Maks.
Total lengde inkl. fotbrett	mm	740	880
Total bredde	mm	450	740
Total høyde	mm	625	1040
Lengde, redusert størrelse (uten drivhjul)	mm	565	805
Bredde, redusert størrelse (uten drivhjul)	mm	330	510
Høyde, redusert størrelse (uten drivhjul)	mm	310	470
Totalvekt	Kg	11	11,5
Vekten på den tyngste delen (uten drivhjul)	Kg	8	8,5
Vekten på frontvinge module	Kg	2,10	2,10
Vekten på ryggstøtte- / setemodulen	Kg	3,3	3,8
Vekten på Setebase modulen	Kg	2,6	2,6
Tippepunkt	mm	780	1100
Statisk stabilitet nedover	°	15	15
Statisk stabilitet oppover	°	4	6
Statisk stabilitet oppover med tippesikring	°	10	10
Statisk stabilitet sidelengs	°	14	14
Maks. bakke med bremses	°	N/A	7
Dynamisk stabilitet oppover	°	N/A	N/A
Klatrekraft for hindringer	mm	N/A	N/A
Setevinkling	°	-5	10
Effektiv setedybde	mm	300	450
Effektiv setebredde	mm	270	490
Setehøyde foran	mm	390	580
Setehøyde bak	Mm	340	480
Ryggvinkel	°	65	110
Ryggghøyde	mm	370	370
Avstand fra fotstøtte til sete	mm	250	550
Knevinkel	°	60	130
Høyde armlen	mm	60	260
Dybde armlen	mm	290	290
Diameter ledsagerstyring	mm	485	555
Horisontal posisjon for aksling	mm	60	160
Tilgjengelig drivhjulsstørrelse	"	22	25
Cambring	mm	0	6

N/A = Ikke tilgjengelig

TEST INFORMASJON

ICON manuell rullestol har gjennomgått tester for å imøtegå utvalgte, gjeldende standarder spesifisert i Rehabilitation Engineering Society of North America (RESNA) Standard ANSI/RESNA WC/Vol. 1-1998 "Requirements and Test Methods for Wheelchairs."; spesielt delen som omhandler fall testen, bremseslitasje testen, brannsikringstesten på trek/polstring og EN 12183:2014 "Manuelle rullestoler – krav og testmetoder". ICON A1 manuell rullestol samsvarer med disse standardene, som inkluderer en antenningstest.

I tillegg til falltesten og bremsetesten, har ICON A1 blitt testet via dataassistert Finite Element Analyse (FEA).

LES FØR MONTERING OG BRUK

Riktige valg

Valg av rullestol, stolens tilbehør og justeringene som settes er et delt ansvar mellom deg og din rådgivende terapeut. Avgjørelser tatt uten veiledning fra utdannet helsepersonell anbefales ikke. Valg av den best tilpassede rullestolen for deg personlig avhenger av faktorer som:

- Funksjonell muskelmasse, styrke, balanse og koordinasjon.
- Typen hindringer og utfordringer du møter i hverdagen, hvor du bor, hvor du jobber og andre steder det er lett å anta at du vil benytte deg av stolen (kjøpesenter, park, og lignende).
- Nødvendigheten av tilleggsutstyr for å øke graden av komfort og sikkerhet, som for eksempel tippesikring, belter og seler, eller spesielle setesystemer.

LES BRUKSANVISNINGEN OFTE

Før ICON manuell rullestol tas i bruk, bør du og andre personer som assisterer deg regelmessig, lese denne bruksanvisningen grundig, og passe på og følge alle instruksjoner. Gjennomgå advarslene ofte, helt til de er memorert.

ETIKETT INFORMASJON

Produktplate



Pictogram	Meaning
	Maksimal brukervekt
	Modell navn
	Serienummer
	Produksjonsår
	Produsent
	Les bruksanvisningen
	Symbol for rullestoler som ikke er ment til å brukes som transportstol i kjøretøy
	Produktet samsvarer med direktivene i 93/42 EEC for medisinske produkter.
	Advarsel. Legg ekstra stor vekt på instruksjonene som følger i bruksanvisningen..

Balansepunktmerking



Rullestolen er utstyrt med luftdemping. Lufttrykket må justeres avhengig av din kroppsmasse og innstillingene for stolens tippunkt. Balansepunktmerkingen er plassert på undersiden av seteplaten og må leses i henhold til instruksjonene i kapittelet Montering og vedlikehold.

DEFINISJONER

Ordene ADVARSEL, FORSIKTIGHET og MERK bærer ekstra stor tyngde og mening, og bør derfor gjennomgås nøye.

ADVARSEL: Kan påvirke sikkerheten til brukeren. Å se bort ifra denne informasjonen kan forårsake personskader.

FORSIKTIGHET: Påpeker spesielle prosedyrer eller forhåndsregler som må tas for å unngå skade på stolen eller bruker.

MERK: Spesiell informasjon som gjør vedlikehold enklere eller gjør viktige instruksjoner lettere forståelig.

GENERELLE ADVARSLER

Her finner du en sjekkliste for sikkerhetspunkter og et sammendrag av risikoer bruker og ledsagere bør være bevisst på. Ordet ADVARSEL refererer til en fare eller usikker bruk som kan føre til alvorlig skade på deg eller andre personer.

Bremser

ADVARSEL: Juster bremsene mens bruker sitter i rullestolen med luftdempingen på det nivået spesifisert i denne bruksanvisningen.

Vektbegrensning

ADVARSEL: Overgå aldri vektbegrensningen på 120 kg i total eller kombinert vekt. Dersom begrensningen overgås kan det føre til skade på stolen, et fall, at stolen tipper og/eller mangel på kontroll av stolen som kan føre til brukerskader eller skader på andre.

ADVARSEL: Bruk aldri stolen mens man løfter vekter, dersom total vekt overgår 125 kg. Dersom begrensningen overgås kan det føre til skade på stolen, et fall, at stolen tipper og/eller mangel på kontroll av stolen som kan føre til brukerskader eller skader på andre.

ADVARSEL: Det må aldri sitte flere enn en person i stolen, selv om totalvekten skulle være under 125 kg.

Transportsete i kjøretøy

ADVARSEL: Rullestolen er ikke ment for å brukes som en transportstol i kjøretøy, og har heller ikke blitt testet for å samsvare med kravene til en transportstol. Bruk av ICON A1 som transportstol kan føre til alvorlige skader ved eventuelle ulykker.

Nødvendige komponenter på din rullestol

ADVARSEL: Fotstøtten på rullestolen er en integral komponent, og må sikres og posisjoneres skikkelig når stolen er i bruk. Ikke stå på fotplaten da dette kan påvirke balansen på stolen og øke risikoen for tipping/fall.

Utsettelse for sollys

ADVARSEL: Rullestolrammen er laget av aluminium. Når rammen utsettes for direkte sollys over lengre perioder kan den bli veldig varm (>41°C).

Potensiell klemfare

ADVARSEL: Rullestolen har en del bevegelige deler som kan utgjøre en viss klemmefare. Pass godt på når bremsene brukes og når den nedfellbare ryggen (tilbehør) felles ned. Pass også godt på å ikke få fingrene inn i eikene på drivhjulene under kjøring.

Redusering av fare for ulykker

ADVARSEL:

1. Før kjøring, bør det trenes på riktig og sikker bruk av stolen i samsvar med terapeut og forhandler
2. Øv på svinger, å strekke deg og overføring til og fra stolen til du kjenner egne og stolens begrensninger. Ha noen til å hjelpe deg helt til du vet hva som eventuelt kan forårsake fall eller velt, og hvordan du unngår det.
3. Ha i tankene at du må utvikle dine egne metoder som er best mulig egnet til din grad av funksjon og dine evner.
4. Utfør ALDRI en ny manøver dersom du ikke er sikker på at du kan utføre det sikkert.
5. Bli kjent med området hvor stolen skal brukes. Se etter hindringer og farer, og hvordan du best mulig skal unngå disse.
6. Bruk tippesikringen dersom du ikke er en erfaren rullestolkjører, og er sikker på at du ikke tipper stolen bakover.
7. Plasser aldri finger eller objekter innenfor sentrum av setet, eller noen av de bevegelige delene i sammenheng med dempingen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Kontrolliste for sikkerhet

ADVARSEL: Før hver eneste bruk av stolen:

1. Pass på at stolen ruller enkelt og at alle deler virker uten hindring. Sjekk etter lyder, vibrasjoner, eller endringer i enkelheten på bruken. (Dette kan indikere lavt dekktrykk, løse fester eller annen skade på stolen).
2. Reparer alle problemer. Dersom du ikke finner problemet, kontakt din terapeut eller leverandør. Fortsett ikke bruk før eventuelle feil eller mangler har blitt identifisert og rettet.
3. Dersom stolen er utstyrt med hurtigkobling på bakhjulene, kontroller at begge hjulene er låst i koblingen. Når den er låst vil koblingen «poppe» ut. Dersom et av hjulene ikke er låst kan det falle av under bruk og forårsake fall.
4. Dersom stolen din har tippesikring, lås dem på plass.
5. Kontroller at sete er sikkert på plass før bruk.
6. Kontroller at fotstøtten er sikkert montert før bruk.
7. Dersom stolen er utstyrt med bremses, pass på at funksjonen virker og at dekken har riktig lufttrykk.

Endringer og justeringer

ADVARSEL:

1. Dersom du modifierer eller justerer på stolen kan dette medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre. Pass på at alle fester sitter sikkert før bruk.
2. Det anbefales bruk av tippesikring mens man venter seg til den nye stolen og ikke lenger risikerer å tippe med den og/eller miste kontroll over stolen.
3. Uautoriserte modifikasjoner eller bruk av deler som ikke er lever teller godkjent av ICON vil forandre rullestolen, og oppheve alle garantier på stolen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Setepute

ADVARSEL: ICON A1 rullestol er ment for bruk med en setepute (ikke tilbudt som standard med stolen). Det anbefales på det sterkeste og alltid bruke en setepute for å forhindre direkte kontakt mellom hud og seteplaten. Spesielle hensyn må tas dersom du er paralyisert og ikke kjenner direkte kontakt med seteplaten. Direkte kontakt kan, selv over korte perioder, forårsake utviklingen av magesår som en følge av konstant trykk på huden.

Ryggstøtte

ICON A1 rullestol har en ryggstøtte hvor stramheten på ryggen kan varieres. Denne ryggstøtten tilbyr optimale muligheter for justering av stroppene på ryggen for å oppnå best mulig posisjonering for bruker.

ADVARSEL: En slik ryggstøtte vil over tid miste stramheten og formen, noe som fører til en mindre optimal posisjonering. For å unngå langsiktige ryggproblemer er det viktig at stroppene i ryggstøtten strammes og tilpasses på en månedlig basis, slik at man sikrer en korrekt sittestilling og posisjonering.

ADVARSEL: Dersom ryggstøtten erstattes av et annet merke eller en annen type ryggstøtte enn det som leveres med ICON rullestolen av produsent eller leverandør, vær nøye med å følge advarsler og retningslinjer for den nye ryggstøtten.

Miljøforhold

ADVARSEL: Pass ekstra godt på når du kjører på våt, ujevn, uregelmessig eller glatte overflater. Om du er i tvil, spør om hjelp eller unngå å kjøre på overflaten.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

ADVARSEL: Ikke la rullestolen bli utsatt salt eller saltvann da dette raskt vil erodere essensielle deler på stolen (kulelager).

Terreng

ADVARSEL:

Rullestolen er designet for harde flater slik som betong, asfalt og innendørs gulv.

Å kjøre rullestolen i sand, over løs jord eller i tøft terreng, kan ødelegge hjul, akslinger eller andre komponenter av rullestolen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Urbant bruk

ADVARSEL:

For rullestolbrukeren:

1. Forsikre deg om at du og alle som assisterer deg leser og følger alle advarsler og instruksjoner.

For assistenten;

2. Jobb sammen med rullestolbrukeren og rullestolbrukerens terapeuter for å lære de mest hensiktsmessige metodene for deg og rullestolbrukeren.
3. Fortell rullestolbrukeren hva du planlegger å gjøre og forklar hva du forventer at rullestolbrukeren skal gjøre. Dette vil betrygge rullestolbrukeren og minimere risikoen for et uhell.
4. For å unngå skade, påse at du har god holdning og bruker kroppen korrekt. Når du løfter eller støtter rullestolbrukeren, bøy knærne og pass på å holde ryggen så rett som du kan.
5. Påminn rullestolbrukeren om å lene seg tilbake når du skal tilte rullestolen bakover.

6. Når du triller rullestolen ned fra et fortau eller et trappetrinn, trill rullestolen ned i en rolig bevegelse. Ikke la rullestolen falle de siste centimeterene. Dette kan skade rullestolen eller rullestolbrukeren.
7. Sett alltid på parkeringsbremsen og tippesikringen dersom du må gå i fra rullestolbrukeren, selv om det bare er et lite øyeblikk. Dette vil redusere risikoen for at rullestolen kan tippe over eller at man mister kontroll over rullestolen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Fare for velt og fall

Balansepunktet

Advarsel: Punktet hvor rullestolen vil tippe forover, bakover eller til siden, kommer an på balansepunktet og stabiliteten. Hvordan stolen konfigureres, tilbehøret man velger og endringene man foretar kan påvirke risikoen for fall eller at rullestolen tipper over.

1. Den viktigste tilpasningen er tyngdepunktet. Jo mer du flytter setet bakover, jo større er sannsynligheten for at rullestolen kan tippe bakover..
2. Tyngdepunktet påvirkes også av:
 - a. En endring av oppsettet på stolen din, inkludert setehøyde, setevinkel og ryggvinkel.
 - b. Endring i sittestilling, holdning eller vektfordeling.
 - c. Kjøre rullestolen på en rampe eller bane.
 - d. Bruk av ryggsekk og/eller annet tilbehør som tillegger en ekstra vekt.
3. For å redusere risikoen ved en ulykke:
 - a. Hør med dine locale terapeuter hva slags stoloppsetning du burde ha.
 - b. Kontakt Icon før du gjør en modifisering som ikke er beskrevet i denne manualen. Vær klar over at du kanskje blir nødt til å foreta andre endringer for å korrigere balansepunktet.
 - c. Inntil du har blitt kjent med balansepunktet på rullestolen din, få noen til å hjelpe deg, slik at du ikke tipper over.
 - d. Har du vippestoppere, bruk dem.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Skifting av klær

Advarsel: Vektfordelingen kan endres dersom du skifter klær mens du sitter i rullestolen.

For å redusere risikoen for et fall:

1. Roter forhjulene til de er så langt frem som overhodet mulig. Dette vil gjøre rullestolen mer stabil.

2. Dersom du har tippesikring, sett de på. Dersom rullestolen din ikke har tippesikring, sett rullestolen opp mot en vegg og sett på parkeringsbremsen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Balansere på bakhjulene



Advarsel: Det kan være farlig å balansere på bakhjulene i forhold til fare for å tippe over. Dersom det er utført korrekt, kan det dog være en god måte å overkomme hinder som dørterskler osv.

1. Undersøk med dine lokale terapeuter om du er en god kandidat til å lære å balansere på bakhjulene.
2. Forsøk ikke å balansere på bakhjulene med mindre du er en dyktig rullestolbruker eller har assistanse.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Hindre

Advarsel: Hindringer og ødelagte veier (hull i asfalt eller lignende) kan ødelegge rullestolen din.

For å redusere risikoen:

1. Hold hele tiden et øye med veien du kjører på og se etter hindringer som må unngås.
2. Sørg for at gulvene der du bor og arbeider er fri for hindringer.
3. Fjern dørterskler mellom rommene.
4. Installer en rampe for å unngå å måtte trille ned trappetrinn.
5. For å korrigere tyngdepunktet:
 - a. Len overkroppen din fremover mens du kjører OPP en hindring




- b. Len overkroppen din bakover mens du kjører NED en hindring.

6. Dersom stolen din har tippesikring, sving de  inn i det du skal over en hindring.

7. Ha begge hendene på drivringen i det du kjører over en hindring.
8. Dytt eller dra aldri i et object (som et møbel eller dør) for å dra rullestolen fremover.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Strekke eller lene seg



Advarsel: Dersom du strekker eller lener deg i rullestolen, vil dette påvirke tyngdepunktet. Dette kan resultere i at man faller eller at stolen tipper. Dersom du må lene eller strekke deg, ta visse forhåndsregler

1. Strekk eller len deg aldri dersom du må lene deg over siden eller strekke deg opp fra setet.
2. Strekk eller len deg aldri dersom du må flytte rumpa ut i setet for å nå frem. Sørg alltid for at rumpa er i kontakt med ryggen på rullestolen.
3. Strekk deg aldri frem med begge hendene, da det kan bli vanskelig å ta seg imot dersom rullestolen skulle tippe.
4. Strekk eller len deg aldri bak stolen med mindre du har tippesikring på rullestolen.
5. Strekk eller len deg aldri over ryggen på rullestolen, da ryggen kan bli ødelagt og det er fare for at stolen kan tippe.
6. Dersom du må strekke eller lene deg fremover, ikke tråkk ned på fotbrettet, da mye av tyngden allerede vil være her fremme. Dette vil øke risikoen for at rullestolen kan tippe fremover.

Bevege seg bakover:

Advarsel: Du må utvise stor forsiktighet når du kjører bakover. Dersom bakhjulene treffer en hindring, kan man fort tippe bakover med rullestolen.

1. Kjør sakte bakover.
2. Dersom du har tippesikring, sett de på.
3. Forsikre deg om at det ikke ligger noe i veien når du skal bevege deg bakover.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Ramper, baner og skråninger




Advarsel: Når man kjører på en rampe, bane eller i en skråning, så vil tyngdepunktet på stolen endres. Rullestolen er mer ustabil når den står i vinkel og tippesikringene vil kanskje ikke kunne avverge at rullestolen tipper.

1. Ikke bruk rullestolen i en bakke som er brattere enn 10%.
2. Forsøk alltid å kjøre rett opp eller rett ned en bakke. Ikke forsøk å ta snarveier som får rullestolen over i en sideveis tilt.
3. Forsøk å ikke sving i en bakke.
4. Forsøk alltid å holde deg i midten av en rampe.
5. Ikke stopp midt i en bratt bakke. Dette kan føre til at man mister kontrollen over rullestolen.
6. Bruk aldri parkeringsbremsen til å bremse i nedoverbakker.
7. Pass på:
 - a. Våte og glatte overflater.
 - b. Humper, kanter og ujevnheter.
 - c. En kant på 2cm på enden på en rampe er tilstrekkelig for at en rullestol kan tippe fremover
8. For å redusere risikoen for at rullestolen skal tippe over:
 - a. Len eller press overkroppen oppover mot bakken. Dette vil motvirke tipping.
 - b. Hold press på drivringene mens du kjører nedover. Kjører du for fort, kan du fort miste kontroll.
 - c. Spør etter hjelp
9. Ramper hjemme og på jobben må oppfylle alle krav.
 - a. Bredden skal være minimum 800mm.
 - b. Installer gelender for å redusere risikoen for fall
 - c. Rampen må ikke helle mer enn 10 grader
 - d. Overflaten skal være flat og jevn. Sørg for at det ikke er noen humper eller hindringer
 - e. Forsterk rampen din dersom det er sannsynlig at den vil gi etter når du kjører på den
 - f. Unngå at det er en glippe i enden av rampen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Forflytning



Advarsel: Forflytning krever god balanse og mye krefter. Vær oppmerksom på at setet ikke er under kroppen under hele forflytningen.

For å unngå fall:

1. Jobb sammen med dine lokale terapeuter for å lære deg sikre metoder.
 - a. Lær deg hvordan du forflytter og understøtter kroppen under forflytning.
 - b. La noen hjelpe deg med forflytning inntil du har lært deg å gjøre dette selv på en trygg måte.
2. Sett på parkeringsbremsen før forflytning. Bakhjulene vil ikke trille, men dette er ingen garanti for at ikke de vil skli på underlaget.
3. Tilså at du har tilstrekkelig med luft i dekkene. Dersom dekkene har for lite luft, så vil dette gjøre at parkeringsbremsen kan slippe.
4. Sett rullestolen så nære stolen/sengen du skal forflytte til.
5. Roter forhjulene slik at de står fremover.
6. Vipp opp fotbrettene
 - a. Pass på at føttene ikke henger fast i rommet mellom fotstøttene
 - b. Unngå å legg vekt på fotbrettet, da dette kan få stolen til å tippe
8. Pass på at armlenene ikke kommer i veien under forflytningen. De kan fjernes.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Fortau og trapper



Advarsel:

1. Forsøk ikke å kjør opp eller ned fra fortau/trappetrinn med mindre du er en erfaren rullestolbruker.
 - a. Kjør opp på bakhjulene på en sikker måte og
 - b. Vær sikker på at du har balansen og styrken til å klare det
2. Dersom du har tippesikringer, sving de unna veien slik at de ikke kommer i konflikt når du skal opp/ned fra fortau/trapp
3. Ikke forsøk å komme opp/ned fra en kant/trapp som er over 100mm høy
4. Kjør rett opp/ned en kant/trapp. Dersom du kjører skjevt på, er det stor sannsynlighet for å falle
5. Vær klar over at å kjøre fort opp/ned en kant kan ødelegge din rullestol.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Trapper**Advarsel:**

Bruk aldri denne rullestolen i trapper med mindre du har noen til å hjelpe deg.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Rulletrapp

Advarsel: Bruk aldri denne rullestolen i en rulletrapp, selv om du har hjelp fra en ledsager. Dette er svært farlig.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Riktig bruk

Advarsel: Les advarsler og instruksjoner før du assisterer en rullestolbruker. Vær klar over at du først må lære deg metoder for hvordan du best kan bruke stolen.

Lære seg å kjøre på to bakhjul

Advarsel: Følg disse trinnene for å lære deg hvordan du skal kjøre på to bakhjul

1. Les og følg advarslene for å balansere på bakhjulene
2. Du må være i stand til å kjøre sammen med stolen for å forhindre at den skal tippe
3. Hold hendene dine under kjørehåndtakene. Du må være i stand til å fange rullestolen før den går i bakken
4. Når du er klar, be rullestolbrukeren plassere hendene sine på fremsiden av drivringene
5. Få rullestolbrukeren til å dra drivringene kjapt tilbake etterfulgt av en hard bevegelse fremover. Dette vil få rullestolen til å tippe opp på balansepunktet.
6. Få rullestolbrukeren til å bruke små justeringsbevegelser på drivringene for å holde på balansen.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Kjøre ned fra en fortauskant eller et trappetrinn

Advarsel: Følg disse trinnene for å kjøre ned fra en fortauskant eller et trappetrinn:

1. Stå ved bakkanten av stolen.
2. 2 meter før du når kanten, sving stolen rundt og dra den bakover
3. Mens du forsiktig kikker deg over skulderen, trå varsomt ned fra fortauskanten/trappetrinnet
4. Trekk stolen inntil deg helt til den er på kanten. La den deretter trille forsiktig ned kanten til den når det nye platået.
5. Når bakhjulene er nede på det nederste nivået, tilt stolen og trekk den tilbake til hele stolen er nede på samme nivå.
6. Hold stolen i balanse, snu den rundt og sett forhjulene ned på bakken.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Kjøre opp på en fortauskant eller et trappetrinn



Advarsel: Følg disse trinnene for å hjelpe rullestolbrukeren å komme opp en fortauskant/trappetrinn

1. Stå bak stolen
2. Stå foran kanten og tilt stolen opp slik at forhjulene kommer over kanten
3. Beveg deg fremover. Sett forhjulene ned så snart de er over kanten.
4. Fortsett fremover til bakhjulene kommer i kontakt med kanten. Dytt/roll oppover til hele stolen er på det øverste nivået

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Klatre opp trapper

Advarsel:

1. Bruk minimum 2 ledsagere for å flytte en rullestol med bruker opp en trapp
2. Flytt stolen og brukeren baklengs opp trappen.
3. Ledageren som står bak rullestolen bestemmer. Vedkommende tilter rullestolen til vippepunktet og styrer hastigheten
4. Den andre ledsageren står foran rullestolen og tar tak i en robust del av rullestolen og hjelper til å flytte rullestolen oppover 1 trinn av gangen.
5. Det samme gjentas for hver trapp til man er fremme i ønsket etasje.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Gå ned trapper



Advarsel:

1. Bruk minimum 2 ledagere for å flytte en rullestol med bruker ned en trapp.

2. Flytt stolen og brukeren forlengs ned trappen
3. Ledsager som står bak har kontrollen. Tilt opp stolen og rull bakhjulet forsiktig ned trappetrinnet
4. Den andre ledsageren står foran rullestolen og holder godt fast i rammen foran. Kontroller at stolen ruller forsiktig ned trappetrinnet.
5. Dette gjentas til man er kommet ned trappen

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Vedlikehold/service

Advarsel:

Dersom du oppdager et problem, *forsøk først* å se om du kan identifisere problemet i denne manualen. Dersom du ikke finner ut av problemet der, kontakt din lokale forhandler på telefon eller mail. Din garanti vil dekke det meste av problemer som kan oppstå.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

KOMPONENTER OG TILBEHØR

Festepunkter

Advarsel: Bruk kun festepunktene som leveres med stolen.

Hvis en bolt blir løs, kan den tilhørende mutter være defekt. Du må erstatte nyloninnsats mutter for å stramme boltene.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Fotbrett

Advarsel:

1. På det laveste punktet burde fotbrettet være minimum 30mm over bakken. Dersom fotbrettet er satt for lavt, kan det komme i kontakt med gjenstander på bakken, noe som kan føre til at rullestolen tipper fremover.
2. Fotbrettet må være festet når man bruker rullestolen
3. For å unngå å falle under forflytning:
 - a. Se til at føttene ikke blir heftet fast mellom fotbrettene.
 - b. Unngå å putte vekt på fotbrettet, da dette kan få rullestolen til å tippe fremover.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Drivhjul

Advarsel: En endring i oppsettet på drivhjulene dine vil endre på tyngdepunktet på rullestolen

1. Jo lengre frem du flytter akslingen, jo større vil sannsynligheten være for at du vil tippe bakover
2. Undersøk med din lokale terapeut hvor du burde ha akslingen på din rullestol. Ikke endre akslingen, med mindre du er helt sikker på at du ikke kommer til å tippe stolen.
3. Tilpass parkeringsbremsene etter du har flyttet på akslingen. Sørg for at parkeringsbremsene klemmer godt inn på dekket når de står i last posisjon.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Posisjoneringsutstyr (tilbehør)

Et hoftebelte er tilgjengelig som tilbehør til Icon rullestol. Spør din lokale forhandler om hoftebelter.

Advarsel: Bruk kun hoftebelte til posisjonering av rullestolbruker. Feil bruk av hoftebelter kan føre til skader på bruker.

1. Sørg for at rullestolbrukeren ikke sklir nedover i setet. Dersom dette skjer, kan bruker få pustebesvær av beltene.
2. Beltene må strammes godt, men ikke for godt. Man skal gjerne kunne skli et par fingre imellom bruker og beltet.
3. En setegrop kan også forhindre at brukeren sklir nedover i rullestolen. Hør med brukerens lokale terapeut.
4. Sørg for at brukeren klarer å ta av seg hoftebeltet i en nødsituasjon
5. Bruk aldri posisjoneringsbelte:
 - a. Uten terapeutens samtykke
 - b. Som bilbelte. I en ulykke vil en bruker kunne bli kastet ut av stolen. Posisjoneringsbeltet er kun til posisjonering, ikke sikkerhet. Bruk derfor alltid et bilbelte i tillegg under transport.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Parkeringsbrems

Parkeringsbrems er ment for bruk av bruker og/eller ledsager. Sky bremsespaken forover for å aktivere og låse. Dra tilbake for å løsne bremsen.

Saksebrems er tilgjengelig som tilbehør og er ment for bruk av kun bruker. Før hånden under setet og dra spaken forover for å aktivere bremsen. Får å løsne, dytt spaken tilbake til utgangsposisjon.

ADVARSEL: Parkeringsbremsene er ikke ment for å bremse eller stoppe en stol i bevegelse. De skal kun brukes for å holde bakhjulene i ro etter at rullestolen har stoppet helt opp.

1. Bruk ALDRI parkeringsbrems for å bremse eller stoppe en bevegende rullestol.

2. For å forhindre at bakhjulene begynner å rulle, påfør brems på begge hjulene ved overføring inn og ut av stolen.
3. Lavt dekktrykk kan påvirke parkeringsbremsen og få hjulene til å bevege seg uten at du forventer det.
4. Pass på at låsearmene går minimum 6 mm inn når de er last. Mindre enn dette og hjulene kan bevege seg.

Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

Kjørehåndtak (tilbehør)

ADVARSEL: Kjørehåndtakene er men for å skyve rullestolen. De er ikke konstruert for å kunne bære hele vekten til stolen og bruker opp og ned trapper. Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre alvorlig skade på bruker, ledsager eller andre.

Overføringshåndtak (tilbehør)

Ekstra hjelp ved overføring inn og ut av rullestolen.

Kjørebøyle (tilbehør)

Kjørebøylene sørger for et solid gripepunkt for ledsager ved assistanse oppover og nedover trapper.

Tippesikring (tilbehør)

Pass på at hjulene på tippesikringene er minimum 50 mm over bakken. Pass på at tippesikringene er last fast med et hørbart "klikk".

FORSIKTIGHET: Nye brukere av ICON rullestoler anbefales å bruke tippesikringene, til man har blitt komfortabel med stolen og/eller til man har endret tippepunktet på stolen til mer passiv aksjon.

Skjermer (tilbehør)

Skjermene er utviklet for å beskytte brukerens klær fra skit og rusk, eller fra at klærne blir viklet inn i eikene på drivhjulene.

ADVARSEL: Ved overføring inn og ut av rullestolen må det påses at man ikke skraper bort i skjermene når man beveger seg over drivhjulene/skjermene.

Armlen (tilbehør)

Avtakbare og justerbare armlen er tilgjengelig som tilbehør.

ADVARSEL: Armlenene løsner og kan ikke bære vekten til hele rullestolen. Løft aldri opp stolen etter armlenene. De kan løsne slik at stolen faller i bakken. Ved ikke å følge disse advarslene kan det medføre skader på stolen og deg selv, et fall eller velt og tap av kontroll over stolen som kan medføre alvorlig skade på deg selv eller andre.

DEKKTRYKK

Før bruk bør du forsikre deg om at dekktrykket er riktig på drivhjulene. Lavt dekktrykk øker motstanden og øker risikoen for punktering. På drivhjulene bør det være minimum 60 psi (4 bar / 413 kPa). Maksimalt dekktrykk indikeres på dekkene og varierer avhengig av merke.

Advarsel! Blås aldri inn mer luft enn anbefalt fra dekkprodusenten. Bruk et pedometer for å kontrollere dekktrykket.

Dersom du opplever en punktering er dekket tilsvarende et sykkeldekk og alle lokale sykkelverksted kan lappe en punktering. Alternativt kan du ta kontakt med din lokale ICON forhandler.

LANGTIDS OPPBEVARING OG / ELLER RESIRKULERING

Ved oppbevaring av stolen i mer enn 4 måneder, pass på at den oppbevares i et støvfritt og tørt sted.

Dersom stolen skal resirkuleres pass på at alle festepunkter er sikret godt. Smør kulelagrene på alle fire hjulene og smør akslingene med Teflon smøring. Kontroller at dekkene er uten sprekker og eventuelle hull. Dersom dekkene fortsatt er gode, fylles de med luft til anbefalt trykk.

Fyll på med luft i dempingen og rengjør stolen i henhold til denne bruksanvisningen.

TRANSPORTERING

ADVARSEL! En rullestol festet i et kjøretøy vil ikke gi same grad av sikkerhet som kjøretøyets egne seter, og det anbefales derfor alltid at bruker overføres til et av kjøretøyets seter.

Transportering uten bruker

For å legge sammen stolen, start med å felle ned ryggen på stolen. Ta deretter av drivhjulene med hurtigkoblingen. Ytterligere komprimering/deling av stolen krever verktøy og anbefales ikke for transportering.

DEPONERING / RESIRKULERING AV MATERIALER

Når rullestolens levetid er over og ikke lenger er i bruk må du sjekke med lokale forskrifter i forhold til deponering av stolen.


Rullestolens komponenter er laget av:

Aluminium, stål, plastikk og trevirke

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (Bruksanvisning)

Montering / Justering

For å utføre justeringer på rullestolen trenger du en 5 mm, og en 4 mm umbrako nøkkel, samt en 1" pipenøkkel.



Setehøyde

Løsne skruene (A) på hver side av rammen. Hev eller senk setet til ønsket høyde.

Setevinkel

Vri på knotten (B) på bunnen av seterørene. Denne vil heve eller senke vinkelen på setet.

Fotplate (bredde)

Løsne klemmene (J) og juster til ønsket bredde.

Hjulbase (lengde)

Løsne klemmene foran (C). Juster fronten til ønsket høyde.

Ryggvinkel

Roter justeringsbryteren (D), som kobler ryggen til setet.

Høyde på fotstøtte

Løsne på klemmene (E). Juster fotstøtten til ønsket høyde.

Rygghøyde

Fjern skruene på toppen av ryggørene (F). Juster til ønsket høyde og stram igjen skruene.

Tippepunkt

På underside av setet bruker du en 5 mm umbrako nøkkel for å løsne de fire skruene (I) som fester setebrakettene til seterørene. Skyv setet forover eller bakover til ønsket posisjon.

Setebredde

Dersom du bruker en justerbar rygg, løsne på stroppene. Dersom ryggen er fast fjernes hele ryggstøtten.

Løsne boltene (K) med en 4 mm umbrako nøkkel på oversiden av setet som fester sidestøttene. Deretter tar du en 5 mm umbrako nøkkel og løsner du klemmene (L) i bunnen av den teleskopiske rygggrammen. Juster sidestøttene og rygggrammen til ønsket bredde. Ikke juster bredden mer enn merkingen tillater.

Cambring

Med en 5 mm umbrako nøkkel fjernes begge festeskrueene (M) fra baksiden av begge justeringsenhetene for cambring. Plasser de i ønsket cambringsvinkel. Stram godt igjen.

Luftdemping

ICON rullestolen leveres med luftdemping som standard. Denne må settes i henhold til brukers vekt og tippepunktet på stolen.

Les av tippepunktet på den tre-fargede etiketten under seteplaten (1) og fin det riktige lufttrykket som matcher, også i forhold til kroppsvekten.



Les fargekoden
her!

Brukervekt	Oransje område	Hvitt område	Grønt område
20-30 kg	30 psi	35 psi	40 psi
30-40 kg	40 psi	45 psi	55 psi
40-50 kg	50 psi	60 psi	65 psi
50-60 kg	60 psi	70 psi	80 psi
60-70 kg	70 psi	80 psi	90 psi
70-80 kg	80 psi	90 psi	105 psi
80-90 kg	90 psi	105 psi	120 psi
90-100 kg	100 psi	115 psi	130 psi
100-110 kg	110 psi	125 psi	145 psi
110-120 kg	120 psi	140 psi	160 psi

Fjern ventilhetten (N) fra demperen og fyll på med luft med pumpen som ble levert med stolen. Les av trykket på manometeret på pumpen. Om nødvendig kan det slippes ut luft ved å trykke på ventilen på pumpen. Husk å sette på ventilhetten igjen etter korrekt lufttrykk er nådd.

Det anbefales å kontrollere og justere lufttrykket en gang I måneden.

Om luftdempingen er utstyrt med låsemekanismen er det mulig å deaktivere dempingen ved behov ved å vri bryteren 90°.

Tilbehør

Ledsagerhåndtak

Fest en splitklemme på begge de to vertikale rørene og ledsagerhåndtak. Stram forsiktig klemmene med en 5 mm umbrako nøkkel. Juster til ønsket høyde.

Overføringshåndtak

Fest en splitklemme på begge front rørene og overføringshåndtak. Stram forsiktig klemmene med en 5 mm umbrako nøkkel. Juster til ønsket posisjon.

Parkeringsbrems

Justering: Bruk en 5 mm umbrako nøkkel, løsne splitklemmene. Juster bremsene til ønsket posisjon.

Ledsagerbøyle

Fjern ryggen på stolen. Skyv ledsagerbøyle over ryggstøtterørene til ønsket høyde. Stram til med en 5 mm umbrako nøkkel.

Tippesikring

Fest en tippesikringsklemme på begge bakakslingene og stram til (8 mm). Påfør tippesikringene til de «klikker» på plass.

Hoftebelte

Løsne og fjern setebolten bak (N) på hver side av ryggstøtten med en 4 mm umbrako nøkkel. Påfør metalfestet til hoftebeltet seterørene og de L-formede sidestøttene. Sett på setebolten igjen og stram.



Skjermer

Sett opp skjermene med de 4 hullene (Q) på begge sidebraketter. Skru fast med M5 skruer, skiver og muttere.

Kollisjonstestete WTORS braketter

Fjern bakhjulene ved å trykke inn hurtigkoblingsknappen (P) og dra hjulet ut av akslingsrøret. Skyv en brakett på hver av akslingsrørene, slik at krokøyet vender bakover og stram den med en 8 mm umbrako nøkkel. Plasser bakhjulene på igjen, mens du holder inne hurtigkoblingsknappen.

Fjern fotstøtten ved å løsne de to klemmene (E) med en 5 mm umbrako nøkkel. Skyv en brakett på hvert av de to frontrørene, så langt det lar seg gjøre, slik at krokøyene vender til sidene og bakover. Sett på fotstøtten igjen og stram klemmene.

Vedlikehold / Service

Denne delen gir deg informasjon all nødvendige aksjoner som må tas ved gjennomføring av en regelmessig service på stolen. Det er ingen separat service manual tilgjengelig.

FORSIKTIGHET: Du kan forvente mange år med problemfri ytelse fra din ICON rullestol dersom den brukes riktig. Men en regelmessig kalender med vedlikehold / service vil sørge for at stolen er klar for bruk når du er det..

1. Rengjør stolen din regelmessig. Du kan benytte vanlige husholdningsartikler; du kan bruke spray, rengjøre med varmt vann eller damp. Tillat stolen å tørke i 3-6 timer etter rengjøring.
2. Ikke bruk grove og eroderende rengjøringsmiddel på stolen, og fjern alle tekstilkomponenter før rengjøring..
3. Reparer eller bytt slitte komponenter umiddelbart før stolen tas i bruk.
4. ICON kan tilby vedlikeholds service dersom du trenger større reparasjoner på din ICON rullestol.

ADVARSEL: Inspiser og vedlikehold din ICON rullestol slik det beskrives under. Din sikkerhet avhenger av det. Reparer alle problemer før bruk.

1. Om du har luftfylte dekk, kontroller og fyll på luft hver uke. Rullestoldekk holder ikke like godt på luften som f.eks. bildekk.
2. Kontroller parkeringsbremsene ukentlig. Ettersom dekkene slites må bremsene justeres.
3. Kontroller alle skruefester hver sjetten måned.
4. Kontroller de avtakbare armlenene hver sjetten måned.
5. Kontroller akslinger, akselrør, hjul, dekk og eiker, svinghjul og ramme hver sjetten måned.

Rengjøring

Hovedramme og fotstøtte

1. Tørk av rullestolen med en ren, fuktig klut.
2. Når rullestolen er grundig rengjort, påfør bil voks på rammekomponentene. Dette vil beskytte glansen og gjøre fremtidig rengjøring lettere.
3. Vi anbefaler rengjøring på en månedlig basis. Men, avhengig av type og tiltenkt bruk, må stolen rengjøres oftere.

Akslinger og bevegelige deler

1. Hold hurtigkoblingsakslingene rene for skitt og smuss for å sikre riktig funksjon.
2. Rengjør akslingene og akslingsrørene en gang i uken med Teflon® smøring.
3. Fjern hår og andre elementer av smuss fra akslingene foran på en regelmessig basis. Om nødvendig, kan svinghjulene demonteres ved å løsne akslingene. Etter rengjøring kan kulelagrene smøres med Teflon® smøring. Når hjulene monteres igjen, pass på at skruene sitter stramt (8 Nm).

Ryggpolstring

1. Rengjør ryggpolstringen med mildt såpevann. Må ikke vaskes eller tørkes i maskin.

FEILSØKING**Svinghjulene slarker**

Kontroller at festene til hjulgaflene står rett i forhold til underlaget.
Kontroller at begge svinghjulene har god kontakt med underlaget.
Kontroller at alle skruer og fester er sikkert skrudd fast.

Rullestolen drar mot en av sidene

Kontroller at bakhjulene har det samme, korrekte lufttrykket.
Kontroller at svinghjulene er rett justert.
Kontroller at kulelagrene på forhjulene er fri for skitt, smuss og andre hindringer.
Kontroller at hurtigkoblingene er riktig smurt.

Rullestolen begynner å pipe eller rangle

Kontroller at alle bolter og skruer er sikret og montert fast.
Kontroller at kulelager og andre bevegelige deler er godt smurt.

Luftdempingen er for myk

Kontroller at det er riktig lufttrykk.

Luftdempingen er for hard

Kontroller at det er riktig lufttrykk.
Kontroller om den valgfrie låsemekanismen er aktivert.

Dersom du ikke løser problemet ved å følge disse feilsøkningsrådene, vennligst kontakt din lokale ICON forhandler for reparasjon eller justeringer.

GARANTI

ICON gir garanti på rammen, inkludert alle sveisede deler og sammenhengende koblinger, mot defekt material eller montering i 2 år etter kjøpsdato. Forventet levetid på en ICON rullestol er 5 år.

BEGRENSNINGER

1. ICON gir ikke garantier på dekk og slanger, polster og armlen eller tilbehør, eller noe annet tilbehør kjøpt i ettertid.
2. ICON gir ikke garanti mot skader som en følge av forsømmelse, feilbruk eller skader i samsvar med eller uten hendelser involverende kjøretøy.

3. ICON gir ingen garanti mot skader som en følge av overskriding av fastsatt vektbegrensning på 125 kg.
4. ICON gir ikke garanti på en ICON rullestol der det original serienummeret har blitt fjernet.
5. ICON gir ingen garanti på luftdempingen, dersom denne har blitt åpnet.

DELER OG TEKNISK SERVICE

For å motta deler service, eller melde fra om skader og defekte deler, ta direkte kontakt med din lokale ICON forhandler.

For ytterligere generell informasjon om produktet ta direkte kontakt med din lokale ICON forhandler, som vil sørge for at all nødvendig informasjon rundt sikkerhetsmerknader og eventuelle tilbakekallinger når brukeren.

2016-09-20 Ver. 1



Langhøj Live ApS / ICON
Hasselager Centervej 26
DK - 8260 Viby J
www.ICONwheelchairs.eu