



BRUKSANVISNING

Sherlock Merkepenn med norsk tale

Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din nye Sherlock merkepenn. Sherlock kan hjelpe deg å holde rede på nesten 2000 merker med inntil 2 timer og 20 minutters opptak. Den slår seg automatisk *på* når du trykker på en tast, og *av* når du ikke har brukt den på ca. 10 sekunder. Du trenger derfor ikke å være redd for å glemme å slå den av. Merkene er enten selvklebende etiketter eller små brikker med festehull.

Pakkens innhold.

- 1 stk. Sherlock Merkepenn med batterier.
- 1 stk. Bruksanvisning på CD
- 1 stk. Bruksanvisning i sortskrift.
- 25 stk. selvklebende merkeetiketter.
- 10 stk. merkebrikker.

Beskrivelse av merkepenen.

Legg Sherlock foran deg slik at den bredeste enden vender fra deg. Lengst fra deg på oppsiden finner du et rundt, svakt opphøyet felt på størrelse med en 20-kroners mynt. Dette er høyttaleren. Litt nærmere deg, finner du to runde taster. Tasteren nærmest høyttaleren kaller vi Tast1. Denne bruker du ved avlesning av merker. Tasteren nærmest deg kaller vi Tast2. Denne brukes ved innspilling av meldinger.

På den høyre siden av apparatet finner du 2 tilkoblingspunkter. Punktet lengst fra deg er for hodetelefon og det nærmest deg for data (dette brukes ved oppdatering av merkeleserens innebygde programvare).

Batterier og batteriskift.

Legg merkeleseren med baksiden opp og den smaleste enden fra deg. Batteriluken er nå plassert lengst fra deg.

For å åpne luken, drar du lett i festeklipset i den enden av luken som er lengst fra deg, samtidig som du løfter luken opp. Nå kan du fjerne hele luken. Apparatet bruker 2 batterier av typen AAA /LR03. Batteriet til venstre plasseres slik at plusspolen (enden med en liten tupp) vender fra deg, mens det høyre plasseres med plusspolen mot deg.

Etter at batteriene er satt inn, legger du luken på plass. De to tappene på batteriluken, plasseres først i motsvarende hull i batterirommet i den enden som er nærmest deg. Deretter trykker du luken på plass.

Å lese et merke.

Slå på merkepenen ved å trykke på en av tastene, du hører 3 korte pip når den starter. Hold så inne Tast1. Du hører nå gjentatte, korte pipelyder, og dette indikerer at Sherlock ikke finner et merke. Flytt Sherlock inntil et merke, ett langt pipesignal vil indikere at den har funnet merket, og hvis du nå slipper opp Tast1, vil meldingen "ingen informasjon" leses opp dersom det ikke er lest inn noen melding for dette merket. Dersom du har lest inn en melding for dette merket, vil denne meldingen leses opp.

Innspilling av melding.

Fest et merke til en gjenstand, og les merket som beskrevet ovenfor. Dersom Sherlock sier "ingen informasjon", kan du nå spille inn din egen melding. Trykk og hold inne Tast2. Du hører en kort pipelyd, og etter denne kan du lese inn din egen melding. Innspillingen blir avsluttet når du slipper Tast2. Husk at meldingene kan være inntil 2 minutter lange.

Sletting av en melding.

Hvert merke kan brukes mange ganger, men for å spille inn en ny melding må du først slette den gamle. Les merket som beskrevet ovenfor, trykk og hold inne begge tastene når meldingen din blir lest opp. Sherlock vil nå kvittere med meldingen "din notis er slettet". Etter at du har gjort dette, kan du lese inn en ny melding for dette merket.

Sletting av alle meldinger.

Du har også muligheten til å slette alle de innleste meldingene dine i en operasjon. Hvis du er sikker på at du vil gjøre dette, fjerner du først det ene batteriet. Trykk og hold inn begge tastene, og sett deretter inn batteriet igjen. Du hører nå en liten melodi, meldingen "slett alt" og 5 påfølgende pipelyder. Etter den femte pipelyden kan du slippe opp igjen tastene, og til slutt sier Sherlock "alt slettet". Alle innspillingene du har laget er nå borte, og alle merkene dine kan brukes på nytt.

Dersom du angrer deg, og likevel ikke vil slette alle meldingene dine, må du slippe opp igjen de to tastene før den femte pipelyden.

Gjenstående kapasitet.

Innspillingskapasiteten for Sherlock er nesten 2000 merker. Maks. innspillingstid pr. merke er 2 minutter, mens maks. innspillingstid totalt er 2 timer og 20 minutter. Du kan kontrollere gjenstående antall merker og tid ved å trykke kort på Tast2. Antall ubrukte merker og gjenstående tid vil nå bli lest opp.

Lydstyrke.

Du endrer enkelt lydstyrken på Sherlock ved å trykke ned begge tastene samtidig. Aktuell innstilling blir først lest opp, og når du trykker ned begge tastene igjen endres styrken til neste nivå. Lydstyrken endres fra nivå 1 til nivå 2 til nivå 3 og tilbake til nivå 1 for hver gang du trykker ned tastene.

OBS: Dersom du ønsker å endre lydstyrken mens en melding leses opp, må du passe på og bare trykke ned de to tastene et kort øyeblikk, ellers kan du risikere å slette meldingen som blir lest opp.

Hodetelefon.

Dersom du ønsker å bruke hodetelefon, kan du bruke alle standard hodetelefoner med 3,5 mm. plugg. Når du kobler til hodetelefonen, blir lyden i høyttaleren koblet ut.

Tekniske data.

Total kapasitet	Nesten 2000 merker, 2 timer 20 minutter
Tale	Norsk tale i høy kvalitet
Batterier	2 stk. AAA (LR03)
Lydstyrke	3 forskjellige nivåer, egen utgang for hodetelefon (3,5mm plugg)
Mål / Vekt	110mmx50mmx25mm (bxhxd)/ 90g med batterier

Har du ytterligere spørsmål vedr. Sherlock kan du kontakte oss i Adaptor AS på telefon 23 21 55 55 eller sende oss en e-post til hjelpemidler@adaptor.no