



Noogleberry automatisk penispumpe



INTRODUKSJON

Noogleberrys automatiske penispumpe tilbyr en ikke-kirurgisk metode for å oppnå ereksjon i forbindelse med samleie. Systemet kan også benyttes som et treningsapparat i forbindelse med målsetting om å øke størrelsen og fastheten på ereksjonen. Pumpen genererer et vakuum som øker blodtilstrømningen til penis, som igjen gir en ereksjon. En ring holder penis erigert. Denne ringen beholdes på gjennom samleiet. Det tar alltid litt tid før du klarer å bruke systemet korrekt. Tilbehør som følger med pumpen er:

- Batteripumpe (grå)
- Blå Pumpe/sylinder krage (ikke vist)
- 1 x koneformet lokk (hvit)
- Penissylinder (gjennomsiktig)
- 1 x stor sylinderring (blå)
- 1 x liten sylinderring (rød)
- 6 x ereksjonsringer av ulik størrelse
- 1 x tube vannbasert glidemiddel

INSTRUKSJON

Systemet fungerer best dersom du står oppreist. For å sette sammen enheten, trykk batteripumpen med den blå kragen ned i sylindringen. Du trenger 2xAA batterier til batteripumpen. Trykk på startknappen merket ON/OFF for å skape vakuum og sett reguleringsknappen HIGH/LOW på HIGH. Regulatoren justerer trykket i så liten grad at det kanskje ikke er merkbart. Tren på å holde sylindringen mot håndflaten. Du skal føle vakuumtrykket. Hvis ikke, flytt hånden rundt for å lage bedre forsegling. For å løse ut vakuomet, trykk på utløserknappen merket PUSH på siden av pumpen. Da føler du trykket falle og håndflaten løses ut.

Det medfølger to store sylinderringe med ulik størrelse for å redusere sylindringens diameter dersom penis er for smal. Begynn med og prøv pumpen uten disse ringene. Dersom penis er for smal for sylindringen, prøv den største ringen først ved å sette den inn i sylindringens åpne ende.

Trinn 1: Plasser det koneformede lokket (hvitt) på den åpne enden av plastsylindringen. Velg den største ereksjonsringen (oransje) og trekk denne over det koneformede lokket og helt til enden av plastsylindringen. Tips: Det kan være enklere å trekke ereksjonsringen over det koneformede lokket hvis du tar litt gel på lokket. Mange synes det er enklere å ikke benytte det koneformede lokket og bare trekke ereksjonsringen direkte over plastsylindringen.

Trinn 2: Fjern hår fra penisroten. Hårvekst kan gjøre det vanskeligere å oppnå vakuum.

Trinn 3: Bruk litt gel på innsiden av plastsylindringen (bruk fingeren), ca 5 cm. Påfør også gel på tuppen, skaftet og ved roten av penis.

Trinn 4: I stående eller sittende stilling, plasser sylindringen over penis og vri forsiktig frem og tilbake for å lage en lufttett forsegling mot kroppen. Vær sikker på at testiklene ikke er inne i sylindringen. Mens du holder den åpne enden av sylindringen mot magen, trykk på ON knappen slik at luften gradvis trekkes ut. Stopp etter kort tid for å tillate jevn blodtilstrømning i penis. Etter ca. 10 sekunder pumper du 2-3 ganger til og stopper litt igjen for å tillate blodtilstrømningen. Fortsett med denne start/stopp prosessen til full ereksjon er oppnådd. Dersom du pumper for hurtig kan du hindre en tilstrekkelig ereksjon. Stopp dersom du føler et ubehag og vent til ubehaget går over (**se forsiktighetsregler nedenfor**).

Det kan ta noe trening før blod årene i penis blir vant til denne prosessen og ereksjon kan oppnås enkelt. Du vil snart finne den teknikken som fungerer best for deg. Tips: Tren på å oppnå ereksjon på denne måten og når du mester teknikken, begynner du å bruke penisringene.

Trinn 5: Ringene. Start med den største ringen som skulle ha vært plassert over den åpne enden av sylindringen ved å bruke det koneformede lokket, eller manuelt hvis du foretrekker det. Hvis den første ringen ikke holder ereksjonen, prøv neste størrelse. Fortsett utprøvingen til du finner den ringen som strammer minst og holder ereksjonen. For å bruke ringene, pump til ereksjon observeres gjennom sylindringen. Stopp å pumpe og la ringen gli av sylindringen og til

penisroten. For å fjerne sylindringen, trykk på pumpens utløserknapp for å fjerne vakuemet. Sammen med de rette ereksjonsringene skal penis nå være egnet for samleie. Tips: Hvis 1 ring ikke er tilstrekkelig for ereksjon, prøv å bruke 2 stk sammen. Ringene er laget stramme med hensikt. Du kan øke diameteren ved å klippe den innerste gummiringen, enten helt eller delvis, avhengig av hvor stor du trenger den.



Dersom du ikke tolererer ringene, finnes det 2 større størrelser og en justerbar ring som kan fåes ved henvendelse til support@noogleberry.com eller post@quintet.no. Sett med ereksjonsringer finner du på www.quintet.no

Trinn 6: Fjerning av ereksjonsring. Etter samleie og innen 30 minutter, fjern ringen fra penis ved å rulle den av eller dra i sidekantene. Penis blir slapp idet ringen fjernes. Vent 60 minutter før du bruker pumpesystemet igjen. Ringene er laget for å være stramme, men vil løsne noe ved bruk. Dersom du føler at de er for stramme, kan de løsnes ved å strekkes eller plasser dem i varmt vann og strekk for å tilpasse.

ADVARSEL: Ikke bruk ereksjonsringen lenger enn 30 minutter av gangen. Ikke sov med ringen på. Hvis bruk av ringen medfører smerte, kulde, blåmerker eller misfarging av penis, fjern ringen straks. Hvis du er i tvil, kontakt lege.

Penis kan føles litt kald og få en blålig farge, dette er helt normalt. Noen ganger kan røde flekker oppstå, dette skyldes for mye trykk, og flekkene forsvinner raskt. Fordi stivheten blir opprettholdt foran ereksjonsringen, kan penisroten være mer fleksibel, noe som ikke skal hindre samleie.

FORSIKTIGHETSREGEL: Erekttil dysfunksjon kan ha en underliggende årsak som muligens enkelt kan behandles. Det er derfor tilrådelig å oppsøke legen og fortelle om bruken av penis-pumpen. Bruk av dette systemet bør diskuteres ved følgende tilstander: priapism (ereksjonstid som varer mer enn 4 timer), leukemi, blødersykdom, antikoagulerende medisin, spinaltumor, enkelte penisskader, sickle celle anemi. Alkohol eller narkotika bør ikke bukes sammen med dette systemet.

Garanti: Systemet har 1 års garanti fra kjøpsdato. Ereksjonsringene leveres uten garanti. Ringene blir mindre elastiske etter hvert. Ved behov for forbruksmateriell, problemer med systemet eller råd, send en e-post til post@quintet.no. Ereksjonsringer kan kjøpes på nettet hos www.quintet.no.

VANLIGE PROBLEMER

PROBLEM	SANNSYNLIG ÅRSAK	LØSNING	KOMMENTARER
Ingen ereksjon	Dårlig forsegling-ingen vacuum	Mer gele, bedre trykk, trim pubis hår	Problem løser seg når du blir mer vant med systemet
Delvis ereksjon	For stor sylindring	Prøv flere sylindring ringer	Problemet løser seg ofte med bruk
Tap av ereksjon etter 5-10 minutter	Utilstrekkelig trykk fra ereksjonsring	Bruk mindre eller to ringer	Problem løser seg ofte med bruk
Hudstramning rundt pungen	Gele på pungen, feil pumping	Fjern gele, bruk sylindring ring	Problem løser seg ofte med bruk
Smerte ved pumping	For rask pumping	Saktere pumping	Problemet løser seg ofte med bruk
Smerte fra ringen	Ereksjonsring for liten	Bruk større ring	
Smerte ved ejakulasjon	Lange perioder med avholdenhet	Fortsett å bruke systemet	Oppsøk lege dersom smerten vedvarer
Rødhet, irritasjon eller blåmerker	For rask pumping, overpumping	Saktere pumping, færre trykk på pumpen	Oppsøk lege dersom problemet vedvarer utover de første utprøvingene