

I	Generelt	24
1.1	Generell informasjon	24
1.2	Symboler	24
1.3	Garanti	25
1.4	Beregnet bruk	25
1.5	Produktets levetid	26
2	Sikkerhet	26
2.1	Sikkerhetsinformasjon	26
3	Beskrivelse	27
3.1	Produktbeskrivelse	27
3.2	Madrasstrek	27
4	Bruk	27
4.1	Sikkerhetsinformasjon	27
4.2	Bruk av madrassen	29
5	Transport	29
5.1	Sikkerhetsinformasjon	29
6	Vedlikehold	29
6.1	Inspeksjon	29
6.2	Rengjøring og vedlikehold	29
7	Etter bruk	31
7.1	Oppbevaring	31
7.2	Gjenbruk	31
7.3	Avfallshåndtering	31
8	Tekniske data	32
8.1	Generelle data	32

I Generelt

I.1 Generell informasjon

Grunnleggende sykepleie står sentralt ved forebygging av liggesår. Dacapo®-madrassen vil bidra til at pleieplanen for forebygging av liggesår vil gi et positivt resultat*.

Opplæring, klinisk vurdering og tiltaksplanlegging basert på sårbarhet er viktige faktorer ved forebygging av liggesår.

Det finnes en rekke vurderingsskalaer som kan brukes som en formell metode for vurdering av risiko for utvikling av liggesår, og disse bør brukes sammen med en uformell vurdering (pleiepersonalets vurdering). Uformelle vurderinger anses for å være viktigere og ha større klinisk verdi.

Ta hensyn til alle merknadene, og da særskilt sikkerhetsinformasjonen, og handle deretter.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om Invacare Dacapo®-madrassen, kan du se i Invacare® Dacapo®-brosjyren eller kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene på baksiden av denne bruksanvisningen.

*European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick Reference Guide, 2009. (Kontakt din lokale Invacare-representant dersom du ønsker mer informasjon).

I.2 Symboler

Symboler i denne bruksanvisningen

Advarslene i denne brukerveiledningen er angitt med symboler. Advarselssymbolene ledsages av en overskrift som angir alvorlighetsgraden.



ADVARSEL

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død dersom den ikke unngås.



FORSIKTIG

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til lettere skade dersom den ikke unngås.



VIKTIG

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til skade på materiell dersom den ikke unngås.



Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.



Dette produktet er i overensstemmelse med direktivet 93/42/EEC for medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.

	Tørrensing, kun PCE		Tørk i tørketrommel (lav temperatur) Ikke over 40 °C
	Ikke bruk blekemidler		Temperatur ved maskinvask 95 °C (trekk) Bomullstrekk maks. 40 °C
	Ikke bruk strykejern		CE-merket
	Min. og Maks. brukervekt*		Henges til tørk
	Produsent		Holdes borte fra åpen ild
	Ikke stikk eller skjær hull		Se i brukerveiledningen

* Minimum/maksimum brukervekt i samsvar med punkt 8.I Tekniske data

1.3 Garanti

Vi gir en produsentgaranti for produktet i samsvar med de generelle forretningsvilkårene i de enkelte land. Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av madrassen.

Invacares standardvilkår

Dette bekrefter at *Invacare* gir garantidekning for *Invacare Dacapo*® - produktet i en periode på to år.

Garantien for *Invacare*-produktet gjelder fra leveringsdatoen.

Dersom det avdekkes en feil eller mangel, må *Invacare*-forhandleren eller den lokale salgsrepresentanten som solgte produktet, varsles umiddelbart.

Produsenten erkjenner ikke ansvar for skade som er forårsaket av misbruk eller manglende overholdelse av anvisningene som er angitt i denne bruksanvisningen.

I garantiperioden vil alle produkter som svikter på grunn av feil i utførelse eller materiale, bli erstattet kostnadsfritt.

Dersom det blir gjort endringer på produktet uten tillatelse, slutter garantien å gjelde.

Både garantien og sertifiseringen knyttet til brannhemmende egenskaper vil slutte å gjelde dersom det brukes reservedeler fra andre enn *Invacare* på et *Invacare Dacapo*® -produkt.

Eventuelle rettigheter som kjøperen måtte ha gjennom forbrukervernlovgivning, berøres ikke.

Kvalitet og flammehemmende materialer

Kvalitet er en grunnleggende parameter i selskapets drift, knyttet til disiplinene i ISO 9001 og ISO 13485.

Dacapo® -madrassen er CE-merket i samsvar med EU-direktivet om medisinsk utstyr 93/42/EØF klasse I.

Invacare arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets miljøpåvirkning, lokalt og globalt, reduseres til et minimum. Det er *Invacares* mål å:

- overholde gjeldende miljølovgivning (f.eks. WEEE- og REACH-direktivene)
- sikre at vi i størst mulig utstrekning brukes RoHS-kompatible materialer og komponenter.

Dacapo® -madrasser er godkjent i samsvar med EN 12182 (Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede – generelle krav og prøvingsmetoder).

Dacapo® -madrasser har gjennomgått en risikoanalyse i samsvar med EN ISO 14971 (Medisinsk utstyr – bruk av risikostyring for medisinsk utstyr).

Skummet og trekkene som brukes i produksjonen av *Invacare Dacapo*® -madrassen testes individuelt og er sertifisert i henhold til EN 597-1 and EN 597-2 (Vurdering av antenelighet av madrasser og stoppede sengebunnen – tennkilde: ulmende sigarett (1) og tilsvarende fyrstikkflamme (2)).

For yderligere informasjon kontakt vennligst *Invacare Norge*. (Vennligst se baksiden av denne manual for kontaktfinformasjon).

1.4 Beregnet bruk

Denne trykkavlastende madrassen er beregnet for bruk sammen med en *Invacare*-sengeramme i som en del av en overordnet pleieplan for forebygging av liggesår.



ADVARSEL

Dette produktet er laget for å gi trykkavlastning for brukere med liten risiko for å utvikle trykksår og for brukere som har behov for en komfortabel madrass. *Dacapo*® Combi, Comfort Plus og Square forebygger trykksår, og disse brukes ved liten til middels risiko for å utvikle trykksår og til behandling av trykksår i stadium 1 og 2.

Produktet er ikke egnet for andre formål.

Dette produktet er konstruert for å gi effektiv trykkavlastning for brukere når produktet er i vanlig bruk*. Dette defineres av *Invacare*® AS som når støtteunderlaget er dekket med et laken i bomull, bomulls-blanding eller lin, og dette er det eneste som ligger mellom støtteunderlaget og brukeren.

*European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick Reference Guide, 2009. (Kontakt din lokale *Invacare*-representant dersom du ønsker mer informasjon).

1.5 Produktets levetid

Vi anslår en forventet levetid på 5 - 7 år for disse produktene, når de brukes i nøye samsvar med tiltenkt bruk slik det blir beskrevet i dette dokumentet, og når alle krav til vedlikehold og service er oppfylt. Produktet kan vare lenger enn den forventede levetiden hvis det brukes med forsiktighet og blir vedlikeholdt, og gitt at tekniske og naturvitenskapelig fremskritt ikke fører til tekniske begrensninger. Forventet levetid kan også bli betydelig redusert av ekstrem eller feil bruk.

Det at vi anslår en forventet levetid for disse produktene, gjelder ikke som en ekstra garanti.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL

- ▶ Du må ikke bruke dette produktet eller tilgjengelig tilleggsutstyr uten først å ha lest og forstått denne veiledningen og eventuelle andre instruksjoner, for eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker eller instruksjonsark som følger med dette produktet eller tilleggsutstyr. Bruksanvisninger for Invacare-produkter er tilgjengelige på www.invacare.no eller hos din lokale forhandler.
- ▶ Hvis du har problemer med å forstå advarslene eller instruksjonene, ta kontakt med en kvalifisert person i helsevesenet, en forhandler eller teknisk personell før du bruker dette utstyret, for å unngå personskade eller skade på utstyret.



ADVARSEL

Alle gjenstander som befinner seg mellom brukeren og den trykkavlastende overflaten, kan føre til at det utvikler seg trykksår.

- ▶ Sørg for å holde støtteoverflaten som er i kontakt med brukeren, fri for smuler og andre matrester.
- ▶ Dryppslanger, stenter og andre fremmedlegemer må ikke komme i klem mellom brukeren og den trykkavlastende overflaten på madrassen.
- ▶ Lakenet må legges løst på. Pass på at alle skrukker er glattet ut.



ADVARSEL

Produktene fra *Invacare* er spesifikt utviklet og produsert for bruk sammen med andre *Invacare*-produkter. Produkter fra andre produsenter er ikke testet av *Invacare* og er ikke anbefalt for bruk sammen med produkter fra *Invacare*.

Enkelte produkter fra tredjepart som legges inn mellom madrassens overflate og brukeren kan redusere eller hemme den kliniske virksomhetsgraden til dette produktet.

Tredjepartsprodukter kan omfatte, men er ikke begrenset til, komponenter som inkluderer underlaken, plastlaken og saueskinn osv.

Oppvarmede overlaken skal kun brukes etter rådføring med kvalifisert helsepersonell, da en temperaturøkning kan øke risikoen for å utvikle liggesår.



ADVARSEL

En sigarett kan brenne hull i sengetøyet og skade madrassen. I tillegg kan pasientklær, sengetøy osv. være brennbar og forårsake brann. Dersom ikke denne advarselen tas til følge, kan det medføre alvorlig brann, skade på gjenstander og personskade eller død.

- ▶ Ikke røyk i eller rundt sengen.



VIKTIG

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

- ▶ Kontroller at ingen av delene er skadet under frakt, og test utstyret før bruk.
- ▶ Bruk ikke utstyret dersom det er skadet.
- ▶ Ta kontakt med *Invacare*/speditøren for å få informasjon om hva du skal foreta deg.

3 Beskrivelse

3.1 Produktbeskrivelse

Invacare Dacapo® -madrasser har svært gode trykkavlastingsegenskaper tilpasset pasientens individuelle behov. De gir jevn vektfordeling og reduserer vevsbelastningen på sårbare områder.

Dacapo® Standard

Standardmadrassen tilfredsstillende grunnleggende krav til god demping. Skummet har høy tetthet og elastisitet, og gir et fast og støttende underlag.

Dacapo® Basic / Basic Low

Madrassen tilfredsstillende grunnleggende krav for liggekomfort. Skummet i madrassen har høy tetthet og elastisitet og gir et fast og støttende underlag.

Dacapo® Child

Madrassen er fremstilt av miljøvennlig organisk skum. Skummet er utformet for å redusere varme, fukt og friksjon.

Dacapo® Square

Madrassen har et topplag med miljøvennlig, organisk skum og et bunnlag med høyelastisk skum. Den unike firkantmønstrede kroppsprofilen som er skåret inn i topplaget, reduserer overflatetrykket og gir dermed trykkavlastning og utjevning av kroppstrykket.

Dacapo® Combi

Madrassen har et topplag med viskoelastisk skum og et bunnlag med høyelastisk skum. Skummet i topplaget består av et varmfølsomt materiale som tilpasser seg kroppens temperatur og bevegelser, mens det høyelastiske skummet i bunnlaget sørger for styrke og stabilitet.

Dacapo® Komfort og Komfort Plus

Skumkjernen er fremstilt av miljøvennlig, organisk skum. Skummets høye tetthet sørger for god trykkfordeling. Den øvre overflaten er skåret i firkanter som fungerer uavhengig av hverandre.

Dacapo® Heavy User / Heavy User Light

Madrassen har en unik konstruksjon med tre lag som gir brukeren fast støtte, trykkavlastning og demping. Den nederste delen av madrassen er laget av et hardt, høyelastisk skum med høy tetthet. Det midtre laget består av en mykere utgave av det høyelastiske skummet, og topplaget består av viskoelastisk skum.

Dacapo® Top

Dette er en overmadrass som legges oppå en vanlig madrass. Overmadrassen er laget av viskoelastisk skum som tilpasser seg brukerens kroppsbevegelser og temperatur.

3.2 Madrasstrekk

Dacapo® -serien omfatter tre ulike trekk:

Inkontinensstrekk

Inkontinensstrekket består av polyuretanbelagt polyester. Trekket kan strekkes i to retninger og føles mykt mot huden. Stoffet er dampgjennomtrengelig og væsketett. Trekket er allergitestet og behandlet mot støvmidler.

Evakueringstrekk

Evakueringstrekket består av polyuretanbelagt polyester, kan strekkes i to retninger og er dampgjennomtrengelig og vannrett. Disse trekkene er utstyrt med håndtak på alle fire sider. Langsidene har stropper som kan legges rundt pasienten ved nødevakuering. Trekket er allergitestet og behandlet mot støvmiddel.

Bomullstrekk

Bomullstrekket består av vanlig bomull og kan vaskes ved 40 °C.

4 Bruk

4.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL

Det er svært viktig for pasienten å endre stilling, eller få hjelp til å endre stilling, regelmessig. Dette må gjøres i samsvar med en klinisk vurdering utført av kvalifisert helsepersonell. Det avlaster trykk, noe som bidrar til å forebygge både komprimering av vev og en mulig utvikling av liggesår.

- Spør alltid kvalifisert helsepersonell før du tar i bruk Invacare Dacapo® -madrasser.
- Før hyppig tilsyn med pasienten.

**ADVARSEL**

- *Invacare* anbefaler at pasienten måles og vurderes av helsepersonell med relevant opplæring. Dette for å sikre at den enkelte pasient får en madrass med korrekt størrelse og de egenskaper som gir best pleie knyttet til trykkavlastning og kroppstilling.

**ADVARSEL** Klemfare!

Dersom pasienten kommer i klem med sidegrinden, kan dette medføre skade eller død.

Tilstrekkelig vurdering og overvåking av pasienten er sammen med korrekt vedlikehold og bruk av utstyret nødvendig for å redusere klemfaren.

Variasjoner i størrelsen på sidegrindene og madrassens tykkelse, størrelse og tetthet kan øke klemfaren.

- Madrassen må passe godt til sengerammen og sidegrindene for å unngå klemfare for pasienten. Følg anvisningene fra sengeprodusenten.
- Kontroller at alle festedeler er forsvarlig tilstrammet etter alle justeringer, reparasjoner eller vedlikehold, og før bruk. Sidegrinder som har en annen størrelse enn originalutstyret som er levert eller angitt av sengeprodusenten, kan være inkompatible og kan føre til klemskade eller annen skade.

**ADVARSEL**

Madrassens bruksretning er angitt med et trykkmerke på oversiden av madrassen.

- Pass på at siden med trykk på madrassetrekket vender opp.
- Pass på at avstanden mellom oversiden av madrassen og den øverste delen av sengegrinden er minst 220 mm.

**VIKTIG**

Det kan oppstå hull i madrassetrekk.

- Medisinsk utstyr, deriblant infusjonspumper og monitorer, skal kobles til egnet sengetilbehør.
- Ved bruk i hjemmet vil vanlige årsaker til skade omfatte brennemerker etter sigaretter og kjøledyr med klør som lager hull i trekket, slik at væske trenger inn i madrassen og lager flekker.

**VIKTIG**

- For å hindre at trekket skades ved et uhell, må du ikke plassere kanyler, venfloner, skalpeller eller andre skarpe gjenstander på madrassen. Kontroller at alle venfloner er ordentlig teipet inn, slik at ingen skarpe kanter er synlige.
- Ved bruk av mellomleggsplater eller andre hjelpemidler ved pasientforflytning, må det utvises forsiktighet slik at madrassetrekket ikke blir skadet. Alle hjelpemidler for pasientforflytning bør kontrolleres for skarpe eller ru kanter før bruk, da disse kan skade madrassetrekket.
- Det er viktig å kontrollere at madrassene ikke blir klemt eller skadet av skarpe kanter når de brukes i senger med justerbar sengeramme.
- Når madrassen brukes sammen med en justerbar seng, er det viktig at man justerer bendelen før man justerer ryggdelen.

4.2 Bruk av madrassen

1. Fjern all emballasje.
2. Plasser *Invacare Dacapo*® -madrassen direkte på sengerammen.

Bruk av håndtakene



ADVARSEL

Håndtakene skal bare brukes til å bære madrassen under transport.

- ▶ Bruk ikke håndtakene til å flytte pasienter.

Bruke evakueringstrekk med håndtak

Disse trekkene er utstyrt med håndtak på alle fire sider. Langsidene har stropper som kan legges rundt pasienten ved nødevakuering.



ADVARSEL

▶ Sørg for at armer og føtter befinner seg innenfor stroppene, og at stroppene er så stramme at madrassen bøyer seg opp rundt pasienten.



Når stroppene ikke er i bruk, kan de gjemmes under borrelåsputene. Håndtakene kan brukes til å løfte/dra madrassen.

5 Transport

5.1 Sikkerhetsinformasjon



VIKTIG

- ▶ Vær forsiktig ved håndtering av madrassene slik at trekket ikke blir skadet. Det anbefales at to personer løfter/bærer madrassene.
- ▶ Unngå kontakt med smykker, negler, grove overflater osv.
- ▶ Ikke dra madrassene.
- ▶ Unngå kontakt med vegger, dørkarmen, kroker eller låser på dører osv.
- ▶ Ikke transporter madrassene i kurver med hjul, med mindre de er fullstendig beskyttet mot de skarpe kantene på kurven.

6 Vedlikehold

6.1 Inspeksjon

Kontroller om det finnes gjennomslag i madrassene (skum og trekk) (dette kan omfatte væskeinntrenging, flekker, rifter eller andre skader) etter at hver pasient er skrevet ut, etter avslutning av perioden for bruk, eller minimum én gang i måneden (avhengig av hva som kommer først). Kontrollen skal utføres av en kvalifisert og kompetent person.

Kontroller madrassene

1. Åpne glidelåsen langs hele trekket.
2. Undersøk om det har kommet flekker på den hvite undersiden av trekket.
3. Undersøk om det har kommet flekker på skummet i madrassen.
4. Bytt ut komponenter som eventuelt er tilsmusset og kast dem i henhold til retningslinjer fra lokale myndigheter.

6.2 Rengjøring og vedlikehold



VIKTIG

Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler som brukes, må være effektive og kunne brukes sammen, og de må beskytte materialene de brukes som rengjørings- og desinfeksjonsmidler for. Når det gjelder kontaktid og konsentrasjon kan du se listen over desinfeksjonsmidler som er utgitt av Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no; www.legemiddelverket.no/upload/31786/Desinfeksjonsmiddelliste.pdf).

Rengjøre bomullstrekk

1. Ta av alle trekkene for å vaske dem.
2. Vask trekkene på anbefalt temperaturnivå på 40 °C med en svak vaskemiddelløsning (instruksjoner på merkelapp).



VIKTIG

Vask på høyere temperaturer kan forårsake krymping.

Rengjør inkontinenstrekk

(For å fjerne kontaminerende stoffer som for eksempel støv og organiske stoffer)

1. Ta av alle trekkene for å vaske dem.
2. Vask trekkene på anbefalt temperaturnivå på 95 °C med en svak vaskemiddelløsning (instruksjoner på merkelapp).

! VIKTIG

Vask på høyere temperaturer kan forårsake krymping.

Tørke trekk

1. Heng madrassstrekkene på en snor eller stang, og la dem drypptørke innendørs, i rene omgivelser.

eller

2. Tørk i tørketrommel på lav varme (gjelder ikke bomullstrekk).

! VIKTIG

- Tørketrommelinnstillingen må ikke overstige 40 °C.
- Trekkene skal ikke tørkes i tørketrommel i mer enn 10 minutter.
- Pass på at trekkene er helt tørre før de legges på madrassen igjen.

Desinfisere trekk

(for å redusere antall mikroorganismer)

Kontakt hygiespesialisten ved kontaminering.

! VIKTIG

Kontroller at alt gjenværende vaskemiddel er fjernet før desinfisering.

Lett tilsmusset

1. Tørk av trekket med en 0,1 % klorløsning (1000 ppm).
2. Skyll trekket med rent vann ved hjelp av en engangsklut uten slipeeffekt.
3. La trekket tørke til det er helt tørt.

Svært tilsmusset

Hvis madrassen er svært tilsmusset, anbefaler vi at den rengjøres med en svak rengjøringsløsning ved 95 °C i vaskemaskinen.

1. Vask bort alt spill av kroppsvæsker, dvs. blod, urin, ekskrementer, spytt, sårveske og all annen kroppslig avsondring så raskt som mulig med en 1 % klorløsning (10 000 ppm).



Bruk papirhåndklær til å absorbere og fjerne større blodspill. Vask deretter som angitt nedenfor.

2. Skyll trekket med rent vann ved hjelp av en engangsklut uten slipeeffekt, og la det tørke til det er helt tørt.



VIKTIG

Polyuretanbelagte stoffer kan absorbere væsker i kortere perioder, noe som forårsaker en midlertidig endring i polyuretanets egenskaper. Madrassetrekket sveller opp midlertidig, og er mindre motstandsdyktig mot fysiske skader en stund etter at overflaten er helt tørr. Trekket blir deretter som før.

3. La trekket tørke til det er helt tørt.



VIKTIG

Hvis 1 % klorløsning brukes regelmessig, kan dette redusere trekkets levetid hvis det ikke skylles og tørkes ordentlig.

- Ikke bruk slipemidler.



ADVARSEL

- Påse at tilsmusset skum blir fjernet.



FORSIKTIG

- Holdes borte fra åpen ild.



VIKTIG

- Ikke bruk vaskemidler som inneholder fenol, alkohol, blekemidler eller andre midler med slipeeffekt.

Sterilisere trekk

! VIKTIG

- Sørg for at trekket er strukket ut (ikke brettet).
- Plasser ikke flere trekk oppå hverandre.

1. Steriliser trekk ved 110 °C.

Bytte trekk

1. Åpne glidelåsen i trekket og ta det forsiktig av skumfyllet.
2. Sett et nytt trekk på skumkjernen.
3. Lukk deretter glidelåsen.

! VIKTIG

- Påse at hjørnene på skumkjernen er riktig plassert i hjørnene på trekket.
- Sørg for at den viskoelastiske eller skårne siden vender oppover når madrassen legges inn i trekket.

7 Etter bruk

7.1 Oppbevaring

! VIKTIG

- Oppbevar madrassene på et tørt sted.
- Oppbevar madrassene i beskyttelsestrekk.
- Oppbevar gjenstander flatt på rene og tørre steder over gulvet, hvor det er fritt for skarpe kanter som kan forårsake skade.
- Aldri lagre andre gjenstander oppå en madrass.
- Ikke oppbevar madrasser ved siden radiatorer eller andre varmeapparater.
- Beskytt madrassen mot direkte sollys.

7.2 Gjenbruk

Det må oppbevares en rengjøringsjournal som en del av rengjørings-systemet.

Produktet kan brukes flere ganger. Hvor mange ganger det kan brukes, avhenger av hvor ofte og på hvilken måte produktet blir brukt.

1. Produktet må rengjøres nøye før gjenbruk (7.2 på side 134).

7.3 Avfallshåndtering

Kassering og resirkulering av brukte enheter og emballasje må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter.

1. Sørg for at madrassen rengjøres før kassering, for å redusere faren for forurensning.

8 Tekniske data

8.1 Generelle data

Produkt	Materialer ¹⁾	Verdiområde nomi- nell tetthet [kg/m ³]	Verdiområde nomi- nell hardhet [N]	Min. / Maks. Brukervekt [kg]	Produktets vekt [kg] ²⁾
Dacapo® Standard	Skum: Høyelastisk polyuretanskum Inkontinestrekk og evakueringsstrekk: Polyuretanbelagt vevd tekstil av polyester Bomullstrekk: 100 % bomull	38	140	40 / 100	7 - 10.5
Dacapo® Basic		38	140	40 / 130	8.5 - 12
Dacapo® Basic Low		38	140	40 / 130	3.5 - 5
Dacapo® Heavy User		50 (øverst) 38 (midt) 50 (nederst)	100 (øverst) 140 (midt) 200 (nederst)	40 / 350	12 - 17.5
Dacapo® Heavy User Light		50 (øverst) 38 (midt) 50 (nederst)	100 (øverst) 140 (midt) 145 (nederst)	40 / 250	11 - 16.5
Dacapo® Child		50	145	0 / 100	3
Dacapo® Square		50 (øverst) 38 (nederst)	145 (øverst) 140 (nederst)	40 / 140	10 - 15
Dacapo® Combi		50 (øverst) 38 (nederst)	100 (øverst) 140 (nederst)	40 / 140	8.5 - 13
Dacapo® Comfort		53	145	40 / 130	11.5 - 17
Dacapo® Comfort Plus		53	145	40 / 140	13.5 - 19
Dacapo® Top		50	100	40 / 130	5 - 7.5

¹⁾ Trekk- og skummaterialer er lateksfri.

²⁾ Vekten kan variere avhengig av størrelsen på madrassen som bestilles, gjennomsnittlig vekt er angitt som en indikasjon.

Madrassen kan fås i ulike størrelser, avhengig hvilket område du befinner deg i. Kontakt din lokale Invacare-representant dersom du ønsker mer informasjon.

Lokale krav/spesifikasjoner kan fås fra *Invacare* på forespørsel.