

Vaskeveiledning Talley madrasser

Trekk

Ved rengjøring av trekket anbefales det å bruke varmt vann og såpe, eller et nøytralt rengjøringsmiddel eller et klorholdig rengjøringsmiddel med konsentrasjon inntil 1000 ppm. Trekket kan også vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel ved temperatur som ikke overskrider 71° C.

Ikke bruk løsemidler eller alkoholbaserte rensemidler, blekemidler, klorholdige midler med konsentrasjoner over 1000 ppm, da disse vil ødelegge materialene i madrassen. Spritholdige våtservietter kan brukes med forsiktighet. Trekket skal ikke autoklaveres.

Madrassens deler

Madrassen kan vaskes i vaskepose i vaskemaskin ved maks.

71° C. Sørg for at CPR ventilen og pumpetilkoblingen er helt stengt, da det ellers kan komme vann i luftcellene eller rørene. Madrassen kan også sendes til Etac sin resirkuleringsavdeling for garantert rent vaskeresultat. De enkelte celler kan tørkes med en mild antiseptisk løsning.

Pumpen

Pumpen skal alltid koples fra strømforsyningen før rengjøring. Pumpen til QUATTRO madrassene kan tørkes av med en fuktig klut eller spritholdig våtserviett. Ikke bruk løsemidler

Vaskesymboler



Maskinvask
ved maks. 60°C



Maskinvask
ved maks. 95°C



Tørketromles
ved maks. 60°C
Må ikke
overtørkes



Tørketromles
ved maks. 80°C
Må ikke
overtørkes



Tørketromles
ved maks.
100°C
Må ikke
overtørkes



Stryke-
temperatur
maks. 200°C.



Auto-
klaveres maks.
105°C

Vaskeveiledning Sylvan avtørkbare dyner og puter

1. Brett dynen dobbelt i lengderetningen og tørk av med rengjøringsmiddel
2. Brett dynen dobbelt igjen, og tørk av dynen og den synlige delen av madrassen med rengjøringsmiddel.
3. Brett dynen tilbake og dobbelt den andre veien, tørk av dynen og den synlige delen av madrassen med rengjøringsmiddel.
4. Løft opp dynen og brett dobbelt i lengderetningen, slik at den siden som ikke er rengjort vender ut. Gjenta punkt 1 til 3.

IKKE vask Sylvan dyner og puter i maskin!

Anbefalte vaskemidler:

Et stort antall rengjørende og bakteriedrepende midler kan brukes, som for eksempel Hyperchloride 1:100, Clearsol 1:100, Sterilot 2:100, Hycolin 1,5:100

Bruk gjerne engangskluter.