

# Malem Klokka

## - en veileder for bruk og innstillinger




# Innhold

<b>01</b>	<b>Kom i gang</b>	<b>3</b>
	Knappevalg	3
	Stille inn tid og dato	3
	Tidfeste alarmer (ikoner)	4
	Gjentagelse av en alarm (intervall)	4
	Aktivering og deaktivering av alarmer	4
	Vibrasjon	5
	Stoppeklokke	5
	Batteri	5

# 01

## Kom i gang



Høytaler ikonet vises ved tid festet alarmer og ved normal klokke når en av de 12 alarmene er stilt inn, valgt, har en melding og er aktivert.



Vibrasjonsalarm ikonet vises hvis en alarm er aktivert.



Vises ved innstilling eller på klokka når alarmen gjentas.




### Knappevalg

C - Endreknaapp. Trykk for å endre, justere innstillinger og aktivere ringing.

S – Innstillingsknaapp. Trykk og hold for å endre innstillinger.

M – Modusknaapp. Trykk en gang for stoppeklokke, to for automatisk repetisjon, tre for alarm og fire for alarm On/Off.

B – Avspillknaappen. Trykk en gang for å høre sist innspilte eller avspilte melding.



### Stille inn tid og dato

- Trykk og hold S til sekunder begynner å blinke.
- Trykk C for å nulle ut sekundene.
- Trykk S en gang, minuttene begynner å blinke.
- Trykk C for å stille inn minuttene.
- Trykk S en gang, timene begynner å blinke.
- Trykk C for å stille inn riktig time. Trykk M for å stille inn AM/PM.
- Trykk S en gang, måned begynner å blinke.
- Trykk C for å velge riktig måned.
- Trykk S en gang, dag i måneden blinker.
- Trykk C for å velge riktig dag i måneden.
- Trykk S en gang, dag i uken begynner å blinker.
- Trykk C for å velge dag i uken.
- Trykk S for å komme ut av innstillingene.

### Tidfeste alarmer (ikoner)

- Trykk M tre ganger.
- Trykk S gjentatte ganger til ønsket alarm nr vises. (1 til 12).
- Trykk og hold S til minutter begynner å blinke.
- Trykk C for å justere alarmstilling på minutter.
- Trykk S en gang, timer begynner å blinke.
- Trykk C for å justere alarminnstilling på timer.
- Trykk S for å stille inn alarmtid.
- Trykk C for å velge innstilt alarmtid (vibrasjon- og meldingsymbol vil vises)
- Trykk C igjen, meldingen velges bort og man har bare vibrasjon.
- Trykk C for å velge bort vibrasjon.

For å ta opp melding for valgt alarmtid, se etter at begge symbolene vises ved å trykke C.

- Trykk og hold C – se til at fingrene ikke dekker mikrofonhullet.
- Ha klokka nær munnen og tal inn ønsket melding. Opptakstid er 10 sekunder.
- Trykk pil (↵) for å høre på meldingen. Du kan ta opp meldingen så ofte du ønsker.
- Trykk S igjen for å velge neste alarmnummer.
- Trykk og hold S til minutter begynner å blinke.
- Repeter stegene ovenfor.
- Trykk M for å gå tilbake til klokka.

For å aktivere valgt alarmtid, se etter at (AL) vises i det aktiverte/deaktiverte vinduet.

Når det er aktivert vil symbolene og valgt alarmnummer vises på klokka i normal modus. 

### Gjentagelse av en alarm (intervall)

- Trykk M 2 ganger.
- Trykk og hold nede C for å nulle ut displayet.
- Trykk og hold S til minuttene blinker.
- Trykk C for å velge minutt-innstilling (fra 1 til 59 min).
- Trykk S en gang til timer blinker.
- Trykk C for å velge timeinnstilling (fra 0 til 23 timer).
- Trykk S for å avslutte innstilling og starte nedtelling.
- Trykk C vil vise opprinnelig innstilling.
- Trykk og hold S vil restarte nedtellingen. Nedtellingen vil telle ned fra opprinnelige valgt tid.
- Trykk og hold C for å nulle ut nedtellingen.
- Trykk M for å komme tilbake til klokka.
- Valg vibrasjon eller tale (ikoner).
- Trykk M 3 ganger.
- Trykk S gjentatte ganger for å gå igjennom alarmene 1 til 12 frem til TR vises.
- Trykk C for å få frem meldingssymbolet (bilde) (Hvis det ikke vises)
- Trykk igjen for å velge bort.
- Trykk og hold nede C for å ta opp en melding – se til at fingrene ikke dekker mikrofonhullet.
- Ha klokka nær munnen og tal inn ønsket melding. Opptakstid er 10 sekunder.
- Trykk pil (↵) for å høre på meldingen. Du kan ta opp meldingen så ofte du ønsker.
- Trykk M for å komme tilbake til klokka.

### Aktivering og deaktivering av alarmer

- Trykk M fire ganger til "--:--AL", "--:--TR" eller "--:--OF vises.
- Trykk S for å velge "AL" for innstillinger for tidfestet alarmer, "TR" for innstillinger for gjentatte alarmer eller "OF" for å deaktivere begge alarmsystemene. Kan være nyttig om natta for ikke å bli forstyrret.
- Hvis ikke noen av dem er stilt inn og valgt, så vil ikke valget være synlig.

## Vibrasjon

- Vibrasjonsalarmen vil vare i 5 sekunder fulgt av meldingen, hvis melding er valgt.
- Trykk hvilken som helst knapp for å stoppe vibrasjonsalarmen.

## Stoppeklokke


- Trykk M en gang.
- Start stoppeklokke ved å trykke S.
- Stopp stoppeklokke ved å trykke S.
- For å nulstille stoppeklokke trykk C.

## Skifte batteri

**Det beste er å få en urmaker til å skifte batteri.**

**Batteritype er C2032 (levetid er ca. 3 mnd.)**

- Vri batteridekselet mot klokka og ta ut det gamle batteriet. Se symbol bak for å åpne og lukke dekselet.
- Det er viktig at man ikke mister O ringen.
- Trykk alle knappene samtidig for 2 sekunder.
- Plasser det nye batteriet i batteridekselet med riktig polaritet.
- Vri dekselet på plass i lukket posisjon ved hjelp av en mynt.
- Hvis klokkas display er blank eller viser feil start på nytt med trinn 1.



# Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

### Support

Tlf: 22 12 14 50  
support@cognita.no  
cognita.no

### Besøksadresse

Bragernes Torg 13 C  
3017 Drammen

### Postadresse

Cognita AS  
Gjerstadveien 396  
4993 Sundebru