

PRODUKTINFORMASJON



VASKEINSTRUKSJONER FOR DYNE OG TREKK

StimuLITE sittepute kan enten håndvaskes eller vaskes i maskin, avhengig av størrelsen på din vaskemaskin. Hvis du velger maskinvask, følg instruksjonene nedenfor!

Maskinvask (30°- 40°) finvask, tørketromles tørr/lav varme

1. For lengre holdbarhet på sitteputen vask og tørk den i en vaskepose.
2. For å unngå at sitteputen og trekket skal farge av, bør de vaskes separat.
3. Fest sammen borrelåsen.
4. Bruk små mengder finvaskemiddel uten blekemiddel.
5. Etter vask legger du på trekket med trekkjeden bakover mot den runde baksiden og åpner cellene oppad.
6. Det kan brukes virkonløsning for å rengjøre StimuLITE-produkter for MRSA-bakterien.
7. Ved behov kan StimuLITE-produktene vaskes ved 60°, i ca. 30 min.
8. Jo oftere du vasker puten, desto bedre er det for Putens form og egenskaper.
9. Puten og trekket kan tørketromles.
10. **Ved rekondisjonering** Putens kjerne er utstyrt med artikkelnummer, og det er også dynetrekket, og de stemmer overens med hverandre.

Rehabshopen er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved vask eller tørking!

AVFALLSHÅNDTERING

Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

BRUKSANVISNING

StimuLITE sitteputer er beregnet til rullestoler.

- Rund bunn for hengekøyesete.
- Standard bunn for plant sete.

1. Plasser puten med de åpne cellene oppover og den rundede siden bak over med uttak for ryggstøtterørene.
2. Borrelåsen på trekket plasseres under puten, slik at trekkjeden kommer bak.
3. StimuLITE sitteputer er produsert av termoplastisk polyuretanplast (celleplast).
4. Trekket består av Cordura og polyester.
5. Finnes i følgende størrelser:

36x36 cm	41x41 cm	46x41 cm
36x41 cm	41x46 cm	46x46 cm
36x46 cm	41x51 cm	46x51 cm
36x51 cm	43x41 cm	51x41 cm
38x41 cm	43x43 cm	51x46 cm
38x46 cm	43x46 cm	51x51 cm
38x51 cm	43x51 cm	

Höjd: Slimline	6 cm
Sport	5 cm
Contoured	8 cm
Classic	6 cm
Silver	3 cm
Smart	5 cm
Classic Bariatric	7 cm

6. Vekt avhengig av størrelse, SMXS ca. 1 kg, CLXS, CDXS, ogg CDBBXS ca. 1,5 kg. CLBA ca. 2,9 kg. PD 0.5 – 1 kg.
7. Brukervekt - 130kg for alle modeller unntatt Classic Bariatric - 360kg, Corbee Barnpute – 50kg
8. Inkontinensinnlegg hvit side opp! Plasseres under puten på innsiden av trekket.

FLAMMESIKKERHET

Samtlige StimuLITE sitteputer er branntestet og godkjente i henhold til NSEN 1021, samt CE-merket. Trekkets flammebeskyttelse er et tynt strekketøy i kevlar (samme materiale som brannmenn har i sine underklær), som er festet under trekkets overside. Trekkets tøy består av porøst polyester materiale som slipper gjennom væske og luft.

GARANTI

2 års garanti gjelder for StimuLITE sitteputer. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking og tørking da vaskeråd ikke har medfulgt.

VIKTIGT!

StimuLITE sitteputer er produsert for å forebygge trykksår. Når det gjelder Slimline sittepute (lav profil), skal personer uten følelse eller som har høy risiko for å få trykksår overveie å anskaffe StimuLITE Countoured eller StimuLITE Classic sittepute.

Hvis du oppdager ubehag med sitteputen eller rødhet på huden: Avbryt bruken og ta kontakt med din lege eller terapeut.

Lykke til med din StimuLITE sittepute

Göran & Brigitte Sjödén



GÖRAN SJÖDEN'S REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +47 48 50 32 97

e-post: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.com