

## Feilsøking

### Hva betyr E2 feilmeldingen?

E2 kommer dersom systemet ikke klarer å lage tilstrekkelig undertrykk i flere sykler etter hverandre (over en periode på 2min).


### Prøv følgende:

- Skru av maskinen
- Ta ut foten
- Sjekk at den oppblåsbare polstringen er festet til trykk-kammeret (begge tilkoblingspunktene må være godt festet).
- Sjekk at polstringen er festet opp langs kanten av trykk-kammeret
- Sjekk at den hvite lappen foran på polstringen fortsatt sitter på (den limer igjen et hull)
- Sjekk at forseglingen sitter jevnt ned rundt trykk-kammeret og at det blå båndet holder det tett.
- Sett inn foten på nytt, pass på at leggen er i sentrum av åpningen når pumpen blåser opp polstringen.
- Dersom det fortsatt ikke fungerer, kontakt Otivio.

### Hvem skal du kontakte ved problemer:


Hvis det under behandlingen oppstår endringer i din medisinske tilstand, må du kontakte dit behandlende helsepersonell.

Alternativt kan du kontakte vårt kundeserviceteam som vil sette deg i kontakt med de relevante representanter på [info@otivio.com](mailto:info@otivio.com) eller +47 934 46 261.



[www.otivio.com/flowox](http://www.otivio.com/flowox)

**otivio**



FLOWOX™

# Pasientinformasjon



## Denne brosjyren inneholder informasjon om FlowOx™

FlowOx™ brukes av pasienter med nedsatt blodsirkulasjon i beina. Pasienter som opplever smerter ved gange, som har kroniske sår eller annet ubehag knyttet til nedsatt sirkulasjon vil kunne ha glede av FlowOx™.



FlowOx™ genererer et undertrykk rundt beina på -40 mmHg i 10 sekunder avbrutt av 7 sekunders perioder med normalt trykk.

### Hva er perifer arteriesykdom?

Sykdommen kjennetegnes ved dårlig sirkulasjon i beina. Dette skyldes normalt plakk som tetter årene som fører blod ned til beina. Det gjør at kroppen ikke lenger kan tilføre nødvendig mengde oksygen til vevet. Når dette systemet svikter vil du først oppleve smerter ved gange (da øker behovet for oksygen i musklene i beina). Dersom sykdommen får utvikle seg videre, vil du også kunne oppleve smerter under hvile, spesielt når du ligger i sengen og beina er i samme høyde som hjertet (blodtrykket i beina reduseres når beina heves). Mangel på blodtilførsel og derigjennom oksygen kan føre til at sår blir kroniske. Perifer arteriesykdom er assosiert med røyking, diabetes og høy alder.

### Hvordan virker FlowOx™ ?

FlowOx genererer undertrykk rundt beina. Dette «suger» blodet ned i beina og ut i huden. Når trykket skrur av og på fører det til raske endringer i blodstrømmen som påvirker cellene i blodårene. Når dette repeteres, helst et par ganger om dagen, over flere uker og måneder, vil dette «trene» opp blodårene til å kunne svare på kroppens behov og dermed bedre din evne til å gå samt redusere smerter ved hvile.

### Hva er fordelene med FlowOx™?

- Det krever ingen inngrep i kroppen.
- Utstyret er trygt og enkelt å bruke.
- Utstyret kan brukes hjemme
- Det kan brukes i de tilfeller der inngrep ikke er tilrådelig.
- Dersom du har sår skal disse være bandasjert på vanlig måte under bruk.

### Hvilke pasienter kan ikke bruke FlowOx™?

- Dersom du har en ubehandlet hud- eller sårinfeksjon.

Dersom du under bruk merker smerter, ubehag eller din tilstand forverres bør du ta kontakt med din behandlingsansvarlige.

### Hvor ofte skal du bruke FlowOx?

Den person som er ansvarlig for din behandling vil gi deg råd om hvor ofte og hvor mye du bør bruke FlowOx. Vi anbefaler 2 timers bruk fordelt over minimum 2 perioder (for eksempel 1 time om morgenen og 1 time om ettermiddagen).

Dersom du opplever smerter ved bruk, kan det være en fordel å starte med kortere perioder, men flere runder hver dag.

### Hvordan bruke FlowOx?

Det er viktig å sitte godt, gjerne i en god stol, som gjør at du kan slappe av når du bruker FlowOx. Bruk utstyret i henhold til «hurtigguiden». Du bør ha sokker på, men forseglingen må komme i direkte kontakt med huden så bukser må trekkes opp.

Lange strømper må brettes ned til under kneet. Du må gjerne rette ut beinet etter at «treningen» er startet dersom du synes dette er mer behagelig.

### Når du er ferdig med behandlingen

Når du er ferdig med behandlingen er det viktig å få ut så mye av luften i den oppblåsbare polstringen som mulig (ved å holde den blå knappen nede samtidig som du klemmer ut luften med beinet) før du tar ut foten.

Husk å folde forseglingen tilbake så den ikke står spent over kanten på trykk-kammeret.

### Hvordan rengjøre utstyret?

Pumpen kan tørkes av med en fuktig klut. Trykk-kammeret kan rengjøres med en antibakteriell klut, og den tåler også såpe og vann. Det er viktig at den tørker godt etter rengjøring. Rengjøres etter behov.