

Universalsensor/Dørsensor & CareAssist

QUICK GUIDE



Universalsensor/Dørsensor

CareAssist

1. Koble **CareAssist** til den medfølgende USB-lader og sett den inn i stikkontakten. Lad opp **CareAssist** i 24 timer første gang.
2. Skru evt. på antenne og fest belteklips på **CareAssist**.
3. Fjern dekslet og sett batteriet i **Universalsensoren**.
4. Lås opp **Universalsensoren** ved å trykke en gang på **høyre-pilen**.
5. Heretter skal både **høyre-pil** og **opp-pil** holdes nede i ca. 3 sekunder.
6. **Universalsensoren** vil nå spørre om du vil endre innstillinger ('Change settings'), hvor man så trykker på **høyre pil** for ja.
7. **Universalsensoren** er nå låst opp, og du kan nå gå i gang med å konfigurere.
8. Valg av språk for **Universalsensor**:
 - a. Naviger i menyen med **opp/ned-pilene** til du finner 'Language/Country' og trykk deretter på **høyre-pil** for å velge.
 - b. Velg ønsket språk med **opp/ned-pilene** og trykk på **høyre-pil** når det språket du ønsker er markert (i denne guiden er Dansk valgt).
 - c. **Universalsensoren** bekrefter valget av språk og du kommer ut til hovedmenyen.
9. Velg døralarm funksjon for **Universalsensor**:

Døralarmen brukes til å sende en alarm når en dør åpnes og lukkes. Døralarmen brukes sammen med tilhørende magnetkontakter og innstilles som vist nedenfor:

 - a. Naviger i menyen ved hjelp av **opp/ned-pilene** til du finner 'Vælg funksjon' og trykk deretter på **høyre-pil**.
 - b. Naviger blant funksjonene med **opp/ned-pilene** inntil du finner funksjonen 'Døralarm' og trykk deretter på **høyre-pil**.
 - c. **Universalsensoren** bekrefter valget av funksjon, og du kommer tilbake til 'Vælg funksjon'.
 - d. Trykk på **venstre-pil** for at komme tilbake til hovedmenyen.
 - e. Avslutt konfigurasjonen ved å navigere nederst i hovedmenyen og trykk på **høyre-pil** (når 'Afslut' er fremhevet) for å avslutte.

10. Hold inne **Select** knappen på **CareAssist** for å komme inn i programmeringsmodus (må gjøres to ganger om tastaturet er låst). Du vil høre et pip når du er i programmeringsmodus.
11. Innstill tid og dato i **CareAssist**:
 - a. I programmeringsfunksjonen bruk **opp/ned-tastene** brukes til å vise 'Sett tid/dato', og deretter trykkes **Select** ned.
 - b. Trykk på opp/ned-tastene for å se enten 'Tid' eller 'Dato' og trykk deretter på **Select**.
 - c. For å justere tid/dato skal **opp/ned-tastene** brukes for å endre tall, og **venstre/høyre-tastene** brukes for å komme til timer/minutter/dag/måned/år.
 - d. Trykk på **Select** når den korrekte tid/dato vises, du vil da få et bekræftende pip.
 - e. For å komme ut av tid/dato-menyen skal du trykke på **opp/ned-tastene** for å vise 'Tilbake', og så trykke på **Select**.
12. Legg til **Universalsensor** (sender) i **CareAssist**:
 - a. I programmeringsfunksjonen i **CareAssist** skal opp/ned-tastene brukes til å vise 'Legg til sender' og deretter skal **Select** trykkes ned.
 - b. **CareAssist** viser nå 'Trykk på alarmsender'.
 - c. Aktiver **Universalsensoren** ved å holde magnetkontakter nederst på høyre side på **Universalsensoren** og så ta bort magnetkontakten («Dør åpen» vises i displayet).
 - d. **Universalsensorens** ID-nummer vises nå i **CareAssist**. Kontroller om den viste radiotrigger-ID passer til ID'en som er vist på den lille etiketten på **Universalsensoren**. Trykk **Select** om ID'en stemmer.
 - e. Velg så Beboer og Posisjon til **Universalsensoren** i **CareAssist**. Bruk **opp/ned-tast** for å komme til den ønskede beboer og posisjon og trykk så på **Select**.
 - f. Innstill nå 'overvåkingsperiode' i **CareAssist** (mulighet for å kun utløse aktivering på et bestemt tidspunkt, f.eks. om natten). Du vil nå få to valgmuligheter:
 - i. 24 Timer - enheten vil overvåke trigger-aktivering 24 timer i døgnet.
 - ii. Konfigurere – enheten vil nå be deg om å angi start/sluttidspunkt og vil kun generere alarmer som aktiveres innenfor dette tidsrommet.
 - g. En bekræftende lyd høres fra **CareAssist** når **Universalsensoren** er riktig lagt til.
13. Monter **Universalsensoren** og/eller **Magnetkontakter**:
 - a. Universalsensoren har en innebygd magnetkontakt nede på høyre side. Fest **Universalsensoren** på veggen eller andre passende steder ved hjelp av integrerte skruehull, dobbeltsidig tape eller borrelås.
 - b. Fest magnetkontakten på døren ved å skur inn to skruer i skruehullene.
 - c. Test **Universalsensoren** ved å åpne døren. Det vil nå mottas en alarm i **CareAssist**.
 - d. Trykk **Select** og **høyre-pil** for å velge 'Ja'. Alarmen er nå akseptert.

I visse installasjoner er det kanskje ikke mulig å installere magnetkontakten og universalsensoren ved siden av hverandre. Bruk den medfølgende RJ11-kabelen til å koble den røde ledningen til den andre skruen (sølvfarget) og den grønne ledningen til den fjerde skruen (sølvfarget). RJ11-pluggen brukes til å koble til universalsensoren.