

BRUKERVEILEDNING FOR TOMCAT TIGER



TOMCAT Tiger 1/Tiger 2



Brukermanual Monteringsanvisning Service/Vedlikeholdsanvisning

Mottak

Sjekk at leveransen er komplett og sykkelen er uten skader. Mangler eller feil rapporteres og produktet skal ikke benyttes før dette er utbedret.

Monteringsveiledning

TOMCAT Tiger leveres ferdig montert. Ved behov gjøres innstillinger og tilpassinger som angitt senere i denne veiledningen.

Oppbevaring

Ved lengre oppbevaring og lagring skal sykkelen rengjøres og lagres på et tørt og ventilert sted med smurte kjeder og mekanismer.

TOMCAT Tiger 1/Tiger 2

Kjære kunde,

Takk for at du har valgt dette innovative Tomkat produktet. Vi ønsker deg mange år med tur og trening med produktet. Les denne håndboken før Tiger tas i bruk.

For mer detaljert informasjon, se www.tomcatuk.org + www.sunrisemedical.no



Maks. brukervekt 20 kg. (SWL 20Kg)

SIKKERHET FØRST


1. Bruk alltid en hjelm og sikkerhetsutstyret på sykkelen.
2. Benytt ikke Tiger i bratte hellinger, eller på hellende eller ujevnt underlag, fordi dette kan få sykkelen til å velte brått. Kjør ikke over fortauskanter.
3. Unngå usikker bruk som at brukeren lener seg sideveis.
4. Farten skal ikke være raskere enn gangfart når Tiger styres av ledsager. Senk farten for å svinge, og støtt sykkelen i ryggstøtten.
5. Forlat aldri den som sykler uten oppsyn. Benytt parkeringsbremsen ved påstigning og avstigning.
6. Kun en person kan sykle på sykkelen av gangen. Tillat ikke at noen henger på ryggen til en som sykler.
7. Sørg for korrekt trykk i dekkene (2,5Kps – 40Lbs) for å sikre god stabilitet.
8. ADVARSEL. Fjern alltid ledsagerstyringen når sykkelen skal benyttes individuelt. Små bevegelser i styret kan skape hurtige bevegelser i armen på ledsagerstyringen, noe som kan forårsake alvorlige ansikts- og øyeskader på små barn.
9. Hvis armen på ledsagerstyringen presses ned eller trekkes opp med stor kraft, kan det oppstå mekanisk skade og styreevnen kan ødelegges. Løft aldri sykkelen i armen til ledsagerstyringen, f.eks. over en fortauskant.
10. Følg veiledningen for montering og justering. Ved fare for skade som følge av dårlig tilpassingen eller for stor bruk, må en terapeut kontaktes for råd før produktet tas i bruk første gang, og i forbindelse med hver justering.

Tomcat SNI Ltd. bestreber at firmaets produkter skal være så sikre som mulig, men har ingen kontroll over hvordan de brukes. Sørg for at produktet brukes i overensstemmelse med disse anbefalinger, med omsorg og på en trygg måte.

KLARGJØRING OG BRUK AV TIGER

Montere på arm til ledsagerstyring

1. Plasser styrearmen i styrehodet.
2. Med styrearmen i sporet i styrehodet presses låsehendelen ned i låst posisjon.
3. For å fjerne styrearmen, presses låsehendelen opp i åpen posisjon. Trekk armen til ledsagerstyringen ut.
4. For å teste om låsen er festet, trekkes det i armen uten å åpne låsehendelen.



Å styre sykkelen:

Beveg armen på ledsagerstyringen til venstre eller høyre mens sykkelen beveger seg fremover. Når armen bevegtes til venstre, styrer sykkelen til høyre og omvendt.


Anvende bremsen (avhengig av type)

Styret: Klem inn bremsehendelen på vanlig måte.

Bånd: Fest båndet på bremsehendelen. Trekk i båndet for å aktivere bremsen.

Arm: Trekk låsehendelen bakover for å aktivere bremsen.

Håndbrekk



Anvende parkeringsbremsen

1. Trekk bryteren "OPP"
2. Aktiver en brems, denne bremsen vil nå vedvare å være "PÅ"
3. Sjekk at sykkelen ikke kan bevege seg; Trekk bremsen hardere til hvis nødvendig.

Løse ut parkeringsbremsen

1. Trekk bestemt i en av bremsene.
2. Press samtidig bryteren "NED"
3. Løs ut bremsen og parkeringsbremsen vil også løses ut.

Parkeringsbrems bryter

Reimbremse utløser



TILPASSING AV TIGER


For å heve eller senke setet (ryggen)

1. Løsne på klemmen med en 5 mm Unbrako nøkkel.
2. Tilpass setehøyden og lås klemmen (fast).

Tilpassing av styret

Høyde:

Skru klemmeskruen mot urviserens retning (bilde 1). Slå lett på skruhodet for å frigjøre skruen. Tilpass høyden på styret i en av hullposisjonene og trekk til skruen igjen.



Avstand:

Løsne mutteren og skruen med en 17 mm skiftenøkkel og en 5 mm Unbrako nøkkel (bilde 2). Tilpass avstanden og trekk til skruen igjen.

Tilpassing av sandalens plassering


Løsne begge skruene ved siden av sandalen, flytt sandalen etter behov (bilde 3) og trekk til skruen igjen. Merk at sandalen kan beveges; fremover, bakover, til siden og rotere (sett fra oversiden).

Kontroller at sandalen kan bevege seg fritt etter tilpassing, uten at sandalens klips eller remmer treffer krankarmen.




Feste sandalens remmer

Fest spennen på remmen ved å tre remmen gjennom spennen og så tilbake gjennom låsespennen som vist (bilde 4). Tre remmen gjennom den innerste metallspennen (bilde 5), og så gjennom metallspennen på utsiden av sandalen (bilde 6).




Tilpasse sandalens remmer

Remmen plasseres over vristen på foten med låsespennen over skolissene. Den passerer da bak helen på skoen og gjennom den bakre metallspennen. Når tilpassingen er korrekt, vil den bakre spennen plassere seg i området "mellom" borrelåsene. Hvis den ikke plasserer seg der, tilpasses lengden på remmen ved å tilpasse plasseringen av låsespennen. Når tilpassingen er korrekt, trenger man bare åpne borrelåsene når barnet skal på eller av sykkelen (bilde 7).



Tilpassing av ryggs dybde (alle typer)

Løsne ryggbraketten og trekk den fremover eller bakover etter behov (bilde 8).



Trekk til skruen igjen (5 mm Unbrako nøkkel).

Rygg
braketter

TILPASSING AV TIGER TRIKE (fortsettelse)

Tilpassing av ryggghøyden (alle typer)

Løsne mutter på klemmeskruen på T-braketten og tilpass høyden. Trekk til skruen etter tilpassing (13 mm fastnøkkel og 5 mm Unbrako nøkkel).

Tilpassing av ryggtilten (Kun polstrede rygger)

Løsne den midtre klemmen og tilt til ønsket vinkel (13 mm fastnøkkel og 5 mm Unbrako nøkkel).

Fjerning av sidestøtter (alle typer)

Løsne låseskruen og fjern armer.

Justering av avstand mellom sidestøtter

Løsne låseskruen og flytt sidestøtter innover eller utover etter behov. Merk at mins 4 cm av røret må være inne i ryggens T-brakett. Se også instruksjonen for hvordan justere hofteremmen.

Tilpassing av høyden på sidestøtter

Løsne skruen og hev eller senk sidestøtte etter behov. Trekk til skruen etter tilpassing.

Åpne og lukke spennen på hoftebelset








Press inn sidene på spennen. Trekk spennen fra hverandre. For å lukke spennen trykkes de to delene sammen igjen.

Stramme og løsne hoftebelset (alle typer)

1. Trekk de løse endene av beltestroppene som går gjennom låsespennen.
2. Juster lengden på beltet ved å forlenge eller stramme beltet gjennom låsespennen.
3. Sjekk at den sitt riktig og at den er låst.

Tilpassing av 4 punkts sele (tilbehør)

1. Sett brukeren på setet, løsne hoftebelset og plasser 4 punkts selen over brystet på brukeren med de lange endene over skuldrene (bilde 1 og bilde 3).
2. Fest remmene ved å presse sammen de små spennene.
3. Gjenta prosessen for de nedre endene på selen.
4. Stram remmene om nødvendig, ved å trekke i løkken på enden av hver rem (bilde 2).
5. For å løsne remmene fjernes beltet og remmene trekkes tilbake gjennom spennene. Alternativt kan remmene tilpasses ved å løsne spennene på baksiden av ryggen og tilpasse remmen etter behov.



TILPASSING AV TIGER (fortsettelse)

Tilpassing av 4 punkts sele (tilbehør - fortsettelse)


Når tilpassingen er korrekt, lukkes spennen på hoftebeltet. Sjekk at alle remmer og spenner er festet og låst og at barnet puster ubesværet.

Tilpassing av bremsehendelen

Skru den lille skruen nær bremsekabelen inn eller ut etter behov. Tilpass avstanden til bremseklossen tilsvarende.

Tilpassing av bremsen

Løsne låsemutteren med en 8 mm fastnøkkel. Skru stilleskruen til korrekt avstand er oppnådd (1 til 3 mm totalavstand mellom bremseklosser og felg).



KONTAKT INFORMASJON


Sunrise Medical AS



Tlf: 66 96 38 00

www.sunrisemedical.no

post@sunrisemedical.no



ETTERSYN

1. Før bruk: Sjekk at sandalenes er korrekt festet
2. Hold sykkelen unna ekstrem varme, fuktighet eller langvarig sollys. Tørk den tørt når den har blitt våt og lagre den i et godt ventilert rom.
3. Sørg for at det hele tiden er korrekt trykk i dekkene. Sjekk dekkenes kvalitet jevnlig.
4. Vask lakkerte og polstrede deler samt plastdelene med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel.
5. Vask krom- og metalleder med et vaskemiddel uten slipeeffekt.
6. Sjekk og tilpass bremsen jevnlig (opprett hold en totalavstand på 1 til 3 mm mellom bremseklossen og felgen).
7. Smør hjullagrene foran årlig med en lett olje eller fett.
8. Sjekk remmer, belter, spenner, festepunkter og deler som fester brukeren til sykkelen for slitasje og skader. Skift ut ved behov.
9. Ingen annen smøring eller noe annet vedlikehold er nødvendig. Ta kontakt med den lokale serviceansvarlige dersom det oppstår problemer.

TILPASSING og BRUK

Tiger er beregnet brukt på fast plant underlag . Unngå hellinger og ulendt terreng slik at sikkerhet ivaretas og oppbremsing alltid skjer på en trygg måte. Oppbremsing gjøres ved bremsehåndtak på styret , via bremseutløser og stropp bak, eller i ledsagerhåndtaket dersom dette er montert. Bakhjulene bremser sykkelen også ved at pedalene bringes til stillstand. Mest effektiv oppbremsing skjer ved å benytte både pedaler og håndbrems samtidig.


Et funksjonsfriskt barn kan ofte tilpasse seg til en sykkel som ikke er helt riktig for barnet, mens et funksjonshemmet barn ofte trenger en sykkel som er tilpasset til de spesielle behov barnet har.

Korrekt tilpassing krever kunnskaper, spesielt dersom barnet har store fysiske funksjonshemminger. Det anbefales derfor å søke bistand fra en terapeut eller en tekniker som er opplært i bruken av produktet før

Imidlertid vil en god holdning normalt oppnås når:

1. Barnets rygg er rett og oppreist.
2. Forarmene er horisontale når barnet har hendene på styret.
3. Lårene er parallelle når barnet trækker på pedalene.
4. Anklene er i normalposisjon (mesteparten av tiden - se det midterste bildet under "Tilpasse sandalens posisjon").
5. Bena er lett bøyd i kneet når foten står på pedalen og denne er i nedre posisjon

Mer informasjon er tilgjengelig på www.sunrisemedical.no



TILPASSE SANDALENS POSISJON



FEIL!
Tærne peker nedover. Flytt sandalen bakover.



RIKTIG!
Ankelen i 90° som i stående posisjon.



FEIL!
Helen peker nedover. Flytt sandalen fremover.

TILPASSE SETEHØYDEN



FEIL!
Setet er for høyt



RIKTIG!



FEIL!
Setet er for lavt.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no