

permobil | SEATING + POSITIONING

ROHO® Hybrid Elite® Cushion
Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save for future reference.

shape fitting technology®

ROHO® Hybrid Elite®-pute

Bruksanvisning

Leverandør: Denne håndboken skal gis til brukeren av dette produktet.

Operatør (individ eller omsorgsyrer): Før bruk av dette produktet, bør du lese bruksanvisninger og bevare den for fremtidig referanse.

Innholdsfortegnelse

Tilsiktet bruk	74
Viktig sikkerhetsinformasjon	74-75
Deledetaljer	75
Putejustering	76
Ta av trekket og bytte det ut	77
Fjerning og bytting av puteinnlegg	
Fjerning og utskuffning av skuminnlegg	78
Rengjøring og desinfisering	79
Problemløsning	80
Lagring, avhending og resirkulering	
Begrenset garanti	
Produktspesifikasjoner	81



ROHO, Inc., 100 N. Florida Ave., Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.

U.S.A.: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449 • Kundeservice: orders.roho@permobil.com

Utenfor U.S.A.: 618-277-9150 • Faks: 618-277-6518 • intlforders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-produkter kan være dekket av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemærker, inkludert: ROHO®, DRY FLOATATION®, shape fitting technology®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Smart Check® og Sensor Ready™. Zytel® er et registrert varemærke fra DuPont. Zytel® er et registrert varemærke fra DuPont.

ROHO, Inc. har en politikk for kontinuerlig produktforbedring og forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene i dette dokumentet. En gjeldende versjon av dette dokumentet er tilgjengelig på permobilus.com.

© 2009, 2018 ROHO, Inc.

Rev. 06/19/2018

Tilsiktet Bruk

ROHO® Hybrid Elite® Cushion (Hybrid Elite-pute) er en justerbar, luftfylt støtteflate for rullestol som kombinerer et ROHO DRY FLOATATION®-puteinnlegg med en profilert skumbase ment å følge en persons sitteform i brukerenes lasteområdet (bekken) for å gi hud/vevsbeskyttelse, posisjonering og et miljø for å fremme sårheling. Det er en vektgrense på 225 kg, og Hybrid Elite-puten må være tilpasset brukerens størrelse. Hybrid Elite-puten må brukes med det leverte trekket. Putemodeller inkluderer:

- ROHO® Hybrid Elite SR™ Pute (Hybrid Elite SR)
- ROHO® Hybrid Elite®-pute med to kamre (Hybrid Elite-pute med to kamre)

ROHO, Inc. anbefaler evaluering av en terapeut som har erfaring innen sitting, posisjonering og mobilitet: 1) for å fastslå hvorvidt puten er egnet for brukeren; og 2) for å fastslå hvorvidt en solid setepattform er anbefalt hvis man bruker puten på en rullestol med bæresele.

ROHO® Hybrid Elite SR™ Pute er kompatibel med Smart Check® fra ROHO®.

ROHO medisinske produkter er ment å være en del av et generelt behandlingsopplegg. En kliniker bør gjøre produktanbefalinger basert på en vurdering av individets medisinske og terapeutiske behov og generelle tilstand. Klinikeren bør også vurdere brukerens visuelle, lese og kognitive evner for å avgjøre behovet for hjelp ved bruk av produktet, inkludert å gi brukeren en bruksanvisning i stor skrift.

Viktig sikkerhetsinformasjon



Advarsler

- Skader i hud/bløtvev kan oppstå av flere grunner, som kan variere fra person til person. Kontroller huden regelmessig, minst én gang om dagen. Rødhet, blåmerker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan indikere overflødig eller dyp bløtvevskade, og kan måtte takles. Dersom det er noen misfarging av hud/bløtvev, STOPP BRUK umiddelbart. Hvis misfargingen ikke forsvinner i løpet av 30 minutter etter at bruk er avsluttet, bør du umiddelbart konsultere en kvalifisert helsearbeider.
- Puten og trekket MÅ samsvare i størrelse og MÅ brukes som anvist i denne bruksanvisningen.. HVIS DE IKKE ER DET kan: 1) Fordelene puten gir reduseres eller elimineres, noe som øker risikoen på hud eller annet mykvev, og 2) brukeren bli ustabil og være utsatt for å falle.
- BRUK IKKE puten oppå, eller sammen med, noen andre produkter eller materialer, med mindre det er anvist i denne håndboken. Uriktig bruk kan føre til at brukeren kan bli sittende ustabil og utsettes for fallfare.
- IKKE plasser noen form for mellomlegg (bortsett fra et ROHO-putetrekk) mellom brukeren og puten. Dette vil redusere effektiviteten av produktet.
- BRUK IKKE komponenter av dette produktet separat. Puten må brukes med alle komponenter sammensatt.
- BRUK IKKE denne puten som flyteredskap (f.eks. et livbelte). Den vil IKKE holde deg flytende i vann.
- Puteoverflaten vil tilpasse seg omgivelsestemperaturen. Ta passende forholdsregler, spesielt om ubeskyttet hud kommer i direkte kontakt med puten.
- IKKE utsett produktet for sterk varme, åpne flammer eller varm aske. Tester eller sertifiseringer, inkludert mht. brennbarhet, gjelder ikke lenger for denne enheten når den blir kombinert med andre produkter eller materialer. Kontroller tester og sertifiseringer for alle produkter som blir brukt i kombinasjon med denne enheten.
- Be om assistanse dersom du ikke klarer å utføre en eller flere av handlingene beskrevet i denne bruksanvisningen.



Forholdsregler

- BRUK IKKE en pumpe, et trekk eller et reparasjonssett annet enn det levert av ROHO, Inc. Å gjøre dette, kan oppheve produktgarantien din.
- Modifiser IKKE puten eller noen andre komponenter. Å gjøre dette kan føre til skade på produktet og vil oppheve garantien.
- La IKKE puten komme i kontakt med oljebaserte kremer eller lanolin. De kan bryte ned materialet.

Viktig sikkerhetsinformasjon, fortsatt



⚠ Forholdsregler, fortsatt

- Langvarig eksponering for ozon kan forringe materialer brukt i puten, påvirke ytelsen til puten og oppheve produktgarantien.
- Endringer i høyde over havet kan kreve justeringer av puten din.
- Hold puten unna skarpe gjenstander.
- Hvis puten har vært i lavere temperaturer enn 32° F (0° C) og utviser uvanlig stivhet, la puten bli like varm som romtemperaturen.
- Undersøk komponentene for skade ved og erstatt det ved behov. Se FEILSØKING.
- BRUK IKKE ventilen eller Quick Disconnect som et håndtak for å bære eller dra puten. Bær puten etter putebasen eller etter bærehåndtaket på trekket.

Deledetaljer

Pakkeinnhold:

Serienummeretiketten er plassert på undersiden av puten.



For å bestille reservedeler, kontakt produktleverandøren din eller ROHO, Inc.

Putejustering

Hybrid Elite SR er utstyrt med Sensor Ready-teknologi og kan brukes med Smart Check by ROHO, som er en feedbacksystem for byter. Smart Check kan brukes til å finne brukerens oppblåsningsnivå og sjekke puten. For mer informasjon, kontakt kundeservice.

Merk:Hvis du eier Smart Check av ROHO, STOPP HER og refererer til *bruksanvisningen for Smart Check® by ROHO®*.





Viktig sikkerhetsinformasjon:




- Sjekk luftmengde ofte, minst en gang om dagen!
- BRUK IKKE en pute med for lite luft eller pute med for luft fordi putens egenskaper vil reduseres eller elimineres, noe som igjen resulterer i økt risiko for skade på hud og annet bløtvev. Hvis det virker som puten ikke holder på luften, eller hvis du ikke klarer å pumpe opp eller slippe ut luften, se i Feilsøking. Ta umiddelbart kontakt med din terapeut, forhandler eller ROHO, Inc. dersom problemet vedvarer.
- Når det er mulig, bør du bruke stroppe- eller borrelåsfestene til ytterligere å feste puten til sitteflaten.

Merkad: For puter med to kamre, gjenta alle trinnene for begge kamrene.

1. Plasser puten i rullestolen med luftcellene vendt opp og den skliskre overflaten vendt nedover.
2. Åpne trekk-klaffen* og skyv ghåndpumpens munnstykke over ventilen. Klem på munnstykket, åpne ventilen og blås opp luftcellene.
*Til det Kraftig trekk, åben lynlåsen.
3. Når luftcellene begynner å ,bøye seg litt, klyp på håndpumpens munnstykke og lukk ventilen helt. Fjern håndpumpen.
4. Brukeren bør sitte i stolen i sin vanlige posisjon. Stadfest at de mest beinete fremspringene støttes av luftcellene.
5. Skyv hånden din mellom luftcellene og brukeren. Løft beinet litt og kjenn etter det laveste beinfremspringen, og senk deretter beinet til sittende posisjon.
6. Åpne ventilen for å ta ut luft, med hendene dine under brukerens laveste beinfremspring. Slipp ut luft til du knapt klarer å bevege fingertuppene dine. Lukk ventilen.



Advarsler: Sørg for at det er minst ½ tommar (1,5 cm) med luft som støtter den brukerens beinfremspring.



Ta av trekket og bytte det ut

Fjerne trekket:

1. Åpne glidelåsen på trekket
2. Bare for standardtrekk: Åpne trekk-klaffen Strekk hånden inn i trekket og skyv ventilen gjennom åpningen så den kommer inn i trekket. Gjenta for den andre siden.
3. Fjern trekket fra puten.

Sette på trekk:





Advarsel: Før du setter på trekket må du sørge for at skuminnlegget og puteinnlegget er riktig plassert og festet skikkelig. Se UTSKIFTNING AV SKUMINNLEGG og UTSKIFTNING AV PUTEINNLEGG.

Instruksjoner for standardtrekk	Instruksjoner for kraftig trekk
1. Åpne glidelåsen på trekket sett puten inn i trekket med luftcellene vendt opp og den sklisikre overflaten vendt ned.	
2. Baksiden av puten skal være vendt mot glidelåsen.	2. Forsiden av puten skal vende glidelåsen.
3. Åpne trekk-klaffen Strekk hånden inn i trekket og skyv ventilen gjennom åpningen under trekk-klaffen. Lukk trekk-klaffen. Gjenta for den andre siden.	3. Før alle slangene inn i trekket.
4. Lukk glidelåsen på trekket Hvis borrelåsstrimlene ble fjernet før vask, erstatt strimlene.	

Fjerning og bytting av puteinnlegg



Fjerning av puteinnlegg:

1. Fjern trekket fra puten. Se TA AV TREKKET.
2. Skyv slangen ut av løkken på skuminnlegget.
3. Fjern slangen fra sporet i skumbasen, og dra det forsiktig gjennom hullet i skumbasenhjørnet. Gjenta for den andre siden.
4. Fjern puteinnlegget fra profilerte skumbasen.



Bytting av puteinnlegg:



1. Plasser puteinnlegget på skumbasen slik at det er på linje med borrelås-strimlene. Se til at puteinnlegget er sentrert. Trykk ned for å feste puteinnlegget til skumbasen ordentlig.
2. Sett inn slangen gjennom hullet i skumbasenhjørnet. Gjenta for den andre siden.
3. Skyv slangen gjennom løkken på skuminnlegget og skyv slangen tilbake i sporet og inn i skumbasen. Gjenta for den andre siden.
4. Bekreft riktig plassering av skuminnlegget. Se UTSKIFTNING AV SKUMINNLEGG.
5. Skift trekket. Se UTSKIFTNING AV TREKK.



Fjerning og utskifting av skuminnlegg

Fjerning av skuminnlegg:

1. Fjern trekket fra puten. Se TA AV TREKKET.
2. Skyv slangen ut av løkken på skuminnlegget. Gjenta for den andre siden.
3. Snu puten over slik cellene vender ned og bunnen av den profilerte skumbasen vender opp.
4. Trekk skuminnlegg-klaff vekk fra borrelåsstykkene på bunnen av den profilerte skumbasen. Gjenta for den andre siden.
5. Snu puten over slik cellene vender ned og bunnen av den profilerte skumbasen vender opp. Slipp skuminnlegget fra den profilerte skumbasen ved å trekke vekk fra borrelåsstykkene.






Utskifting av skuminnlegg:



Advarsel: Skuminnlegget må være riktig plassert på profilerte skumbasen.

Merk: Hvis puteinnlegget ble fjernet fra profilerte skumbasen, skift puteinnlegget før du bytter skuminnlegget. Se UTSKIFTNING AV PUTEINNEGG.

1. Plasser skuminnlegg på den profilerte skumbasen.
 - a. Skuminnlegget er ved siden av, men ikke på toppen av, luftcellene (A).
 - b. Skuminnlegget er på linje med, men overskrider ikke, forkanten av skumbasen. (B)
 - c. Skuminnlegget er plassert i midten av skumbasen.
2. Når det er i riktig posisjon, trykker du ned på skummetinnlegget for å feste den sikkert til den profilerte skumbasen.
3. Skyv slangen gjennom løkken på skuminnlegget. Skyv slangen tilbake i sporet etter behov. Gjenta for den andre siden.
4. Snu puten over slik cellene vender ned og bunnen av den profilerte skumbasen vender opp.
5. Trekk og fest skuminnlegg-klaffene til borrelåsstykkene på bunnen av den profilerte skumbasen.
6. Snu puten over slik cellene vender opp og bunnen av den profilerte skumbasen vender ned.
7. Skift trekket. Se UTSKIFTNING AV TREKK.



Rengjøring og desinfisering



Advarsler:

- Rengjøring og desinfisering er to separate prosesser. Rengjøring må komme før desinfisering. Før bruk av en annen person: rengjør, desinfiser og kontroller at produktet fungerer slik det skal.
- Følg produsentens retningslinjer for blekemidler og bakteriedrepende desinfiseringsmiddel.
- IKKE la vann eller rensmiddel trenge inn i puten. Vann i disse putene kan forårsake skade på Smart Check og risiko for brukeren.
- Merknad om sterilisering: Høye temperaturer fremskynder aldring og skader produktets sammensetning. Produkter fra ROHO er ikke pakket i steril tilstand, og det er ikke ment at de skal steriliseres før bruk. Dersom regelverket krever sterilisering: Først følger du instruksjonene for rengjøring og desinfisering; deretter åpner du oppblåsningsventilen og bruker lavest mulig
- steriliseringstemperatur, men ikke mer enn 70 °C, i så kort tid som mulig. IKKE autoklaver.

Stell av trekket: Før rengjøring og desinfisering, fjern trekket fra puten. Fjern borrelåsdelen fra undersiden av trekket.

Rengjøring av trekket:

Makinvaske i kaldt vann (30 °C) med skånsomt vaskemiddel, skånsom syklus, eller tørk rent med nøytralt vaskemiddel og kaldt vann. Tørk i tørketrommel på lav temperatur.



Desinfisering av trekket: Vask for hånd i kaldt vann (30 °C) og bruk 1 del flytende blekemiddel per 9 deler vann. Hold produktet vått med blekemiddelet i 10 minutter, og skyll grundig. Du kan også vaske i maskin i varmt vann (60 °C). Tørk i tørketrommel på lav temperatur..



Forholdsregler ved stell av puten: Ventilen må være lukket • LA IKKE vann eller rengjøringsløsning komme inn i puteinnlegget. • IKKE vask eller tørk puteinnlegget, skuminlegget eller den profilerte skumbasen i maskin. • Bruk av følgende stoffer kan skade puten: slipemidler (stålull, skuresvamp); etsende, maskinoppvaskmiddel; rengjøringsmidler som inneholder petroleum eller organiske løsemidler, inkludert aceton, toluen, metyletylketon (MET), nafta, dry cleaning væske, lim fjerningsmiddel; oljebaserte kremer, lanolin eller fenolbaserte desinfeksjonsmidler; ozongass; rengjøringsmetoder der det brukes ultrafiolett lys.

Rengjøring av puteinnlegget: Fjern forsiktig puteinnlegget fra den profilerte skumbasen. Lukk ventilen. Vask for hånd med en mild flytende håndsåpe, håndoppvaskmiddel, vaskemiddel eller et universalt vaskemiddel (følg anvisningene på blekemiddelflasken). Skrubbe forsiktig alle putens overflater med en myk plastbørste, svamp eller klut. Skyll med rent vann. Lufttørk. Må IKKE utsettes for direkte sollys.



Forsiktig: Skyll nøye. Vaskemiddelrester kan føre til at luftceller kleber seg sammen.

Desinfisering av puteinnlegget: Følg rengjøringsinstruksjonen over og bruk deretter 1 del flytende blekemiddel (klorin) per 9 deler vann. Hold produktet vått med blekemiddelet i 10 minutter. Skyll grundig med rent vann. Lufttørk.

For å rengjøre og desinfisere den formede skumbasen: ta av trekket, skuminlegget og puteinnlegget. For å rengjøre, tørk forsiktig over med en klut fuktet med vann og en mild vaskemiddel, og skyll deretter med ren kaldt vann. For å desinfisere, følg rengjøringsinstruksjonen, men bruk en desinfiserende middel istedenfor et vaskemiddel. Etter rengjøring eller desinfisering, la skummet tørke grundig før trekket settes på igjen.



For å rengjøre og desinfisere skuminlegget: for å rengjøre, fukt en klut, vri ut overflødig vann. Tørk forsiktig over med kluten og en mild vaskemiddel, tørk deretter over med en ren, lett fuktig klut. For å desinfisere, følg rengjøringsinstruksjonen, men bruk en desinfiserende middel istedenfor et vaskemiddel. Etter rengjøring eller desinfisering, la skuminlegget tørke grundig før trekket settes på igjen.



Dette symbolet betyr "tørk med fuktig klut."

Problemløsning

Ved behov for ytterligere hjelp, kontakt leverandøren, distributøren eller ROHO, Inc.

Holder ikke på luften-Kontroller for ventil- og slangeskade. Stadfest at ventilen er helt lukket (vri mot klokken). Se etter hull i puten. Hvis hullene er veldig små eller det ikke finnes noen synlige hull, følg instruksene i reparasjonssettet som fulgte med produktet. For ventil- eller slangeskade, eller store hull eller lekkasje i puten, se vedlegget Begrenset Garanti, eller ta kontakt med kundeservice.

Klarer ikke å blåse opp eller ta luften ut av pute-Stadfest at ventilen(e) er åpen. Kontroller ventilen(e) og slangen(e) for skade.

Ubehagelig/ustabil-Bekreft at:

- luftcellene har ikke for mye luft.
- skuminnlegget og puteinnlegget er korrekt plassert på profilerte skumbasen.
- luftcellene og toppen av trekket vende opp.
- puten er sentrert under brukeren.
- skuminnlegget overlapper ikke luftcellene.
- puten er tilpasset brukeren og rullestolen.

Gi brukeren minst en time til å venne seg til puten.

Puten sklir på rullestolen-Påse at den sklisikre bunnen av putetrekket vender nedover. Bruk retningsmerker på puten og på trekket for å innrette puten. Bruk borrelåser for ytterligere å feste puten til rullestolen.

Komponent er skadet-Kontakt kundestøtte for utskifting.

Lagring, avhending og resirkulering

Lagring: Rengjør og desinfiser produktet før lagring. åpne ventilene og la luft slippe ut av produktet Oppbevar produktet i en boks som beskytter det mot fuktighet, forurensninger eller skader.

Avhending: Når produktet er avhendet og håndtert i overensstemmelse med tiltenkt bruk, er det ingen kjente miljøfarer tilknyttet noen av produktdelene nevnt i denne brukerhåndboken. Kast produktet og/eller delene iht. gjeldende lokale lovmessige retningslinjer. Ved forbrenning må det utføres av et kvalifisert, lisensiert anlegg for avfallshåndtering.

Material resirkulering: Kontakt det lokale renholdsverket for alternativer til resirkulering av produktet. For mer informasjon om resirkulering, kontakt ROHO, Inc.

Begrenset garanti

Begrenset garantiperiode: 24 måneder etter den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet. Garantien gjelder ikke for punkteringer, flenger og brannskader, og gjelder heller ikke avtakbare trekk. Se også vedlegget Begrenset Garanti som medfølger produktet, eller kontakt kundeservice.

Produktspesifikasjoner

Materialer: Puteinnlegg: neoprengummi, laget uten lateks; Inflasjonsventil: Zytel; Profilert skumpase: polyetenskum med lukkede celler; Skuminnlegg: polyuretanskum; Standard trekk: 2 sidig elastisk, sider med spacermateriale, med en glidelås på baksiden av trekket og en sklisikker bunn med borrelås for å feste puten til stolen. Se etiketten på trekket for materialinnhold. Kraftig trekk: 2 sidig elastisk, væskebestandig topp og sider, med en glidelås foran på trekket og en sklisikker bunn med borrelås for å feste puten til stolen. Se etiketten på trekket for materialinnhold og for å overholde antennelighetskrav.


Størrelsestabell		Skumbase			
Pute		Bredde (tommer)	Dybde* (tommer)	Bredde (cm)	Dybde* (cm)
Enkelt ventil	Dobbel ventil				
1RHE1414C-SR	2RHE1414C	13¾	14¾	35,0	37,5
1RHE1415C-SR	2RHE1415C	13¾	15¾	35,0	40,0
1RHE1416C-SR	2RHE1416C	13¾	16¾	35,0	43,0
1RHE1515C-SR	2RHE1515C	14¾	15¾	37,5	40,0
1RHE1516C-SR	2RHE1516C	14¾	16¾	37,5	43,0
1RHE1517C-SR	2RHE1517C	14¾	17¾	37,5	45,0
1RHE1615C-SR	2RHE1615C	15¾	15¾	40,0	40,0
1RHE1616C-SR	2RHE1616C	15¾	16¾	40,0	43,0
1RHE1617C-SR	2RHE1617C	15¾	17¾	40,0	45,0
1RHE1618C-SR	2RHE1618C	15¾	18¾	40,0	48,0
1RHE1620C-SR	2RHE1620C	15¾	20¾	40,0	53,0
1RHE1716C-SR	2RHE1716C	16¾	16¾	43,0	43,0
1RHE1717C-SR	2RHE1717C	16¾	17¾	43,0	45,0
1RHE1718C-SR	2RHE1718C	16¾	18¾	43,0	48,0
1RHE1720C-SR	2RHE1720C	16¾	20¾	43,0	53,0
1RHE1816C-SR	2RHE1816C	17¾	16¾	45,0	43,0
1RHE1817C-SR	2RHE1817C	17¾	17¾	45,0	45,0
1RHE1818C-SR	2RHE1818C	17¾	18¾	45,0	48,0
1RHE1820C-SR	2RHE1820C	17¾	20¾	45,0	53,0
1RHE2017C-SR	2RHE2017C	19¾	17¾	50,0	45,0
1RHE2018C-SR	2RHE2018C	19¾	20¾	50,0	48,0
1RHE2020C-SR	2RHE2020C	19¾	20¾	50,0	53,0
1RHE2218C-SR	2RHE2218C	21¾	18¾	55,5	48,0
1RHE2220C-SR	2RHE2220C	21¾	20¾	55,5	53,0
1RHE2222C-SR	2RHE2222C	21¾	22¾	55,5	58,0
1RHE2418C-SR	2RHE2418C	23¾	18¾	60,5	48,0
1RHE2420C-SR	2RHE2420C	23¾	20¾	60,5	53,0

Vekt: 3¼ lbs. / 1,4 kg (basert på 1RHE1817C-SR)
 Høyde: 4 tommer / 10,0 cm

*Dybden som vises inkluderer ¾ tommer (1,5 cm) av skumbase som passer mellom rullestolens bakre innlegg.

Merk: Alle mål er omtrentlige. Bredde- og dybdemålinger er tatt fra toppen av skumbasen og er avrundet til nærmeste ¼ tommer eller 0,5 cm. Putens artikkelnumre og overtrekksetiketter indikerer rullestolstørrelsen som puten er tilpasset for.

Forventet levetid til puten: 5 år



permobil | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Outside U.S.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518

permobilus.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Item #: T20194

Rev: 06/19/2018

Print Date:

Qty:



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.