

Ergogripbøyle til servanter

Bruksområder

Ergogripbøylene for servanter er et enkelt støttehåndtak til bruk i hjem, omsorgsboliger, sykehjem og sykehus. Bøylene kan forebygge fall og gir god støtte og trygghet ved egenpleie og stell. Ergogripbøylene 1, 2 og 3 passer til de fleste typer servanter med mål 560 x 420–440 mm.

Type 1

Passer til servant:

Porsgrund (P)Seven D 11156

Passer også til utgått modell:

Gustavberg (G)2560, P177 – 21

Type 2

Passer til servant:

P Trevi 11185

Ifö solo 1922

G 5556 (prosjektservant)

Passer også til utgått modell:

G 590

Type 3

Passer til servant:

P seven D 11113

Passer også til utgått modell:

P 160 – 22

Type 4

Passer til servant:

Ifö sign art 7462

Ifö sign art 7472

Ifø sign art 7482

Ifø sign.art 7442

TYPE 1

NRF nr 6100651



TYPE 2

NRF nr 6100652



TYPE 3

NRF nr 6100653



TYPE 4

NRF nr 6100654



Hjelp til selvhjelp

- Enkelt tiltak ved hverdagsrehabilitering
- Gjør brukere selvhjulpne
- Forebygger fall
- Er solgt til sykehjem, sykehus og omsorgsboliger
- Kan ettermonteres

Veggfester for støttehåndtak 1–3

Det er utviklet to typer veggfester for Ergogripbøylene.

- A.** Har en hel bakplate som festes i servantens opphengssystem. Anbefales ved montering av nye servanter. Ved ettermontering må servanten demonteres av rørlegger eller fagperson med vvs kompetanse
- B.** Ny modell med teleskopisk justering for tilpassing av ulik avstand mellom vegg og servant. Veggfestene skrues i veggen på sidene av servanten. Kan monteres av servicemann eller vaktmester.

Måleark for servanter til støttehåndtak 1–3

Dersom du er usikker hvilken Ergogripbøyle som passer til aktuell servant kan du kontakte oss og få tilsendt måleark. Kontroller målene på servanten først de må være 560 x 420–440 mm for at bøylene skal passe.

Montering av støttehåndtak 4

Bøyle 4 kan enkelt monteres av vaktmester eller andre med teknisk innsikt.

Monteringsanvisning følger alle støttehåndtakene ved levering

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende Ergogripbøylene vennligst kontakt oss:
Aase.Rokne@ergogrip.no 92 20 93 99
Bibba.Benum@ergogrip.no 90 95 21 63

Selvhjelpen bruker



A.



B.

