

Tekniske data;	Viktige mål;		
Ramme av pulverlakkert aluminium		Comfort	Pondus
Elektrisk drevne aktuatorer	Max bredde:	680 mm	780 mm
24V batteri med 220V lader	Sete bredde:	500 mm	600 mm
Pumpefrie gummi hjul	Sete dybde:	445 mm	445 mm
Avtakbare, vaskbare trekk i velur el. skai	Sitte høyde:	450-850 mm	
	Vekt:	35 kg	40 kg
	Brukervekt:	150 kg	150 kg

Bestillingsinformasjon;	
Vare nr.	Produkt
1221	Jatab Comfort Mobiliseringsstol, 50 cm sete bredde
1222	Jatab Pondus Mobiliseringsstol, 60 cm sete bredde
Tilbehør:	
00815	Glidbrett
00598	Glidedyne
02817	Sikkerhetsbånd, smalt / hoftebånd
02818	Sikkerhetsbånd, bredt / knebånd
02820	Dusjkapell/-trekk
02831	Bekken
02750	Festebøyler for bekken



1221 Comfort
1222 Pondus



00815 Glidbrett



00598 Glidedyne
02817 Sikkerhetsbånd, smalt
02818 Sikkerhetsbånd, bredt



Jatab 'MM

Multifunksjonell Mobiliseringsstol

- for raskere, tryggere og enklere mobilisering



JATAB CARE

Forhandles i Norge av:

BrageMedical

Boks 341, Bragernes
3001 Drammen
Tel.: 32 83 59 00 / Faks.: 32 83 59 01
E-post: info@bragemedical.no
Web: www.bragemedical.no

Hvorfor velge JATAB 'MM?

➔ Tidlig mobilisering gir bedre behandlingsresultater

Jatab 'MM Mobiliseringsstol er et unikt, multifunksjonelt hjelpemiddel for mobilisering og forflytning. Mobiliseringsarbeidet blir trygt, effektivt, enkelt og arbeidsbesparende. Derfor er det større muligheter for at mobiliseringsarbeidet kommer i gang tidlig og blir mest mulig effektivt.

➔ Effektive hjelpemidler reduserer behovet for tunge løft og reduserer dermed risikoen for belastningsskader

Jatab 'MM Mobiliseringsstol gjør at behovet for belastende arbeidsmoment minimeres. Selv dusj- og toalettbesøk kan skje uten overflyttinger til andre hjelpemidler. Brukeren kan overflyttes liggende fra seng til Jatab 'MM. Farene for fall- og arbeidsskader reduseres.

➔ Ny teknologi skal være enkel i bruk

Jatab 'MM Mobiliseringsstol kontrolleres med en oversiktlig styringsenhet som aktiverer de batteridrevne motorene. Stå-, ligge- og sittestillingen justeres trinnløst. Stolen har store hjul og er derfor enkel å manøvrere.

➔ Ny teknologi skal være kostnadseffektiv.

Jatab 'MM Mobiliseringsstol erstatter i mange tilfeller en rekke andre hjelpemidler som heis, hvilestoler og stå-brett. Mobiliseringsstolen er solid bygget, driftsikker og lett å vedlikeholde.

JATAB CARE

Multifunksjonell JATAB 'MM ...



➔ Overflytting

Overflytting mellom seng og stol skjer liggende, ved hjelp av en spesiell glideplate og glidedyne. Overflyttingen foregår uten løft, gir minimal belastning, og er meget skånsom for brukeren.

➔ Transport

Transport av brukeren i forbindelse med operasjon, behandlinger, sykegymnastikk og fysioterapi gjøres smidig i liggende eller sittende stilling. Store hjul gjør stolen enkel å manøvrere.



➔ Stå-trening

Stå-funksjonen tillater gradvis stå-trening. Treningen er nødvendig for å stimulere og vedlikeholde tarmfunksjon, respirasjon og sirkulasjon. Treningen kan også ha gunstig effekt på spasmer.



➔ Hygiene

Jatab 'MM har innebygd toalettsete. Toalettbesøk foregår enkelt og hurtig uten løft eller forflytning med andre hjelpemidler. Eget dusjtrekk gjør Jatab 'MM om til dusjsete. Brukeren kan også dusje liggende.

Metalloverflater og tekstiler kan desinfiseres (Virkon) og tekstiler kan vaskes i maskin.



JATAB CARE