

# Invacare® | Toalettforhøyere



## Aquatec 90000

Aquatec **90000** toalettforhøyere er utviklet for å imøtekomme kravene fra brukere både på institusjoner og hjemme. Med et toalettsete som enkelt kan tas av basen, og komponenter i plast og rustfritt stål, er Aquatec **90000** både enkel å rengjøre og svært robust.

- Tilgjengelig i tre setehøyder: 20 mm, 60 mm og 100 mm
- Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for ekstra støtte - fjernes eller monteres raskt ved hjelp av klipssystem
- Innovativt klipssystem: Toalettsetet kan enkelt tas av basen, uten bruk av verktøy
- Store utskjæringer både foran og bak på toaletttringen forenkler hygienestellet
- Høy maksimal brukervekt; 150 kg



## Invacare Avita H430A/2

- Toalettforhøyere
- Kan justeres i tre setehøyder samt vinkles
- Oppfellbare, ergonomisk utformet armlener for ekstra støtte
- Skrues godt fast til toalettet for å sikre en trygg seteposisjon

**AQUATEC**




**Yes, you can.®**

**Tekniske data**

Produkt	Artikkelnummer	
	Aquatec 90000	Invacare Avita H430A/2
Toalettforhøyere med armlen	8.31.101 (Setehøyde 100 mm) 8.31.111 (Setehøyde 60 mm) 8.31.121 (Setehøyde 20 mm)	H430A/2
Tilbehør: Adapter som gir en sittestilling på 8° fremover	1470825	
Dimensjoner		
Setebredde	36.5 cm (A)	36 cm (A)
Setedybde	39 cm (B)	39 cm (B)
Setehøyde 1	2 / 6 / 10 cm (C)	6 cm (C)
Setehøyde 2	–	10 cm (D)
Setehøyde 3	–	14 cm (E)
Total bredde med armlen	54 cm (D)	57 cm (F)
Total bredde uten armlen	38 cm (E)	39.5 cm (G)
Total dybde	47.5 cm (F)	48 cm (H)
Total høyde	–	35.5 cm (I)
Total høyde med armlen	23 / 27 / 31 cm (G)	–
Total høyde uten armlen	3 / 7 / 11 cm (H)	–
Høyde, sete til armlen	20 cm (I)	20 cm
Bredde mellom armlen	45 cm (J)	47 cm (K)
Bredde utskjæring	–	23 cm (L)
Dybde utskjæring	–	23.5 cm (M)
Bredde åpning	20.5 cm (K)	26 cm (N)
Dybde åpning	27.5 cm (L)	30 cm (O)
Annen info		
Vekt	–	6.2 kg
Vekt med armlen	4.4 kg (SH:10 cm) 4 kg (SH:6 cm) 3.6 kg (SH:2 cm)	–
Maks brukervekt	150 kg	120 kg
Farge	Hvit	Hvit

Aquatec 90000



Invacare H430A/2

