

DELPHIN DUSJ- OG TOALETSTOL



Oppdatert

Solid og velprøvet dusjstol med drivhjul

DELPHIN

SELVSTENDIGHET NÅR DU ØNSKER DET, STØTTE NÅR DU TRENGER DET



Delphin kan også leveres med små låsbare hjul bak.



Oppdaterte Delphin er et godt valg for enda flere! Dusj- og toalettstolen har fått økt funksjonalitet og ny, hvit farge.

- Delphin med drivhjul egner seg svært godt til brukere som er aktive og selvhjulpne i forbindelse med personlig hygiene.
- Allsidige Delphin med drivhjul kan brukes som transportrullestol når åpningen i setet dekkes av det medfølgende setelokket.
- Delphin med små låsbare hjul gir en smalere løsning for brukere som har hjelp i dusj- og toalettsituasjon.
- Delphin kan plasseres over toalettet eller benyttes med bøtte.
- Maksimal brukervekt på 130 kg sikrer en god dusj- og toalettstol til enda flere brukere.

Hovedproduktets størrelse og artikkelnummer

Modell	Setebredde	Setehøyde	Varenummer
Delphin m. drivhjul	43 cm	63 cm	30100101
Delphin m. drivhjul	43 cm	55 cm	30100102
Delphin m. drivhjul	48 cm	63 cm	30100103
Delphin m. drivhjul	48 cm	55 cm	30100104
Delphin m. små låsbare hjul	43 cm	63 cm	30100105
Delphin m. små låsbare hjul	43 cm	55 cm	30100106
Delphin m. små låsbare hjul	48 cm	63 cm	30100107
Delphin m. små låsbare hjul	48 cm	55 cm	30100108

KAN OGSÅ BENYTTES I BASSENG



Oppfellbare armlener for enklere forflytning.



Helt tette drivringer hindrer vannansamlinger og vannskader på gulv.



Sete og rygg er ergonomisk formet i mykt og hudvennlig polyuretanskum.



Seteilegg leveres som standard og gir økt bruksområde.



Footbrettet er høydejusterbart og kan felles opp innunder stolen, for eksempel ved forflytning.

Nyheter!



Bøyle på ryggen for plassering av håndkle.



Forbedret grep på kjørehåndtakene.



Bøtte med lokk og setelock leveres som standard.



Høyere brukervekt, 130 kg.



Optimalisert hjulinnfesting for enda bedre kjøreegenskaper.



Forbedret korrosjonsbehandling for økt motstand mot rust.

Tilbehør

Beskrivelse	Varenummer
Sikkerhetsbøyle sb43	30109210-001
Sikkerhetsbøyle sb48	30109210-002
Transitthjul, hø=ve*	760858020
Bremsepakforlenger, par*	000861253
Vippestuss*	740815123
Tippesikring utsvingbar, hø=ve*	000859202
Krykkeholder (betinger vippepestuss)*	740815120

*kun i kombinasjon med Delphin med drivhjul

Tekniske spesifikasjoner

Setebredde:	43 cm og 48 cm
Setedybde:	42 cm
Setehøyde	55 cm og 63 cm
Toalettøyde	46 cm og 54 cm
Rygg:	42,5 cm
Maks. totalbredde uten drivhjul:	Setebredde + 14 cm
Maks. brukervekt:	130 kg
Vekt:	15 kg
Rengjøres i vann uten klor etter bruk i basseng.	

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.tor.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel.
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no