



Step Up



Optimaliser rehabiliteringen



Dolomite **Step Up** er et nytt moderne gåbord, utviklet for å gi rehabilitering til flere pasienter hver dag. Reguler til optimal ergonomisk posisjon gjennom et par enkle håndgrep - raskt og enkelt! *Dolomite* **Step Up** kan justeres manuelt, hydraulisk eller ved hjelp av motor. Det behøves heller ingen verktøy for å montere tilbehøret.



Utviklet for gåtrening

Hovedrammen er designet for å gi et større område for brukeren å bevege seg. Den opphøyde fremre delen av rammen, og den store bredden innenfor rammen, gjør det mulig å ta lengre steg.

Ergonomisk tilpasning av armstøtten

Ved å løsne på midtspaken, kan begge armstøttene reguleres i bredden samtidig. Armstøttens posisjon blir stående i 25° vinkel fra skulderen - en ideell stilling for å beholde styrken i øvre del av kroppen.

Håndtering og rengjøring

Armstøtteputene er myke for å gi trykkavlastning, og er trygt festet med myk borrelås. Ved rengjøring eller utskiftning er det raskt og enkelt å ta de av. STEP UP er vel gjennomtenkt for bruk ved forflytning. Den lave bakrammen kommer enkelt under sengen, noe som forenkler forflytningen. Den store bredden innenfor rammen, samt muligheten for breddejustering, hjelper også til ved forflytning fra rullestol.

Egenskaper og muligheter



Armstøttebredde

Regulering av avstanden mellom armstøttene gjøres uten bruk av verktøy.

Ramme

Breddejustering av rammen gir større gangareal.

Tilbehør og valg

Raskt og enkelt å feste tilbehør



Praktisk kurv

Holder dine eiendeler innen rekkevidde.

Art. nr 1531390

HMS art. nr 174363



Bord

For små eiendeler.

Art. nr 1531391

HMS art. nr 174364



Albuestøtte

Forhindrer at albueene sklir ut av armstøtten.

Art. nr 1531448

HMS art. nr 175765



Hjul med retningsstyring

Hjelper til å fokusere på å gå rett frem.

Art. nr 1531408

HMS art. nr 175778



Oksygenflaskeholder

Sikker montering av oksygenflaske på gåbordet.

Art. nr 1531406

HMS art. nr 175781



Brems/Enhåndsbrem

Enhåndsbremsen kan monteres på både høyre og venstre side.

Art. nr 1531450

HMS art. nr 175774



Kulegrep

Når man har vanskeligheter med å lukke hendene.

Art. nr 1539515

HMS art. nr 214755



Oppreisningshjelp (kit)

For oppreist kroppsholdning. Passer til den manuelle modellen.

Art. nr 1531449 (ståplate, kne-støtte og støtterem).

HMS art. nr 175794



Infusjonsstativ

Praktisk infusjonsstativ.

Art. nr 1531407

HMS art. nr 175789



Gaffel gåbord 100 mm kit

Art. nr 1536047

HMS art. nr 175776



Sele

Selen gir brukeren god støtte slik at man kan starte gangtreningen på et tidlig tidspunkt. Monteres uten bruk av verktøy. Enkelt å tilpasse og regulere, med hurtigkobling.

Ståplate

Art. nr 1535330

HMS art. nr 175805

Modeller



Step Up Manuell

Dra ut knappen, og flytt til ønsket posisjon.

Art. nr 1585401

HMS art. nr 174362



Step Up Hydraulisk

Enkel å manøvrere. Trykk ned spaken for å justere til ønsket høyde.

Art. nr 1587608



Step Up Elektrisk

Bruk håndkontrollen for å regulere til ønsket høyde. Håndkontrollen festes på rammen. Den elektriske versjonen med magnet gir aktiv støtte.

Art.nr 1587609

Tekniske data

For mer informasjon om produktene, vennligst se brukermanualen som kan lastes ned på www.invacare.no.

	Width between wheels	Width between outside wheels	Height adjustment	Width between inside armrests	Total width	Total length	Total product weight
Step Up Manuell	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	16 kg
Step Up Hydraulisk	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	18 kg
Step Up Elektrisk	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	23 kg

	Max. user weight	Wheel diameter	Side frame to floor height
Step Up Manuell	150 kg	125 mm	215 mm
Step Up Hydraulisk	150 kg	125 mm	215 mm
Step Up Elektrisk	150 kg	125 mm	215 mm



Farge

RAL 1035



Hovedprodukt

Step Up Manuell	1521677
Step Up Hydraulisk	1521678
Step Up Elektrisk	1521679

Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway

