

LIFE FF

LETT AKTIV,
KRYSSRAMMESTOL
MED FASTE
BENSTØTTER



LIVE WITHOUT LIMITS

**QUICKIE**[®]
Live without limits.

Quickie Life FF



Quickie Life FF - fast front!

Quickie Life FF er en utrolig fleksibel og tilpasningsvennlig rullestol. Med svært lav vekt og det ypperste hva gjelder tilpasningsvennlighet blir den et førstevalg hos mange. Life finnes både med fast front (FF) og med utsvingbare benstøtter (SA).

Quickie Life FF ble rangert som nr 1 i post 4: Aktiv sammenleggbare ramme med faste benstøtter. Den har et svært tiltalende design med et nett og aktivt utseende med smale rammerør og avrundet ramme bak. Flere fargevalg finnes på ramme, trekk og enkelte deler (se bildet over).

Med de mange mulighetene for tilpasning kan du få stolen i akkurat den posisjon som gjør at den passer perfekt til deg. Med riktig innstilling har du en av de mest energieffektive stoler for redusert belastning på armer og skuldre. Quickie Life stolene egner seg meget godt for montering av Jay-rygger.

En meget god stol for et aktivt daglig liv - Quickie Life FF!

LIVE WITHOUT LIMITS



Quickie Life FF

Aktiv sammenleggbart ramme med faste benstøtter:
Quickie Life FF

Som standard leveres Quickie Life FF med:

- Setetrekke m/1 lomme
- Vinkeljusterbar rygg m/justerbart nylon trekk
- Integreerte kjørehåndtak lang
- Aluminium klesbeskyttere
- Fast frontramme m/ vinkeljust fotplater kompositt
- Svinghjul 5" kompakte
- Drivhjul 24" Design m/luft dekk
- Drivringer aluminium søveloksert
- Bremses Push-to-Lock



Bildet viser standard modell i Norge.

Quickie Life FF artikkelnumre hovedprodukt:

Våre artikkelnumre er bygget opp slik: LIFFsbsd: LIFF=Life FF, sbsd= setebredde setedybde.

Eks: LIFF4042 = Life FF i post 4, setebredde 40 og setedybde 42. HMS art.nr står foran våre art.nr.

HMS-nr: Vårt art.nr:	HMS-nr: Vårt art.nr:	HMS-nr: Vårt art.nr:	HMS-nr: Vårt art.nr:
179248 LIFF3636	179264 LIFF4036	179280 LIFF4436	179296 LIFF4836
179249 LIFF3638	179265 LIFF4038	179281 LIFF4438	179297 LIFF4838
179250 LIFF3640	179266 LIFF4040	179282 LIFF4440	179298 LIFF4840
179251 LIFF3642	179267 LIFF4042	179283 LIFF4442	179299 LIFF4842
179252 LIFF3644	179268 LIFF4044	179284 LIFF4444	179300 LIFF4844
179253 LIFF3646	179269 LIFF4046	179285 LIFF4446	179301 LIFF4846
179254 LIFF3648	179270 LIFF4048	179286 LIFF4448	179302 LIFF4848
179255 LIFF3650	179271 LIFF4050	179287 LIFF4450	179303 LIFF4850
179256 LIFF3836	179272 LIFF4236	179288 LIFF4636	179304 LIFF5036
179257 LIFF3838	179273 LIFF4238	179289 LIFF4638	179305 LIFF5038
179258 LIFF3840	179274 LIFF4240	179290 LIFF4640	179306 LIFF5040
179259 LIFF3842	179275 LIFF4242	179291 LIFF4642	179307 LIFF5042
179260 LIFF3844	179276 LIFF4244	179292 LIFF4644	179308 LIFF5044
179261 LIFF3846	179277 LIFF4246	179293 LIFF4646	179309 LIFF5046
179262 LIFF3848	179278 LIFF4248	179294 LIFF4648	179310 LIFF5048
179263 LIFF3850	179279 LIFF4250	179295 LIFF4650	179311 LIFF5050

Fargevalg uten pristillegg på Life:

- Brilliant silver
- Tutti frutti orange
- Matt marine
- Matt red
- Black (RAL 9005)
- White

Se fargekart på side 42, eller prøv å fargesette din stol på:

www.quickiewheelchairs.eu



Ryggen kan vinkeljusteres på en enkel måte. Vinkling på 18°, fra -9° - +9° i trinn på 3°.



3-armet rammekryss gir styrke samtidig som det har lav vekt og et rent utseende.



Enkel og svært rask justering av vinkel på svinghjuls-gaffelen. Stor vinkelrekkevidde for å sikre gode kjøreegenskaper.



Setehøydejustering i 7 posisjoner. Drivhjulsbrakett finnes i fargene: oransje, sort og sølv.

Quickie Life FF



Proton lettvektshjul passer også til Life. Velg de letteste alternativer for å oppnå en lettere vekt på stolen.



Flere varianter av armlen og klesbeskyttere finnes til Life-stolene.



Solide korte eller lange armlen gjør oppreisning fra stolen enkel.



Rygg og kjørehåndtak i flere varianter finnes som tilbehør.



Tippesikring er standard.



Cambringsmulighet innebygget i stolen som standard. Dette betyr at den kan justeres uten ekstra deler.



JAY-rygger egner seg godt til Quickie Life. Finnes i mange varianter. Se side 71-79.



Veske stor kan festes til ryggørene. Flere vesker og sekker finnes som tilbehør. Se Øvrig tilbehør på side 84-85.










Quickie mobiltelefonveske. Flere vesker og sekker finnes som tilbehør. Se side 84-85.

LIVE WITHOUT LIMITS



Tekniske spesifikasjoner Quickie Life FF



Life FF



Totalvekt fra 12 kg, avhengig av konfigurasjon

Setebredde:	36 - 50 cm	Legglengde:	27 - 51 cm
Setedybde:	36 - 50 cm	Camber:	0°, 1°, 2°, 3°, 4°
Rygghøyde:	25 - 47,5 cm	Maks. brukervekt Quickie Life:	125 kg
Ryggvinkling:	-9° - +9°	Quickie Life har godkjent kollisjonstest etter	ISO 7176-19

For mer informasjon om valgmuligheter og tilbehør, se Bestillingskjemaet.



Sunrise Medical AS,
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no





MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.tor.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel.
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no