



Effektiv- Komfortabel- Nesten lydløs



-Forebygging av trykksår i fra lav til ekstra høy risikogruppe

-Effektiv terapi ved behandling av trykksår opp til stadie 4

-Dynamisk og statisk funksjon

-Høy pasientkomfort

-3 komfort innstillinger mulig

-Nesten lydløs i drift

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår

Madras under trekk



─Madrasen består av to separate lag hvor den øverste har 18 celler på tvers. Luften alternerer i en 2-cellesyklus hvert 10. minutt. Dette gir en total trykkavlastning slik at utsatte områder sikres blodsirkulasjon.

─Det underste laget består av en statisk luftmadras med langsgående celler for økt komfort og ekstra sikkerhet. Ytterst på begge sider er det en langsgående større luftcelle som sikrer økt stabilitet. Er i tillegg delt i 3 seksjoner for enklere tilpasning ved bruk av seng med regulerbar sengebunn.

─Statisk innstilling gjør forflytning og sykepleieprosedyrer enklere å utføre

─Bi-Elastic topptrekk er behagelig mot hud. Er væsketett, men puster slik huden ikke blir klam. Kan vaskes på 90°C. Tåler alle vanlig brukte desinfeksjonsmidler.

Betjeningspanel på driftsenhet



- LED funksjonsdisplay med norsk tekst
- Alarm ved for lavt trykk, høyt trykk og strømbrudd (hørbar og synlig)
- Automatisk justering til pasient vekt også ved regulering av sengebunn
- 3 komfort instillinger: Fast, medium og myk
- Micro prosessorstyrt, meget driftsikker
- Særdeles stillegående, kan knapt høres
- Enkel å bruke

CPR/HLR



Enkel og rask lufttømming når dette er påkrevd.

Tekniske data:

Madras

Størrelse LxBxH: 190x84x23 cm

Vekt: 8,2 kg

Pasient vekt: Opp til 220 kg.



We are certified by BS EN 46001: 1997
According to 93-42 EWG Medical Device Directive

HMS art. nr. 079516

Driftsenhet/pumpe

Størrelse LxBxH: 48x29,5x23 cm

Vekt: 5,5 kg

Syklus tid: 10 minutter

Syklus kontroll: Mikroprosessorstyrt pneumatic switching

Spenning: 230 Volt /50 Hz

Strømforbruk: 0,5 Amp./30W



BERGEN MEDIKAL AS

Gyldenprisveien 16 5056 Bergen Tlf. 55947700 Faks 55947701