

# Skumplast-fabrikken

- salmakerverksted -

gsSEAT



*Lages etter dine mål  
og ditt behov!*

CE

Tuv godkjent

Produsent:

Skumplast-Fabrikken AS

[www.gsseat.no](http://www.gsseat.no)

## GS-Seat 255 sete for funksjonshemmede både for bil og el. rullestol

- ✚ Setet lages etter mål av bruker, målene kan velges **uavhengig** av hverandre.
- ✚ Rygg høyde 53, 59, 65, 71 cm
- ✚ Bredder 46, 49, 52, 55, 58 cm (bredde er yttermål sittepute og med sidevanger rygg justert helt ut)
- ✚ Sittedybde 40, 46, 52, 58 cm (Sittedybde kan reguleres i mellom målene)
- ✚ Sidevanger rygg kan du velge fasong A, B eller C.
- ✚ **Prisforhandlet pris, er uavhengig valg av mål.**
- ✚ Bekledning består av mørk grått stoff i kombinasjon med sort skinnimitasjon.

Lev.art 1023  
HMS nr 153648



Du kan også velge ulike sidevanger på samme setet

## Justeringer og utstyr som alle modellene har:

### Nakkepute

- Høydejustering 7 cm, sideveis 2,5 cm, fremover (foldefunksjon) ca 11 cm.
- Sider kan også bøyes frem for å få en fasong som en U.

### Rygg

- Ryggvinkel 90° elektrisk 12V. (Kan også lev. med manuell ryggregulering)
- Kyfosejustering 45°.
- Justerbare sidevanger 3 cm på hver side (målt ytterst)
- Sidevanger kan lett skiftes ut med en annen fasong.
- Solid innfesting til armlener.
- Dempende (trykkavlastende) elastikk bak ryggpute.

### Sittepute

- Rygg kan flyttes 3 eller 6 cm fremover på sittepute ut ifra valgt sittedybde.
- Dempende (trykkavlastende) underlag under sitteputen.
- Skinner langs sider til innfesting av kne/lårstøtte brytere osv.
- Bryterpanel.



Kyfosejustering 45°



Ryggvinkel regulerbar 90° elektrisk 12V



Regulerbare sidevanger

Bryterpanel kan monteres både på høyre og venstre side



Sittedybde. Rygg kan flyttes 3 eller 6 cm fremover på sittepute



Setevarme  
Art.nr: 1196



Hud bekledning  
Art.nr: 1197 Sort



Høyderegulering i front av sittepute (manuell luftpumpe)  
Art.nr: 1199



Høyderegulering i front av sittepute **(elektrisk)**  
Art.nr: 1302

Luftpute/korsryggstøtte (manuell luftpumpe)  
Art.nr: 1203

Luftpute/korsryggstøtte **(elektrisk)**  
Art.nr: 1303





Glideskinner  
Art.nr: 1201



Alle polstrede deler kan skiftes ut



Kne/lårstøtte  
Art.nr: 1204



Kne/lårstøtte påmontert sete



Abduksjonskloss  
Art.nr: 1207



Nakkepute med store støtter  
Art.nr: 1304



Kan leveres med Dahl 6-veis med bryterpanel og høydejusterbar underkonsoll

Art.nr: 1206 Monteringssett

Art.nr: 1275 Dahls 6-veis – el. 12 v



Inkontinensstrekk

(Avtakbart trekk med innsydd urinduk)

**Leveres til alle størrelser**



**Uprøvssete**



**Spesialtilpasning**

- ✚ Vi tar gjerne utprøving på vårt verksted.
- ✚ Vårt utprøvssete kan modelleres i alle størrelsene og fasongene som kan lages.
- ✚ Vi kan også tilpasse setet utover standard sortimentet.
- ✚ Vi kan også reise ut til bruker for utprøving.

## Tilbehør:

### Diverse belter

Dette utstyret må ikke benyttes alene som sikkerhetsbelte i bil, da det ikke er godkjent for dette formålet.



#### Brystbelte m/borrelås

Lengde 104 cm + overlapp  
Art.nr: 1211



Lengde 120 cm + overlapp  
Art.nr: 1212



Lengde 146 cm + overlapp  
Art.nr: 1213

### Polstring brystbelte

Lengde 35 cm  
Art.nr: 1214

Lengde 45 cm  
Art.nr: 1215

Lengde 55 cm  
Art.nr: 1216



4-punkts sele  
Art.nr: 1217



Hofte-rullebelte  
Art.nr: 1218



Polstring 4-punkts sele  
Bredde 47 cm, høyde 43 cm  
Art.nr: 1210



Polstring 4-punkts sele  
Bredde 57 cm, høyde 53 cm  
Art. nr. 1219



Polstring 4-punkts sele  
Bredde 72 cm, høyde 63 cm  
Art.nr: 1220

## Armlener:



### Armlenefunksjoner

- ✚ Regulérbar tilt
- ✚ Høydejustering 9 cm - (18 – 27 cm fra sitteflate)
- ✚ Frem og tilbake 7 cm
- ✚ Sideveis 3 cm
- ✚ Oppvippbar
- ✚ Med eller uten parallellstyring



### Armlene

Art.nr: 1221 Høyre side  
Art.nr: 1222 Venstre side

**Armlenepolster må bestilles separat.**

### Armlene med parallellstyring (følger sittepute når ryggvinkel justeres, se bildene øverst)

Art.nr: 1223 Høyre side  
Art.nr: 1224 Venstre side



## Armlenepolster:

Standard trekk er imitert skinn



### Armlenepolster

Lengde 35 cm, bredde 9 cm  
Art.nr: 1225 Høyre side  
Art.nr: 1226 Venstre side



### Armlenepolster

Lengde 40 cm, bredde 9 cm  
Art.nr: 1227 Høyre side  
Art.nr: 1228 Venstre side



### Armlenepolster

Lengde 45 cm, bredde 9 cm  
Art.nr: 1229 Høyre side  
Art.nr: 1230 Venstre side

### Tillegg hud sort armlenepolster

Art.nr: 1231

### Tillegg hud sort sidestøtte

Art.nr: 1239



### Sidestøtte

Lengde 25 cm  
Art.nr: 1232 Høyre side  
Art.nr: 1233 Venstre side



### Armlenepolstring med påmontert sidestøtte

Lengde 35 cm

Art.nr: 1234 Høyre side  
Art.nr: 1235 Venstre side



### Armleneveske

Art.nr: 1240



### Veske påmontert armlene

## Forslag til oppmåling av setestørrelse:



### *Rygghøyde:*

Mål opp rygghøyde slik:

Velg modell med rygghøyde høyere enn det du måler.

Det er bedre at seterygg er litt for høy, enn for lav

Husk at jo høyere seteryggen er, jo høyere opp kommer sidevanger og ryggknekk.

### *Sittedybde:*

Mål opp til sittedybde og velg mål.

Husk at sittedybden kan justeres 3 eller 6 cm mindre enn det du velger i listen.

### *Setebredde:*

Sett 2 bøker eller lignende, så parallelt som mulig. Ta mål og legg på 18 cm og velg nærmeste setebredde (ytre mål).



Brukere med brede hofter anbefales sidevanger A. Dette for å komme godt inn i setet.

## Tekniske mål - GS Seat:



Alle mål i cm						
Bredde (ytre mål)	A	46	49	52	55	58
Bredde mellom sidevanger - justert helt inn	B	28	31	34	37	40
Bredde mellom sidevanger - justert helt ut	B	34	37	40	43	46
Dybde sidevange	C	12	12	12	12	12

Alle mål i cm						
Sittedybde (ytre mål)	G	40	46	52	58	
Sittedybde justeringsmål	G	34	37	43	49	55

Alle mål i cm					
Høyde rygg	F	53	59	65	71
Høyde rygg-knekk	D	32	38	44	50
Høyde sidevange	E	32	38	44	50

Serienummeret på setet finner du under sitteplaten.  
Maks brukervekt 150 kg

gsSEAT

gsSEAT

## Skumplast-fabrikken

- sølmakerverksted -

Skumplast-fabrikken AS  
Benterudgata  
3511 Hønefoss  
Org.nr. 993 644 617

Telefon: 32 12 82 70  
Telefaks: 32 12 82 31  
post@skumplast.no  
www.skumplast.no

gsSEAT

gsSEAT