



medemagruppen



Medemagruppen
Fitform

- stoler med oppreisningsfunksjon 2016/2017

Fitform Nordic

- Stolserie med spesielt sikker oppreisningsfunksjon, og med komfort og tilpasningsmuligheter i særklasse



- Unik og spesielt sikker oppreisningsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet
- Meget robust og stabil stol med meget høyt sikkerhetsnivå
- Alle sitte og liggeposisjoner mulige, separat regulering av oppreisningsfunksjon, setetilt, ryggregulering og benstøtte
- Svært omfattende tilpasningsmuligheter på alle stoler med justerbar setehøyde, setedybde, lengde og vinkel på benstøtte, vinkling av toppdel på rygg, armlenshøyde og løftevinkel inkl rettløft.
- Tiltfunksjon med mulighet for sjokkleie
- Leveres i mange størrelser og svært omfattende tilbehørsprogram. Kan tilpasses enhver kroppsbygning
- Mulighet for ekstra lang benstøtte samt ulike rygghøyder
- Seterotasjon med automatisk låsing, evt manuelt låsbar. Kan leveres elektrisk betjent.
- Mulighet for avanserte og trykkforebyggende sitteløsninger ved hjelp av tilbehør
- Mulighet for ulike mykheter på sete- og ryggpolstring
- Enkel regulering av armlen ved hjelp av ratt bak glidelås på sidevangen
- Alle trekk og puter enkle å ta av/på uten bruk av verktøy
- Svært gjenbruksvennlig



Fitform Nordic

Setebredde standard størrelser	45, 51, 57, 63cm
Setebredde spesialstørrelser	69, 75, 81, 87cm
Setedybde std modeller	44-54cm (38-59cm m tilbehør)*
Setedybde dyp modell	49-59cm
Setehøyde u rotasjon	40-60cm (fra 36cm m tilbehør)
Setehøyde m rotasjon	41-61cm (fra 37cm m tilbehør)
Rygghøyde	84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Rygghøyde modell Mini	72cm
Armlenshøyde regb u verktøy	15-29cm (fra 12cm m tilbehør)
Benstøttelengde (justerbar)	44-55cm (+8cm m tilbehør)
Maks høyde benstøtte fra gulv	83-103cm (avhengig av sh)
Høyde rettløft oppreist	59-79cm (avhengig av sh)
Høyde skråløft oppreist	60-80cm (avhengig av sh)
Maks brukervekt sb45 og 51	150kg
Maks brukervekt sb57	175kg
Maks brukervekt sb63,69,75,81,87	250kg
Tilt	5-35 grader
Ryggvinkling	95-135 grader
Rotasjon	automatisk låsing, evt manuelt låsbar
Ryggoverdel	regulerbar u verktøy (evt el betjent)
Trekk std	grått stoff / sort hud
Nakkepute	std
Setebunn	plan med møbelfjærer
Mykhet sete og ryggputer	halvmyk (myk/fast tilbehør)

* Kortere setedybde på forespørsel

Fitform Nordic

- sitte på sunt grunnlag

Hvilestilling

Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belastningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir optimalt fordelt og man oppnår behagelig avslapning av kroppen. Siden benene kan komme høyere enn hjertet, avlastes blodløpet. (såkalt sjøkleieposisjon).



Sittstilling

Det å sitte rett opp stiller de høyeste kravene til stillingen til ryggraden. Ettersom lenestolen passer til brukerens kroppsbygning, har bekkenet riktig stilling, ryggraden blir fullstendig støttet, samtidig som benene avlastes. Slik oppnås en avslappet sitteholdning.



Oppreisningsstilling

Unik oppreisningsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet. Under løfteprosessen dreier setet litt bakover slik at man får satt benene godt under seg når man skal reise seg. Dette gjør oppreisning meget sikker og god, forebygger fare for uhell.



Avslapningsstilling

Ved hjelp av reguleringen av setetilt og fotbrett, og til slutt fininnstilling av ryggvinkel kommer du i en ideell avslapningstilling hvor kroppsfunksjonene kan ta seg opp igjen.

Ryggraden avlastes i høy grad og musklene, senene og leddene er avslappet.

Kroppsvekten fordeles over større flate og dette reduserer faren for lokalt trykk og eventuelt trykksår. Ved primært å utnytte tiltfunksjonen blir reguleringen mest mulig behagelig og samtidig er det lettere for bruker å opprettholde ønsket sittebalanse og sittstilling.



Fitform Nordic

-ulike størrelser og modeller



En forutsetning for at en løfte- hvilestol skal fungere optimalt, er at den må passe godt til brukeren.

Den må ha både riktig setebredde, setedybde, setehøyde og armlenshøyde for at oppreisning skal kunne gjøres best mulig og at stolen samtidig skal gi god støtte og avslappet sitte- og hvilestilling. I avslapning- og hvilestilling bør man også ha god støtte avlastning under benene. Det er derfor en stor fordel å kunne justere benstøtten etter brukers lengde.

Et viktig valg er riktig setebredde og avstand mellom armene. Dette er viktig for at bruker best mulig skal kunne utnytte sin armkraft ved oppreisning, og samtidig kunne sitte stabilt og komfortabelt.

Vi tilbyr derfor stolene i ulike setebredder (45,51,57, 63, 69, 75, 81 og 87cm) for for å sikre at alle får en stol som passer optimalt, uansett om man er stor eller liten.

Stolene har videre omfattende tilpasningsmuligheter slik at man kan justere inn ønsket setehøyde, setedybde, armlenshøyde, lengde og vinkel på benstøtte samt ønsket løftevinkel.

Ved primært å utnytte tiltfunksjonen blir reguleringen av sittestillingen mest mulig behagelig for brukeren og samtidig blir det lettere å opprettholde ønsket sittebalanse og sitte-stilling.

Tilt er også beste måte å sørge for trykk-avlastning og dermed beskyttelse mot trykksår

Tiltfunksjonen gir også mulighet for å komme i såkalt sjokkleie, hvor benene kommer høyere enn hjertet. Innstillingen av benstøtte, tilt og rygg er videre uavhengige slik at man kan fininnstille ønsket sittestilling.

Det lagt stor vekt på at all bruk skal være både enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer. Alle stoler med rotasjon kan låses fullstendig i ulike posisjoner.

Alle modellene kan leveres med eller uten rotasjon, med eller uten tilt og med trekk i stoff eller hud.

Alternative farger, stoff og større størrelser (sb69, 75 og 81cm) samt spesialløsninger kan leveres på bestilling. Ved privatkjøp av avvikende stoler kreves et depositum på 25%.



Stoler med tilt, uten rotasjon Post 6 og 7 (1.valg)	Mål	HMS art nr stol m stoff	art nr stol m stoff	HMS art nr stol m hud	art nr stol m hud
Fitform 574 Nordic Tilt Mini	sb45 sd44-53 sh38-58 rh72 brvekt150	195747	FN-45M	195746	FN-45M-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Smal	sb45 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt150	195749	FN-45	195748	FN-45-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Std	sb51 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt150	195751	FN-51	195750	FN-51-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Dyp	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 brvekt150	195745	FN-51D	195744	FN-51D-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Bred	sb57 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt175	195743	FN-57	195742	FN-57-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Xbred	sb63 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250	195763	FN-63	195762	FN-63-HUD
Stoler med tilt og rotasjon Post 10 (2. valg)	Mål		art nr stol m stoff		Varenr stol m hud
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Mini	sb45 sd44-53 sh39-59 rh72 brvekt150	195757	FN-45MS	195756	FN-45MS-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Smal	sb45 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195759	FN-45S	195758	FN-45S-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Std	sb51 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195761	FN-51S	195760	FN-51S-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Dyp	sb51 sd49-59 sh41-61 rh84 brvekt150	195755	FN-51DS	195754	FN-51DS-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Bred	sb57 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt175	195753	FN-57S	195752	FN-57S-HUD
Stoler uten tilt, uten rotasjon Post 5 (1.valg)	Mål		art nr stol m stoff		art nr stol m hud
Fitform 574 Nordic Xbred	sb63 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250	195765	FN1-63	195764	FN1-63-HUD
Stoler uten tilt, med rotasjon Post 8 (2. valg)	Mål		art nr stol m stoff		art nr stol m hud
Fitform 574 Nordic Swing Mini	sb45 sd44-53 sh39-59 rh72 brvekt150	195737	FN1-45MS	195736	FN1-45MS-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Smal	sb45 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195739	FN1-45S	195738	FN1-45S-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Std	sb51 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195741	FN1-51S	195740	FN1-51S-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Dyp	sb51 sd49-59 sh41-61 rh84 brvekt150	195735	FN1-51DS	195734	FN1-51DS-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Bred	sb57 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt175	195733	FN1-57S	195732	FN1-57S-HUD
Ekstra store stoler	Mål		art nr stol m/stoff		art nr stol m hud
Fitform Vario Tilt	sb69 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-69		
Fitform Vario Tilt	sb75 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-75		
Fitform Vario Tilt	sb81 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-81		
Fitform Vario Tilt	sb87 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-87		
Rotasjon (svingskive)	sb 63+		FN120-63		

Stolene leveres standard i grått stoff eller sort hud inkl. nakkepute, to sidelommer og regulerbare korsryggstøtte kan leveres som tilbehør.

Alternative farger/større størrelser kan leveres på bestilling.

Ved privatkjøp/bestilling av avvikende eller kostbare produkter, ser vi oss nødt til å be om et depositum på 25% av kjøpesummen. Depositumet må være innbetalt for produktet bestilles/produseres. Kostbare produkter skal være betalt for utlevering. Produktet er Medema-gruppens eiendom inntil full betaling kan dokumenteres. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur.

Tilpasningsguide for Fitform Nordic løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Balanseproblemer, stort behov for posisjonering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt ILPM/ILPM Plus tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) Elektrisk regulering av ryggoverdel samt elektrisk regulerbar korsryggstøtte (FN-MEM) APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd) FN-AIR-S-sb
Balanseproblemer og kyfose	<ul style="list-style-type: none"> Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt ILPM/ILPM Plus tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) Nakkepute nr 5 dråpeformet (FN105) Elektrisk regulering av ryggoverdel (FN-ERT/FN-MEM)
Balanseproblemer , mindre behov for posisjonering	<ul style="list-style-type: none"> Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt Rygg med sidestøtte (FN150-sb) Multitilpasningsrygg med sidestøtte (FN154-sb) ILP rygg (skumbasert med mulighet for individuell plassering av sidestøtter)
Kyfose	<ul style="list-style-type: none"> Multitilpasningsrygg (FN154-sb) evt multitilpasningsrygg med sidestøtte FN155-sb ILPM/ILPM Plus rygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)FN-ILPM-sb Nakkepute nr 5 dråpeformet (FN105)
Scoliose / feilstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ILPM rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)
Trykksår sete (EPUAP grade 2)	<ul style="list-style-type: none"> Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) med Sarcotex trekk APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd)FN-AIR-S-sb Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning.
Risiko for trykksår sete	<ul style="list-style-type: none"> Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering FN-AIR-S-sb (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd) FN-AIR-S-sb Trykkavlastende sittepute med minneskum Sarcotex trekk Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning
Risiko for trykksår rygg (nedre del)	<ul style="list-style-type: none"> Rygg med lag av minneskum (tilpasning) FN-R-MINNESKUM Multitilpasningsrygg med sidestøtte
Risiko for trykksår på ben / legger	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtte med ekstra minneskum (tilpasning) FN-B-MINNESKUM
Risiko for trykksår på underarmer	<ul style="list-style-type: none"> Armlener med ekstra minneskum (tilpasning) FN-A_MINNESKUM
Inkontinens og risiko for trykksår	<ul style="list-style-type: none"> Inkontinenstrekk evt Sarcotex trekk Hele stol levert med "Stamskin" trekk Trykkavlastende puter i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex trekk
Store personer med høy brukervekt	<ul style="list-style-type: none"> Setebredde 57cm med max brukervekt 175kg (std størrelse) Setebredde 63cm med max brukervekt 250kg (std størrelse) Spesialbestilt stol med setebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brukervekt)

Tilpasningsguide for Fitform Nordic løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Lange personer	<ul style="list-style-type: none"> Ekstra dyp stol sd49-59cm (sb51) (stol har tilstrekkelig setehøyde justering sh40-60cm) Ombyggingsett ekstra setedybde med sd 49-59cm (øvrige setebredder) FN129 Alternativ rygg med høyere rygghøyde 94 eller 104cm Benstøtteforlenger (+8cm)
Små/korte personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med rygghøyde 72cm Ekstra lav setehøyde 36,37,38,39 cm (ved bruk av ekstra lav setepute med Intelligel (FN144-sb)) Armlen Vario (lavere) FN109-H/FN109-V Ekstra kort setedybde fra 38cm (FN-SD) (Rygg med 2 alt 6cm tykkere polstring) - kortere sd på forspørsel Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)
Smale/tynne personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med setebredde 45 (viktig med riktig setebredde)
Mentalt nedsatt (alzheimer, parkinson)	<ul style="list-style-type: none"> Easy versjon med sammenkoblede elfunksjoner og kun 2 knapper på håndkontroll (FN-EASY)
Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> Nakkepute med meget mykt fyll Elektrisk regulering av ryggoverdel (FN-MEM)
Behov for bredere armlener , problem med at armene faller ned	<ul style="list-style-type: none"> Bredere armlener (+ 2-4-6cm innover eller utover) (tilpasning)
Behov for å bli kjørt i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Hjulsett Mobility (automatisk bremsefunksjon) (FN122)
Behov for å flytte stolen i rommet (uten bruker i)	<ul style="list-style-type: none"> Transporthjul (u brems, krever at stolen balanseres) (FN123) Hjulsett Autobrake Mobility FN121/FN122
Behov for varme	<ul style="list-style-type: none"> Varme i sete og rygg (FN-HEAT)
Behov for å arbeide, lese eller spise i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Ulike bordløsninger og lys
Behov for mer/bedre støtte for ben / heler	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtteforlenger (FN30-sb) Sammenhengenede trekk for sete og benstøtte (FN620-sb) Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med minneskum eller latex)
Dårlig håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Håndkontroll Light Touch (FN187) Trådløs IR løsning betjent med lettbetjent håndkontroll eller nettbrettløsning Elektrisk betjent svingfunksjon (FN120-EL)
Stiv hofte / problem med å bøye hofte / kne	<ul style="list-style-type: none"> Coxittsete (FP-148)
Risiko strømbrydd og for å snuble i kabler	<ul style="list-style-type: none"> Batteridrift (FN164)
Ønske om myk sittekomfort	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex) FN141-sb Ekstra myk rygg (FN153-sb) alternativt multitolpasningsrygg eller ILPM rygg (vår mykeste rygg)
Ønske om korrekt korsryggstøtte	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte , manuell (FN169) eller elektrisk betjent (FN-169EL)
Ekstra følsom hud på sete og lår	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex) FN141-sb
Ekstra følsom hud på armer/albuer	<ul style="list-style-type: none"> Armlen trukket med latex (FN-A-LATEX) Trekk med skinn (FN630-S08)
Ekstra følsom hud på rygg	<ul style="list-style-type: none"> Rygg ekstra myk (eller tilpasning med ekstra latexlag på rygg) FN-R-LATEX
Ekstra følsom hud på legger og knehase	<ul style="list-style-type: none"> Sammenhengende trekk på sete og benstøtte (FN620-sb) Ekstra lag med latex på benstøtte FN-B-LATEX
Forflytning til/fra rullestol, sideveis forflytning	<ul style="list-style-type: none"> Oppfellbare sidevanger, manuelt betjent (FN170-H / FN170-V) Alt el-betjent (FN170EL-H/FN170EL-V)
Problemer med å betjene svingfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Elektrisk betjent svingfunksjon (FN120-EL)
Ryggproblemer, smerter i korsrygg	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte , manuell (FN169) eller elektrisk betjent (FN-MEM) RCPM sittesystem (dynamisk sitteenhet) FN-RCPM

Fitform Nordic

- ILPM rygg



Det medfølger et sett med ulike sidestøtte puter som enkelt kan plasseres der man ønsker

ILPM-Den ultimate tilpasningsryggen som klarer det meste

Ryggen som gjør det mulig å gi stabil og komfortabel sittekomfort til de aller fleste personer med balanseproblemer og behov for posisjonering i stolen, f.eks ved feilstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggene har funksjonaliteten fra vår multitilpasningsrygg med leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. Med hver rygg følger i tillegg med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Med ILPM ryggen følger også manuell luftregulerbar korsryggpute, som også enkelt kan reguleres i høyden.

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vårt Memorykit, som inneholder elektrisk regulering av toppdelen på ryggen, minnefunksjon (x2) og elektrisk regulert korsryggstøtte. (FN-MEM). Det gir de beste muligheter for selv å kunne endre på sittestilling og alltid kunne oppnå ønsket støtte . Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/hakke.

ILPM PLUS – med ekstra stabile sidestøtter - når behov for fastere tilpasning **NYHET**

Ny avansert tilpasningsrygg fra Fitform, med egenskapene til ILPM ryggen men i tillegg med ekstra avstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan høydereguleres ved hjelp av ratt bak på ryggen. Man kan også velge tykkelse på sidestøttepolstrene. Leveres med spesialstoffet Uniform som har god stretch.

ILP-rygg

En enklere variant uten multitilpasningsfunksjonen og regulerbar korsryggpute, men fortsatt med med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.



NYHET ILPM PLUS – med ekstra stabile sidestøtter

Varenr	HMS nr	Varenavn
FN-ILPM-4572		ILPM rygg sb45 rh72 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-45		ILPM rygg sb45 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-51		ILPM rygg sb51 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-57		ILPM rygg sb57 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-63		ILPM rygg sb63 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-69		ILPM rygg sb69 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPMP-45		Rygg ILPM PLUS sb45 rh84
FN-ILPMP-51		Rygg ILPM PLUS sb51 rh84
FN-ILPMP-57		Rygg ILPM PLUS sb57 rh84
FN-ILP-45	195701	ILP rygg sb45 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-51	195702	ILP rygg sb51 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-57	195703	ILP rygg sb57 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-63		ILP rygg sb63 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-HUD		Tillegg for trekk i hud ILPM og ILP rygg Fitform
FN-MEM		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte.(Memory-kit)
FN-ERT		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg
FN169		Korsryggstøtte manuell luftregulert Fitform
FN169EL		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform



ILP-ryggen har ekstra mykt skum i senter av rygg

ILPM-ryggen har leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombinert med justerbar rem regulering

Fitform Nordic

- Rygg multilpasning / kyfose, med og uten sidestøtte

Spesielt egnet ved kyfose, men også for brukere med avvikende kroppsform og moderat behov for støtte.

Ryggene har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. Dette gir mulighet for å forme ryggen etter brukers rygg, og sørger for støtte til hele ryggen.

Rygg med sidestøtte

Rygg med ryggskum med sidestøtte, samt regulerbar korsryggstøtte. For brukere med moderat behov for støtte, men ellers ingen behov for posisjonering



Ekstra mykt skum i senter av rygg



Leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombinert med justerbar rem regulering

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelses
FN154-45	195707	Rygg Fitform Nordic sb45 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN154-51	195713	Rygg Fitform Nordic sb51 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN154-57	195719	Rygg Fitform Nordic sb57 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN154-63	195724	Rygg Fitform Nordic sb63 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN612-45		Trekk sb45 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN612-51		Trekk sb51 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN612-57		Trekk sb57 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN612-63		Trekk sb63 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN155-45	195708	Rygg Fitform Nordic sb45 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte u.trekk -ge
FN155-51	195714	Rygg Fitform Nordic sb51 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte u.trekk
FN155-57	195720	Rygg Fitform Nordic sb57 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte u.trekk
FN151-45	195710	Rygg Fitform Nordic sb45 rh84 m sidestøtte og korsryggstøtte u trekk
FN151-51	195716	Rygg Fitform Nordic sb51 rh84 m sidestøtte og korsryggstøtte u trekk
FN151-57	195722	Rygg Fitform Nordic sb57 rh84 m sidestøtte og korsryggstøtte u trekk
FN611-45		Trekk sb45 rh84 Fitform rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte
FN611-51		Trekk sb51 rh84 Fitform rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte
FN611-57		Trekk sb57 rh84 Fitform rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte
FN169		Korsryggstøtte manuell luftregulert Fitform hreg
FN169EL		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
FN-MEM		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte. (Memory-kit)
FN-ERT		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg

* Ønskes trekk i hud, sett '-S08' etter art nr på trekk. Andre størrelser på forespørsel



Rygg med sidestøtte



Rygg ekstra myk

Rygg myk (med regulerbar korsryggstøtte)

Välget for dem som ønsker en mykere sitte-komfort

Alternative rygg høyder 72, 94 eller 104 cm,

For lange personer kan det leveres alternativ rygg høyde 94 eller 104cm, for små personer 72cm. Standard rygg høyde er 84cm

Rygg for ekstra kort setedybde

Gjøres ved å legge på et ekstra lag med skum i ryggen (+2 eller 6cm) Oppgi ønsket sd, samt bredde på stol. Enda kortere setedybde på forespørsel

FN-SB HMS 195704 Rygg Fitform Nordic kortere setedybde etter mål (fra sd38)

Rygg for ekstra trykkavlastning

Ved behov for ekstra trykkavlastning kan vi levere ryggene med et topplag med minneskum (memoryfoam) FN-R-MINNESKUM Alternativt med latexskum ved ønske om ekstra myk komfort FN-R-LATEX. Bestilles som tillegg til valgt rygg.

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN153-4572		Rygg sb45 rh72 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-45	195705	Rygg sb45 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-51	195711	Rygg sb51 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-57	195718	Rygg sb57 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-63		Rygg sb63 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN636-4584		Trekk sb45 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN636-4572		Trekk sb45 rh72 Fitform myk/korsryggstøtte
FN636-5184		Trekk sb51 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN636-5784		Trekk sb57 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN636-6384		Trekk sb63 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN150-4572		Rygg sb45 rh72 lav u trekk
FN150-5174		Rygg sb51 rh72 lav u trekk
FN150-5194		Rygg sb51 rh94 ex høy u trekk
FN150-5794		Rygg sb57 rh94 ex høy u trekk
FN634-4572		Trekk sb45 rh72 Fitform rygg lav
FN634-5172		Trekk sb51 rh72 Fitform rygg lav
FN634-5194		Trekk sb51 rh94 Fitform rygg ex høy
FN634-5794		Trekk sb57 rh94 Fitform rygg ex høy
FN149R		Trekk Sarcotex rygg etter mål
FN-R-MINNESKUM		Tillegg for polstring med topplag med minneskum
FN-R-LATEX		Tillegg for polstring med latexskum

* Ønskes trekk i hud, sett '-S08' etter art nr på trekk. Andre størrelser på forespørsel

Fitform Nordic

- Alternative seteløsninger

Korsryggstøtte og varme

Korsryggstøtte kan enkelt monteres på våre rygger leveres med luftregulering med manuell håndpumpe, alternativt elektrisk betjent. Kan også reguleres i høyde. Kan også leveres som del i vårt Memory-kit. Stolene kan også leveres med varme i sete og rygg.

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN169	198689	Korsryggstøtte manuell luftregulert Fitform høyderegulerbar
FN169EL		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
FN-MEM		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte(Memory-kit).
FN-HEAT	195789	Varme i sete og rygg

Elektrisk regulerbar toppdel på rygg og Memory-kit

Toppdelen på ryggen kan leveres med elektrisk regulering betjent med separat håndkontroll. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

Kan også leveres som del i vårt Memory-kit sammen med minnefunksjon (x2) og elektrisk regulerbar korsryggstøtte.

Med minnefunksjonen kan to ulike innstillinger lagres, og betjenes som følger: Innstill først stolen i ønsket posisjon. Trykk MEM til de hører en pipetone og trykk så 1 (eller 2) for å lagre denne posisjonen.

Varenr	Varebeskrivelse
FN-ERT	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg Fitform
FN-MEM	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte.(Memory-kit)

Ombyggingsett for økt setedybde 49-59cm for lange personer

Ved behov for setedybde utover det som er std på stolene (44-54cm) kan leveres ombyggingsett som gir mulighet for setedybde opptil 59cm.

Stol med setebredde 51cm leveres for øvrig ferdig i dyp modell med setedybde 49-59cm .

Ombyggingsettet kan brukes for å oppnå setedybde opptil 59cm også på øvrige setebredder. (setebredde må oppgis ved etterbestilling)

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN-129	195674	Ombyggingsett Fitform Nordic økt sd sd55-59

Benstøtteforlenger +8cm for lange personer

Gir mulighet for god støtte under hele legg/fot/hæl også for lange personer.

Forlengelsen felles automatisk inn når benstøtten senkes mot gulv og forhindrer at benstøtten går i gulvet, noe som kan skade stolen.

Dette innebærer at benstøtten kan forlenges uten konflikt med ønsket setehøyde

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN30-45	195665	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb45
FN30-51	195666	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb51
FN30-57	195667	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb57

Ekstra polstring benstøtte, og sammenhengende heldekkende trekk sete/ benstøtte

Benstøtten kan ved nylevering bestilles med ekstra polstring , enten med minneskum, dersom ekstra trykkavlastning ønskes f.eks ved risiko for trykksår.

Alternativt med latex, hvis ekstra myk komfort ønskes, f. eks ved ekstra følsom hud.

Kombineres med alternativt sammenhengende heldekkende trekk sete-benstøtte, som også ved bruk alene gir en mykere komfort enn standard løsning.

Varenr	Vare beskrivelse
FN-B-MINNESKUM	Ekstra polstring med minneskum på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
FN-B-LATEX	Ekstra polstring med latex på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
FN-620-45	Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-51	Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-57	Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-63	Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-69	Trekk sb69 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff



Fitform Nordic

- Alternative seteløsninger

Sete APPR luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.

Vår mest avanserte løsning for optimal trykkavlastning og muligheter for posisjonering. Høy-risikopute som anbefales ved trykksår og risiko for trykksår.

Leveres med innebygget Roho flerkammerpute i ramme av skum, som sørger for at puten fungerer optimalt funksjons- og sikkerhetsmessig også når stolens funksjoner benyttes. Flerkammerløsningen gir også muligheter for posisjonering. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Sarcotex spesialtrekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker).

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN-AIR-S-45	Sete APPR sb45 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726
FN-AIR-S-51	Sete APPR sb51 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726
FN-AIR-S-57	Sete APPR sb57 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726
FN-AIR-S	Sete APPR etter mål luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726

Setepute Intelligel

Gelbasert pute med meget gode trykkavlastende egenskaper. Anbefales brukt i kombinasjon med Sarcotex trekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker).

Leveres også i lav utførelse som muliggjør setehøyde fra 36cm.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN-GEL-45	Setepute Intelligel sb45 m gel, u.trekk	195685
FN-GEL-51	Setepute Intelligel sb51 m gel, u.trekk	195686
FN-GEL-57	Setepute Intelligel sb57 m gel, u.trekk	195687
FN-GEL-63	Setepute Intelligel sb63 m gel, u.trekk	196521
FN-GEL-69	Setepute Intelligel sb69 m gel, u.trekk	

Setepute Intelligel for ekstra lav setehøyde

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN144-45	Setepute Intelligel ekstra lav sb45 (sh fra 36cm)	195727
FN144-51	Setepute Intelligel ekstra lav sb51 (sh fra 36cm)	195728
FN144-57	Setepute Intelligel ekstra lav sb57 (sh fra 36cm)	

Setepute myk Latex

Setepute av latex som gir klart mykere sittekomfort enn standardputen.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN141-45	Setepute myk latex sb45 (u trekk)	195688
FN141-51	Setepute myk latex sb51 (u trekk)	195692
FN141-57	Setepute myk latex sb57 (u trekk)	195696

Setepute trykkavlastning skumbasert med minneskum, ekstra myk

Avanserte skumbaserte puter med topplag med minneskum, som leveres i 3 ulike fastheter tilpasset ulik brukervekt, hvit/gul for opptil 70kg (til sb45), rød/grønn for 70-90kg (til sb51), og Gull/grønn for over 90kg til sb57 og større.

Andre kombinasjoner skum/størrelser leveres på forespørsel. (hvit/gul er mykest)
Anbefales brukt i kombinasjon med Sarcotex mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker).

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN147-45	Setepute sb45 trykkavlastning ex myk m minneskum <70kg (u.trekk)	195690
FN147-51	Setepute sb51 trykkavlastning ex myk m minneskum 70-90kg (u.trekk)	195694
FN147-57	Setepute sb57 trykkavlastning ex myk m minneskum >90kg (u.trekk)	195692
FN-143-sb	Setepute sb__ trykkavlastning (fastere sittekomfort)	

* Andre kombinasjoner av skum kan leveres på forespørsel

Spesialtrekk Sarcotex for trykkavlastende puter (inkosikkert)

Spesialtrekk med spesiell god stretch og gode pustende egenskaper. Gir myk sittekomfort og er i tillegg inkontinensikkert. Anbefales for optimal effekt ved bruk av trykkavlastende puter. Kan på forespørsel også leveres til rygg og andre deler på stolen. Vi kan også levere andre typer spesialtrekk, f. eks spesialtrekk med antibakteriell beskyttelse

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN149-45	Trekk Sarcotex sb45 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195776
FN149-51	Trekk Sarcotex sb51 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195777
FN149-57	Trekk Sarcotex sb57 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195778
FN149-63	Trekk Sarcotex sb63 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195779
FN149R	Trekk Sarcotex rygg etter mål	

Standardtrekk sete i stoff og hud

Varenr	Varebeskrivelse
FN631-sb	Trekk setepute sb__ Fitform stoff grå
FN631-sb-S08	Trekk setepute sb__ Fitform hud sort
FN620-sb-	Trekk setepute-benstøtte sb__ sammenhengende/heldekkende stoff
FN620-sb-S08	Trekk setepute-benstøtte sb__ sammenhengende/heldekkende hud



Myk latex



Ekstra myk < 70kg



Ekstra myk 70-90kg



Ekstra myk < 90kg

Fitform Nordic

- Diverse sitteløsninger



Seterotasjon

Seterotasjon, manuell eller elektrisk betjent

Fitform leveres i standardutførelser både med og uten seterotasjon. Vår standardløsning låser rotasjonen automatisk når man begynner å regulere oppreisningsfunksjonen. Dette gir maksimal sikkerhet ved at man ikke kan utløse rotasjonen under oppreisning. Den kan alternativt leveres manuelt låsbar med hendel/håndgrep dersom man ønsker lås også i nederste stilling. Svingskive/ seterotasjon kan enkelt ettermonteres på alle stoler.

Seterotasjonen kan også leveres elektrisk betjent via en håndkontroll.

Varenr	Varebeskrivelse
FN120-sb	Seterotasjon sb__ manuell med automatisk låsing
FN120EL	Seterotasjon elektrisk betjent
FN120-MAN	Manuell låsing av seterotasjon med hendel/håndgrep



Sidevange oppfellbar, manuelt betjent

Sidevange oppfellbar, manuell eller elektrisk betjent

En meget god løsning sideveis for forflytning inn og ut av stolen, f. til/fra rullestol. Her er det lett å komme til og nå armlenet på motsatt side av stolen.

Sidevangen svinges enkelt bakover, og kan også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontroll. Kan leveres på en eller begge sider av stolen.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN170-H	Sidevange Fitform fellbar man høyre	195730
FN170-V	Sidevange Fitform fellbar man venstre	195731
FN170EL-H	Sidevange Fitform fellbar el høyre	
FN170EL-V	Sidevange Fitform fellbar el venstre	



Sidevange oppfellbar, elektrisk betjent



Coxittsete

Coxittsete

Her kan høyre og venstre setehalvdel vinkles uavhengig av hverandre (varenr FN-148).

Alternative armlensløsninger

Armlenene på Fitform stolen kan reguleres i høyden uten bruk av verktøy, og låses med et ratt bak en glidelås på sidevangen. Kan polstres ekstra med minneskum f.eks ved risiko for trykksår eller med myk latex f.eks ved ømfintlig hud, da gjerne kombinert med trekk i myk hud. Som tilpasning kan armlenene breddes 2,4 eller 6cm innover eller utover.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN109-H	Armlen Vario hø stoff (ca 2cm lavere enn std armlen)	195654
FN109-V	Armlen Vario ve stoff (ca 2cm lavere enn std armlen)	195656
FN109-H-S08	Armlen Vario hø hud (ca 2cm lavere enn std armlen)	195653
FN109-V-S08	Armlen Vario ve hud (ca 2cm lavere enn std armlen)	195655
FN109B-H	Armlen Vario bred hø stoff (+2cm innover)	195650
FN109B-V	Armlen Vario bred ve stoff (+2cm innover)	195652
FN109B-H-S08	Armlen Vario bred hø hud (+2cm innover)	195649
FN109B-H-S08	Armlen Vario bred ve hud (+2cm innover)	195651
FN-A-MINNESKUM	Ekstra polstring med minneskum, pr armlen	
FN-A-LATEX	Ekstra polstring med myk latex, pr armlen	
FN630-S08	Trekk armlen i hud stk	



Fitform Nordic

- Diverse sitteløsninger



Hjulsett Mobility

(for kjøring med bruker i stol)

En meget sikker løsning ved at hjulene kun aktiviseres når man skyver ned skyvebøylen bak på ryggen. Stolen står støtt når ikke bøylen skyves ned. Velegnet for bruk med bruker i stolen. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive/multitilpasningsrygg.

FN122 HMS 195669 Hjulsett Mobility



Hjulsett Autobrake

(for kjøring av kun stol)

En tilsvarende sikker løsning som hjulsett Mobility, men bergnet kun for å flytte stolen uten bruker i. Hjulene aktiviseres med en hendel bak på ryggen. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive.

FN121 HMS 195670 Hjulsett Autobrake



Transporthjul

Transporthjul montert bak på stolens føtter. Krever at stolen bikkles bakover og balanseres når stolen skal flyttes. Stolen står støtt når dette ikke gjøres. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive.

FN123 HMS 195671 Transporthjul

NB. Ved ettermontering av hjulsett FN122 og FN121 på eksisterende stol kreves bytte til ryggramme og ryggstrekk, som er forberedt for hjulsett mekanisme (mont. på spesialrygg, kun etter avtale) Varenr FN11-kit-SB



Bord Fellbart og svingbart

Regulerbart i høyde, dybde og vinkel

FN181 HMS 195661 Bord fellbart svingbart hdvreg (høyre mont)

FN181-V Bord fellbart svingbart hdvreg (venstre mont)



Bord transparent svingbart

FN180 HMS 195664 Bord transparent



Bord lite

FN182 HMS 195663 Bord lite



Bord frittstående

FN10500 HMS 195670 Bord frittstående hvreg



Bord armlensmontert transparent

FN184-51 Bord armlensmontert transparent (kun sb51)



Bord armlensmontert i tre

FN185-51 Bord armlensmontert tre (kun sb51)

Fitform Nordic

- Diverse sitteløsninger

Nakkeputer

Nr. 2



FN102 Liten stoff
FN102-S08 Liten hud
m/fiberfyll, formbar

Nr. 3



FN103 Stor stoff
FN103-S08 Stor hud
m/fiberfyll, formbar

Nr. 4



FN104 Med bånd stoff
FN104-S08 Med bånd hud
m/fiberfyll, formbar

Nr. 5



FN105 Dråpeformet stoff
FN105-S08 Dråpeformet hud
m/fiberfyll, formbar

Std.



FN100 Std stoff
FN100-S08 Std hud
m/skum



Hodestøtte med sidestøtte formbar skum
FN111 Stoff grå
FN111-SX Sarcotex sort
FN111-HUD Sort hud



Inkontinensstrekk
FN198-sb Inkotrekk sete og benstøtte sb__
FN99-sb Inkotrekk sete sb__
FN98 Inkotrekk rygg etter mål
FN149-sb Trekk sete Sarcotex sb__



Plansete
200-FN-SPES Plansete Fitform etter mål
201-FN-SPES Plansete Fitform m kant
etter mål



Sidestøtte rygg
FN100 Sidestøtte rygg (spesialtilpasning)
(bruk alt. IPLM PLUS rygg som gir større
mulighet for tilpasning, er en bedre
løsning)



Lys
FN185 HMS 195673 Lys Fitform Nordic



IR-styring
FN-GW-10KN Betjningsboks til IR styring Fitform trådløs
lettbetjent mod Gewa (krever FN-IR)
FN-NETT B Nettbrett til IR styring Fitform
(krever FN-IR) inkl programmering
FN-CIAR Tillegg CIAR elektronikk for IR styring
Fitform Nordic (kun fabrikkmontert)

Stolen kan også styres med omgivelseskontroll
f.eks Rolltalk



Betjeningsboks standard
FN505 Betjeningspanel std stol m tilt
FN506-1 Betjeningspanel std stol u tilt



Betjeningsboks Easy
FN-EASY Betjeningsboks Easy m 2
knapper og sammenkoblede elfunksjoner
For brukere som synes det er forvirrende
med mange knapper på betjeningsboksen.
Kan den leveres i en Easy-utgave med kun
2 knapper. Da blir oppreisningsfunksjon,
setetilt og benstøtteregulring sammen-
koplek. Ryggreguleringen bortfaller (gjelder
kun ved nylevering, kan ikke etterbestilles).



Betjeningsboks lettbetjent
Svært lettbetjent betjeningspanel
FN187 HMS 195659 Betjeningsboks
Light Touch Fitform lettbetjent (Linak)

Bestillingsdata

Komplette stoler			sb45 smal rh84 sd43-53 vare nr	HMS nr	sb45 Mini rh72 sd43-53 vare nr	HMS nr
Fitform Nordic Tilt (uten sving) 1.VALG		stoff	FN-45	195749	FN-45M	195747
		hud	FN-45-HUD	195748	FN-45M-HUD	195746
Fitform Nordic uten tilt (uten sving) 1.VALG		stoff				
		hud				
Fitform Nordic Swing tilt 2.VALG		stoff	FN-45S	195759	FN-45MS	195757
		hud	FN-45S-HUD	195758	FN-45MS-HUD	195756
Fitform Nordic Swing uten tilt 2.VALG		stoff	FN1-45S	195739	FN1-45MS	195737
		hud	FN1-45S-HUD	195738	FN1-45MS-HUD	195736
Bredere stoler, se helt nederst						
Tilbehør			sb45 smal vare nr	HMS nr	sb45 Mini vare nr	HMS nr
Armlen Fitform Nordic hø hud sort (lavere enn std)		hud	FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653
Armlen Fitform Nordic hø stoff grå (lavere enn std)		stoff	FN109-H	195654	FN109-H	195654
Armlen Fitform Nordic ve hud sort (lavere enn std)		hud	FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655
Armlen Fitform Nordic ve stoff grå (lavere enn std)		stoff	FN109-V	195656	FN109-V	195656
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover hø hud sort		hud	FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover hø stoff grå		stoff	FN109B-H	195650	FN109B-H	195650
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover ve hud sort		hud	FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover ve stoff grå		stoff	FN109B-V	195652	FN109B-V	195652
Tillegg polstring armlen med trykkavlastende minneskum stk			FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM	
Tillegg polstring armlen med mykt latex skumstk			FN-A-LATEX		FN-A-LATEX	
Tillegg polstring benstøtte med trykkavlastende minneskum stk			FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM	
Tillegg polstring benstøtte med mykt latex skumstk			FN-B-LATEX		FN-B-LATEX	
Batteridrift stol oppreis Fitform Nordic			FN164	195658	FN164	195658
Betjokks lettbetjent Fitform Nordic Light Touch (Linak, ny type)			FN187	195659	FN187	195659
Betjokks Fitform Nordic venstre montert			FN187	195660	FN187	195660
Betjokks EASY 2kn kit (gir el løft+tilt+benst samkopl) kun fabmont			FN-EASY		FN-EASY	
Tillegg IR-styring (trådløs) Fitform Nordic Ciar elnikk (kun fab mont)			FN-IR		FN-IR	
Nettbrett til IR styring Fitform (krever FN-IR) inkl programmering			FN-NETT		FN-NETT	
Betjokks 10kn til IR styring Fitform trådløs lettbetj mod Gewa (krever FN-IR)			FN-GW-10KN		FN-GW-10KN	
Tillegg CIAR elektronikk Fitform Nordic (kun fabrikkmontert)			FN-CIAR		FN-CIAR	
Fish eyes for betjokks Fitform Nordic (6 knapper) std på stol - supplering			FN-FISHEYE		FN-FISHEYE	
Bord stol Fitform Nordic fellbart svingbart hdreg			FN181	195661	FN181	195661
Bord stol Fitform Nordic hvreg frittstående			FN-10500	195662	FN-10500	195662
Bord stol Fitform Nordic lite			FN182	195663	FN182	195663
Bord stol Fitform Nordic transparent			FN180	195664	FN180	195664
Bord armlensmontert transparent (kun til sb51)						
Bord armlensmontert tre (kun til sb51)						
Forlenger benstøtte Fitform Nordic +8cm automatisk fellbar			FN30-45	195665	FN30-45	195665
Hjulsett Mobility Fitform Nordic skyvebøyle kjøring av stol m bruker			FN122	195669	FN122	195669
Hjulsett transport Autobrake Fitform Nordic hev/senk m.aut hjulbrems			FN121	195670	FN121	195670
NB Rygggramme+trekk sb45 nød v ettermont hjulsett FN121/FN122			FN-122-KIT-45			
Hjulsett transport stol oppreis Fitform Nordic på understell			FN123	195671	FN123	195671
Inkotrekk sete og benstøtte Fitform Nordic			FN98-45	195769	FN98-45	195769
Inkotrekk sete Fitform Nordic			FN99-45	195768	FN99-45	195768
Inkotrekk Fitform Nordic 70x140cm			FN99	196767	FN99	196767
Inkotrekk rygg Fitform etter mål			FN98		FN98	
Korsryggstøtte Fitform Nordic luftreg hreg monstett			FN169	198689	FN169	198689
Korsryggstøtte elektrisk Fitform Nordic (kun fabmont)			FN169EL		FN169EL	
Korsryggstøtte el+ryggoverdel el+memory x2 Fitform (kun fabmont)			FN-MEM		FN-MEM	
Ombyggingsett Fitform Nordic økt setedybde gir sd49-59cm			FN-129	195674	FN-129	195674
Ombyggingsett Fitform Nordic brattere ryggvinkel			FN128		FN128	
Plansete stol oppreis Fitform Nordic etter mål			200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675
Plansete stol oppreis Fitform Nordic med kant etter mål			201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676
Pute nakke Fitform Nordic nr2 tynn formbar fiberfyll hud		hud	FN102-S08	195677	FN102-S08	195677
Pute nakke Fitform Nordic nr2 tynn formbar fiberfyll stoff		stoff	FN102	195678	FN102	195678
Pute nakke Fitform Nordic nr3 tykk formbar fiberfyll hud		hud	FN103-S08	195679	FN103-S08	195679
Pute nakke Fitform Nordic nr3 tykk formbar fiberfyll stoff		stoff	FN103	195680	FN103	195680
Pute nakke Fitform Nordic nr4 bånd formbar fiberfyll hud		hud	FN104-S08	195681	FN104-S08	195681
Pute nakke Fitform Nordic nr4 bånd formbar fiberfyll stoff		stoff	FN104	195682	FN104	195682
Pute nakke Fitform Nordic nr5 dråpeformet formbar fiberfyll hud		hud	FN105-S08	195683	FN105-S08	195683
Pute nakke Fitform Nordic nr5 dråpeformet formbar fiberfyll stoff		stoff	FN105	195684	FN105	195684
Pute nakke Fitform Nordic nr11 med sidestøtter formbar skum stoff grå		stoff	FN111		FN111	
Pute nakke Fitform Nordic nr11 med sidestøtter formbar skum sarcotex sort			FN111-SX		FN111-SX	
Pute nakke Fitform Nordic nr11 med sidestøtter formbar skum hud sort		hud	FN111-HUD		FN111-HUD	
Ryggoverdel elektrisk betjent Fitform (kun fab.mont)			FN-ERT		FN-ERT	
Sidevange Fitform Nordic fellbar hø			FN170-H	195730	FN170-H	195730
Sidevange Fitform Nordic fellbar ve			FN170-V	195731	FN170-V	195731
Sidevange Fitform Nordic fellbar elektrisk hø			FN170-H-EL		FN170-H-EL	
Sidevange Fitform Nordic fellbar elektrisk ve			FN170-V-EL		FN170-V-EL	
Varme stol oppreis Fitform Nordic sete+rygg			FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789
Svingutløser rotasjon manuell hø Fitform Nordic (på ny stol)			FN120-MAN		FN120-MAN	
Svingutløser rotasjon mont motsatt side Fitform Nordic			FN120-V		FN120-V	
Bøyle Fitform Nordic ekstra for feste av betjokks på motsatt side			FN619-77V		FN619-77V	
Understell Fitform Nordic svingbart låsbar (svingskive)			FN120-45		FN120-45	
Sving/seterotasjon elektrisk Fitform (NB krever stol med sving)			FN120-EL		FN120-EL	
Sving/seterotasjon el Fitform m IR styring (krever FN-IR og FN-GW-10KN)			FN120-EL-IR		FN120-EL-IR	
Innstilling av stol Fitform Nordic e. brukers mål (sd,sh etc) angi			FN-MÅL		FN-MÅL	
Innstilling til rettøft stol oppreis Fitform Nordic			FN-RETTL		FN-RETTL	
Tillegg annen farge Fitform Nordic stoff Geiranger			FN199		FN199	
Tillegg annen farge Fitform Nordic hud (samme kvalitet)			FN199-HUD		FN199-HUD	

sb51 Std rh84 sd43-53 vare nr	HMS nr	sb51 dyp rh84 sd49-59 vare nr	HMS nr	sb57 bred rh84 sd43-53 vare nr	HMS nr	sb63 ex bred rh84 sd44-53 vare nr	HMS nr
FN-51	195751	FN-51D	195745	FN-57	195743	FN-63	195763
FN-51-HUD	195750	FN-51D-HUD	195744	FN-57-HUD	196742	FN-63-HUD	195762
						FN1-63	195765
						FN1-63-HUD	195764
FN-51S	195761	FN-51DS	195755	FN-57S	195753		
FN-51S-HUD	195760	FN-51DS-HUD	195754	FN-57S-HUD	195752		
FN1-51S	195741	FN1-51DS	195735	FN1-57S	195733		
FN1-51S-HUD	195740	FN1-51DS-HUD	195734	FN1-57S-HUD	195732		
Bredere stoler, se helt nederst							
sb51 Std vare nr	HMS nr	sb51 dyp vare nr	HMS nr	sb57 bred vare nr	HMS nr	sb63 ex bred vare nr	HMS nr
FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653
FN109-H	195654	FN109-H	195654	FN109-H	195654	FN109-H	195654
FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655
FN109-V	195656	FN109-V	195656	FN109-V	195656	FN109-V	195656
FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649
FN109B-H	195650	FN109B-H	195650	FN109B-H	195650	FN109B-H	195650
FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651
FN109B-V	195652	FN109B-V	195652	FN109B-V	195652	FN109B-V	195652
FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM	
FN-A-LATEX		FN-A-LATEX		FN-A-LATEX		FN-A-LATEX	
FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM	
FN-B-LATEX		FN-B-LATEX		FN-B-LATEX		FN-B-LATEX	
FN164	195658	FN164	195658	FN164	195658	FN164	195658
FN187	195659	FN187	195659	FN187	195659	FN187	195659
FN187	195660	FN187	195660	FN187	195660	FN187	195660
FN-EASY		FN-EASY		FN-EASY		FN-EASY	
FN-IR		FN-IR		FN-IR		FN-IR	
FN-NETT		FN-NETT		FN-NETT		FN-NETT	
FN-GW-10KN		FN-GW-10KN		FN-GW-10KN		FN-GW-10KN	
FN-CIAR		FN-CIAR		FN-CIAR		FN-CIAR	
FN-FISHEYE		FN-FISHEYE		FN-FISHEYE		FN-FISHEYE	
FN181	195661	FN181	195661	FN181	195661	FN181	195661
FN-10500	195662	FN-10500	195662	FN-10500	195662	FN-10500	195662
FN182	195663	FN182	195663	FN182	195663	FN182	195663
FN180	195664	FN180	195664	FN180	195664	FN180	195664
FN184-51		FN184-51					
FN185-51		FN185-51					
FN30-51	195666	FN30-51	195666	FN30-57	195667		
FN122	195669	FN122	195669	FN122	195669	FN122	195669
FN121	195670	FN121	195670	FN121	195670	FN121	195670
<i>FN-122-KIT-51</i>		<i>FN-122-KIT-51</i>		<i>FN-122-KIT-57</i>		<i>FN-122-KIT-63</i>	
FN123	195671	FN123	195671	FN123	195671	FN123	195671
FN98-51	195771	FN98-51	195771	FN98-57	195773	FN98-63	195775
FN99-51	195770	FN99-51	195770	FN99-57	195772	FN99-63	195774
FN99	196767	FN99	196767	FN99	196767	FN99	196767
FN98		FN98		FN98		FN98	
FN169	198689	FN169	198689	FN169	198689	FN169	198689
FN169EL		FN169EL		FN169EL		FN169EL	
FN-MEM		FN-MEM		FN-MEM		FN-MEM	
FN-129	195674	FN-129	195674	FN-129	195674	FN-129-63	195674
FN128		FN128		FN128		FN128	
200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675
201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676
FN102-S08	195677	FN102-S08	195677	FN102-S08	195677	FN102-S08	195677
FN102	195678	FN102	195678	FN102	195678	FN102	195678
FN103-S08	195679	FN103-S08	195679	FN103-S08	195679	FN103-S08	195679
FN103	195680	FN103	195680	FN103	195680	FN103	195680
FN104-S08	195681	FN104-S08	195681	FN104-S08	195681	FN104-S08	195681
FN104	195682	FN104	195682	FN104	195682	FN104	195682
FN105-S08	195683	FN105-S08	195683	FN105-S08	195683	FN105-S08	195683
FN105	195684	FN105	195684	FN105	195684	FN105	195684
FN111		FN111		FN111		FN111	
FN111-SX		FN111-SX		FN111-SX		FN111-SX	
FN111-HUD		FN111-HUD		FN111-HUD		FN111-HUD	
FN-ERT		FN-ERT		FN-ERT		FN-ERT	
FN170-H	195730	FN170-H	195730	FN170-H	195730	FN170-H	195730
FN170-V	195731	FN170-V	195731	FN170-V	195731	FN170-V	195731
FN170-H-EL		FN170-H-EL		FN170-H-EL		FN170-H-EL	
FN170-V-EL		FN170-V-EL		FN170-V-EL		FN170-V-EL	
FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789
FN120-MAN		FN120-MAN		FN120-MAN		FN120-MAN	
FN120-V		FN120-V		FN120-V		FN120-V	
FN619-77V		FN619-77V		FN619-77V		FN619-77V	
FN120-51		FN120-51		FN120-57		FN120-63	159379
FN120-EL		FN120-EL		FN120-EL		FN120-EL	
FN120-EL-IR		FN120-EL-IR		FN120-EL-IR		FN120-EL-IR	
FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL	
FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL	
FN199		FN199		FN199		FN199	
FN199-HUD		FN199-HUD		FN199-HUD		FN199-HUD	

Bestillingsdata

Seter (husk trekk)		sb45 smal vare nr	HMS nr	sb45 Mini vare nr	HMS nr
Pute sete Geltec / Intelligel Fitform trykkavlastning m gel u trekk		FN-GEL45	195685	FN-GEL45	195685
Pute sete Fitform Nordic myk latex u trekk		FN141-45	195688	FN141-45	195688
Pute sete Fitform Nordic trykkavlastning u trekk		FN142-45	195689	FN142-45	195689
Pute sete Fitform Nordic trykkavlastning myk u trekk		FN143-45	195691	FN143-45	195691
Pute sete Fitform Nordic trykkavlastning ex myk minneskum		FN147-45	195690	FN147-45	195690
Pute sete Fitform Nordic ekstra lav sh fra 36cm Intelligel		FN144-45	195727	FN144-45	195727
Sete APPR Fitform Nordic luftreg f.posisjonering+trykkavlastning m ROHO		FN-AIR-S-45	195726	FN-AIR-S-45	195726
Sete+rygg APPR Fitform Nordic luftreg f.posisjonering+trykkavlast e.mål		FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729
Trekk stol oppreis Fitform Nordic sete std stoff grå	stoff	FN631-45	200224	FN631-45	200224
Trekk stol oppreis Fitform Nordic sete std hud sort	hud	FN631-45-S08		FN631-45-S08	
Trekk spesial Sarcotex GRÅ f trykkavlast sete mykere mer stretch inkosikkert		FN149-45	195776	FN149-45	195776
Trekk spesial Sarcotex SORT f trykkavlast sete mykere mer stretch inkosikkert		FN149-45-S	195776	FN149-45-S	195776
Trekk Fitform Nordic benstøtte+sete sammenheng heldekk stoff	stoff	FN620-45	195781	FN620-45	195781
Trekk Fitform Nordic benstøtte+sete sammenheng heldekk hud	hud	FN620-45-S08	195780	FN620-45-S08	195780
Sete coxitt etter mål (kun fabrikkmontert)		FN148		FN148	
Rygger (husk trekk)		sb45 smal vare nr	HMS nr	sb45 Mini vare nr	HMS nr
Rygg Fitform Nordic høy u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hdreg		FN150-4584	195706	FN150-4584	195706
Trekk Fitform Nordic rygg std/myk/korsryggstøtterh84 stoff grå	stoff	FN634-4584		FN634-4584	
Trekk Fitform Nordi rygg std/myk/korsryggstøtte rh84 hud sort	hud	FN634-4584-S08		FN634-4584-S08	
Rygg Fitform Nordic lav u.trekk rh72 korsryggstøtte luft hdreg		FN150-4572	195709	FN150-4572	195709
Trekk Fitform Nordic rygg myk/korsryggstøtte rh72 stoff grå	stoff	FN634-4572		FN634-4572	
Trekk Fitform Nordic rygg myk/korsryggstøtte rh72 hud sort	hud	FN634-4584-S08		FN634-4584-S08	
Rygg Fitform Nordic xhøy u.trekk rh94 korsryggstøtte luft hreg				FN150-4594	
Trekk Fitform Nordic rygg xhøy rh94 stoff grå				FN634-4594	
Trekk Fitform Nordic rygg xhøy rh94 hud sort				FN634-4594-S08	
Rygg Fitform Nordic ekstra myk u.trekk rh84 (72) korsryggstøtte luft hreg		FN153-45	195705	FN153-4572	
Trekk Fitform Nordic rygg ex myk stoff grå	stoff	FN636-4584		FN636-4572	
Trekk Fitform Nordi rygg std/myk/korsryggstøtte rh84 hud sort	hud	FN634-4584-S08		FN634-4572-S08	
Rygg Fitform Nordic sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hdreg		FN151-45	195710	FN151-45	195710
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 stoff grå		FN611-45		FN611-45	
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 hud sort		FN611-45-S08		FN611-45-S08	
Rygg Fitform Nordic multitolpasning/kyfose u.trekk rh84		FN154-45	195707	FN154-45	195707
Trekk Fitform Nordic rygg multitolpasning rh84 stoff grå		FN612-45		FN612-45	
Trekk Fitform Nordic rygg multitolpasning rh84 hud sort		FN612-45-S08		FN612-45-S08	
Rygg Fitform Nordic multitolpasning/kyfose/sidestøtte u.trekk rh84		FN155-45	195708	FN155-45	195708
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 stoff grå		FN611-45		FN611-45	
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 hud sort		FN611-45-S08		FN611-45-S08	
Rygg ILPM+multitolpass/kyfose +korsryggst Fitform rh84 m.trekk	stoff	FN-ILPM-45	196606	FN-ILPM-4572	
Rygg ILP Fitform posisjonering rh84 (m trekk)	stoff	FN-ILP-45	195701	FN-ILP-4572	
Tillegg ryggtrekk i skinn ILP-rygg Fitform		FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD	
Sidestøtteputer kpl sett til ILP rygg Fitform		FN-ILP-SS		FN-ILP-SS	
Rygg ILPM Plus tilpasningsrygg m stabile hreg sidestøtter m trekk (ny)		FN-ILPMP-45		FN-ILPMP-45	
Sete+rygg APPR Fitform Nordic luftreg f.posisjonering+trykkavlast e mål	stoff	FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729
Rygg tykkere for red setedyde Fitform Nordic e mål (fra sd38) tillegg		FN-SD	195704	FN-SD	195704
Tillegg for poltring av rygg med topplag av trykkavlastende minneskum		FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM	
Tillegg for poltring av rygg med topplag av mykt latexskum		FN-R-LATEX		FN-R-LATEX	
Trekk rygg Sarcotex inkosikkert etter mål		FN149R		FN149R	
Trekk sete+benstøtte Sarcotex inkosikkert etter mål		FN149SB		FN149SB	
Trekk armlen Sarcotex inkosikkert etter mål		FN149A		FN149A	
Trekk sidevange hø Sarcotex inkosikkert etter mål		FV149SV-H		FV149SV-H	
Trekk sidevange ve Sarcotex inkosikkert etter mål		FV149SV-V		FV149SV-V	
Fikseringsutstyr		sb45 smal vare nr	HMS nr	sb45 Mini vare nr	HMS nr
Universalbelte Bodypoint m elastikk str L br11cm -husk forl.stropp		SP110L		SP110L	
Universalbelte Bodypoint m elastikk strXL br 5cm -husk forl.stropp		SP110XL		SP110XL	
Forlengelsesstropp til Universalbelte strL 11cm bredde		SP111L		SP111L	
Forlengelsesstropp til Universalbelte strL 15cm bredde		SP111XL		SP111XL	
Hoftebelte Bodypoint 2pkt Medium ett drag fra midten		HB205M-A2		HB205M-A2	
Hoftebelte Bodypoint 2pkt Large ett drag fra midten		HB205L-A2		HB205L-A2	
Hoftebelte Bodypoint 4pkt Medium ett drag fra midten		HB405M-A2		HB405M-A2	
Hoftebelte Bodypoint 4pkt Large ett drag fra midten		HB405L-A2		HB405L-A2	
Fratrekk (kun ved bytte til annen type del)		sb45 smal vare nr	HMS nr	sb45 Mini vare nr	HMS nr
Fratrekk std ryggpute m trekk+rygggramme Fitform Nordic		FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR	
Fratrekk std sete Fitform Nordic		FN140-FRATR		FN140-FRATR	
Fratrekk std nakkepute Fitform Nordic		FN100-FRATR		FN100-FRATR	
Fratrekk std armlen Fitform Nordic (stk)		FN680-FRATR		FN680-FRATR	
Fratrekk std betjeboks Fitform Nordic		FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR	
Tjenester		sb45 smal vare nr	HMS nr	sb45 Mini vare nr	HMS nr
Timepris tilpasning Fitform Nordic		12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
Timepris individuell tilpasning Fitform Nordic		12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672
Timepris reparasjon / kjøretid Fitform Nordic		12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700
Enhetspris gjenbruk Fitform Nordic		12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668
Enhetspris tprøving Fitform		12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788
Materiell systue					
Materiell teknisk					
Kjøretid (samme timepris som tilpasning)		12-1219 T5	195700	12-1219 T2	195766
Kilometer		KM		KM	
Innstilling av stol oppreis Fitform Nordic etter brukers mål (sd,sh etc)		FN-MÅL		FN-MÅL	
Innstilling til rettloft stol oppreis Fitform Nordic		FN-RETTL		FN-RETTL	
Økt br.vekt til 175kg Fitform Nordic sb51					
Std sete/rygg/nakkepute skal også medfølge		FN-STD		FN-STD	
Ekstra brede stoler: (mod 570 Vario)		sb69		sb75	
Fitform 570 Vario Tilt (u sving) max brukervekt 250kg	stoff	FN-69		FN-75	

sb51 Std vare nr	HMS nr	sb51 dyp vare nr	HMS nr	sb57 bred vare nr	HMS nr	sb63 ex bred vare nr	HMS nr
FN-GEL-51	195686	FN-GEL-51	195686	FN-GEL-57	195687	FN-GEL-63	
FN141-51	195692	FN141-51	195692	FN141-57	195696		
FN142-51	195693	FN142-51	195693	FN142-57	195697	FN142-63	195699
FN143-51	195695	FN143-51	195695				
FN147-51	195694	FN147-51	195694	FN147-57	195698		
FN144-51	195728	FN144-51	195728	FN144-57		FN144-63	
FN-AIR-S-51	195726	FN-AIR-S-51	195726	FN-AIR-S-57	195726		
FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729		
FN631-51	196485	FN631-51	196485	FN631-57		FN631-63	
FN631-51-S08		FN631-51-S08		FN631-57-S08		FN631-63-S08	
FN149-51	195777	FN149-51	195777	FN149-57	195778	FN149-63	
FN149-51-S	195777	FN149-51-S	195777	FN149-57-S	195778	FN149-63-S	
FN620-51	195783	FN620-51	195783	FN620-57	195785	FN620-63	195787
FN620-51-S08	195782	FN620-51-S08	195782	FN620-57-S08	195784	FN620-63-S08	195786
FN148		FN148		FN148		FN148	
sb51 Std vare nr	HMS nr	sb51 dyp vare nr	HMS nr	sb57 bred vare nr	HMS nr	sb63 ex bred vare nr	HMS nr
FN150-5184	195715	FN150-5184	195715	FN150-5784	195721	FN150-6384	195725
FN634-5184		FN634-5184		FN634-5784		FN634-6384	
FN634-5184-S08		FN634-5184-S08		FN634-5784-S08		FN634-6384-S08	
FN150-5174	195712	FN150-5174	195712				
FN634-5172		FN634-5172					
FN634-5172-S08		FN634-5172-S08					
FN150-5194	195717	FN150-5194	195717	FN150-5794	195723		
FN634-5194		FN634-5194		FN634-5794			
FN634-5194-S08		FN634-5194-S08		FN634-5794-S08			
FN153-51	195711	FN153-51	195711	FN153-57	195718	FN153-63	
FN636-5184		FN636-5184		FN634-5784		FN636-6384	
FN634-5184-S08		FN634-5184-S08		FN634-5784-S08		FN634-6384-S08	
FN151-51	195716	FN151-51	195716	FN151-57	195722		
FN611-51		FN611-51		FN611-57			
FN611-51-S08		FN611-51-S08		FN611-57-S08			
FN154-51	195713	FN154-51	195713	FN154-57	195719	FN154-63	195724
FN612-51		FN612-51		FN612-57		FN612-63	
FN612-51-S08		FN612-51-S08		FN612-57-S08		FN612-63-S08	
FN155-51	195714	FN155-51	195714	FN155-57	195720		
FN611-51		FN611-51		FN611-57			
FN611-51-S08		FN611-51-S08		FN611-57-S08			
FN-ILPM-51	200015	FN-ILPM-51	200015	FN-ILPM-57		FN-ILPM-63	
FN-ILP-51	195702	FN-ILP-51	195702	FN-ILP-57	195703	FN-ILP-63	
FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD	
FN-ILP-SS		FN-ILP-SS		FN-ILP-SS			
FN-ILPMP-51		FN-ILPMP-51		FN-ILPMP-57			
FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729		
FN-SD	195704	FN-SD	195704	FN-SD	195704	FN-SD	195704
FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM	
FN-R-LATEX		FN-R-LATEX		FN-R-LATEX		FN-R-LATEX	
FN149R		FN149R		FN149R		FN149R	
FN149SB		FN149SB		FN149SB		FN149SB	
FN149A		FN149A		FN149A		FN149A	
FV149SV-H		FV149SV-H		FV149SV-H		FV149SV-H	
FV149SV-V		FV149SV-V		FV149SV-V		FV149SV-V	
sb51 Std vare nr	HMS nr	sb51 dyp vare nr	HMS nr	sb57 bred vare nr	HMS nr	sb63 ex bred vare nr	HMS nr
SP110L		SP110L		SP110L		SP110L	
SP110XL		SP110XL		SP110XL		SP110XL	
SP111L		SP111L		SP111L		SP111L	
SP111XL		SP111XL		SP111XL		SP111XL	
HB205M-A2		HB205M-A2					
HB205L-A2		HB205L-A2		HB205L-A2		HB205L-A2	
HB405M-A2		HB405M-A2					
HB405L-A2		HB405L-A2		HB405L-A2		HB405L-A2	
sb51 Std vare nr	HMS nr	sb51 dyp vare nr	HMS nr	sb57 bred vare nr	HMS nr	sb63 ex bred vare nr	HMS nr
FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR	
FN140-FRATR		FN140-FRATR		FN140-FRATR		FN140-FRATR	
FN100-FRATR		FN100-FRATR		FN100-FRATR		FN100-FRATR	
FN680-FRATR		FN680-FRATR		FN680-FRATR		FN680-FRATR	
FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR	
sb51 Std vare nr	HMS nr	sb51 dyp vare nr	HMS nr	sb57 bred vare nr	HMS nr	sb63 ex bred vare nr	HMS nr
12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672
12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700
12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668
12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788
12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
KM		KM		KM		KM	
FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL	
FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL	
FN175KG		FN175KG					
FN-STD		FN-STD		FN-STD		FN-STD	
sb81		sb87					
FN-81		FN-87					

Gjenbruksett og frekvente reservedeler

Gjenbruksett nr1	
Består av alle trekk, skum setepute, skum ryggpute samt std nakkepute	
FN-GJBR1-4572	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh72 stoff
FN-GJBR1-4584	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh84 stoff
FN-GJBR1-5184	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN-GJBR1-5784	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb57 rh84 stoff
FN-GJBR1-6384	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb63 rh84 stoff
FN-GJBR1-4572-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh72 hud
FN-GJBR1-4584-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh84 hud
FN-GJBR1-5184-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
FN-GJBR1-5784-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb57 rh84 hud
FN-GJBR1-6384-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb63 rh84 hud
Gjenbruksett nr2	
Består av trekk og skum til setepute og rygg samt nakkepute std	
FN-GJBR2-4572	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh72 stoff
FN-GJBR2-4584	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh84 stoff
FN-GJBR2-5184	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN-GJBR2-5784	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb57 rh84 stoff
FN-GJBR2-6384	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb63 rh84 stoff
FN-GJBR2-4572-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh72 hud
FN-GJBR2-4584-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh84 hud
FN-GJBR2-5184-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
FN-GJBR2-5784-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb57 rh84 hud
FN-GJBR2-6384-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb63 rh84 hud
Gjenbruksett nr3	
Består av alle trekk	
FN600-4572	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh72 stoff
FN600-4584	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh84 stoff
FN600-5184	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN600-5784	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb57 rh84 stoff
FN600-6384	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN600-4572-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh72 hud
FN600-4584-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh84 hud
FN600-5184-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
FN600-5784-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb57 rh84 hud
FN600-6384-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
Andre frekvente reservedeler	
FN100	Nakkepute FitformNordic std stoff
FN100-S08	Nakkepute Fitform Nordic std hud
FN140-45	Setepute Fitform Nordic std sb45
FN140-51	Setepute Fitform Nordic std sb51
FN140-57	Setepute Fitform Nordic std sb57
FN140-63	Setepute Fitform Nordic std sb63
FN631-45	Trekk setepute sb45 Fitform stoff grå
FN631-51	Trekk setepute sb51 Fitform stoff grå
FN631-57	Trekk setepute sb57 Fitform stoff grå
FN631-63	Trekk setepute sb63 Fitform stoff grå
FN631-45-S08	Trekk setepute sb45 Fitform hud sort
FN631-51-S08	Trekk setepute sb51 Fitform hud sort
FN631-57-S08	Trekk setepute sb57 Fitform hud sort
FN631-63-S08	Trekk setepute sb63 Fitform hud sort
FN630-	Trekk armlen i stoff Fitform Nordic stk
FN630-S08	Trekk armlen i hud Fitform Nordic stk
FN680-H	Armlen std hø Fitform Nordic u trekk
FN680-H	Armlen std ve Fitform Nordic u trekk
FN505	Betjeningspanel std stol m tilt
FN506-1	Betjeningspanel std stol u tilt
FN500	Motor løft/tilt Fitform Nordic Linak
FN503	Motor rygg Fitform Nordic Linak
FN501	Motor benstøtte Fitform Nordic Linak
FN507KPL	Elektronikk Fitform Nordic inkl trafoLinak
FN120-sb	Seterotasjon/svingskive std sb__ manuell
FN670-sb	Fotplate Fitform Nordic uten trekk
FN690	Ben metall hreg Fitform Nordic (1 pr stolside)
FN-671-sb	Benstøttemekanisme Fitform Nordic
FN632-sb	Trekk benstøtte Fitform Nordic stoff
FN632-sb-S08	Trekk benstøtte Fitform Nordic hud
FN634-sbrh	Trekk rygg std Fitform Nordic (oppgi sb og rh)
FN619-sbrh	Skumpolstring ryggpute Fitform Nordic (oppgi sb og rh)

Fitform Saliro

- lettbetjent og prisgunstig løfte- hvilestol med synkron-funksjon



Ny modell fra Fitform til en svært hyggelig pris. Saliro kjennetegnes av høy komfort og er svært lettforståelig og enkel å betjene. Stolen har synkronfunksjon, dvs. at oppreisningsfunksjon, benstøtte, tilt og rygg er sammenkoblet slik at de enkelt kan betjenes med en håndkontroll med bare to knapper. Ønsker man separat regulering av disse funksjonene anbefaler vi modellen Fitform Nordic

Stolen har faste mål, men kan leveres i flere størrelser, i stoff eller skinn, se bestillingsdata.

Saliro kan leveres med varme i sete og rygg, behagelig luksus i lange vinter-kvelder! Andre tilbehør/tilvalg er nakkepute, hjulsystem og batteridrift.



Hjulsystem Fitform Saliro



Betjeningspanel med kun to knapper

pr. 17 jan. 2016



STANDARDSTOL	Varenr	pris ex mva	pris inkl mva
Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 grå Geiranger stoff	FS-49M	12 316	15 395
ANDRE UTFØRELSER - BESTILLINGSVARE	Varenr	pris ex mva	pris inkl mva
Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 grå Geiranger stoff	FS-49P	12 316	15 395
Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 grå Geiranger stoff	FS-49G	12 316	15 395
Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 sort skinn	FS-49P-HUD	16 396	20 495
Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 sort skinn	FS-49M-HUD	16 396	20 495
Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 sort skinn	FS-49G-HUD	16 396	20 495
TILBEHØR	Varenr	pris ex mva	pris inkl mva
Nakkepute Fitform Saliro stoff	FS-NP	976	1 220
Nakkepute Fitform Saliro hud	FS-NP-HUD	1 116	1 395
Hjulsystem Fitform Saliro	FS-WHEEL	2 636	3 295
Varme sete og rygg Fitform Saliro	FS-HEAT	2 676	3 345
Batteridrift Fitform Saliro	FS-BATT	2 676	3 345

Vi tar forbehold om evt. pris og produktendringer



medemagruppen

Stoler med oppreisningsfunksjon 2016/2017

Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan - tlf 67 06 49 00 - www.medema.no