



medemagruppen



Medemagruppen
Fitform Nordic

- stoler med oppreisningsfunksjon 2015

Fitform Nordic

- Stolserie med oppreisningsfunksjon med komfort og tilpasningsmuligheter i særklasse



- Enkel og sikker oppreisning uten å miste balansen
- Meget robust og stabil stol med meget høyt sikkerhetsnivå
- Alle sitte og liggeposisjoner mulige, separat regulering av oppreisningsfunksjon, setetilt, ryggregulering og benstøtte
- Svært omfattende tilpasningsmuligheter på alle stoler med justerbar setehøyde, setedybde, lengde og vinkel på benstøtte, vinkling av toppdel på rygg, armlenshøyde og løftevinkel inkl rettløft.
- Tiltfunksjon med mulighet for sjokkleie
- Leveres i mange størrelser og svært omfattende tilbehørsprogram. Kan tilpasses enhver kroppsbygning
- Mulighet for ekstra lang benstøtte samt ulike rygghøyder
- Seterotasjon med automatisk låsing, evt manuelt låsbar. Kan leveres elektrisk betjent.
- Mulighet for avanserte og trykkforebyggende sitteløsninger ved hjelp av tilbehør
- Enkel regulering av armlen ved hjelp av ratt bak glidelås på sidevengen
- Alle trekk og puter enkle å ta av/på uten bruk av verktøy
- Svært gjenbruksvennlig



Fitform Nordic

Setebredde standard størrelser	45, 51, 57, 63cm
Setebredde spesialstørrelser	69, 75, 81, 87cm
Setedybde std modeller	44-54cm (38-59cm m tilbehør)*
Setedybde dyp modell	49-59cm
Setehøyde u rotasjon	40-60cm (fra 36cm m tilbehør)
Setehøyde m rotasjon	41-61cm (fra 37cm m tilbehør)
Rygghøyde	84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Rygghøyde modell Mini	72cm
Armlenshøyde regb u verktøy	15-29cm (fra 12cm m tilbehør)
Benstøttelengde (justerbar)	44-55cm (+8cm m tilbehør)
Maks høyde benstøtte fra gulv	83-103cm (avhengig av sh)
Høyde rettløft oppreist	59-79cm (avhengig av sh)
Høyde skråløft oppreist	60-80cm (avhengig av sh)
Maks brukervekt sb45 og 51	150kg
Maks brukervekt sb57	175kg
Maks brukervekt sb63,69,75,81,87	250kg
Tilt	5-35 grader
Ryggvinkling	95-135 grader
Rotasjon	automatisk låsing
Ryggoverdel	regulerbar u verktøy (evt el betjent)
Trekk std	grått stoff / sort hud
Nakkepute	std
Setebunn	plan med møbelfjærer
Mykhet sete og ryggputer	halvmyk (myk/fast tilbehør)

* Kortere setedybde på forespørsel

Fitform Nordic

- sitte på sunt grunnlag

Hvilestilling

Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belastningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir optimalt fordelt og man oppnår behagelig avslapning av kroppen. Siden benene kan komme høyere enn hjertet, avlastes blodløpet. (såkalt sjøkleieposisjon).



Sittstilling

Det å sitte rett opp stiller de høyeste kravene til stillingen til ryggraden. Ettersom lenestolen passer til brukerens kroppsbygning, har bekkenet riktig stilling, ryggraden blir fullstendig støttet, samtidig som benene avlastes. Slik oppnås en avslappet sitteholdning.



Oppreisningsstilling

Unik oppreisningsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet. Underløfteprosessen dreier setet litt bakover slik at man får satt benene godt under seg når man skal reise seg. Dette gjør oppreisning meget sikker og god, forebygger fare for uhell.



Avslapningsstilling

Ved hjelp av reguleringen av setetilt og fotbrett, og til slutt fininnstilling av ryggvinkel kommer du i en ideell avslapningstilling hvor kroppsfunksjonene kan ta seg opp igjen.

Ryggraden avlastes i høy grad og musklene, senene og leddene er avslappet.

Kroppsvekten fordeles over større flate og dette reduserer faren for lokalt trykk og eventuelt trykksår. Ved primært å utnytte tiltfunksjonen blir reguleringen mest mulig behagelig og samtidig er det lettere for bruker å opprettholde ønsket sittebalanse og sittestilling.



Fitform Nordic

-ulike størrelser og modeller

Særdeles stort program av størrelser!

En forutsetning for at en løfte- hvilestol skal fungere optimalt, er at den må passe godt til brukeren.

Den må ha både riktig setebredde, setedybde, setehøyde og armlenshøyde for at oppreisning skal kunne gjøres best mulig og at stolen samtidig skal gi god støtte og avslappet sitte- og hvilestilling. I avslapning- og hvilestilling bør man også ha god støtte avlastning under benene. Det er derfor en stor fordel å kunne justere benstøtten etter brukers lengde.

Et viktig valg er riktig setebredde og avstand mellom armene. Dette er viktig for at bruker best mulig skal kunne utnytte sin armkraft ved oppreisning, og samtidig kunne sitte stabilt og komfortabelt.

Vi tilbyr derfor stolene i ulike setebredder (45,51,57, 63, 69, 75, 81 og 87cm) for for å sikre at alle får en stol som passer optimalt, uansett om man er stor eller liten.

Stolene har videre omfattende tilpasningsmuligheter slik at man kan justere inn ønsket setehøyde, setedybde, armlenshøyde, lengde og vinkel på benstøtte samt ønsket løftevinkel.

Ved primært å utnytte tiltfunksjonen blir reguleringen av sittestillingen mest mulig behagelig for brukeren og samtidig blir det lettere å opprettholde ønsket sittebalanse og sitte-stilling.

Tilt er også beste måte å sørge for trykk-avlastning og dermed beskyttelse mot trykksår

Tiltfunksjonen gir også mulighet for å komme i såkalt sjokkleie, hvor benene kommer høyere enn hjertet. Innstillingen av benstøtte, tilt og rygg er videre uavhengige slik at man kan fininnstille ønsket sittestilling.

Det lagt stor vekt på at all bruk skal være både enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer. Alle stoler med rotasjon kan låses fullstendig i ulike posisjoner.

Alle modellene kan leveres med eller uten rotasjon, med eller uten tilt og med trekk i stoff eller hud.

Alternative farger, stoff og større størrelser (sb69, 75 og 81cm) samt spesialløsninger kan leveres på bestilling. Ved privatkjøp av avvikende stoler kreves et depositum på 25%.



Stoler med tilt, uten rotasjon Post 6 og 7 (1.valg)	Mål	HMS art nr stol m stoff	art nr stol m stoff	HMS art nr stol m hud	art nr stol m hud
Fitform 574 Nordic Tilt Mini	sb45 sd44-53 sh38-58 rh72 brvekt150	195747	FN-45M	195746	FN-45M-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Smal	sb45 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt150	195749	FN-45	195748	FN-45-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Std	sb51 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt150	195751	FN-51	195750	FN-51-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Dyp	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 brvekt150	195745	FN-51D	195744	FN-51D-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Bred	sb57 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt175	195743	FN-57	195742	FN-57-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Xbred	sb63 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250	195763	FN-63	195762	FN-63-HUD
Stoler med tilt og rotasjon Post 10 (2. valg)	Mål		art nr stol m stoff		Varenr stol m hud
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Mini	sb45 sd44-53 sh39-59 rh72 brvekt150	195757	FN-45MS	195756	FN-45MS-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Smal	sb45 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195759	FN-45S	195758	FN-45S-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Std	sb51 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195761	FN-51S	195760	FN-51S-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Dyp	sb51 sd49-59 sh41-61 rh84 brvekt150	195755	FN-51DS	195754	FN-51DS-HUD
Fitform 574 Nordic Tilt Swing Bred	sb57 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt175	195753	FN-57S	195752	FN-57S-HUD
Stoler uten tilt, uten rotasjon Post 5 (1.valg)	Mål		art nr stol m stoff		art nr stol m hud
Fitform 574 Nordic Xbred	sb63 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250	195765	FN1-63	195764	FN1-63-HUD
Stoler uten tilt, med rotasjon Post 8 (2. valg)	Mål		art nr stol m stoff		art nr stol m hud
Fitform 574 Nordic Swing Mini	sb45 sd44-53 sh39-59 rh72 brvekt150	195737	FN1-45MS	195736	FN1-45MS-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Smal	sb45 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195739	FN1-45S	195738	FN1-45S-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Std	sb51 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt150	195741	FN1-51S	195740	FN1-51S-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Dyp	sb51 sd49-59 sh41-61 rh84 brvekt150	195735	FN1-51DS	195734	FN1-51DS-HUD
Fitform 574 Nordic Swing Bred	sb57 sd44-53 sh41-61 rh84 brvekt175	195733	FN1-57S	195732	FN1-57S-HUD
Ekstra store stoler	Mål		art nr stol m/stoff		art nr stol m hud
Fitform Vario Tilt	sb69 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-69		
Fitform Vario Tilt	sb75 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-75		
Fitform Vario Tilt	sb81 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-81		
Fitform Vario Tilt	sb87 sd44-53 sh40-60 rh84 brvekt250		FN-87		
Rotasjon (svingskive)	sb 63+		FN120-63		

Stolene leveres standard i grått stoff eller sort hud inkl. nakkepute, to sidelommer og regulerbare korsryggstøtte kan leveres som tilbehør.

Alternative farger/større størrelser kan leveres på bestilling.

Ved privatkjøp/bestilling av avvikende eller kostbare produkter, ser vi oss nødt til å be om et depositum på 25% av kjøpesummen. Depositumet må være innbetalt for produktet bestilles/produseres. Kostbare produkter skal være betalt for utlevering. Produktet er Medema-gruppens eiendom inntil full betaling kan dokumenteres. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur.

Tilpasningsguide for Fitform Nordic løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Balanseproblemer, stort behov for posisjonering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • ILPM tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Elektrisk regulering av ryggoverdel samt elektrisk regulerbar korsryggstøtte (FN-MEM) • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd) FN-AIR-S-sb
Balanseproblemer og kyfose	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • ILPM tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Nakkepute nr 5 dråpeformet (FN105) • Elektrisk regulering av ryggoverdel (FN-ERT/FN-MEM)
Balanseproblemer , mindre behov for posisjonering	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • Rygg med sidestøtte (FN150-sb) • Multitilpasningsrygg med sidestøtte (FN154-sb) • ILP rygg (skumbasert med mulighet for individuell plassering av sidestøtter)
Kyfose	<ul style="list-style-type: none"> • Multitilpasningsrygg (FN154-sb) evt multitilpasningsrygg med sidestøtte FN155-sb • ILPM rygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)FN-ILPM-sb • Nakkepute nr 5 dråpeformet (FN105)
Scoliose / feilstillinger	<ul style="list-style-type: none"> • ILPM rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)
Trykksår sete (EPUAP grade 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) med Sarcotex trekk • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd)FN-AIR-S-sb • Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning.
Risiko for trykksår sete	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering FN-AIR-S-sb (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd) FN-AIR-S-sb • Trykkavlastende sittepute med minneskum • Sarcotex trekk • Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning
Risiko for trykksår rygg (nedre del)	<ul style="list-style-type: none"> • Rygg med lag av minneskum (tilpasning) FN-R-MINNESKUM • Multitilpasningsrygg med sidestøtte
Risiko for trykksår på ben / legger	<ul style="list-style-type: none"> • Benstøtte med ekstra minneskum (tilpasning) FN-B-MINNESKUM
Risiko for trykksår på underarmer	<ul style="list-style-type: none"> • Armlener med ekstra minneskum (tilpasning) FN-A_MINNESKUM
Inkontinens og risiko for trykksår	<ul style="list-style-type: none"> • Inkontinensstrekk evt Sarcotex trekk • Hele stol levert med "Stamskin" trekk • Trykkavlastende puter i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex trekk
Store personer med høy brukervekt	<ul style="list-style-type: none"> • Setebredde 57cm med max brukervekt 175kg (std størrelse) • Setebredde 63cm med max brukervekt 250kg (std størrelse) • Spesialbestilt stol med setebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brukervekt)

Tilpasningsguide for Fitform Nordic løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Lange personer	<ul style="list-style-type: none"> Ekstra dyp stol sd49-59cm (sb51) (stol har tilstrekkelig setehøyde justering sh40-60cm) Ombyggingsett ekstra setedybde med sd 49-59 (øvrige setebredder) FN129 Alternativ rygg med høyere rygg høyde 94 eller 104cm Benstøtteforlenger (+8cm)
Små/korte personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med rygg høyde 72cm Ekstra lav setehøyde 36,37,38,39cm (ved bruk av ekstra lav setepute m Intelligel (FN144-sb) Armlen Vario (lavere) FN109-H/FN109-V Ekstra kort setedybde fra 38cm (FN-SD) (Rygg med 2 alt 6cm tykkere polstring) Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)
Smale/tynne personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med setebredde 45 (viktig med riktig setebredde)
Mentalt nedsatt (alzheimer, parkinson)	<ul style="list-style-type: none"> Easy versjon med sammenkoblede elfunksjoner og kun 2 knapper på håndkontroll (FN-EASY)
Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> Nakkepute med meget mykt fyll Elektrisk regulering av ryggoverdel (FN-MEM)
Behov for bredere armlener , problem med at armene faller ned	<ul style="list-style-type: none"> Bredere armlener (+ 2-4-6 cm innover eller utover) (tilpasning)
Behov for å bli kjørt i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Hjulsett Mobility Autobrake (FN121) m automatisk bremsefunksjon (maks sikkerhet for bruker) Hjulsett Mobility (automatisk bremsefunksjon) (FN122) Transporthjul (u brems, krever at stolen balanseres) (FN123)
Behov for å flytte stolen i rommet (uten bruker i)	<ul style="list-style-type: none"> Bredere armlener (+ 2-4-6 cm innover eller utover) (tilpasning)
Behov for varme	<ul style="list-style-type: none"> Varme i sete og rygg (FN-HEAT)
Behov for å arbeide, lese eller spise i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Ulike bordløsninger og lys
Behov for mer/bedre støtte for ben / heler	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtteforlenger (FN30-sb) Sammenhengende trekk for sete og benstøtte (FN620-sb) Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med minneskum eller latex)
Dårlig håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Håndkontroll Light Touch (FN187) Trådløs IR løsning betjent med lettbetjent håndkontroll eller nettbrettløsning Elektrisk betjent svingfunksjon (FN120-EL)
Stiv hoft / problem med å bøye hoft / kne	<ul style="list-style-type: none"> Coxittsete (FP-148)
Risiko strømbrydd og for å snuble i kabler	<ul style="list-style-type: none"> Batteridrift (FN164)
Ønske om myk sittekomfort	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex) FN141-sb Ekstra myk rygg (FN153-sb) alternativt multitolpasningsrygg eller ILPM rygg
Ønske om korrekt korsryggstøtte	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte , manuell (FN169) eller elektrisk betjent (FN-169EL)
Ekstra følsom hud på sete og lår	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex) FN141-sb
Ekstra følsom hud på armer/albuer	<ul style="list-style-type: none"> Armlen trukket med latex (FN-A-LATEX) Trekk med skinn (FN630-S08)
Ekstra følsom hud på rygg	<ul style="list-style-type: none"> Rygg ekstra myk (eller tilpasning med ekstra latexlag på rygg) FN-R-LATEX
Ekstra følsom hud på legger og knehase	<ul style="list-style-type: none"> Sammenhengende trekk på sete og benstøtte (FN620-sb) Ekstra lag med latex på benstøtte FN-B-LATEX
Forflytning til/fra rullestol, sideveis forflytning	<ul style="list-style-type: none"> Oppfyllbare sidevanger, manuelt betjent (FN170-H / FN170-V) Alt el-betjent (FN170EL-H/FN170EL-V)
Problemer med å betjene svingfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Elektrisk betjent svingfunksjon (FN120-EL)
Ryggproblemer, smerter i korsrygg	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte , manuell (FN169) eller elektrisk betjent (FN-MEM) RCPM sittesystem (dynamisk sitteenhet) FN-RCPM

Fitform Nordic

- ILPM rygg



Det medfølger et sett med ulike sidestøtteputer som enkelt kan plasseres der man ønsker



ILPM-Den ultimate tilpasningsryggen som klarer det meste

Ryggen som gjør det mulig å gi stabil og komfortabel sittekomfort til de aller fleste personer med balanseproblemer og behov for posisjonering i stolen, f.eks ved feilstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggene har funksjonaliteten fra vår multitilpasningsrygg med leddet rygg-ramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. Med hver rygg følger i tillegg med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Med ILPM ryggen følger også manuell luftregulerbar korsryggpute, som også enkelt kan reguleres i høyden.

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vårt Memorykit, som inneholder elektrisk regulering av toppdelen på ryggen, minnefunksjon (x2) og elektrisk regulert korsryggstøtte. (FN-MEM). Det gir de beste muligheter for selv å kunne endre på sittstilling og alltid kunne oppnå ønsket støtte. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

ILP-rygg

En enklere variant uten multitilpasningsfunksjonen og regulerbar korsryggpute, men fortsatt med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Varenr	HMS nr	Varenavn
FN-ILPM-4572		ILPM rygg sb45 rh72 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-45		ILPM rygg sb45 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-51		ILPM rygg sb51 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-57		ILPM rygg sb57 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-63		ILPM rygg sb63 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILPM-69		ILPM rygg sb69 rh84 multijusterbar inkl trekk i stoff
FN-ILP-45	195701	ILP rygg sb45 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-51	195702	ILP rygg sb51 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-57	195703	ILP rygg sb57 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-63		ILP rygg sb63 rh84 inkl trekk i stoff
FN-ILP-HUD		Tillegg for trekk i hud ILPM og ILP rygg Fitform
FN-MEM		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte. (Memory-kit)
FN-ERT		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg
FN169		Korsryggstøtte manuell luftregulert Fitform
FN169EL		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform



ILPM-ryggen har ekstra mykt skum i senter av rygg



ILPM-ryggen har leddet rygg-ramme som kan vinkles to steder på hver side kombinert med justerbar rem regulering

Fitform Nordic

- Rygg multilpasning / kyfose, med og uten sidestøtte

Spesielt egnet ved kyfose, men også for brukere med avvikende kroppsform og moderat behov for støtte.

Ryggene har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. Dette gir mulighet for å forme ryggen etter brukers rygg, og sørger for støtte til hele ryggen.

Rygg med sidestøtte

Rygg med ryggskum med sidestøtte, samt regulerbar korsryggstøtte. For brukere med moderat behov for støtte, men ellers ingen behov for posisjonering



Ekstra mykt skum i senter av rygg



Leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombinert med justerbar rem regulering

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelses
FN154-45	195707	Rygg Fitform Nordic sb45 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN154-51	195713	Rygg Fitform Nordic sb51 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN154-57	195719	Rygg Fitform Nordic sb57 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN154-63	195724	Rygg Fitform Nordic sb63 rh84 multilpasning/kyfose u.trekk
FN612-45		Trekk sb45 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN612-51		Trekk sb51 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN612-57		Trekk sb57 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN612-63		Trekk sb63 rh84 Fitform rygg multilpasning stoff
FN155-45	195708	Rygg Fitform Nordic sb45 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte u.trekk -ge
FN155-51	195714	Rygg Fitform Nordic sb51 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte u.trekk
FN155-57	195720	Rygg Fitform Nordic sb57 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte u.trekk
FN151-45	195710	Rygg Fitform Nordic sb45 rh84 m sidestøtte og korsryggstøtte u trekk
FN151-51	195716	Rygg Fitform Nordic sb51 rh84 m sidestøtte og korsryggstøtte u trekk
FN151-57	195722	Rygg Fitform Nordic sb57 rh84 m sidestøtte og korsryggstøtte u trekk
FN611-45		Trekk sb45 rh84 Fitform rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte
FN611-51		Trekk sb51 rh84 Fitform rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte
FN611-57		Trekk sb57 rh84 Fitform rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte
FN169		Korsryggstøtte manuell luftregulert Fitform hreg
FN169EL		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
FN-MEM		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte. (Memory-kit)
FN-ERT		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg

* Ønskes trekk i hud, sett '-S08' etter art nr på trekk. Andre størrelser på forespørsel



Rygg med sidestøtte



Rygg ekstra myk

Rygg myk (med regulerbar korsryggstøtte)

Välget for dem som ønsker en mykere sitte-komfort

Alternative rygg høyder 72, 94 eller 104 cm,

For lange personer kan det leveres alternativ rygg høyde 94 eller 104cm, for små personer 72cm. Standard rygg høyde er 84cm

Rygg for ekstra kort setedybde

Gjøres ved å legge på et ekstra lag med skum i ryggen (+2 eller 6cm) Oppgi ønsket sd, samt bredde på stol. Enda kortere setedybde på forespørsel

FN-SB HMS 195704 Rygg Fitform Nordic kortere setedybde etter mål (fra sd38)

Rygg for ekstra trykkavlastning

Ved behov for ekstra trykkavlastning kan vi levere ryggene med et topplag med minneskum (memoryfoam) FN-R-MINNESKUM Alternativt med latexskum ved ønske om ekstra myk komfort FN-R-LATEX. Bestilles som tillegg til valgt rygg.

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN153-4572		Rygg sb45 rh72 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-45	195705	Rygg sb45 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-51	195711	Rygg sb51 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-57	195718	Rygg sb57 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN153-63		Rygg sb63 rh84 Fitform Nordic ekstra myk u rekk
FN611-45		Trekk sb45 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN611-4572		Trekk sb45 rh72 Fitform myk/korsryggstøtte
FN611-51		Trekk sb51 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN611-57		Trekk sb57 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN611-63		Trekk sb63 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte
FN150-4572		Rygg sb45 rh72 lav u trekk
FN150-5174		Rygg sb51 rh72 lav u trekk
FN150-5194		Rygg sb51 rh94 ex høy u trekk
FN150-5794		Rygg sb57 rh94 ex høy u trekk
FN634-4572		Trekk sb45 rh72 Fitform rygg lav
FN634-5172		Trekk sb51 rh72 Fitform rygg lav
FN634-5194		Trekk sb51 rh94 Fitform rygg ex høy
FN634-5794		Trekk sb57 rh94 Fitform rygg ex høy
FN149R		Trekk Sarcotex rygg etter mål
FN-R-MINNESKUM		Tillegg for polstring med topplag med minneskum
FN-R-LATEX		Tillegg for polstring med latexskum

* Ønskes trekk i hud, sett '-S08' etter art nr på trekk. Andre størrelser på forespørsel

Fitform Nordic

- Alternative seteløsninger

Korsryggstøtte

Korsryggstøtte kan enkelt monteres på våre rygger leveres med luftregulering med manuell håndpumpe, alternativt elektrisk betjent. Kan også reguleres i høyde. Kan også leveres som del i vårt Memory-kit.

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN169	198689	Korsryggstøtte manuell luftregulert Fitform høyderegulerbar
FN169EL		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
FN-MEM		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte(Memory-kit).

Elektrisk regulerbar toppdel på rygg og Memory-kit

Toppdelen på ryggen kan leveres med elektrisk regulering betjent med separat håndkontroll. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

Kan også leveres som del i vårt Memory-kit sammen med minnefunksjon (x2) og elektrisk regulerbar korsryggstøtte.

Med minnefunksjonen kan to ulike innstillinger lagres, og betjenes som følger: Innstill først stolen i ønsket posisjon. Trykk MEM til de hører en pipetone og trykk så 1 (eller 2) for å lagre denne posisjonen.

Varenr	Varebeskrivelse
FN-ERT	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg Fitform
FN-MEM	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte.(Memory-kit)

Ombyggingsett for økt setedybde 49-59cm for lange personer

Ved behov for setedybde utover det som er std på stolene (44-54cm) kan leveres ombyggingsett som gir mulighet for setedybde opptil 59cm.

Stol med setebredde 51cm leveres for øvrig ferdig i dyp modell med setedybde 49-59cm .

Ombyggingsettet kan brukes for å oppnå setedybde opptil 59cm også på øvrige setebredder. (setebredde må oppgis ved etterbestilling)

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN-129	195674	Ombyggingsett Fitform Nordic økt sd sd55-59

Benstøtteforlenger +8cm for lange personer

Gir mulighet for god støtte under hele legg/fot/hæl også for lange personer.

Forlengelsen felles automatisk inn når benstøtten senkes mot gulv og forhindrer at benstøtten går i gulvet, noe som kan skade stolen.

Dette innebærer at benstøtten kan forlenges uten konflikt med ønsket setehøyde

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
FN30-45	195665	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb45
FN30-51	195666	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb51
FN30-57	195667	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb57

Ekstra polstring benstøtte, og sammenhengende heldekkende trekk sete/ benstøtte

Benstøtten kan ved nylevering bestilles med ekstra polstring , enten med minneskum, dersom ekstra trykkavlastning ønskes f.eks ved risiko for trykksår.

Alternativt med latex, hvis ekstra myk komfort ønskes, f. eks ved ekstra følsom hud.

Kombineres med alternativt sammenhengende heldekkende trekk sete-benstøtte, som også ved bruk alene gir en mykere komfort enn standard løsning.

Varenr	Vare beskrivelse
FN-B-MINNESKUM	Ekstra polstring med minneskum på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
FN-B-LATEX	Ekstra polstring med latex på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
FN-620-45	Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-51	Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-57	Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-63	Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
FN-620-69	Trekk sb69 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff



Fitform Nordic

- Alternative seteløsninger

Sete APPR luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.

Vår mest avanserte løsning for optimal trykkavlastning og muligheter for posisjonering. Høy-risikopute som anbefales ved trykksår og risiko for trykksår.

Leveres med innebygget Roho flerkammerpute i ramme av skum, som sørger for at puten fungerer optimalt funksjons- og sikkerhetsmessig også når stolens funksjoner benyttes. Flerkammerløsningen gir også muligheter for posisjonering. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Sarcotex spesialtrekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker).

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN-AIR-S-45	Sete APPR sb45 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726
FN-AIR-S-51	Sete APPR sb51 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726
FN-AIR-S-57	Sete APPR sb57 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726
FN-AIR-S	Sete APPR etter mål luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget	195726




Setepute Intelligel

Gelbasert pute med meget gode trykkavlastende egenskaper. Anbefales brukt i kombinasjon med Sarcotex trekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker).

Leveres også i lav utførelse som muliggjør setehøyde fra 36cm.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN-GEL-45	Setepute Intelligel sb45 m gel, u.trekk	195685
FN-GEL-51	Setepute Intelligel sb51 m gel, u.trekk	195686
FN-GEL-57	Setepute Intelligel sb57 m gel, u.trekk	195687
FN-GEL-63	Setepute Intelligel sb63 m gel, u.trekk	196521
FN-GEL-69	Setepute Intelligel sb69 m gel, u.trekk	



Setepute Intelligel for ekstra lav setehøyde

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN144-45	Setepute Intelligel ekstra lav sb45 (sh fra 36cm)	195727
FN144-51	Setepute Intelligel ekstra lav sb51 (sh fra 36cm)	195728
FN144-57	Setepute Intelligel ekstra lav sb57 (sh fra 36cm)	

Setepute myk Latex

Setepute av latex som gir klart mykere sittekomfort enn standardputen.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN141-45	Setepute myk latex sb45 (u trekk)	195688
FN141-51	Setepute myk latex sb51 (u trekk)	195692
FN141-57	Setepute myk latex sb57 (u trekk)	195696



Myk latex

Setepute trykkavlastning skumbasert med minneskum, ekstra myk

Avanserte skumbaserte puter med topplag med minneskum, som leveres i 3 ulike fastheter tilpasset ulik brukervekt, hvit/gul for opptil 70kg (til sb45), rød/grønn for 70-90kg (til sb51), og Gul/grønn for over 90kg til sb57 og større.

Andre kombinasjoner skum/størrelser leveres på forespørsel. (hvit/gul er mykest) Anbefales brukt i kombinasjon med Sarcotex mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker).

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN147-45	Setepute sb45 trykkavlastning ex myk m minneskum <70kg (u.trekk)	195690
FN147-51	Setepute sb51 trykkavlastning ex myk m minneskum 70-90kg (u.trekk)	195694
FN147-57	Setepute sb57 trykkavlastning ex myk m minneskum >90kg (u.trekk)	195692
FN-143-sb	Setepute sb__ trykkavlastning (fastere sittekomfort)	

* Andre kombinasjoner av skum kan leveres på forespørsel



Ekstra myk < 70kg

Spesialtrekk Sarcotex for trykkavlastende puter (inkosikkert)

Spesialtrekk med spesiell god stretch og gode pustende egenskaper. Gir myk sittekomfort og er i tillegg inkontinensikkert. Anbefales for optimal effekt ved bruk av trykkavlastende puter. Kan på forespørsel også leveres til rygg og andre deler på stolen. Vi kan også levere andre typer spesialtrekk, f. eks spesialtrekk med antibakteriell beskyttelse

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN149-45	Trekk Sarcotex sb45 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195776
FN149-51	Trekk Sarcotex sb51 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195777
FN149-57	Trekk Sarcotex sb57 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195778
FN149-63	Trekk Sarcotex sb63 for setepute trykkavlastende (luft/gel/skum)	195779
FN149R	Trekk Sarcotex rygg etter mål	



Ekstra myk 70-90kg

Standardtrekk sete i stoff og hud

Varenr	Varebeskrivelse
FN631-sb	Trekk setepute sb__ Fitform stoff grå
FN631-sb-S08	Trekk setepute sb__ Fitform hud sort
FN620-sb-	Trekk setepute-benstøtte sb__ sammenhengende/heldekkende stoff
FN620-sb-S08	Trekk setepute-benstøtte sb__ sammenhengende/heldekkende hud



Ekstra myk < 90kg

Fitform Nordic

- Diverse sitteløsninger



Seterotasjon

Seterotasjon, manuell eller elektrisk betjent

Fitform leveres i standardutførelser både med og uten seterotasjon. Vår standardløsning låser rotasjonen automatisk når man begynner å regulere oppreisningsfunksjonen. Dette gir maksimal sikkerhet ved at man ikke kan utløse rotasjonen under oppreisning. Den kan alternativt leveres manuelt låsbar med hendel/håndgrep dersom man ønsker lås også i nederste stilling. Svingskive/ seterotasjon kan enkelt ettermonteres på alle stoler.

Seterotasjonen kan også leveres elektrisk betjent via en håndkontroll.

Varenr	Varebeskrivelse
FN120-sb	Seterotasjon sb__ manuell med automatisk låsing
FN120EL	Seterotasjon elektrisk betjent
FN120-MAN	Manuell låsing av seterotasjon med hendel/håndgrep



Sidevange oppfellbar, manuelt betjent

Sidevange oppfellbar, manuell eller elektrisk betjent

En meget god løsning sideveis for forflytning inn og ut av stolen, f. til/fra rullestol. Her er det lett å komme til og nå armlenet på motsatt side av stolen.

Sidevangen svinges enkelt bakover, og kan også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontroll. Kan leveres på en eller begge sider av stolen.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN170-H	Sidevange Fitform fellbar man høyre	195730
FN170-V	Sidevange Fitform fellbar man venstre	195731
FN170EL-H	Sidevange Fitform fellbar el høyre	
FN170EL-V	Sidevange Fitform fellbar el venstre	



Sidevange oppfellbar, elektrisk betjent



Coxittsete

Coxittsete

Her kan høyre og venstre setehalvdel vinkles uavhengig av hverandre (varenr FN-148).

Alternative armlensløsninger

Armlenene på Fitform stolen kan reguleres i høyden uten bruk av verktøy, og låses med et ratt bak en glidelås på sidevangen. Kan polstres ekstra med minneskum f.eks ved risiko for trykksår eller med myk latex f.eks ved ømfintlig hud, da gjerne kombinert med trekk i myk hud. Som tilpasning kan armlenene breddes 2,4 eller 6cm innover eller utover.

Varenr	Varebeskrivelse	HMS nr
FN109-H	Armlen Vario hø stoff (ca 2cm lavere enn std armlen)	195654
FN109-V	Armlen Vario ve stoff (ca 2cm lavere enn std armlen)	195656
FN109-H-S08	Armlen Vario hø hud (ca 2cm lavere enn std armlen)	195653
FN109-V-S08	Armlen Vario ve hud (ca 2cm lavere enn std armlen)	195655
FN109B-H	Armlen Vario bred hø stoff (+2cm innover)	195650
FN109B-V	Armlen Vario bred ve stoff (+2cm innover)	195652
FN109B-H-S08	Armlen Vario bred hø hud (+2cm innover)	195649
FN109B-H-S08	Armlen Vario bred ve hud (+2cm innover)	195651
FN-A-MINNESKUM	Ekstra polstring med minneskum, pr armlen	
FN-A-LATEX	Ekstra polstring med myk latex, pr armlen	
FN630-S08	Trekk armlen i hud stk	



Fitform Nordic

- Diverse sitteløsninger



Hjulsett Mobility

(for kjøring med bruker i stol)

En meget sikker løsning ved at hjulene kun aktiviseres når man skyver ned skyvebøylen bak på ryggen. Stolen står støtt når ikke bøylen skyves ned. Velegnet for bruk med bruker i stolen. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive/multitilpasningsrygg.

FN122 HMS 195669 Hjulsett Mobility



Hjulsett Autobrake

(for kjøring av kun stol)

En tilsvarende sikker løsning som hjulsett Mobility, men bergnet kun for å flytte stolen uten bruker i. Hjulene aktiviseres med en hendel bak på ryggen. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive.

FN121 HMS 195670 Hjulsett Autobrake



Transporthjul

Transporthjul montert bak på stolens føtter. Krever at stolen bikkjes bakover og balanseres når stolen skal flyttes. Stolen står støtt når dette ikke gjøres. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive.

FN123 HMS 195671 Transporthjul



Bord Fellbart og svingbart

Regulerbart i høyde, dybde og vinkel

FN181 HMS 195661 Bord fellbart svingbart hdvreg



Bord transparent svingbart

FN180 HMS 195664 Bord transparent



Bord lite

FN182 HMS 195663 Bord lite



Bord frittstående

FN10500 HMS 195670 Bord frittstående hvreg



Bord armlensmontert transparent

FN184-51 Bord armlensmontert transparent (kun sb51)



Bord armlensmontert tre

FN185-51 Bord armlensmontert tre (kun sb51)

Fitform Nordic

- Diverse sitteløsninger

Nakkeputer

Nr. 2



FN102 Liten stoff
FN102-S08 Liten hud

Nr. 3



FN103 Stor stoff
FN103-S08 Stor hud

Nr. 4



FN104 Med bånd stoff
FN104-S08 Med bånd hud

Nr. 5



FN105 Dråpeformet stoff
FN105-S08 Dråpeformet hud

Std.



FN100 Std stoff
FN100-S08 Std hud



Inkontinensstrekk
FN198-sb Inkontrekk sete og benstøtte sb__
FN99-sb Inkontrekk sete sb__
FN98 Inkontrekk rygg etter mål
FN149-sb Trekk sete Sarcotex sb__



Plansete
200-FN-SPES Plansete Fitform etter mål
201-FN-SPES Plansete Fitform m kant etter mål



Sidestøtte rygg
FN100 Sidestøtte rygg (spesialtilpasning)



Betjeningsboks lettbetjent
Svært lettbetjent betjeningspanel
FN187 HMS 195659 Betjeningsboks
Light Touch Fitform lettbetjent (Linak)



Betjeningsboks standard
FN505 Betjeningspanel std stol m tilt
FN506-1 Betjeningspanel std stol u tilt



IR-styring
FN-GW Betjoks til IR styring Fitform trådløs lett-
betjent mod Gewa (krever FN-IR)
FN-NETT B Nettbrett til IR styring Fitform (krever FN-IR)
inkl programmering
FN-CIAR Tillegg CIAR elektronikk for IR styring Fit-
form Nordic (kun fabrikkmontert)
Stolen kan også styres med omgivelseskontroll f.eks Rolltalk

Betjeningsboks Easy

For brukere som synes det er forvirrende med mange knapper på betjeningsboksen. Kan den leveres i en Easy-utgave med kun 2 knapper. Da blir oppreisningsfunksjon, setetilt og benstøtteregulering sammenkoplede. Ryggreguleringen bortfaller (gjelder kun ved nylevering, kan ikke etterbestilles).



Betjeningsboks Easy
FN-EASY Betjeningsboks Easy m 2 knapper og sammenkoplede elfunksjoner



Lys
FN185 HMS 195673 Lys Fitform Nordic

Bestillingsdata

Fitform Nordic pr. 20.11.2014

Komplette stoler			sb45 smal rh84 sd44-53 art nr	HMS nr	sb45 Mini rh72 art nr	HMS nr
Fitform Nordic Tilt (uten sving)	1.VALG	stoff hud	FN-45 FN-45-HUD	195749 195748	FN-45M FN-45M-HUD	195747 195746
Fitform Nordic uten tilt (uten sving)	1.VALG	stoff hud				
Fitform Nordic Swing tilt	2.VALG	stoff hud	FN-45S FN-45S-HUD	195759 195758	FN-45MS FN-45MS-HUD	195757 195756
Fitform Nordic Swing u tilt	2.VALG	stoff hud	FN1-45S FN1-45S-HUD	195739 195738	FN1-45MS FN1-45MS-HUD	195737 195736
Bredere stoler, se helt nederst						
Tilbehør			sb45 smal art nr	HMS nr	sb45 Mini art nr	HMS nr
Armlen Vario Fitform Nordic hø hud sort (lavere enn std)		hud	FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653
Armlen Vario Fitform Nordic hø stoff grå (lavere enn std)		stoff	FN109-H	195654	FN109-H	195654
Armlen Vario Fitform Nordic ve hud sort (lavere enn std)		hud	FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655
Armlen Vario Fitform Nordic ve stoff grå (lavere enn std)		stoff	FN109-V	195656	FN109-V	195656
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover hø hud sort		hud	FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover hø stoff grå		stoff	FN109B-H	195650	FN109B-H	195650
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover ve hud sort		hud	FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651
Armlen bred Fitform Nordic +2cm innover ve stoff grå		stoff	FN109B-V	195652	FN109B-V	195652
Tillegg polstring armlen med trykkavlastende minneskum stk			FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM	
Tillegg polstring armlen med mykt latex skumstk			FN-A-LATEX		FN-A-LATEX	
Tillegg polstring benstøtte med trykkavlastende minneskum stk			FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM	
Tillegg polstring benstøtte med mykt latex skumstk			FN-B-LATEX		FN-B-LATEX	
Batteri Back Up stol oppreis Fitform Nordic			FN165	195657	FN165	195657
Batteridrift stol oppreis Fitform Nordic			FN164	195658	FN164	195658
Betjokks lettbetjent Fitform Nordic Light Touch (Linak, ny type)			FN187	195659	FN187	195659
Betjokks Fitform Nordic venstre montert			FN187	195660	FN187	195660
Betjokks EASY 2knapper kit (gir el løft+tilt+benst sammenkopl) kun fabmont			FN-EASY		FN-EASY	
Tillegg IR-styring (trådløs) Fitform Nordic Ciar elnikk (kun fab mont)			FN-IR		FN-IR	
Nettbrett til IR styring Fitform (krever FN-IR) inkl programmering			FN-NETT B		FN-NETT B	
Betjokks til IR styring Fitform trådløs lettbetjent mod Gewa (krever FN-IR)			FN-GW		FN-GW	
Tillegg CIAR elektronikk Fitform Nordic (kun fabrikkmontert)			FN-CIAR		FN-CIAR	
Fish eyes for betjokks Fitform Nordic (6 knapper) std på stol - supplering			FN-FISHEYE		FN-FISHEYE	
Bord stol Fitform Nordic fellbart svingbart hdrag			FN181	195661	FN181	195661
Bord stol Fitform Nordic hvreg frittstående			FN-10500	195662	FN-10500	195662
Bord stol Fitform Nordic lite			FN182	195663	FN182	195663
Bord stol Fitform Nordic transparent			FN180	195664	FN180	195664
Bord armlensmontert transparent						
Bord armlensmontert tre						
Forlenger benstøtte Fitform Nordic +8cm automatisk fellbar			FN30-45	195665	FN30-45	195665
Hjulsett Mobility Fitform Nordic skyvebøyle kjøring av stol m bruker			FN122	195669	FN122	195669
Hjuset transport Autobrake Fitform Nordic hev/senk m.aut hjulbrems			FN121	195670	FN121	195670
Hjuset transport stol oppreis Fitform Nordic på understell			FN123	195671	FN123	195671
Inkotrekk sete og benstøtte Fitform Nordic			FN98-45	195769	FN98-45	195769
Inkotrekk sete Fitform Nordic			FN99-45	195768	FN99-45	195768
Inkotrekk Fitform Nordic 70x140cm			FN99	196767	FN99	196767
Inkotrekk rygg Fitform etter mål						
Korsryggstøtte Fitform Nordic luftreg hreg montsett			FN169		FN169	
Korsryggstøtte elektrisk Fitform Nordic			FN169EL		FN169EL	
Korsryggstøtte el+ryggoverdel el+memory x2 Fitform KUN FAB MONT			FN-MEM		FN-MEM	
Lys			FN185	195673		195673
Ombyggingsett Fitform Nordic økt setedybde sd55-59cm			FN-129	195674	FN-129	195674
Plansete stol oppreis Fitform Nordic etter mål			200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675
Plansete stol oppreis Fitform Nordic med kant etter mål			201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676
Pute nakke Fitform Nordic nr2 tynn formbar fiberfyll hud		hud	FN102-S08	195677	FN102-S08	195677
Pute nakke Fitform Nordic nr2 tynn formbar fiberfyll stoff		stoff	FN102	195678	FN102	195678
Pute nakke Fitform Nordic nr3 tykk formbar fiberfyll hud		hud	FN103-S08	195679	FN103-S08	195679
Pute nakke Fitform Nordic nr3 tykk formbar fiberfyll stoff		stoff	FN103	195680	FN103	195680
Pute nakke Fitform Nordic nr4 bånd formbar fiberfyll hud		hud	FN104-S08	195681	FN104-S08	195681
Pute nakke Fitform Nordic nr4 bånd formbar fiberfyll stoff		stoff	FN104	195682	FN104	195682
Pute nakke Fitform Nordic nr5 dråpeformet formbar fiberfyll hud		hud	FN105-S08	195683	FN105-S08	195683
Pute nakke Fitform Nordic nr5 dråpeformet formbar fiberfyll stoff		stoff	FN105	195684	FN105	195684
Ryggoverdel elektrisk betjent Fitform (kun fab.mont)			FN-ERT		FN-ERT	
Sidevange Fitform Nordic fellbar hø			FN170-H	195730	FN170-H	195730
Sidevange Fitform Nordic fellbar ve			FN170-V	195731	FN170-V	195731
Sidevange Fitform Nordic fellbar elektrisk hø			FN170-H-EL		FN170-H-EL	
Sidevange Fitform Nordic fellbar elektrisk ve			FN170-V-EL		FN170-V-EL	
Varme stol oppreis Fitform Nordic sete+rygg			FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789
Svingutløser rotasjon manuell hø Fitform Nordic (på ny stol)			FN120-MAN		FN120-MAN	
Svingutløser rotasjon mont motsatt side Fitform Nordic			FN120-V		FN120-V	
Bøyle Fitform Nordic ekstra for feste av betjokks på motsatt side			FN619-77V		FN619-77V	
Understell Fitform Nordic svingbart låsbar (svingskive)			FN120-45		FN120-45	
Sving/seterotasjon elektrisk Fitform (NB krever stol med sving)			FN120-EL		FN120-EL	
Innstilling av stol Fitform Nordic e. brukers mål (sd,sh etc) angi			FN-MÅL		FN-MÅL	
Innstilling til rettloft stol oppreis Fitform Nordic			FN-RETTL		FN-RETTL	
Tillegg annen farge Fitform Nordic stoff Geiranger			FN199		FN199	
Tillegg annen farge Fitform Nordic hud (samme kvalitet)			FN199-HUD		FN199-HUD	

sb51 Std rh84 sd44-53 art nr	HMS nr	sb51 dyp rh84 sd49-59 art nr	HMS nr	sb57 bred rh84 sd44-53 art nr	HMS nr	sb63 ex bred rh84 sd44-53 art nr	HMS nr
FN-51	195751	FN-51D	195745	FN-57	195743	FN-63	195763
FN-51-HUD	195750	FN-51D-HUD	195744	FN-57-HUD	196742	FN-63-HUD	195762
						FN1-63	195765
						FN1-63-HUD	195764
FN-51S	195761	FN-51DS	195755	FN-57S	195753		
FN-51S-HUD	195760	FN-51DS-HUD	195754	FN-57S-HUD	195752		
FN1-51S	195741	FN1-51DS	195735	FN1-57S	195733		
FN1-51S-HUD	195740	FN1-51DS-HUD	195734	FN1-57S-HUD	195732		
Bredere stoler, se helt nederst							
sb51 Std art nr	HMS nr	sb51 dyp art nr	HMS nr	sb57 bred art nr	HMS nr	sb63 ex bred art nr	HMS nr
FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653	FN109-H-S08	195653
FN109-H	195654	FN109-H	195654	FN109-H	195654	FN109-H	195654
FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655	FN109-V-S08	195655
FN109-V	195656	FN109-V	195656	FN109-V	195656	FN109-V	195656
FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649	FN109B-H-S08	195649
FN109B-H	195650	FN109B-H	195650	FN109B-H	195650	FN109B-H	195650
FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651	FN109B-V-S08	195651
FN109B-V	195652	FN109B-V	195652	FN109B-V	195652	FN109B-V	195652
FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM		FN-A-MINNESKUM	
FN-A-LATEX		FN-A-LATEX		FN-A-LATEX		FN-A-LATEX	
FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM		FN-B-MINNESKUM	
FN-B-LATEX		FN-B-LATEX		FN-B-LATEX		FN-B-LATEX	
FN165	195657	FN165	195657	FN165	195657	FN165	195657
FN164	195658	FN164	195658	FN164	195658	FN164	195658
FN187	195659	FN187	195659	FN187	195659	FN187	195659
FN187	195660	FN187	195660	FN187	195660	FN187	195660
FN-EASY		FN-EASY		FN-EASY		FN-EASY	
FN-IR		FN-IR		FN-IR		FN-IR	
FN-NETT		FN-NETT		FN-NETT		FN-NETT	
FN-GW		FN-GW		FN-GW		FN-GW	
FN-CIAR		FN-CIAR		FN-CIAR		FN-CIAR	
FN-FISHEYE		FN-FISHEYE		FN-FISHEYE		FN-FISHEYE	
FN181	195661	FN181	195661	FN181	195661	FN181	195661
FN-10500	195662	FN-10500	195662	FN-10500	195662	FN-10500	195662
FN182	195663	FN182	195663	FN182	195663	FN182	195663
FN180	195664	FN180	195664	FN180	195664	FN180	195664
FN184-51		FN184-51					
FN185-51		FN185-51					
FN30-51	195666	FN30-51	195666	FN30-57	195667		
FN122	195669	FN122	195669	FN122	195669	FN122	195669
FN121	195670	FN121	195670	FN121	195670	FN121	195670
FN123	195671	FN123	195671	FN123	195671	FN123	195671
FN98-51	195771	FN98-51	195771	FN98-57	195773	FN98-63	195775
FN99-51	195770	FN99-51	195770	FN99-57	195772	FN99-63	195774
FN99	196767	FN99	196767	FN99	196767	FN99	196767
FN169		FN169		FN169		FN169	
FN169EL		FN169EL		FN169EL		FN169EL	
FN-MEM		FN-MEM		FN-MEM		FN-MEM	
FN185	195673	FN185	195673	FN185	195673	FN185	195673
FN-129	195674	FN-129	195674	FN-129	195674	FN-129-63	195674
200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675	200-FN-SPES	195675
201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676	201-FN-SPES	195676
FN102-S08	195677	FN102-S08	195677	FN102-S08	195677	FN102-S08	195677
FN102	195678	FN102	195678	FN102	195678	FN102	195678
FN103-S08	195679	FN103-S08	195679	FN103-S08	195679	FN103-S08	195679
FN103	195680	FN103	195680	FN103	195680	FN103	195680
FN104-S08	195681	FN104-S08	195681	FN104-S08	195681	FN104-S08	195681
FN104	195682	FN104	195682	FN104	195682	FN104	195682
FN105-S08	195683	FN105-S08	195683	FN105-S08	195683	FN105-S08	195683
FN105	195684	FN105	195684	FN105	195684	FN105	195684
FN-ERT		FN-ERT		FN-ERT		FN-ERT	
FN170-H	195730	FN170-H	195730	FN170-H	195730	FN170-H	195730
FN170-V	195731	FN170-V	195731	FN170-V	195731	FN170-V	195731
FN170-H-EL		FN170-H-EL		FN170-H-EL		FN170-H-EL	
FN170-V-EL		FN170-V-EL		FN170-V-EL		FN170-V-EL	
FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789	FN-HEAT	195789
FN120-MAN		FN120-MAN		FN120-MAN		FN120-MAN	
FN120-V		FN120-V		FN120-V		FN120-V	
FN619-77V		FN619-77V		FN619-77V		FN619-77V	
FN120-51		FN120-51		FN120-57		FN120-63	
FN120-EL		FN120-EL		FN120-EL		FN120-EL	
FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL	
FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL	
FN199		FN199		FN199		FN199	
FN199-HUD		FN199-HUD		FN199-HUD		FN199-HUD	

Bestillingsdata

Seter (husk trekk)		sb45 smal art nr	HMS nr	sb45 Mini art nr	HMS nr
Pute sete Geltec/Intelligel Fitform trykkavlastning m gel u trekk		FN-GEL45	195685	FN-GEL45	195685
Pute sete Fitform Nordic myk latex u trekk		FN141-45	195688	FN141-45	195688
Pute sete Fitform Nordic trykkavlastning u trekk		FN142-45	195689	FN142-45	195689
Pute sete Fitform Nordic trykkavlastning myk u trekk		FN143-45	195691	FN143-45	195691
Pute sete Fitform Nordic trykkavlastning ex myk minneskum		FN147-45	195690	FN147-45	195690
Sete Fitform Nordic ekstra lav sh fra 36cm Intelligel		FN144-45	195727	FN144-45	195727
Sete APPR Fitform Nordic luftreg f.posisjonering+trykkavlastning m ROHO		FN-AIR-S-45	195726	FN-AIR-S-45	195726
Sete+rygg APPR Fitform Nordic luftreg f.posisjonering+trykkavlast e.mål		FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729
Trekk stol oppreis Fitform Nordic sete std stoff grå	stoff	FN631-45		FN631-45	
Trekk stol oppreis Fitform Nordic sete std hud sort	hud	FN631-45-S08		FN631-45-S08	
Trekk spesial Sarcotex f trykkavlastende sete mykere mer stretch inkosikkert		FN149-45	195776	FN149-45	195776
Trekk Fitform Nordic benstøtte+sete sammenheng heldekk stoff	stoff	FN620-45	195781	FN620-45	195781
Trekk Fitform Nordic benstøtte+sete sammenheng heldekk hud	hud	FN620-45-S08	195780	FN620-45-S08	195780
Sete coixitt etter mål (kun fabrikkmontert)		FN148		FN148	
Rygger (husk trekk)		sb45 smal art nr	HMS nr	sb45 Mini art nr	HMS nr
Rygg Fitform Nordic høy u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hdrag		FN150-4584	195706	FN150-4584	195706
Trekk Fitform Nordic rygg std/myk/korsryggstøtterh84 stoff grå	stoff	FN634-4584		FN634-4584	
Trekk Fitform Nordi rygg std/myk/korsryggstøtte rh84 hud sort	hud	FN634-4584-S08		FN634-4584-S08	
Rygg Fitform Nordic lav u.trekk rh72 korsryggstøtte luft hdrag		FN150-4572	195709	FN150-4572	195709
Trekk Fitform Nordic rygg myk/korsryggstøtte rh72 stoff grå	stoff	FN634-4572		FN634-4572	
Trekk Fitform Nordic rygg myk/korsryggstøtte rh72 hud sort	hud	FN634-4584-S08		FN634-4584-S08	
Rygg Fitform Nordic xhøy u.trekk rh94 korsryggstøtte luft hdrag					
Trekk Fitform Nordic rygg xhøy rh94 stoff grå					
Trekk Fitform Nordic rygg xhøy rh94 hud sort					
Rygg Fitform Nordic ekstra myk u.trekk rh84/72 korsryggstøtte luft hdrag		FN153-45		FN153-45-72	
Trekk Fitform Nordic rygg std/myk/korsryggstøtterh84 stoff grå	stoff	FN634-4584		FN634-4584	
Trekk Fitform Nordi rygg std/myk/korsryggstøtte rh84 hud sort	hud	FN634-4584-S08		FN634-4584-S08	
Rygg Fitform Nordic sidestøtte u.trekk rh84 korsryggstøtte luft hdrag		FN151-45	195710	FN151-45	195710
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 stoff grå		FN611-45		FN611-45	
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 hud sort		FN611-45-S08		FN611-45-S08	
Rygg Fitform Nordic multitolpasning/kyfose u.trekk rh84		FN154-45	195707	FN154-45	195707
Trekk Fitform Nordic rygg multitolpasning rh84 stoff grå		FN612-45		FN612-45	
Trekk Fitform Nordic rygg multitolpasning rh84 hud sort		FN612-45-S08		FN612-45-S08	
Rygg Fitform Nordic multitolpasning/kyfose/sidestøtte u.trekk rh84		FN155-45	195708	FN155-45	195708
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 stoff grå		FN611-45		FN611-45	
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg m sidestøtte rh84 hud sort		FN611-45-S08		FN611-45-S08	
Rygg ILPM+multitolpass/kyfose +korsryggst Fitform rh84 (alt 72)	stoff	FN-ILPM-45		FN-ILPM-45-72	
Rygg ILP Fitform posisjonering rh84 (m trekk)	stoff	FN-ILP-4572		FN-ILP-45	195701
Tillegg ryggtrekk i skinn ILP-rygg Fitform		FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD	
Sidestøtteputer kpl sett til ILP rygg Fitform		FN-ILP-SS		FN-ILP-SS	
Sete+rygg APPR Fitform Nordic luftreg f.posisjonering+trykkavlast e mål	stoff	FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729
Rygg tykkere for red setedyde Fitform Nordic e mål (fra sd38) tillegg		FN-SD	195704	FN-SD	195704
Tillegg for poltring av rygg med topplag av trykkavlastende minneskum		FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM	
Tillegg for poltring av rygg med topplag av mykt latexskum		FN-R-LATEX		FN-R-LATEX	
Trekk rygg Sarcotex etter mål		FN149R		FN149R	
Fratrekk (kun ved bytte til annen type del)		sb45 smal art nr	HMS nr	sb45 Mini art nr	HMS nr
Fratrekk std ryggpute m trekk+rygggramme Fitform Nordic		FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR	
Fratrekk std sete Fitform Nordic		FN140-FRATR		FN140-FRATR	
Fratrekk std nakkepute Fitform Nordic		FN100-FRATR		FN100-FRATR	
Fratrekk std armlen Fitform Nordic (stk)		FN680-FRATR		FN680-FRATR	
Fratrekk std betjboks Fitform Nordic		FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR	
Tjenester		sb45 smal art nr	HMS nr	sb45 Mini art nr	HMS nr
Timepris tilpasning Fitform Nordic		12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
Timepris individuell tilpasning Fitform Nordic		12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672
Timepris reparasjon Fitform Nordic		12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700
Enhetspris gjenbruk Fitform Nordic		12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668
Enhetspris tprøving Fitform		12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788
Materiell systue angi beløp:					
Materiell teknisk angi beløp:					
Kjøretid (samme timepris som tilpasning)		12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
km		KM		KM	
Innstilling av stol oppreis Fitform Nordic etter brukers mål (sd,sh etc)		FN-MÅL		FN-MÅL	
Innstilling til rettløft stol oppreis Fitform Nordic		FN-RETTL		FN-RETTL	
Økt br.vekt til 175kg Fitform Nordic sb51 (kr 3780)					
Std sete/rygg/nakkepute skal også medfølge		FN-STD		FN-STD	

sb51 Std art nr	HMS nr	sb51 dyp art nr	HMS nr	sb57 bred art nr	HMS nr	sb63 ex bred art nr	HMS nr
FN-GEL-51	195686	FN-GEL-51	195686	FN-GEL-57	195687	FN-GEL-63	
FN141-51	195692	FN141-51	195692	FN141-57	195696		
FN142-51	195693	FN142-51	195693	FN142-57	195697	FN142-63	195699
FN143-51	195695	FN143-51	195695				
FN147-51	195694	FN147-51	195694	FN147-57	195698		
FN144-51	195728	FN144-51	195728	FN144-57			
FN-AIR-S-51	195726	FN-AIR-S-51	195726	FN-AIR-S-57	195726		
FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729		
FN631-51		FN631-51		FN631-57		FN631-63	
FN631-51-S08		FN631-51-S08		FN631-57-S08		FN631-63-S08	
FN149-51	195777	FN149-51	195777	FN149-57	195778	FN149-63	
FN620-51	195783	FN620-51	195783	FN620-57	195785	FN620-63	195787
FN620-51-S08	195782	FN620-51-S08	195782	FN620-57-S08	195784	FN620-63-S08	195786
FN148		FN148		FN148		FN148	
sb51 Std art nr	HMS nr	sb51 dyp art nr	HMS nr	sb57 bred art nr	HMS nr	sb63 ex bred art nr	HMS nr
FN150-5184	195715	FN150-5184	195715	FN150-5784	195721	FN150-6384	195725
FN634-5184		FN634-5184		FN634-5784		FN634-6384	
FN634-5184-S08		FN634-5184-S08		FN634-5784-S08		FN634-6384-S08	
FN150-5174	195712	FN150-5174	195712				
FN634-5172		FN634-5172					
FN634-5172-S08		FN634-5172-S08					
FN150-5194	195717	FN150-5194	195717	FN150-5794	195723		
FN634-5194		FN634-5194		FN634-5794			
FN634-5194-S08		FN634-5194-S08		FN634-5794-S08			
FN153-51		FN153-51		FN153-57		FN153-63	
FN634-5184		FN634-5184		FN634-5784		FN634-6384	
FN634-5184-S08		FN634-5184-S08		FN634-5784-S08		FN634-6384-S08	
FN151-51	195716	FN151-51	195716	FN151-57	195722		
FN611-51		FN611-51		FN611-57			
FN611-51-S08		FN611-51-S08		FN611-57-S08			
FN154-51	195713	FN154-51	195713	FN154-57	195719	FN154-63	195724
FN612-51		FN612-51		FN612-57		FN612-63	
FN612-51-S08		FN612-51-S08		FN612-57-S08		FN612-63-S08	
FN145-51	195714	FN145-51	195714	FN155-57	195720		
FN611-51		FN611-51		FN611-57			
FN611-51-S08		FN611-51-S08		FN611-57-S08			
FN-ILPM-51		FN-ILPM-51		FN-ILPM-57		FN-ILPM-63	
FN-ILP-51	195702	FN-ILP-51	195702	FN-ILP-57	195703	FN-ILP-63	
FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD		FN-ILP-HUD	
FN-ILP-SS		FN-ILP-SS		FN-ILP-SS			
FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729	FN-AIR-SR	195729		
FN-SD	195704	FN-SD	195704	FN-SD	195704	FN-SD	195704
FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM		FN-R-MINNESKUM	
FN-R-LATEX		FN-R-LATEX		FN-R-LATEX		FN-R-LATEX	
FN149R		FN149R		FN149R		FN149R	
sb51 Std art nr	HMS nr	sb51 dyp art nr	HMS nr	sb57 bred art nr	HMS nr	sb63 ex bred art nr	HMS nr
FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR		FN610+FN50-FRATR	
FN140-FRATR		FN140-FRATR		FN140-FRATR		FN140-FRATR	
FN100-FRATR		FN100-FRATR		FN100-FRATR		FN100-FRATR	
FN680-FRATR		FN680-FRATR		FN680-FRATR		FN680-FRATR	
FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR		FN-BETJ-FRATR	
sb51 Std art nr	HMS nr	sb51 dyp art nr	HMS nr	sb57 bred art nr	HMS nr	sb63 ex bred art nr	HMS nr
12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672	12-1219 T3	195672
12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700	12-1219 T5	195700
12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668	12-1219 T4	195668
12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788	12-1219 T1	195788
12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766	12-1219 T2	195766
KM		KM		KM		KM	
FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL		FN-MÅL	
FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL		FN-RETTL	
FN175KG		FN175KG					
FN-STD		FN-STD		FN-STD		FN-STD	

Gjenbruksett og frekvente reservedeler

Gjenbruksett nr1

Består av alle trekk, skum setepute, skum ryggpute samt std nakkepute

FN-GJBR1-4572	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh72 stoff
FN-GJBR1-4584	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh84 stoff
FN-GJBR1-5184	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN-GJBR1-5784	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb57 rh84 stoff
FN-GJBR1-6384	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb63 rh84 stoff
FN-GJBR1-4572-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh72 hud
FN-GJBR1-4584-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb45 rh84 hud
FN-GJBR1-5184-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
FN-GJBR1-5784-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb57 rh84 hud
FN-GJBR1-6384-HUD	Gjenbruksett 1 Fitform Nordic sb63 rh84 hud

Gjenbruksett nr2

Består av trekk og skum til setepute og rygg samt nakkepute std

FN-GJBR2-4572	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh72 stoff
FN-GJBR2-4584	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh84 stoff
FN-GJBR2-5184	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN-GJBR2-5784	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb57 rh84 stoff
FN-GJBR2-6384	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb63 rh84 stoff
FN-GJBR2-4572-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh72 hud
FN-GJBR2-4584-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb45 rh84 hud
FN-GJBR2-5184-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
FN-GJBR2-5784-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb57 rh84 hud
FN-GJBR2-6384-HUD	Gjenbruksett 2 Fitform Nordic sb63 rh84 hud

Gjenbruksett nr3

Består av alle trekk

FN600-4572	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh72 stoff
FN600-4584	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh84 stoff
FN600-5184	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN600-5784	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb57 rh84 stoff
FN600-6384	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 stoff
FN600-4572-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh72 hud
FN600-4584-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb45 rh84 hud
FN600-5184-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 hud
FN600-5784-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb57 rh84 hud
FN600-6384-S08	Gjenbruksett 3 Fitform Nordic sb51 rh84 hud

Andre frekvente reservedeler

FN100	Nakkepute FitformNordic std stoff
FN100-S08	Nakkepute Fitform Nordic std hud
FN140-45	Setepute Fitform Nordic std sb45
FN140-51	Setepute Fitform Nordic std sb51
FN140-57	Setepute Fitform Nordic std sb57
FN140-63	Setepute Fitform Nordic std sb63
FN631-45	Trekk setepute sb45 Fitform stoff grå
FN631-51	Trekk setepute sb51 Fitform stoff grå
FN631-57	Trekk setepute sb57 Fitform stoff grå
FN631-63	Trekk setepute sb63 Fitform stoff grå
FN631-45-S08	Trekk setepute sb45 Fitform hud sort
FN631-51-S08	Trekk setepute sb51 Fitform hud sort
FN631-57-S08	Trekk setepute sb57 Fitform hud sort
FN631-63-S08	Trekk setepute sb63 Fitform hud sort
FN630-	Trekk armlen i stoff Fitform Nordic stk
FN630-S08	Trekk armlen i hud Fitform Nordic stk
FN680-H	Armlen std hø Fitform Nordic u trekk
FN680-H	Armlen std ve Fitform Nordic u trekk
FN505	Betjeningspanel std stol m tilt
FN506-1	Betjeningspanel std stol u tilt
FN500	Motor løft/tilt Fitform Nordic Linak
FN503	Motor rygg Fitform Nordic Linak
FN501	Motor benstøtte Fitform Nordic Linak
FN507KPL	Elektronikk Fitfrom Nordic inkl trafoLinak
FN120-sb	Seterotasjon/svingskive std sb__ manuell





medemagruppen

Stoler med oppreisningsfunksjon 2015/2016

Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan - tlf 67 06 49 00 - www.medema.no