

JAY XTREME ACTIVE

Trykksårforebyggende pute for den aktive brukeren.





XTREME ACTIVE PUTEN ER EN MODERNE KOMBINASJON AV XTREME OG ACTIVE PUTENE

JAY Xtreme Active tilbys med to oljepads, S og L

Standard oljepad S: JAY oljepad S er en høyrisikopute som passer for de fleste aktive brukere. Xtreme Active S puten leveres med standard base.

Large (stor) oljepad L: Oljepad L er designet for meget tynne brukere som har behov for å kunne synke dypere ned i oljemassen for å oppnå tilstrekkelig trykkavlastning. Oljepad L har mere oljemasse enn oljepad S, og gjør det mulig for sittebeinsknuter og halebein å synke dypere ned i oljemassen og derved øke trykkavlastningen. Xtreme Active L puten leveres med base med større setebrønn.



→ Standard oljepad S
med standard base.



→ Large/stor oljepad L
i base med større setebrønn.

TRYKKAVLASTNING OG STABILITET FOR DEN AKTIVE BRUKEREN

Jay Xtreme Active er en lavprofil lettvektpute designet for aktivitet og enkel forflytning.

Den er designet for å sikre god trykkavlastning og stabilitet. Puten er meget enkel å vedlikeholde.

JAY oljepad gir optimal trykkavlastning og reduserer «shear». Puten er dynamisk og selvjusterende, oljemassen former seg rundt brukers bekken og beveger seg med bruker.

Det nye Dual trekket ventilerer godt og transporterer fukt og varme bort fra kroppen. Bensamlere og bendeler kan monteres på inner trekket.





POSISJONERING AV BEINA

Xtreme Active-puten har bensamlere og bendeler som tilbehør. Bensamlere og bendeler, høyde 2,5 cm, kan enkelt monteres på innertrekket med velcro. Slik kan lårene stabiliseres optimalt og bedre sittetoleransen.

→ Posisjoneringssettet består av to bensamlere og en bendeler.

Yttertrekk

Innertrekk

Lettvekt skumbase



→ Mikroklimatisk trekk



→ Stretchtrekk



→ Inkontinenstrekk

DUAL-TREKK TEKNOLOGI

- › JAY Xtreme Active puten har ny, innovativ trekk-teknologi som sikrer et godt mikroklima, samtidig som den tåler inkontinens.
- › Innertrekket er fuktbestandig og kan enkelt tørkes av. En Aqua-guard glidelås med spesialsøm sikrer at basen holder seg tørr og ren. Yttertrekket, mikroklimatisk og elastisk, 3DX™, ventilerer godt og transporterer fukt og varme bort fra kroppen. Dette bedrer de trykksårforebyggende egenskapene ytterligere.
- › Xtreme Active puten kan også leveres med stretch eller inkontinens-trekk. Yttertrekket har også en liten veske foran til nøkler, telefon, lommebok mm.
- › Inner- og yttertrekket passer til både liten og stor oljepad og til posisjoneringsdelene, uten at det skapes overflatespenning i trekket.
- › Alle trekkene kan maskinvaskes på 70° og de tørker fort.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Putens bredde	34 cm – 50 cm (i 2 cm intervaller)
Putens dybde	34 cm – 50 cm (i 2 cm intervaller)
Putens høyde	5 cm med belastning (7,5 uten belastning)
Maks brukervekt	150 kg
Putens vekt	1,8 kg (40 x 40 med standard oljepad); 2,3 kg (40 x 40 med stor oljepad)
Innlegg	Standard Oljepad S & stor Oljepad L
Yttertrekk	Mikroklimatisk, stretch og inkontinenstrekk
Posisjoneringssett	Tilbehør

XtremeActive S

XtremeActive L

Mikroklimatisk trekk

JAXCbbddSMEU

		Bredde									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Dybde	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Mikroklimatisk trekk

JAXCbbddLMEU

		Bredde									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Dybde	34	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Produktene merket ◇ er ikke i kontrakt med NAV, men kan leveres på bestilling



Sunrise Medical AS

Dynamitveien 14 B
N-1400 Ski

Tlf.: +47 66 96 38 00

Fax: +47 66 96 38 80

E-post: post@sunrisemedical.no

www.SunriseMedical.no