

Anbefalt av sykepleiere ⁵ på grunn av

Komfortabel å ha på

Ikke for varm (puster)

Ingen harde skarpe kanter

Hælen ligger fritt

Beskytter hæl mot friksjon

Kompatibel med anti trombose utsyr



Instruksjonsvideo

For mer informasjon

Scan QR kode.

Besøk: www.kvinto.no



Referanser / Litteratur

1. GHX Trend Report (Dollars), 4th Quarter, 2011 Hospital; Annualized markets based on last 4 quarters data.
2. Lyman V, Successful Heel Pressure Ulcer Prevention Program in a Long-Term Care Setting. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009 Nov-Dec;36(6):616-21.
3. Meyers T, et al., Successful prevention of heel pressure ulcers and foot drop in the high risk ventilation patient population. Poster presented at Institute for Healthcare Improvement (IHI), Orlando, FL, Dec. 2007.
4. Hanna-Bull D, Heel pressure ulcer prevention—The continued journey within an acute care facility. Poster presented at WOCN 43rd Annual Conference, June 2011.
5. Walsh JS, Plonczynski DJ. Evaluation of a protocol for prevention of facility-acquired heel pressure ulcers. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 Mar-Apr;34(2):178-83.
6. Young ZF, Evans A, Davis J, J Nurs Admin (JONA.) Jul/August 2003;33(7/8):380-3.
7. Fowler E, Scott S, Head over heels: best practices for preventing heel pressure ulcers. Poster presented at Symposium on Advanced Wound Care, San Diego, CA, April 2008



KvinTo AS
Brobekkveien
107
0582 Oslo



Tlf: 22 72 03 00
post@kvinto.no

Forhandler:



PREVALON™


Hæl beskytter

**Reduserer risiko for feilstilling
Gir optimal trykkavlastning for hæl
og ankel**

Egenskaper

Reduserer risiko for feilstilling

Gir optimal trykkavlastning for hel og ankel



Innsiden av Prevalon™

- Har spesielt anti-skli stoff som holder foten i riktig posisjon.
- Stoffet puster og holder huden tørr.

Yttersiden av Prevalon™

- Produsert i forsterket nylon som ikke fester seg til underlaget.
- Motvirker friksjon (Friksjon kan føre til sårdannelse).

Prevalon™ er enkel å sett på og har gode stretch-bånd som holder beskyttelsen på plass uten å skape trykk.

Prevalon™ leveres med og uten wedge. Wedge er en sidestøtte som hindrer rotasjon.

Varenummer:

7300-X Prevalon™ Standard

7355-X Prevalon™ Standard med wedge
(sidestøtte)

7350 Prevalon™ Wedge (Bare sidestøtte)

Refusjon

- Rekvireres på paragraf (§ 5-22) ved trykksårbehandling.
- Utleveres fra Hjelpemiddelsentralen.

Indikasjon

- Forebygge trykksår
- Forebygge feilstilling

Bruksanvisning

1. Vreng Prevalon™ slik at den grå innsiden vender ut.
2. Legg helen godt over hullet slik at helen blir liggende fritt.
3. Trekk Prevalon™ opp over foten slik at den blå yttersiden ligger ut. Pass på at ankel-leddet blir liggende i 90 grader for å unngå feilstilling.
4. Fest stroppene på Prevalon™ - sort mot sort og hvitt mot hvitt.
5. Prevalon™ skal ikke vaskes i maskin, men tørkes av med en våt klut hvis behov.

