

ASSISTEP

HEPRO

Trappeassistenten



Mestring- Trygghet - Trivsel
Se og kjøp våre produkter på hepro.no

“ Etter jeg fikk AssiStep så gruer jeg meg ikke lengre til å gå i trappa

- Oddbjørn (68), brukt AssiStep siden 2016

Hold deg aktiv og selvstendig

For mange kan trappa bli en utfordring og barriere i hverdagen, men trappa er også et effektivt verktøy for å fortsette å holde seg fysisk aktiv og i bevegelse.

Konsekvensen av et fall i trappa kan være svært høy, derfor vegrer mange seg med å gå trappa, spesielt når de er alene. Hvert år må 30.000 nordmenn få medisinsk hjelp som følge av fall i trapp.

AssiStep er et mekanisk produkt, uten bruk av elektrisitet, som består av en håndlist og et håndtak som flyttes langs håndlisten. Om du blir svimmel eller beina blir ustabile, står håndtaket der for å gi deg støtte til du er klar for neste trinn. AssiStep gir deg den lille ekstra støtten og tryggheten du trenger for å fortsette å gå trappen selv.

Hva synes de som bruker AssiStep om produktet?
Finn ut ved å gå inn på www.assistep.no/media eller skann QR koden:



BESTE PRODUKT 2019

SilverEco[®]
Ageing Well
International Awards

UTVIKLET AV STUDENTER VED

 **NTNU**
Norwegian University of
Science and Technology

 Beste nordiske
helse-innovasjon
NOMINERT 2016
Nordic
Innovation




HEPRO



Ett håndtak; mange muligheter

AssiStep monteres opp i en høyde som er tilpasset til din høyde og behov. Håndtaket til AssiStep er ergonomisk utformet, består av to høyder og kan enkelt kombineres med håndlisten til AssiStep. Dette gjør at en kan finne det grepet en er mest komfortabel og trygg med.

Prøv deg fram og finn din favoritt:



- 1 En hånd:**
AssiStep kan benyttes med en hånd, enten venstre eller høyre, både på vei opp og ned trappen.




- 2 Kombinere håndtak og håndlist:**
Bruk håndlisten for ekstra støtte og trygghet når du skal flytte håndtaket foran deg, både opp og ned trappen.



- 3 Hold i vertikal del av håndtaket:**
På vei ned trappen foretrekker enkelte å holde i den vertikale delen av håndtaket.





For store & små

I dag benyttes AssiStep av brukere i alle aldersgrupper og med ulike funksjonsutfordringer. Dette gjelder for eksempel eldre, barn, slagrammede, personer med skader, neurologiske sykdommer og brukere med langvarige kreftsykdommer. Felles for dem er at alle trenger litt ekstra støtte og sikkerhet for å fortsette å gå trappa selv.

“ Det er mange som har utfordringer med å gå i trapper, og kan ha god nytte av AssiStep. Det å gå i trapper kan opprettholde gangfunksjonen og er god trening.

- Martin Tjugen, sitat Ergoterapeuten 2-2017

AssiStep er prisforhandlet hos NAVs Hjelpemiddelsentral og vinner i sin post.

Du finner AssiStep i Hjelpemiddeldatabasen under:

Rammeavtaler



Løfteplattformer og hjelpemidler i trapp



Post 17 Støttesystem ved trappegang - fastmontert



**Prisforhandlet
hos NAV**



AssiStep HMS-nr:
212 988



HEPRO



Effektiv trappetrening

AssiStep benyttes også på institusjoner og rehabiliteringssentre. Håndtaket til AssiStep kan skyves bak brukeren, når brukeren trener på å gå trappen på egenhånd, og vil hindre fall ned trappen. Med AssiStep kan en starte trappetreningen tidligere og gi fallsikkerhet, slik at en kan heller fokusere på å veilede brukeren i trappen.

Trappetrening kan også foregå i eget hjem. Personer som skal trene seg opp fra ett fall eller skade, kan få mer aktivitet og trening inn i hverdagen med AssiStep. AssiStep har bl.a. blitt montert hos mange slagrammede, slik at de kunne begynne å gå trappen tidligere og ikke vært avhengig av helsepersonell for å komme seg rundt i eget hjem.

Det er mulig å prøve AssiStep på alle institusjoner og rehabiliteringssenter produktet er montert. Hvor du kan prøve AssiStep, og hvem du skal kontakte, finner du på nettsiden www.AssiStep.no.

“ Det er som natt og dag, fordi jeg ikke blir passivisert.

– Guttorm (94), brukt AssiStep siden 2017

Bestig Galdhøpiggen
5 ganger med å gå
3 Etasjer
hver dag i et år


150
utprøvings-
lokaler
Januar 2021

Skann QR koden for å finne ditt nærmeste utprøvingslokale:




HEPRO


Leveres til:



Rette trapper



L & U - trapper med en/flere repo



L & U - svingtrapper (uten repo)

Produktkrav:

120 kg
Maksimal brukervekt

60 cm
Minimum bredde
på trappen

105-220 cm
Anbefalt brukerhøyde

Montering innen
2 uker
etter bestilling*

Passer AssiStep trappen min?

AssiStep kan enkelt tilpasses de fleste trapper, uansett vinkel, veggmateriale eller avslutning i topp eller bunn av trappen. Siden AssiStep bygges sammen av moduler, som produseres og ligger klart på lager i Norge, er det rask leveringstid etter en bestilling/søknad er godkjent.

Det medfølger en vanlig, solid håndlist, og denne monteres enkelt på veggen i ytterløp av svinger. Håndlisten bygger ut mindre enn 10 cm fra veggen

og når håndtaket er foldet bygger det kun 18 cm ut. Derfor kreves det ingen byggemelding eller store inngrep i ditt hjem for å montere AssiStep.

AssiStep er kun til innendørs bruk eller utendørs dersom det er tak over trappen.

Nedenfor ser du eksempler på monteringer av AssiStep og mulige løsninger for flere ulike trappetyper.

Ekstra funksjonalitet

Håndtaket kan enkelt foldes til siden når det ikke er i bruk. På den måten opptar AssiStep ikke plass i trappen og er ikke i veien for andre. Dette gjøres ved å trykke inn den oransje knappen og folde håndtaket oppover trappen. Håndtaket kan kun foldes oppover av sikkerhetssmessige årsaker.

Folder du håndtaket tilbake låses det automatisk og er klar til bruk med en gang.

Ønsker du å ha med deg veske eller pose med varer mellom etasjene kan dette enkelt henges av på AssiStep. Ved å feste to knagger på AssiStep har du mulighet til å henge fra deg både på vei opp og ned trappen.

Knaggene er ekstrautstyr og må spesifiseres hvis det skal monteres på AssiStep.



*Etter befaring og godkjenning av pristilbud/endelig godkjenning fra NAV.



HEPRO

Mestring • Trygghet • Trivsel

Se og kjøp våre produkter på hepro.no

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delt aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.



RING OSS

46 74 55 55



firmapost@hepro.no