

Maxi Sky® 440



Vårt komplette utvalg av Maxi Sky takheiser er utformet for å integreres i pleiemiljøet, for å bidra til å sikre en trygg, behagelig og verdig opplevelse for alle de involverte. Arjos takheiser gjør det mulig for pleierne å forflytte pasienter eller beboere uten manuelle løft, og bidrar dermed til å redusere risikoen for skade på seg selv og pasienten/beboeren.

- **Enkelt for pleieren**

Maxi Sky 440 er et brukervennlig, transportabelt takheissystem som gjør det mulig for én enkelt pleier å forflytte pasienter, slik at man unngår stress og belastning forbundet med manuelle løft.

- **Fleksibilitet til å dekke behovene i din pleiesituasjon**

Denne bærbare takheisen er designet for å være lett å flytte rundt og raskt feste til en portal eller skinne, og kan settes opp der det er behov for pasientforflytning. Maxi Sky 440 og den integrerte, sammenleggbare 2 punkts løftebøylen er også kompatible med det store utvalget av Arjo løkkeseil.

ARJOS MOBILITETSGALLERI



D



E

© Arjo 2019

D. Kan ikke bære vekt på føttene. Kan sitte med god støtte.

E. Har vanskelig for å opprettholde sittende stilling, og kan derfor være helt eller delvis sengeliggende, og kan kun sitte i stol med spesialstøtte.

Kontakt Arjo hvis du ønsker mer informasjon.

PRODUKTINFORMASJON

Maksimal sikker arbeidsbelastning:	200 kg / 440 lb
Vekt (med batterier)	6,5 kg / 14,3 lb
Løfthastighet	4,3 cm/s / 1,7 tommer/s
Foldbare seilbøyler	Tar mindre plass ved lagring/transport
Elektronisk mikroprosessor	Motorkontroll med mykstart og mykstopp
Indikator for vedlikeholdsbehov	LED-indikator
Løfter – beskyttelsesklasse – støtforebygging	Internt drevet utstyr
Lengde, rem	2200 mm / 88 tommer
Valgfri vekt	Ekstern vekt tilgjengelig
Støynivå ved løfting eller senking, med eller uten belastning	54 dBA maks.

Batterier

Batteri	2 stk. 2,3 Ah gjennomsnittlig 2-4 timer til full opplading
Batterikapasitet	Gir opptil 30 forflytninger med en belastning på 80 kg (176 lb)
Batteriidikator	Lyd
Visuelle LED-indikatorer	Blinker gult (lader). Lyser gult (ladet).

Håndkontroll

Aktiveringsknapper med lav kraft, polyestermembran	IPX7
ABS flammehemmende	V0

Lader

Strømindikator på lademodul	
100-240 Vac/50-60 Hz/24 VA	
Beskyttelse, batterilader	Klasse 2, dobbeltisolert

Sikkerhetsfunksjoner

Nødknapper for strømdrevet bevegelse opp og ned	Plassert på motordekselet
Nødstoppsfunksjon (trykknapp) på undersiden av enheten	Stoppfunksjoner
Nødbrems	I tilfelle mekanisk feil
Manuell nødsenkefunksjon	Tilgjengelig fra motordekselet
ABS flammehemmende kabinett	V0

PLASSBEHOV

- Blått område viser minste arbeidsområde som personalet trenger for å kunne bruke de mekaniske hjelpemidlene på en ergonomisk riktig måte, fra én side.
- Lyseblått område viser nødvendig utvidelse av arbeidsområdet for å gi tilstrekkelig atkomst til å utføre aktiviteter fra begge sider.

Arjos seil og løftebøyler er en viktig del av våre beboer-/pasientløftesystemer. Utvalget av seil og løftebøyler gir en rekke valgmuligheter for løfting og forflytning av pasienter.

For mer informasjon om vårt tilbehør, kan du ta kontakt med din lokale salgsrepresentant eller besøk www.arjo.no.

