



QUICKIE®

# ***SALSA M<sup>2</sup>***

DEN NESTE  
GENERASJON  
I YTELSE OG STIL!







# VELG YTELSE INNENDØRS ...

Topp kjøreegenskaper såvel ute som inne! Quickie Salsa M<sup>2</sup>.

- ▶ Super å manøvrere innendørs takket være de små ytre målene og dens midthjulsdrift.
- ▶ Lav setehøyde gjør at du lett kommer inn og ut av stolen, inn i bilen og under bord.
- ▶ Et stilig utseende med matt svart understell og flere farger å velge i for dekslene. (Rød er standard.)
- ▶ Den er svært enkel å utføre service på. Tilgang til batterier uten bruk av verktøy.



Bildet viser stolen i norsk standardutgave.

## ... OG UTENDØRS!

Quickie Salsa M2 er utstyrt med et patentert midthjulsdrevet understell. Gir deg svært god fremdrift ute og en smidig stol for manøvrering innendørs.

Som standard i Norge leveres Quickie Salsa M2 med:

Elektrisk til 0°-30°, alternativt -5° - 25°.

Sentermontert benstøtte 90°.

Et godt setesystem med oppfellbare armlener og hodestøtte.

Justerbart tyngdepunkt.

Styreboks (VR2) med parallellforskyver.

70 Ah batterier som gir deg lang kjørelengde.





Her vises Salsa M2 med Jay-rygg og Jay hodestøtte.

## SALSA M<sup>2</sup>

Konfigurer din Salsa M<sup>2</sup> til egne behov – Velg blant et stort utvalg opsjoner og tilbehør.

### // SALSA M2 NEDFELLBAR RYGG



Ryggen på Quickie Salsa M2 kan legges ned og dermed gjøres stolen enda mindre,

### // FLERE ULIKE MOTORER



- 6km/t 2-pols motor
- 10km/t 2-pols standard motor
- 10km/t 4-pols motor

### // ELEKTRISK VINKEL-REGULERING AV RYGGEN



Regulering av ryggvinkel er manuell som standard men kan enkelt byttes til en motorisert. (Tilbehør). Ryggvinkling fra -5° til 30°. Elektrisk seteløft finnes også blant tilbehørene til Salsa M2.

### // ENKELT VEDLIKEHOLD



Enkel batteritilgang uten bruk av verktøy. Toppdekslet er festet med velcro.

### // LEDSAGERSTYRING



Regulerbare kjørehåndtak på ledsagerstyring. Tilbehør til Salsa M2.

### // FLERE ALTERNATIVE STYRINGER FINNES TIL SALSA M2



- VR2 standard control (inntil to aktuatorer).
- Kan økes til fire aktuatorer ved hjelp av separat bryterboks
- Ledsagerstyring/Dual kontroll
- R-Net elektronikk som tilbehør
- Flere typer spesialstyringer; sug&blås, kinn, hode...



# TEKNISKE DATA

## SALSA M<sup>2</sup> // Midthjulsdrevet elektrisk rullestol

<b>Maks. brukervekt:</b>	140 kg	<b>Batteristørrelse:</b>	70 Ah (std) og 60 Ah
<b>Svinghjul for/bak:</b>	7" kompakt	<b>Maks. helling:</b>	8° (14 %)
<b>Drivhjul:</b>	13" luft (kompakt=tilbeh.)	<b>Totalbredde:</b>	61 cm (2-pols motor); 62 cm (4-pols )
<b>Setebredde:</b>	41 – 51 cm	<b>Snuradius:</b>	ca 62 cm(avhengig av innstilling)
<b>Setebredde:</b>	41 – 51 cm	<b>Maks. kantklatring:</b>	7 cm
<b>Maks. hastighet:</b>	10 km/t er standard	<b>Fargevalg:</b>	4 farger- rød (std), blå, hvit & matt svart
<b>Maks.rekkevidde :</b>	32 km	<b>Transport (7176-19):</b>	4 Punktts fester & Dahl docking system

Quickie Salsa M2 t    Art.nr: SALM2-VR2-T



For ytterligere informasjon og full spesifikasjon om valgmuligheter og tilbehør, henviser vi til Bestillings skjema og/eller brukerveiledning. All informasjon i denne brosjyre kan endres uten varsel. Vennligst kontakt Sunrise Medical med forespørslser om dette produktet. Dersom du ønsker å lese denne brosjyren med større tekst, finnes den som pdf-fil på våre nettsider [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller be om større format fra oss.