

Rammeavtale for senger

Prisforhandlet Sortiment



Innhold

Dellev. ▼	Navn på delleveranse ▼	Produkt navn ▼	HMS nr ▼	IVC art.nr. ▼	Side ▼
2	Seng voksen	Nordbed Optimo	256214	1650803_S1	4
3	Seng voksen bred	NordBed Optimo Wide	256215	1650800_S1	10
2.3	Seng voksen	Tilbehør	Div.	Div.	10
6	Barneseng delt	ScanBeta NG	214175	1561624_S3	18



Kontaktinformasjon

Distrikt ▼	Kontaktperson ▼	E-post ▼	Telefon ▼
Hele Norge	Kundeservice	norway@invacare.com	22 57 95 00
Hele Norge	Teknisk service	teknisk@invacare.com	22 57 95 00
Oslo og Akershus	Ken Henry Høgi/ Eirik Frantzen	khhogi@invacare.com / efrantze@invacare.com	959 78 786/ 913 54 034
Østfold	Kim Einar Aabol	keaabol@invacare.com	950 26 606
Innlandet: Oppland og Hedmark	Bjørn Sæther	bsaether@invacare.com	917 33 399
Buskerud, Vestfold og Telemark	Thor Erik Johansen	tejohans@invacare.com	930 30 170
Agder	Jens Aspås	jaspas@invacare.com	913 80 353
Rogaland	Oddmar Byberg	obyberg@invacare.com	907 43 640
Hordaland og Sogn og Fjordane	Trond Langeland	tlangela@invacare.com	907 40 097
Sør-Trøndelag	Arild Nordgaard	anordgaa@invacare.com	415 22 260
Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal	Kathrine R. Pedersen	krokkepe@invacare.com	911 53 091
Nordland, Troms og Finnmark	Knut Hagen	khagen@invacare.com	917 73 709
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyrod Jansen	knjansen@invacare.com	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	rsandbakk@invacare.com	909 38 220

NordBed™ Optimo - Serien



ERGOMOVE™-TEKNOLOGI | UTMERKET TIL GJENBRUK | SELVSTENDIG



Sengene fra **NorBed Optimo-serien** er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer **NorBed Optimo** selvstendighet og sikrer brukerne bevegelse. Trykkavlastning er kjernen for **ErgoMove-teknologien**. **NorBed Optimo 90** sin enkle utforming gjør at både brukeren samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. **NorBed Optimo Wide** sikrer brukere med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for brukere som trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

Invacare **NorBed Optimo** har **ErgoMove-teknologi** som gir brukeren aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et knappetrykk. I aktiv sittestilling kan brukeren enkelt spise, drikke og lese samtidig som trykkfordelingen oppretholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Sammen med den automatiske liggeflaterreguleringen, sikrer det at brukeren forblir i den samme stillingen og motvirker friksjon og forskyvning.



Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytting, samt økt selvstendighet og bevegelse, er brukerne i stand til å manøvrere Up-and-Out-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



6

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Løfter brukeren komfortabelt til en aktiv sittestilling.

2

Enkel håndtering

- ▶ Demonteres enkelt for frakt og lagring. Ideell for gjenbruk.

3

Flere størrelser

- ▶ Tilgjengelig i bredde 90, 105 og 120 cm.



4

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytting

6

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Ifølge antropometrisk måling, for økt komfort

5

Design

- ▶ Bredt utvalg av endegavler med treutførelser og farger.

Øvrige egenskaper

▶ RememberMe™:

- Programmerbar håndkontroll med LCD
- **ErgoMove** og Up-and-Out kan tilpasses brukerens behov

▶ Integriert liggeflateforlenger

- Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden


▶ Anti-Trendelenburg og Trendelenburg

- Støtte for pleierne når brukeren skal forflyttes i sengen
- Fordeler trykket enkelt

▶ Gulvløys

- Enkelt å slå av og på
- Forebygger/sikrer mot fall

Egenskaper og fordeler



◀ Transport og lagring

NorBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På Optimo 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov for transportstativ. **NorBed Optimo** 120 cm kan demonteres i tre deler og enkelt flyttes med en tralle.



◀ Laget for gjenbruk

Sengene i **NorBed Optimo-serien** kan tilpasses maskinvask.






◀ Håndkontroll

- De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe brukeren både på dagtid og kveldstid.
- Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- Håndkontrollen er låsbar som standard.

Dette er **NordBed Optimo**-serien

NorBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige vekt-kategorier og størrelser, tilpasset ulike pleiesteder

	Demontert	Maks brukervekt	Sengens tyngste del
<p>DELLEVERANSE 2</p> <p>Nordbed Optimo 90 <i>Gir selvstendighet og sikrer bevegelse</i> IVC art.nr: 1650803_S1 HMSNR: 256214</p> 	5 Deler	200 kg	20 kg
<p>Nordbed Optimo 105 <i>Bredere seng tilpasset brukere som trenger mer plass til forflytting i sengen</i></p> 	5 Deler	200 kg	25 kg
<p>DELLEVERANSE 3</p> <p>Nordbed Optimo 120 <i>Ekstra komfort for større brukere</i> IVC art.nr: 1650800_S1 HMSNR: 256215</p> 	3 Deler	250 kg	70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	 Bredde utvendig Bredde innvendig ▼	 Lengde utvendig Lengde innvendig ▼	 Høyde-regulerbar ▼	 Inndeling liggeflate ▼	 Klaring under sengen ▼	 Lårvinkel ▼
NordBed Optimo 90	100 / 90 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 105	115 / 105 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
NordBed Optimo 120	130 / 120 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°

	 Leggvinkel ▼	 Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	 Maks. brukervekt ▼	 Samlet vekt ▼	 Sengens tyngste del ▼	 Maskinvaskbar ▼
NordBed Optimo 90	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	20 kg	Yes
NordBed Optimo 105	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	25 kg	Yes
NordBed Optimo 120	19°	+/- 15°	250 kg / SWL 285 kg	130 kg	70 kg	Yes

NB: Sengen må ikke benyttes av brukere under 12 år, eller brukere med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼




Aluminiumsgrå



Bøk



Eik



Umbrå



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

Treverk ▼

Hovedprodukter ▼

Artikkelnummer ▼	HMS nr. ▼	Produkt beskrivelse NAV ▼	Beskrivelse ▼
1650800_S1	256215	Nordbed Optimo Wide b120 l200 4delt h33-82 el rygg el ben el 4motor gavll tre	120*200 cm-Runa Gavler-Ane sidegrinder
1650803_S1	256214	Nordbed Optimo b90 l200 4delt h33-82 el rygg el ben el 4motor gavll tre	90*200 cm-Runa Gavler-Ane sidegrinder

NordBed™ -Tilbehør



Bredt tilbehør sortiment -
Individuell tilpasning



NorBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset brukernes behov.

Endegavler

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.



Una

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder, delte sidegrinder eller langsider.



Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med langsider.



Nora

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Astrid

Avtagbart panel for enklere tilgang. Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Nanna

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



Runa STANDARDKONFIGURASJON

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.

Endegavler	Bøk	Eik	Umber	Bøk/ aluminiumsgrå	Aluminiumsgrå	Hvit
						
Una Endegavl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Astrid Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Nanna Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Runa Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓

Kosmetisk langsider

Vårt utvalg av langsider gir brukeren følelsen av å være hjemme



Langside 1 i tre

Kan anvendes med endegavlene Una, Astrid og Nora.



Langside 2 i tre

Kan anvendes med endegavlen Runa og sidegrinden Ane.



Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavlen Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at brukeren ikke faller ut av sengen, for enklere forflytting eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og bidra til et behagelig arbeidsmiljø.



Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig i lengdene 200cm, 210cm og 220cm.



Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 200cm.



Embla forlengbar

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs lengderegulering fra 200 til 220cm.



Torill Kort

Regulerbar i 3 høyder



Torill Lang

Regulerbar i 3 høyder



Ane **STANDARDKONFIGURASJON**

3/4-lange sidegrinder i metall

Sidegrinder til tykkere madrasser



Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for tykkere madrasser



Freya sidegrindforhøyer

Freya sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser.



Embla sidegrindforhøyer

Embla sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser, samt forlenget fra 200 til 220cm.

Endegavler	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
					
Sidegrinder					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder

Trekk til sidegrind

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike brukerbehov: Polstrede trekk hindrer at brukeren skader seg. Nettingtrekket hindrer at brukeren kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir forhindret.

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned.

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla, med høydeforlenger.



Nettingtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrinden Ane

Søtte- og vendehåndtak

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir brukerne frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, samt stige inn og ut av sengen.



Støttehåndtak

H40 x B30 cm



Støttehåndtak

H40 x B90 cm



Utsvingbart støtte- og utstignings-håndtak

Håndtaket gir god støtte for brukeren og kan felles inn, ved inn- og utstigning. Kan brukes separat eller parvis.



Utsstigningshjelp

Gir støtte ved inn- og utstigning



Oppreisningsstøtte

Gir støtte ved oppreisning samt inn- og utstigning.



Søsterhjelp

Høyde- og dybderegulerbart håndtak. Kan fås i svinbar eller fast.

Øvrig tilbehør



Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder



Dekkrør

Dekkrørene gir beskyttelse til sengerammen ved forlenging.



Holder til håndkontroll



Avstandsfender

Beskytter veggene når sengen flyttes. Kan monteres på kort- eller langsiden av sengerammen.

Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Et stort utvalg håndkontroller finnes til NordBed-serien, for å passe til ulike behov



Håndkontroll

Med anti-trendelenburg / med eller uten trendelenburg

STANDARDKONFIGURASJON KUN MED ANTI-TRENDELENBURG



Håndkontroll

Med anti-trendelenburg / med eller uten trendelenburg og under-bed-light



Håndkontroll med LCD-skjerm

Med RememberMe™-funksjonalitet



LED-lys

LED-lampe i aluminiumsutførelse. Moderne design, med lavt strømforbruk (4W). Monteres på løftebøylebeslaget på samtlige senger fra Invacare.

Optimo & Ultra	
Madrasshøyde cm	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm)	10 - 17 cm
Embla/Embla Forlenget	10 - 17 cm
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm	15 - 23 cm
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm	19 - 27 cm
Ane	10 - 18 cm
Ane Høy	18 - 28 cm
Torill Lang / Torill Kort	14 - 19 cm

Sengemodeller og Tilbehør

Lev. Artikelnummer

*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA
GJERNE KONTAKT FOR HJELP

MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred
NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

HJUL&BREMSSESISTEM

Hjul diameter 100 mm
Hjul diameter 125 mm
Hjul diameter 100 mm m/retningssperre
Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER

- 0700 = vaskbar

Håndkontroll, Standard	1647177-7035 / -0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend	1651017-7035 / -0700
Håndkontroll, Standard m/"under bed light"	1651016-7035 / -0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light"	1651018-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend	1655055-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend	1651652-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light"	1655055-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, "under bed light"	1651652-7035 / -0700

FARGER

Bøk	-0703
Eik	-0701
Umber	-0702
Hvit malt	-9016
Blå malt	-5024
Bøk/alublå malt	-0704

ENDEGAVLER (PAR)

Una	Alle farger	1656756-xxxx
Una m/slisse	Alle farger	1655853-xxxx
Una endegavl m/ fotbrett	Alle farger	1656789-xxxx
Nora	Bøk,Eik, Umber	1657158-xxxx
Nora m/slisse	Bøk,Eik, Umber	1657222-xxxx
Astrid	Bøk,Eik, Umber	1656967-xxxx
Astrid m/slisse	Bøk,Eik, Umber	1656966-xxxx
Nanna	Bøk,Eik, Umber	1655962-xxxx
Runa	Alle farger - Bøk/alu blå malt	1655963-xxxx

SIDTEGRINDER(PAR)

Freya, tre	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	1649812-xxxx
Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar	Komp. m/ Nanna, Runa	1649931-xxxx
Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	1649932-xxxx
Embla, alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	1649930-xxxx
Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	1649934-xxxx
Torill delte grinder tre/alu, 75 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	1660472
Torill delte grinder tre/alu, 96 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	1660473
Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	1653634-0154
Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	1653637-0154
Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	1653636-0154
Ane høy, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	1653638-0154

Tilbehør		Lev. Artikkelnummer
SIDTEGRIND - TILBEHØR		
Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)		1648540-xxxx
Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)		1648229-xxxx
Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder 10 cm		1660474-xxxx
LANGSIDER		
Langside 1 i tre	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	1657039-xxxx
Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	1657046-xxxx
Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	1657049-xxxx
Langside 2 i tre	Komp. m/ Runa og Ane	1657041-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Runa og Ane	1657048-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Runa og Ane	1657053-0703
Langside 3 i tre	Komp. m/ Nanna og Ane	1657040-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	1657047-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	1657052-xxxx
TILBEHØR		
Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå		1542093-0154
Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå		3000650.57650PO
Avstandsfender langside		1653857-0154
Avstandsfender kortsiden		1653861-0154
Fenderhjul 5 cm		1649855-0154
Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm		1651907
Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm		1651908
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre		1653716
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre		1653715
Oppreisningsstøtte, høyre		1653894
Oppreisningsstøtte, venstre		1653891
Utsigningshjelp		1534684
Holder til håndkontroll		1653872
Dekkrør 5 cm, 2stk		1527520
Dekkrør 10 cm, 2stk		1527521
ELEKTRONISK TILBEHØR		
LED lampe		
Revmatiker håndkontroll		1660471
Trådløst håndsett		
T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig		1650077- 0700
Strømforsyning, kun til bruk av servicepersonale		1446180
Batteri back Up		1650045
TREKK TIL SIDTEGRIND 1 STK		
Polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651557
Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651561
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651558
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651559
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Netting trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651554
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651555
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651556
Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm	Komp. m/Torill kort	1660466
Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm	Komp. m/Torill lang	1660467
Polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653895
Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653897

ScanBeta[®] NG




JUNIOR

En sikker og konfigurerbar seng
som kan tilpasses barnets behov


Yes, you can.®

Invacare **ScanBeta_{NG}** barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem og institusjoner.

Sikkerhetskrav

Standard konfigurasjoner av Invacare **ScanBeta_{NG}** er grundig testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.

Konfigurering

Liggeflaten i de tre standard- størrelsene er konstruert med tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. **ScanBeta_{NG}** kan leveres med alternative sidegrinder (faste sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle behov.



Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300-880 mm. Dette gjør det mulig for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige egenskaper og funksjoner for sikkerhet og komfort, slik som sentralbrems (ekstrautstyr på **ScanBeta_{NG}** 60 x 140), høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt hensyn til i **ScanBeta_{NG}**.

Funksjoner



Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennom-snittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrelse-sene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.



Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare funksjoner for økt sikkerhet.



Hurtigkopling for deling av sengen i liggeflate og understell.

Muligheter



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder

Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt sikkerhet.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind i plexi



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm dører

Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 800 mm doble dører

Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.



Konfigurering av liggeflate

Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med behov: tilføyning/fjerning av motorer og rastofix (se skjema side 6).



Polstring

30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.



Sikkerhetslås som kun åpnes via to forskjellige låsefunksjoner.



Klistremerker

Velg mellom ulike klistremerker for å dekorere sengen.

Størrelser på liggeflate

ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm og 80 x 180 cm




Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike konfigureringene og artikkelnummer.





Sider og endegavler til *Invacare ScanBeta*_{NG} ▼

	Fast side ▼	Nedfellbar sidegrind ▼	Dører ▼	Doble dører ▼
400 mm høy	✓	✓	✓	✓
800 mm høy	✓		✓	✓

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	 Bredden utvendig ▼	 Bredden innvendig ▼	 Lengden utvendig ▼	 Lengden innvendig ▼	 Høyde-regulerbar ▼
600 x 1400 mm	680 mm	620 mm	1480 mm	1400 mm	300-880 mm
700 x 1600 mm	780 mm	720 mm	1680 mm	1600 mm	300-880 mm
800 x 1800 mm	880 mm	820 mm	1880 mm	1800 mm	300-880 mm

	 Inndeling liggeflate ▼	 Ryggvinkel ▼	 Lårvinkel ▼	 Leggvinkel ▼	 Maks. brukervekt ▼
600 x 1400 mm	620-70-210-460 mm	0° - 73°	0° - 36°	0° - 26°	70 kg / SWL 100 kg
700 x 1600 mm	670-150-220-520 mm	0° - 73°	0° - 31°	0° - 24°	70 kg / SWL 100 kg
800 x 1800 mm	750-190-270-550 mm	0° - 73°	0° - 27°	0° - 26°	70 kg / SWL 100 kg

Farge på ramme og treverk ▼



Perlehvít
(metall)

Bøk
(treverk)

Hovedprodukter ▼

Delleveranse ▼	Art.nr. ▼	HMS nr. ▼	Madrassmål ▼	Produktbeskrivelse ▼
	1561626_S4	214176	60x140	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
	1561623_S2	214174	70x160	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
DELLEVERANSE 6	1561624_S3	214175	70x160	ScanBeta NG, firedelt, 3 motorer, el. hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg av leggdal, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare
forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten
videre konsultasjon.

Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig
av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Rammeavtale for kjøp av senger - NO - 10/2019

