



Støtte

Immedia BedString

SENGBÅND MED HÅNDTAK

Immedia BedString med håndtak anvendes i hovedsak av den aktive brukeren for å komme opp til sittende stilling i sengen. I sittende stilling kan BedString brukes til å lene seg fremover, for å gi enklere plassering av seil, plassering av puter eller ved påkledning. BedString har åtte håndtak, alternerende høyre og venstre side av båndet, slik at brukeren alltid har mulighet til å få et godt grep.



Immedia BedString med 8 håndtak fordelt på begge sider av båndet.

Immedia HandyGrip

JUSTERBART GREP FOR VENDING I SENG

Immedia HandyGrip gir brukeren hjelp til å snu seg på egenhånd i sengen. Det kan også brukes ved egen forflytning fra rullestol til seng. Den justerbare spennen gjør at lengden og plasseringen av HandyGrip kan justeres, og gir et godt grep som gjør det enkelt å utføre den aktuelle forflytningen.



Myk, kompakt og enkel å bruke.

BESKRIVELSE	B X L	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
Immedia ~ BedString med håndtak ~ HandyGrip	CM 8,5 x 170 5 x 160	164206	IM429 IM461	BEDSTRING: Polyester HANDYGRIP: Polyester BELTESPENNE: Acetal og nylon HANDYGRIP: Polyester
VASKEANVISNING Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.				