



**immedia**

# Immedia SatinSheet glidelaken

Hurtigguide til valg av glidelakensett og oversikt over prisforhandlede forflytningsprodukter.

# NAV-avtale Overflytting og vending

## 01.06.2023

I denne brosjyren finner du oversikt over prisforhandlede hjelpemidler til overflytting og vending. I tillegg finner du en hurtigguide for valg av Immedia SatinSheet glidelakensett.

## Immedia SatinSheet Set (DK 5 og 6) Vinner

Immedia SatinSheet er i denne avtalen prisforhandlet som et komplett glidelakensett\* bestående av ett glidelaken og ett stikklaken - begge i lavfriksjon sateng. Systemet, som er enten to- eller fireveis, gjør overflytting og vending i sengen enklere for både uavhengige (funksjonsnivå A) til helt avhengige brukere (funksjonsnivå E).

### Tilrettelegger for god omsorg for alle funksjonsnivåer

Materialet i SatinSheet-systemet er meget tynt og består av glide- og stikklaken med lav friksjon. Dette gjør reposisjoneringen enklere og reduserer risikoen for friksjon, som igjen minimerer risikoen for trykkskader.

**Brukerens funksjonsnivå og bredden på madrassen avgjør valg av glidelakensett. I hurtigguiden på side 4 finner du enkelt det riktige glidelakensettet basert på disse opplysningene.**



\*Et glidelakensett består av et glidelaken (legges på madrassen) og et stikklaken (legges oppå glidelakenet).

# Brukerens funksjonsnivå



## Nivå A

Bruker er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre, men kan ha behov for litt ekstra hjelp til forflytningen.



## Nivå B

Bruker er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen han/hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.



## Nivå C

Bruker er ikke selvhjulpen i hverdagen. Han/hun trenger hjelp, men klarer å bidra eller gjøre litt på egen hånd.



## Nivå D

Bruker er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.



## Nivå E

Bruker er ikke selvhjulpen i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt til pleie eller forflytninger.

Nedenfor finner du informasjon om opphavet til de fem funksjonsnivåene. Vi vil referere til disse nivåene i denne brosjyren når vi foreslår passende produktvalg.

Funksjonsnivåene er basert på *The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, som er en universell klassifisering utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å gi et standardpråk og rammeverk for å beskrive helse og nedsatt funksjonsevne (WHO 2001).

"Mobilitet" er en kategori under komponentene "Aktiviteter og deltakelse" og er relevant når man skal velge den beste løsningen for et sengeliggende system som Immedia SatinSheet.

Nivåene er oppført fra 0 (ingen vanskelighetsgrad) til 4 (fullstendig vanskelighetsgrad) i ICF.

Med utgangspunkt i ICF, ICIDH og RAI, utviklet LOCOmotion (Knibbe & Knibbe) fra Nederland MK5-konseptet og det tilhørende vurderingsverktøyet TilThermometer for nesten 20 år siden<sup>1</sup>.

I MK5 er mobiliteten til brukeren klassifisert i fem nivåer (A, B, C, D og E) basert på personens begrensninger og mulighet til å samarbeide under forflytningen.

<sup>1</sup> [www.tilthermometer.com](http://www.tilthermometer.com)

# Hurtigguide: Valg av glidelakensett

Finn riktig glidelaken på 1-2-3

1. Velg riktig funksjonsnivå




Nivå A




Nivå B

2. Finn anbefalt glidelakensett



SatinSheet  
2D Mini sett  
(toveis)



SatinSheet  
2D Midi sett  
(toveis)

3. Sjekk madrassbredde, og finn ditt sett i tabellen:

## SatinSheet 2D toveis glidelaken sett (DK 5)

| Produktnavn                     | Passer til madrassbredde | Str. glideflate (BxL) | Passer til funksjonsnivå | Toveis/ fireveis | Art. nr. | HMS nr. |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------|---------|
| SatinSheet 80-90 2D Mini sett   | 800-900mm                | 700x1050mm            | A                        | Toveis           | IM4201S  |         |
| SatinSheet 80-90 2D Midi sett   | 800-900mm                | 700x1400mm            | B, C                     | Toveis           | IM4200S  |         |
| SatinSheet 80-90 2D Maxi sett   | 800-900mm                | 700x2000mm            | D                        | Toveis           | IM4202S  |         |
| SatinSheet 120-140 2D Mini sett | 1200-1400mm              | 960x1050mm            | A                        | Toveis           | IM4243S  |         |
| SatinSheet 120-140 2D Midi sett | 1200-1400mm              | 850x1400mm            | B, C                     | Toveis           | IM4223S  |         |
| SatinSheet 120-140 2D Maxi sett | 1200-1400mm              | 850x2000mm            | D                        | Toveis           | IM4221S  |         |
| SatinSheet 150-180 2D Mini sett | 1500-1800 mm             | 960x1050mm            | A                        | Toveis           | IM4258S  |         |
| SatinSheet 150-180 2D Midi sett | 1500-1800 mm             | 960x1400mm            | B, C                     | Toveis           | IM4224S  |         |
| SatinSheet 150-180 2D Maxi sett | 1500-1800 mm             | 960x2000 mm           | D                        | Toveis           | IM4222S  |         |




Nivå C



Nivå D




Nivå E




SatinSheet  
2D Midi sett  
(toveis)

eller




SatiSheet  
4D Midi sett  
(fireveis)




SatinSheet  
2D Maxi sett  
(toveis)

eller



SatinSheet  
4D Maxi sett  
(fireveis)



SatinSheet  
4D Maxi sett  
(fireveis)



4D-settene har håndtak, noe som gjør det enkelt å kombinere med personløfter.

## SatinSheet 4D fireveis glidelaken sett (DK 6)

| Produktnavn                             | Passer til madrassbredde | Str. glideflate (BxL) | Passer til funksjonsnivå | Toveis/ fireveis | Art. nr. | HMS nr. |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------|---------|
| SatinSheet 90 4D Midi sett, m/ håndtak  | 900mm                    | 700x1400mm            | C, D, E                  | Fireveis         | IM4252S  |         |
| SatinSheet 90 4D Maxi sett, m/ håndtak  | 900mm                    | 700x2000mm            | C, D, E                  | Fireveis         | IM4254S  |         |
| SatinSheet 120 4D Midi sett, m/ håndtak | 1200mm                   | 960x1400mm            | C, D, E                  | Fireveis         | IM4235S  |         |
| SatinSheet 120 4D Maxi sett, m/ håndtak | 1200mm                   | 850x2000mm            | C, D, E                  | Fireveis         | IM4234S  |         |

# Andre prisforhandlede produkter

## Immedia MultiGlide SG sklimatte (DK 1)

Tubeformet sklimatte med ultralav friksjon.

| Produktnavn             | Art. nr.  | HMS nr. |
|-------------------------|-----------|---------|
| MultiGlide SG 100x70 cm | IM00100   |         |
| MultiGlide SG 120x90 cm | IM00120/1 |         |
| MultiGlide SG 100x70 cm | IM00130   |         |
| MultiGlide SG 200x70 cm | IM00200   |         |
| MultiGlide SG 40x40 cm  | IM0040    |         |
| MultiGlide SG 60x60 cm  | IM0066    |         |
| MultiGlide SG 72x70 cm  | IM0077    |         |
| MultiGlide SG 72x100 cm | IM0080    |         |
| MultiGlide SG 72x130 cm | IM0083    |         |
| MultiGlide SG 80x180 cm | IM0088    |         |

Vinner



## Immedia GlideCushion sklimatte (DK 1)

Polstret glidepute som benyttes ved vending i seng eller forflytning mellom f.eks seng og rullestol.

| Produktnavn                | Art. nr. | HMS nr. |
|----------------------------|----------|---------|
| GlideCushion 60x50 cm      | IM60/50  |         |
| GlideCushion 60x90 cm      | IM60/90  |         |
| GlideCushion 69x70 cm      | IM69/70  |         |
| GlideCushion 90x90 cm      | IM90/90  |         |
| TransferMattress 60x195 cm | IM60/195 |         |



## Immedia E-board sklibrett (DK 3)

Tynt og fleksibelt glidebrett egnet for forflytning mellom f.eks seng og rullestol eller inn/ut av bil. De to minste størrelsene er uten vinge, de største er med.

| Produktnavn                    | Art. nr. | HMS nr. |
|--------------------------------|----------|---------|
| E-Board str. S 20x45 cm        | IM410    | 164188  |
| E-Board str. M 25x60 cm        | IM408    | 164187  |
| E-Board str. L (bred) 33x60 cm | IM404    | 255737  |
| E-Board str. L (lang) 23x77 cm | IM405    | 255738  |



## Immedia 3B-board sklibrett (DK 3)

Stabilt glidebrett med buet form, for sittende forflytning.

| Produktnavn | Art. nr. | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| 3B-board    | IM403    | 210530  |



## Immedia EasyTurn dreiepute (DK 4)

Tynt og fleksibelt glidebrett egnet for forflytning mellom f.eks seng og rullestol eller inn/ut av bil. De to minste størrelsene er uten vinge, de største er med.

Vinner



| Produktnavn             | Art. nr. | HMS nr. |
|-------------------------|----------|---------|
| EasyTurn str. S, Ø40 cm | IM999405 | 236690  |
| EasyTurn str. M, Ø45 cm | IM990454 | 255739  |
| EasyTurn str. L, Ø50 cm | IM999505 | 255740  |

## Immedia PediTurn dreiepute (DK 4)

Hard eller myk dreieskive til bruk under føtene ved forflytning i sittende. Kan forenkle forflytningen for eksempel mellom seng og rullestol.

Vinner



| Produktnavn          | Art. nr.  | HMS nr. |
|----------------------|-----------|---------|
| PediTurn Soft Ø38 cm | IM99836GT | 164192  |
| PediTurn Hard Ø38 cm | IM99700   | 255741  |

## Immedia BedString sengebånd (DK 10)

Sengebåndet brukes i hovedsak av en aktiv bruker for å komme opp til sittende stilling i sengen. Åtte håndtak fordelt på begge sider av båndet gir godt grep.

Vinner



| Produktnavn      | Art. nr. | HMS nr. |
|------------------|----------|---------|
| BedString 170 cm | IM429    | 164206  |





Med forbehold om trykkfeil.  
Mai 2023.

Etac er en verdensledende utvikler og leverandør av ergonomiske hjelpemidler, personløftere og velferdsteknologi. Vårt hjerte ligger i løsningene som bedrer livskvaliteten for den enkelte, deres familie og omsorgspersoner.

For siste nytt, besøk oss på: [www.etac.no](http://www.etac.no)

Etac AS  
Vanemveien 1, 1599 Moss,  
Tlf. +47 815 69 469  
[hovedkontor.norge@etac.com](mailto:hovedkontor.norge@etac.com) [www.etac.no](http://www.etac.no)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities