

Immedia Positioning Wedge

STØTTE- OG POSISJONERINGSPUTER MED SKLISIKKERT MATERIALE

Immedia Positioning Wedge gir støtte slik at brukeren ligger trygt på siden i hvilestilling eller ved pleie, for at hjelperen skal unngå statiske arbeidsstillinger over lengere tid. Positioning Wedge kan kombineres med 4WayGlide System, SatinSheet System, MultiGlide eller andre glidelaken. Trekket er et sklissikkert Polyuretan materiale som bidrar til å holde Positioning Wedge på plass, uavhengig av sengens overflate.



BRUKSOMRÅDE

- Støtte i ulike posisjoner
- Hvileposisjon
- Pleie og personlig hygiene
- Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre posisjoneringshjelpemidler




Immedia Positioning Wedge har en asymmetrisk form. Snu på puten og bruk den vinkelen som gir best støtte for brukeren.

Immedia MultiGlide Glove

MULTIFUNKSJONELT HJELPEMIDDEL FOR SMÅ FORFLYTNINGER

Immedia MultiGlide Glove kan benyttes i mange forskjellige forflytningssituasjoner. Med hansken er det lettere å få hånden mellom brukeren og underlaget. Små reposisjoneringsjusteringer, bevegelser og glatting av laken er eksempler på aktiviteter som hanskene er svært nyttig til, og som vil være mer skånsom for både brukeren og pleieren. MultiGlide Glove kan også

brukes for forebygge trykksår, gjennom å redusere friksjon og skyvkrefter (shear forces).





BRUKSOMRÅDE

- Posisjonering
- Små reposisjoneringsjusteringer
- Håndsjekk av trykkfordelende puter og madrasser



Immedia Polstret MultiGlide Hanske

Immedia MultiGlide Hanske av vannett nylon.

BESKRIVELSE	B X L	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
Immedia Positioning Wedge	CM			Immedia Positioning Wedge
~ Small	30 x 20 x 53		IM53NS	MATERIALE: Mykt skum
~ Large	30 x 20 x 80	173420	IM53/80NS	TREKK: Nylon med PU-belegg, glidelås
~ Trekk til Positioning Wedge, Small	30 x 20 x 53		IM5300NS	
~ Trekk til Positioning Wedge, Large	30 x 20 x 80		IM5300/80NS	
Kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel.				
Immedia MultiGlide Glove	CM			MultiGlide Glove, polstret
~ MultiGlide Glove vannett nylon (1 par)	20 x 50	166630	IM35	INNSIDE: Nylon
~ MultiGlide Glove Polstret (1 stk)	15 x 35	200199	IM8000701	UTSIDE: Nylon
VASKEANVISNING				MultiGlide Hanske, vannett nylon
Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.				MATERIAL: Nylon med polyuretan belegg.

