

# Immedia Rescue

## EVAKUERINGSLAKEN

Immedia RescueSheet er et evakueringslaken som monteres og ligger permanent i sengen. Ved behov for rask evakuering ved brann eller lignende nødsituasjoner, kan pasienten raskt og effektivt evakueres ut av sengen og ut av rommet. Rescue kan også brukes ved evakuering ned trapper. Materialet er vannavstøtende.



Rescue evakueringslaken

## BRUKSOMRÅDE

- Nødevakueringer

BESKRIVELSE	BREDDE X LENGDE	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
<b>Immedia RescueSheet</b> ~ Standard ~ Ekstra bred	<b>CM</b> 75 x 200 85 x 200	IM108088 IM108089	MATERIALE: Nylon STROPPER: Polypropylen SPENNE: Acetal
<b>VASKEANVISNING</b> AUTOKLAVERING: 130 °C. Kan tørkes av med såpevann eller desinfiseres Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.			

# Immedia HipTurner

## FOR VED VENDING OG STØTTE I SIDELEIE

Immedia HipTurner er spesielt utformet for å snu en pasient og gi støtte i sideleie, men også legge til rette for plassering av bekken under pasienten, for personlig hygiene, sårpleie eller påkledning. HipTurner gjør det mulig for pleieren å opprettholde en god arbeidsstilling, og dermed minske belastningen.

Vending med bruk av Immedia HipTurner kan utføres manuelt, eller sammen med en personløfter.



Immedia HipTurner gir støtte ved vending og statisk posisjonering av pasienten i sideleie.

## BRUKSOMRÅDE

- Vending i seng
- Støtter posisjonering i sideleie
- Legger til rette for plassering av bekken, personlig hygiene, sårpleie eller påkledning
- Kan brukes i kombinasjon med personløfter

BESKRIVELSE	BREDDE X LENGDE X HØYDE	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
<b>Immedia</b> ~ HipTurner (seil B25 x 80 cm)	<b>CM</b> 40 x 20 x 4,5	IM462	MATERIALE: Nylon STROPPER: Polyester TREKK: Nylon med PU-belegg SKUM: Polyetylen
<b>VASKEANVISNING</b> Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel. Fjern skumputen under rengjøringen			