



# Immedia TransferMattress

## MYK POLSTRET GLIDEMADRASS FOR LIGGENDE FORFLYTNING


Immedia glidemadrass muliggjør forflytning mellom to leier, som for eksempel seng til seng, seng til dusjvogn, seng til røntgenbord etc. Den kan også benyttes ved vending fra rygg- til mageleie. Glidemadrassen er laget av et mykt polstret bomull / polyester materiale, og finnes i to bredder, 60 cm og 70 cm.



*Den vatterte glidemadrassen gir myk og behagelig liggende forflytning*

### Kombinert med et trekk

Immedia TransferMattress kan kombineres med et vanntett nylontrekk eller et engangstrekk. Glidemadrassen bør ikke brukes hvis det er en åpning mellom de to forflytningsflatene.



### BRUKSOMRÅDE

- Bygger bro ved overføring mellom to liggende posisjoner
- Forflytning mellom senger
- Forflytning mellom seng og dusjvogn
- Forflytning mellom seng og bære, røntgenbord, operasjonsbord

#### BESKRIVELSE

#### B X L

#### HMS NR.

#### ART. NR.

#### SPESIFIKASJONER

#### Immedia glidemadrass

#### CM

~ Smal

60 x 195

IM60/195

~ Bred

70 x 195

IM70/195

UTSIDE: 65 % polyester / 35 % bomull

INNSIDE: Nylon

POLSTRING: Polyester

#### Tilbehør – Immedia

~ Nylontrekk til IM60/195

60 x 220

IM60220N

~ Nylontrekk til IM70/195

70 x 200

IM7000N

~ Engangstrekk, rull med 75 stk.

60 x 200

IM4030

#### Sett – Immedia glidemadrass

~ Smalt sett– inkludert IM60/195 + IM60220N

164579

IM4304

~ Bredt sett – inkludert IM70/195 + IM7000N

164174

IM4305

#### VASKEANVISNING

Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel

