




# Immedia MultiGlide

## NYLON TUBEFORMET GLIDEDUK MED HØY - LAV FRIKSJON

Immedia MultiGlide er en tynn tubeformet glideduk med ultralav friksjon på innsiden og høy friksjon på utsiden. MultiGlide er velegnet ved forflytninger der man vil minske friksjonen under områdene med høyest friksjon, for eksempel ved forflytning i seng, mellom seng og rullestol, på operasjonsbordet eller ved røntgen. MultiGlide har en vannavvisende overflate, og kan tørkes av med en fuktet klut.



*Immedia MultiGlide med høy friksjon på utsiden sikrer at det forblir på plass under brukeren ved forflytning og vending. Innsiden har ultra lav friksjon.*



*Immedia MultiGlide er et tynt tubeformet glidelaken med ultra lav friksjon på innsiden og høy friksjon på utsiden.*

MultiGlide har fargekoder for differensiering av forskjellige modeller og en løkke for enkel opphenging der den skal brukes. Husk at MultiGlide alltid bør fjernes etter bruk!

MultiGlide leveres i mange forskjellige størrelser.

### Boks med engangsglideduker



Unngå kryss smitte. Hvert produkt er pakket i egen forsegletpose. Posen henges ved sengen til pasienten, og glideduken kan dermed brukes et utall ganger, men kun til samme pasient. Kastes etter bruk.

Beskrivelse BxL mm	Art. nr.
Rørformet SPU-Glide Large 730x900 (5 bokser à 10 stk)	IM300
Rørformet SPU-Glide Medium 730x1450 (5 bokser à 10 stk)	IM301
Rørformet SPU-Glide X-Wide 1300x900 (5 bokser à 10 stk)	IM302
Rørformet SPU-Glide Wide 1200x730 (5 bokser à 10 stk)	IM303
Åpen SPU-Glide Open Large 2000x850 (5 bokser à 20 stk)	IM304
Åpen SPU-Glide Open Medium 1450x1000 (5 bokser à 20 stk)	IM305
SPU-Dispenser 310x400 (1 boks à 10 stk)	IM321

### MULTIGLIDE BRUKSOMRÅDE

- Minimerer friksjon under trykkpunktene
- Vending i seng
- Posisjonering
- Høyere opp i seng
- Seng-til-seng forflytning

BESKRIVELSE	B X L	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
<b>Immedia MultiGlide Vanttett</b>	<b>CM</b>			<b>MultiGlide Vanttett</b>
~ Glideduk, blå stropp	40 x 40		IM40	MATERIALE: Nylon med polyuretan belegg
~ Glideduk, sølv stropp	60 x 25		IM62	
~ Glideduk, gul stropp	60 x 60	165921	IM66	<b>VASKEANVISNING</b>
~ Glideduk, brun stropp	72 x 70		IM77	Kan tørkes av med isopropanol.
~ Glideduk, rød stropp	72 x 100		IM80	Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.
~ Glideduk, lysebrun stropp	70 x 200		IM82	
~ Glideduk, grønn stropp	72 x 130		IM83	
~ Glideduk, sølv stropp	80 x 80		IM88	
~ Glideduk, hvit stropp	100 x 70		IM100	
~ Glideduk, sølv stropp	100 x 200		IM102	
~ Glideduk, grønn stropp	100 x 135		IM103/1	
~ Glideduk, grå stropp	108 x 80		IM108	
~ Glideduk, hvit stropp	120 x 70		IM120	
~ Glideduk, rosa stropp	130 x 80		IM130	
~ Glideduk, lyseblå stropp	160 x 80		IM168	
~ Glideduk, lilla stropp	200 x 70		IM200	
~ Åpen	100 x 140	173569	IM100/140	Bredde = Åpen side