


Immedia GlideCushion

POLSTRET GLIDEMATTE

Immedia GlideCushion brukes til vending i seng, flytte høyere opp i seng og forflytning fra seng til rullestol. GlideCushion kan anvendes for brukere som derved kan utføre forflytningen selvstendig, eller med noe hjelp.

GlideCushion finnes i to varianter: Immedia GlideCushion nylon topp eller Immedia GlideCushion bomull / polyester topp, som kan kombineres med et nylon eller engangstrekk.



*Immedia
GlideCushion
med bomull/
polyester topp.*


Immedia TurningMattress

POLSTRET GLIDEMATTE

Immedia TurningMattress brukes ved vending i seng. Den plasseres i sengen og brukeren forblir liggende på produktet. Den innvendige ultralave friksjonen hjelper en bruker med redusert mobilitet til å snu seg i sengen ved egen hjelp. Om nødvendig kan én eller to pleiere hjelpe brukeren å snu seg.



*Immedia
TurningMattress
med bomull/
polyester topp.*



BRUKSOMRÅDE

- Minimerer friksjon under trykkpunktene
- Flytte høyere opp i seng
- Vende i seng, enten selvstendig eller med hjelp

BESKRIVELSE

B X L

HMS NR. ART. NR.

SPESIFIKASJONER

IMMEDIA GLIDEMATTE

	CM		
~ Nylon	60 x 25		IM60/25N
~ polyester/bomull	60 x 50	164177	IM60/50
~ polyester/bomull	60 x 90		IM60/90
~ polyester/bomull	69 x 70		IM69/70
~ polyester/bomull	90 x 90		IM90/90

SETT – IMMEDIA GLIDEMATTE M/TREKK

~ X-Small sett – inkludert IM60/50 + IM6000N			IM4303
--	--	--	--------

IMMEDIA GLIDEMATTE

~ polyester/bomull	92 x 195	192044	IM92/195
~ polyester/bomull	120 x 195		IM120/195

TILBEHØR – IMMEDIA

~ Nylontrekk, vanntett til IM60/50	60 x 60	164176	IM6000N
~ Nylontrekk, vanntett til IM60/90	60 x 100		IM6010N
~ Engangstrekk, rull med 150 stk.	60 x 100		IM4031

Glidematter

UTSIDE: 65 % polyester/35 % bomull
INNSIDE: Nylon
POLSTRING: Polyester

Modell med utside i nylon

POLSTRING: Polyester
UTSIDE: Nylon
ENGANGSTREKK: Polyetylen

Bredde = Åpen side

VASKEANVISNING

Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

