

CuroCell S.A.M.® Switch



Fleksibel overmadrass med meget god komfort

CuroCell S.A.M.® Switch

CuroCell S.A.M.® Switch brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 2⁽¹⁾, samt ved smerteterapi. Det er en statisk luftmadrass med meget gode egenskaper for komfort og trykkutjevning⁽²⁾. En overmadrass som er produsert i et meget elastisk og slitesterkt materiale. Den medfølgende supportpumpen er enkel i bruk og veldig stillegående.

CuroCell S.A.M.® Switch har den ekstra fordelen at pumpen også kan brukes som en ren supportpumpe, noe som gjør at madrasssystemet er både stille og vibrasjonsfritt.

Fakta

Type: Statisk luftmadrass

Høyde: 10 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 2⁽¹⁾

Anbefalt brukervekt: 0–200 kg

Strømforsyning: 230 V / 50 Hz

Garanti: 2 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



Funksjoner og egenskaper

- Enkel å håndtere og vedlikeholde
- Elastiske festebånd
- Kan brukes som supportpumpe, noe som gjør at madrasssystemet er både stille og vibrasjonsfritt
- Mykt, elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp⁽³⁾
- Meget gode rengjøringsegenskaper
- Stillegående og energivennlig pumpe
- Unik merking

Den leveres med et elastisk og smidig hygienetrekk som slipper gjennom damp⁽³⁾, noe som reduserer risikoen for hudmærasjon. Et slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard⁽⁴⁾. Med det ekstra myke indre trekket (tilbehør) reduseres det allerede lave trykket⁽⁵⁾, og komforten øker ytterligere.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16, utstyrt med integrert skumkjerne for plassering rett på sengebunn, samt indre trekk Soft, kan også velges.

CuroCell S.A.M.® Switch produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

Størrelser

80/85/90/105/120x200/210 cm.

Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

Tilvalg

- Ekstra mykt indre trekk
- Hygienetrekk med sveisede sømmer
- Kraftig transportveske
- Transportfunksjon
- Veske til pumpe

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(5) Trykkmålinger Xsensor 2008.



Les bruksanvisningen før produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemerker som tilhører Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



Skan QR-koden for å se presentasjonsfilm.



Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

puls
et selskap i handicare

Puls as - Postboks 77 Leirdal, 1008 Oslo - Tlf. 23 32 30 00
www.puls-norge.no - kundeservice@puls-norge.no