


PressureGuard

Vendemadrass
med dynamisk funksjon




 *Sofies*



PressureGuard Vendemadrass

PressureGuard er en vendemadrass med unike funksjoner. Madrassen kan veksle mellom dynamisk-, statisk- og vendefunksjon. Den har Autofirm funksjon med 30 minutters tilbakestillingstid.



Sikkerhetskant

Madrassen har innebygde sikkerhetsvegger av skum som forsikrer forflytning og minimerer risikoen for fall.




Unikt Geo-Matt design

Reduserer friksjon i overflaten med sine 800 individuelle celler.




Nedsunket hælparti

Avlaster trykket mot hælene.



Madrassen kan veksle mellom dynamisk funksjon og vendefunksjon ved et enkelt tastetrykk. Vendemadrass egner seg godt for trykksårforebygging og – behandling opp til og med sårgrad 4. Madrassen egner seg godt for pasienter med nedsatt bevegelse, og nedsatt lungekapasitet. Vendemadrasser har enda større trykkavlastende effekt enn dynamiske madrasser, da man avlastet en hel side på pasienten om gangen. Vendemadrasser eliminerer helt behovet for et snuregime, noe man må ha ved bruk av statiske og dynamiske madrasser.



PressureGuard vendemadrass har tre "Shear Transfer Zones" innebygget i trekket for å optimalisere forflytning.

Artikkelnummer	Beskrivelse	Dimensjon
5875LR-29	APM2 med digital kontrollenhet	190x90x18 cm
5880LR-29	APM2 med digital kontrollenhet	202x90x18 cm
5884LR-29	APM2 med digital kontrollenhet	212x90x18 cm
5900	Digital kontrollenhet	
Trek: Antimicrobial, anti-mugg og flammehemmende inkontinestrek		
Kontrollenhet:	Vekt 2,8 kg	Mål: 90,5x19x13 cm
	Volt 240	Maks. spenning 1.0 Amp
	Frekvens 60Hz	Sertifisert IEC 60601-1
Maks. brukervekt: 160 kg	Madrassens vekt: ca. 9 kg	18 måneders garanti (alle deler)



Digital Multifunksjons kontrollenhet

Lettvektig og stillestående pumpe som er meget brukervennlig og intuitiv. Lys og lydalarm for lavt trykk og strømbrudd. 30 minutters automatisk tilbakestilling ved bruk av Auto Firm. Velg mellom Vende-, Dynamisk, Autofirm eller Statisk modus.

