

KONTAKTMATTE / TRÅKKEMATTE
Produktark



MATTE brukes for å registrere om en person passerer et område hvor tråkkematta ligger. På tråkkematta er det montert en ledning med konnektor. Dersom ledningen er tilkoblet en sender, vil varslingen kunne sendes trådløst til andre mottakere.

Varslingshjelpemidler, delkontrakt 7:
Beslutningsstøtte til bruker og delkontrakt 8:
Trådløs varsling til nærpersion.

Eksempler på bruk:

Eksempel 1: MATTE med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og Junior Lommevibrator for vandringsalarm		
		
MATTE HMS nr.: 162290	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	Junior Lommevibrator Vandringsalarm Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 2: MATTE med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og NORA Flexiwatch		
		
MATTE HMS nr.: 162290	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:
Eksempel 3: MATTE med Talevarsler		

	
<p>MATTE HMS nr.: 162290</p>	<p>Talevarsler Talepåminner for påminnelser og beslutningsstøtte. HMS-nr.: 253497</p>