

MATTESENSOR FOR SENG / SENGEMATTE

Produktark





Sengesensoren kobles til sender, og gir varsel til omsorgsperson om brukeren forlater sengen / ikke returnerer til sengen, eller til en Talevarsler for påminning om at det er på tide å stå opp. Den store flaten gjør den godt egnet for brukere som ikke bruker "hele sengen".

Det kan benyttes en PIR-Gardin sensor (HMS 232651). Denne festes under sengen, og detekterer bevegelse så snart brukeren er i ferd med å sette føttene ut av sengen.

Varslingshjelpemidler, delkontrakt 8: Trådløs varsling til nærpersion.

Eksempler på bruk:

Eksempel 1: SENGEMATTE med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og Junior Lommevibrator for vandringsalarm		
		
SENGEMATTE HMS nr.: 231018	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	Junior Lommevibrator Vandring Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 2: SENGEMATTE med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og NORA Flexiwatch		
		
SENGEMATTE HMS nr.: 231018	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:

Eksempel 3: SENGEMATTE med Talevarsler	
	
<p>SENGEMATTE HMS nr.: 231018</p>	<p>Talevarsler Talepåminner for påminnelser og beslutningsstøtte. HMS-nr.: 253497</p>