




StimuLITE®

ON TOP VENTILERENDE TREKK



FOR TRYKKAVLASTNING OG FORBEDRET SITTEKOMFORT


Sett StimuLITE® OnTop på plass (trekke den f.eks. over en sittepute eller legg den på en stol) og opplev umiddelbart hvordan din pute blir luftigere (pustende) og håller varme og fuktighet nivåer under kontroll.

OnTop ventilerende trekk har en innebygd StimuLITE® teppe og således et enestående ventilasjonssystem: tusenvis av hull i honeycomb cellene tillåter luft å sirkulere og fuktighet fordampe, slik at du sitter kjølig og tørt. Vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel, enkelt å sette på – StimuLITE® OnTop ventilerende trekk passer til alle sitteputer uansett merke. OnTop ventilerende trekk er liksom alle StimuLITE® produkter antibakteriell og hindrer soppvekst, luktfri etter vask.

StimuLITE® OnTop Ventilerende Trekk

Størrelse	Art.nr.	HMS nr.
b36 d36 h0-12	SOT1414	207525
b41 d41 h0-12	SOT1616	207526
b41 d46 h0-12	SOT1618	207527
b46 d46 h0-12	SOT1818	207528
b51 d51 h0-12	SOT2020	207529

Trekket er tøyelig pluss / minus 2 cm. Passer til puter opp til 12 cm høyde. Husk at hvis puten har en dyp sittegropp, trenger du kanskje en større størrelse.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alle StimuLITE sitteputer er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Tel: +(47) 48 50 32 97
email: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com

