


# StimuLITE®

## TRYKKAVLASTANDE HONEYCOMB TEPPE

*Allsidige løsninger for trykkavlastning i sitte og posisjonering*



StimuLITE® Honeycomb tepper er fleksibel og allsidig. De kan brukes overalt hvor økt trykkavlastning og ventilasjon er nødvendig. Eksempler er seter, posisjoneringsapplikasjoner eller langvarig liggende, justeringer eller for pustende eller utformet ryggstøtte. Materialet følger alle former, er holdbare og kan bli kuttet med en saks eller varm kniv i en hvilken som helst størrelse. Bore- eller knutelås kan limes med kontaktlim eller sys med en industriell symaskin.

For posisjoneringsløsninger med direkte hudkontakt kan StimuLITE® Honeycomb tepper brukes med tekstiltrekk på den ene siden, slik at armen eller hodet kan hvile uten behov for ekstra polstring.



StimuLITE® Honeycomb tepper er egnet for å øke trykkavlastning og komfort av sitteplasser både på kontoret, i hjemme eller på hagemøbler, i sportsutstyr og på reiser. En tynn teppe med åpne celler på begge sider brukes ofte i sengetøy eller hygiene miljø.

StimuLITE® Honeycomb teppe er lett å holde ren. I motsetning til mange andre materialer, påvirket dette avanserte materialer ikke av kroppsvæsker og er lukt resistente. Materialet kan vaskes i maskin på 60° og tørkes i tørketrommel eller tørkeskåp. Kan også desinfiseres med Virkon.

Hvis du er ekstremt følsomme for trykk, er StimuLITE® Honeycomb tepper nå tilgjengelig i en ekstra myk versjon.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.










Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S  
Postboks 157 1378 Nesbru  
Tel: +(47) 48 50 32 97  
email: [ordre@rehabshop.com](mailto:ordre@rehabshop.com)  
[www.rehabshop.as](http://www.rehabshop.as)





	Konstruksjon	Art.nr	HMS nr.	Bred	Lenge	Høy	Beskrivning
	Helt åpne celler på begge sider	SBS-1 SBS-1 90/60 SBS-1/48	207516 230172 230173	60 cm 60 cm 60 cm	60 cm 90 cm 120 cm	1,25 cm 1,25 cm 1,25 cm	Brukes til ulike sitteflater, dusjstol, kommode. etc. Gir stabilitet gjennom økt friksjon
	Åpne celler ene side, perforerad plastfilm på andre siden	SBS-2 SBS-2 90/60 SBS-2/48	207517 230174 230175	60 cm 60 cm 60 cm	60 cm 90 cm 120 cm	1,25 cm 1,25 cm 1,25 cm	Et lager av celler, en festeflate, lett å danne over all overflater med åpne celler opp. SBS-2, 4, og 5 har samme funksjon, tykkere matter gi mer trykkavlastning
	Åpne celler ene side, perforerad plastfilm på andre siden	SBS-2/XS	207518	60 cm	60 cm	1,25 cm	Et lag med ekstra myke celler for sensitiv hud. Har samme funksjon og trykkavlastning som SBS 2 teppe. Rekommandert till bruk på mykt underlag
	Åpne celler ene side, luftgjennomtrengelig stoff på andre siden	SBS-3 SBS-3 90/60 SBS-3/48	207519 230176 230177	60 cm 60 cm 60 cm	60 cm 90 cm 120 cm	1,25 cm 1,25 cm 1,25 cm	Et lag med celler. Stoff på den ene siden eliminerer behovet for trekk og minimerer slitasje på arm og hodestøtte
	Åpne celler ene side, perforerad plastfilm på andre siden	SBS-4 SBS-4 90/60 SBS-4/48	207520 230178 230179	60 cm 60 cm 60 cm	60 cm 90 cm 120 cm	1,70 cm 1,70 cm 1,70 cm	Et lager av celler, en festeflate, lett å danne over all overflater med åpne celler opp. SBS-2, 4, og 5 har samme funksjon, tykkere matter gi mer trykkavlastning
	Åpne celler ene side, perforerad plastfilm på andre siden	SBS-5 SBS-5 90/60 SBS-5/48	207521 230180 230181	60 cm 60 cm 60 cm	60 cm 90 cm 120 cm	2,50 cm 2,50 cm 2,50 cm	Et lager av celler, en festeflate, lett å danne over all overflater med åpne celler opp. SBS-2, 4, og 5 har samme funksjon, tykkere matter gi mer trykkavlastning
	Åpne celler ene side, perforerad plastfilm på andre siden	SBS-5/XS	207522	60 cm	60 cm	2,50 cm	Et lag med ekstra myke celler for sensitiv hud. Har samme funksjon og trykkavlastning som SBS 5 teppe. Rekommandert till bruk på mykt underlag
	Åpne celler ene side, perforerad plastfilm på andre siden	SBS-6	207523	60 cm	60 cm	2,50 cm	To lag av celler, god trykkfordeling. Brukes for ryggstøtte eller posisjonering, og sitteflatene på tyngre eller trykkfølsomme brukere
	Ingen åpne celler. Perforerte plastfilm på begge sider	SBS-7	207524	60 cm	60 cm	2,00 cm	Et lag av celler, opplevs som den mest solide teppe. For posisjoneringsskil for feil bekken, scoliosuttag, fotstøtter

