



Star StarLock og Standard Air

Prisforhandlede sitteputer med luft

 **etac**[®]



Prisforhandlet fra 01.12.18

Med løsninger for:

Trykksår - Forebygging og behandling, Posisjonering - Symmetri og Stabilitet.

Det kan gå raskt å utvikle trykksår, men måneder å lege det. Det er ikke komplisert eller dyrt å forebygge trykksår, men det er kostbart å behandle trykksår.

Undersøkelser viser at mer enn 95% av alle trykksår kunne vært unngått.*

Vevsdeformasjon kan forårsake trykksår.

Forskning på trykksår de siste 5-10 årene har fokusert på deformasjonsprosessene i trykkbelastet vev. Disse prosessene er en kombinasjon av trykk og skyvkrefter når vev blir strukket/deformert rundt benfremspring når man sitter eller ligger.

Forskningen viser også at mengde og utvikling av vevsdeformasjonen er sterkt påvirket av den omsluttende overflaten, for rullestolbrukere; seteputen.

(Loerakker 2010, Levy 2013)


Deformasjon og omsluttende effekt.

En pute skal forme seg mer etter kroppen, enn kroppen skal forme seg etter puten. I tillegg til at man skal synke inn i en pute, skal den forme seg etter og omslutte kroppen mest mulig. Når kroppsvekten blir fordelt over et større område, blir vevet mindre deformert.

(Sprigle 2005)


* NPUAP sammenlignet kostnadene for trykksårbehandling mot kostnadene ved trykksår forebygging. Resultat: Forebygging av trykksår er kostnadsbesparende. (Barbara Braden 2012)

Red at 96 mmHg



StarLock 13cm lukket

StarLock 13cm åpen



Trykksår kategorier.

Trykksår inndeles i alvorlighetsgrader, kategori I: vedvarende rødhet (forårsaket av et sår dypt inne i vevet), til kategori IV: sår, ofte med nekrose, inn til benvev. Legg merke til at et kategori I trykksår bør behandles som et sår og ikke som rødhet i huden.

Se www.EPUAP.org/puclas for mer informasjon.

Risikoanalyser

For å evaluere en persons risiko for å utvikle trykksår kan man bruke risikoanalyseverktøy som f.eks. Braden eller Norton's.

Star luftcelle puter

- Flere modeller
- God trykkfordelende effekt
- Laget i høykvalitets neopren



Star neopren luftcelleputer

- Omslutter kroppens form effektivt
- Gir minimal vevsdeformasjon
- Luftputer gir økt sittetoleransen i forhold til skumputer

Alle Star puter holder høy kvalitet og har spesielt gode trykksårforebyggende egenskaper. Putene har meget gode posisjonerende og stabiliserende egenskaper. Disse kvalitetene og egenskapene øker brukers sittetoleranse over tid.



Jonas er 44 år og har sittet i rullestol siden 2005 da han ble skadet i en kite ulykke. Rygggraden hans ble skadet på nivå TH 7/8. I dag lever han et aktivt liv med jobb og familie. Jonas har akkurat begynt å bruke en Star Stabil luftcelle pute og er imponert over dens komfort og stabilitet.



StarLock

StarLock puten kombinerer utmerket trykkfordeling med nesten ubegrensede posisjoneringsmuligheter og stabilitet.

Air Cell Locking teknologien

For luftcelleputer har alltid kombinasjonen av trykkfordelende kvaliteter, posisjonering og stabilitet vært et vanskelig kompromiss. StarLock leverer på alle disse egenskaper.

Med den patenterte Air Cell Locking teknologien kan luften mellom StarLock luftcellene låses og dermed individuelt tilpasses brukerens behov for posisjonering og stabilitet. Samtidig beholder puten sine gode trykkfordelende egenskaper. StarLock puter gir det høyeste nivå av terapeutisk forebyggende effekt og behandling av trykksår, for alle trykksår kategorier, sammen med unike posisjonerende muligheter og stabilitet. Starlock kan fås i høydene 5, 7.5, 10 og 13 cm. For brukere med betydelig atrofi i setemuskulaturen, anbefaler vi 13 cm cellehøyde. Starlock puten kan også enkelt brukes som enkammer pute.



StarLock pute leveres komplett med et glatt og tøyelig trekk, håndpumpe, brukermanual og reparasjonssett.

Brukervekt

Ingen grense så lenge puten er i riktig størrelse og tilpasset brukeren

Materiale, pute

Høykvalitets lateksfri gullfarget Neopren. Tilpasningsdyktig og flammehemmende.

Materiale, trekk

Topp og sider: 83% rivsikker nylon (Ikke-absorberende stoff som puster) 17% Lycra.
Bunn: Veve polyester belagt med polyvinyl (Antimikrobielt behandlet for å hindre vekst av luftfremkallende bakterier og mugg) Flammehemmende.

Inkontinenstrekk


Topp og sider: 78% Nylon 22% Spandex trukket med Polyurethanfilm.
Bunn: Veve polyester trukket med polyvinyl (se standard trekk).

Rengjøring

Putte: Håndvaskes med såpe, bakepulver eller eddik. Ved desinfeksjon, bruk 70% desinfiseringsløsning. Kan vaskes i maskin på maks 60 °C i maksimum 10 min.
Anbefalt temperatur 40 °C. Trekk: Vaskes i maskin på 60 °C, må ikke blekes.




Egenskaper




Innsynking og omsluttende effekt

Lar brukeren synke inn i puten. StarLock med høyprofil luftceller gir best omsluttende effekt.



Korreksjon av asymmetri i bekken

Puten skaper en stabil sitteposisjon. Cellelås-teknologien gir en individuell og presis korreksjon av asymmetrier i bekkenet.



Trykkfordeling

Utmerkede trykkfordelingskvaliteter, selv for kategori IV sår. Cellelåsemekanismen gir også trykkfrie soner. For brukere med betydelig atrofi i setemuskelatur anbefales 13 cm cellehøyde.

Reguleringsmuligheter

For å regulere lufttrykket og låsemekanismen, se side 11.



Høyre side foran har et lavere lufttrykk for å gi kontakt med gulvet. Venstre lår og bekken er samtidig godt støttet.

Perfekt trykkfordeling og en stabil posisjon som forenkler aktivitet.

I tillegg til perfekt trykkfordeling, gir StarLock også optimale forhold for fremdrift med foten når man sitter i rullestol.

Tilbehør



Inkontinestreck

Glatt og 4-veis stretch. Pustende.



Artikkelnummer StarLock

HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde	Til rullestolbredde	Til rullestoldybde
244940	ESSL40909-1	26 x 26cm	10cm	22 - 25cm	24 - 27cm
244941	ESSL40911-1	26 x 30cm	10cm	22 - 25cm	28 - 31cm
244942	ESSL40913-1	26 x 34cm	10cm	22 - 25cm	31 - 35cm
244943	ESSL41109-1	30 x 26cm	10cm	26 - 30cm	24 - 27cm
244944	ESSL41111-1	30 x 30cm	10cm	26 - 30cm	28 - 31cm
244945	ESSL41113-1	30 x 34cm	10cm	26 - 30cm	31 - 35cm
244946	ESSL41115-1	30 x 39cm	10cm	26 - 30cm	36 - 40cm
244947	ESSL41309-1	34 x 26cm	10cm	31 - 35cm	24 - 27cm
244948	ESSL41311-1	34 x 30cm	10cm	31 - 35cm	28 - 31cm
244949	ESSL41313-1	34 x 34cm	10cm	31 - 35cm	31 - 35cm
244950	ESSL41315-1	34 x 39cm	10cm	31 - 35cm	36 - 40cm
244951	ESSL41317-1	34 x 44cm	10cm	31 - 35cm	40 - 45cm
244952	ESSL41511-1	39 x 30cm	10cm	36 - 40cm	28 - 31cm
244953	ESSL41513-1	39 x 34cm	10cm	36 - 40cm	31 - 35cm
244954	ESSL41515-1	39 x 39cm	10cm	36 - 40cm	36 - 40cm
244955	ESSL41517-1	39 x 44cm	10cm	36 - 40cm	40 - 45cm
244956	ESSL41519-1	39 x 49cm	10cm	36 - 40cm	45 - 50cm
244957	ESSL41521-1	39 x 53cm	10cm	36 - 40cm	50 - 55cm
244958	ESSL41713-1	44 x 34cm	10cm	40 - 44cm	31 - 35cm
244959	ESSL41715-1	44 x 39cm	10cm	40 - 44cm	36 - 40cm
244960	ESSL41717-1	44 x 44cm	10cm	40 - 44cm	40 - 45cm
244961	ESSL41719-1	44 x 49cm	10cm	40 - 44cm	45 - 50cm
244962	ESSL41721-1	44 x 53cm	10cm	40 - 44cm	50 - 55cm
244963	ESSL41915-1	49 x 39cm	10cm	44 - 49cm	36 - 40cm
244964	ESSL41917-1	49 x 44cm	10cm	44 - 49cm	40 - 45cm
244965	ESSL41919-1	49 x 49cm	10cm	44 - 49cm	45 - 50cm
244966	ESSL41921-1	49 x 53cm	10cm	44 - 49cm	50 - 55cm
244967	ESSL42115-1	53 x 39cm	10cm	49 - 54cm	40 - 45cm
244968	ESSL42117-1	53 x 44cm	10cm	49 - 54cm	45 - 50cm
244969	ESSL42119-1	53 x 49cm	10cm	49 - 54cm	50 - 55cm
244970	ESSL42121-1	53 x 53cm	10cm	49 - 54cm	55 - 60cm
244971	ESSL51010-1	26 x 26cm	13cm	22 - 26cm	24 - 27cm
244972	ESSL51012-1	26 x 30cm	13cm	22 - 26cm	28 - 32cm
244973	ESSL51014-1	26 x 36cm	13cm	22 - 26cm	33 - 38cm
244974	ESSL51210-1	30 x 26cm	13cm	27 - 32cm	24 - 27cm
244975	ESSL51212-1	30 x 30cm	13cm	27 - 32cm	28 - 32cm
244976	ESSL51214-1	30 x 36cm	13cm	27 - 32cm	33 - 38cm
244977	ESSL51216-1	30 x 41cm	13cm	27 - 32cm	39 - 43cm
244978	ESSL51410-1	36 x 26cm	13cm	33 - 37cm	24 - 27cm
244979	ESSL51412-1	36 x 30cm	10cm	33 - 37cm	28 - 32cm
244980	ESSL51414-1	36 x 36cm	13cm	33 - 37cm	33 - 38cm
244981	ESSL51416-1	36 x 41cm	13cm	33 - 37cm	39 - 43cm
244982	ESSL51418-1	36 x 46cm	13cm	38 - 43cm	44 - 48cm
244983	ESSL51612-1	41 x 30cm	13cm	38 - 43cm	28 - 32cm
244984	ESSL51614-1	41 x 36cm	13cm	38 - 43cm	33 - 38cm
244985	ESSL51616-1	41 x 41cm	13cm	38 - 43cm	39 - 43cm
244986	ESSL51618-1	41 x 46cm	13cm	38 - 43cm	44 - 48cm
244987	ESSL51620-1	41 x 51cm	13cm	38 - 43cm	49 - 53cm
244988	ESSL51622-1	41 x 56cm	13cm	38 - 43cm	54 - 58cm
244989	ESSL51814-1	46 x 36cm	13cm	43 - 48cm	33 - 38cm
244990	ESSL51816-1	46 x 41cm	13cm	43 - 48cm	39 - 43cm
244991	ESSL51818-1	46 x 46cm	13cm	43 - 49cm	44 - 48cm
244992	ESSL51820-1	46 x 51cm	13cm	43 - 49cm	49 - 53cm
244993	ESSL51822-1	46 x 56cm	13cm	43 - 49cm	54 - 58cm
244994	ESSL52016-1	51 x 41cm	13cm	48 - 53cm	39 - 43cm
244995	ESSL52018-1	51 x 46cm	13cm	48 - 53cm	44 - 48cm
244996	ESSL52020-1	51 x 51cm	13cm	48 - 53cm	49 - 53cm
244997	ESSL52022-1	51 x 56cm	13cm	48 - 53cm	54 - 58cm
244998	ESSL52216-1	56 x 41cm	13cm	53 - 58 cm	44 - 48cm
244999	ESSL52218-1	56 x 46cm	13cm	53 - 58 cm	49 - 53cm
245000	ESSL52220-1	56 x 51cm	13cm	53 - 58 cm	54 - 58cm
245001	ESSL52222-1	56 x 56cm	13cm	53 - 58 cm	59 - 63cm

Artikkelnummer standard trekk m/lomme til StarLock

HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde	HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde
245126	ESFCSL40909	26 x 26cm	10cm	245157	ESFCSL51010	26 x 26cm	13cm
245127	ESFCSL40911	26 x 30cm	10cm	245158	ESFCSL51012	26 x 30cm	13cm
245128	ESFCSL40913	26 x 34cm	10cm	245159	ESFCSL51014	26 x 36cm	13cm
245129	ESFCSL41109	30 x 26cm	10cm	245160	ESFCSL51210	30 x 26cm	13cm
245130	ESFCSL41111	30 x 30cm	10cm	245161	ESFCSL51212	30 x 30cm	13cm
245131	ESFCSL41113	30 x 34cm	10cm	245162	ESFCSL51214	30 x 36cm	13cm
245132	ESFCSL41115	30 x 39cm	10cm	245163	ESFCSL51216	30 x 41cm	13cm
245133	ESFCSL41309	34 x 26cm	10cm	245164	ESFCSL51410	36 x 26cm	13cm
245134	ESFCSL41311	34 x 30cm	10cm	245165	ESFCSL51412	36 x 30cm	10cm
245135	ESFCSL41313	34 x 34cm	10cm	245166	ESFCSL51414	36 x 36cm	13cm
245136	ESFCSL41315	34 x 39cm	10cm	245167	ESFCSL51416	36 x 41cm	13cm
245137	ESFCSL41317	34 x 44cm	10cm	245168	ESFCSL51418	36 x 46cm	13cm
245138	ESFCSL41511	39 x 30cm	10cm	245169	ESFCSL51612	41 x 30cm	13cm
245139	ESFCSL41513	39 x 34cm	10cm	245170	ESFCSL51614	41 x 36cm	13cm
245140	ESFCSL41515	39 x 39cm	10cm	245171	ESFCSL51616	41 x 41cm	13cm
245141	ESFCSL41517	39 x 44cm	10cm	245172	ESFCSL51618	41 x 46cm	13cm
245142	ESFCSL41519	39 x 49cm	10cm	245173	ESFCSL51620	41 x 51cm	13cm
245143	ESFCSL41521	39 x 53cm	10cm	245174	ESFCSL51622	41 x 56cm	13cm
245144	ESFCSL41713	44 x 34cm	10cm	245175	ESFCSL51814	46 x 36cm	13cm
245145	ESFCSL41715	44 x 39cm	10cm	245176	ESFCSL51816	46 x 41cm	13cm
245146	ESFCSL41717	44 x 44cm	10cm	245177	ESFCSL51818	46 x 46cm	13cm
245147	ESFCSL41719	44 x 49cm	10cm	245178	ESFCSL51820	46 x 51cm	13cm
245148	ESFCSL41721	44 x 53cm	10cm	245179	ESFCSL51822	46 x 56cm	13cm
245149	ESFCSL41915	49 x 39cm	10cm	245180	ESFCSL52016	51 x 41cm	13cm
245150	ESFCSL41917	49 x 44cm	10cm	245181	ESFCSL52018	51 x 46cm	13cm
245151	ESFCSL41919	49 x 49cm	10cm	245182	ESFCSL52020	51 x 51cm	13cm
245152	ESFCSL41921	49 x 53cm	10cm	245183	ESFCSL52022	51 x 56cm	13cm
245153	ESFCSL42115	53 x 39cm	10cm	245184	ESFCSL52216	56 x 41cm	13cm
245154	ESFCSL42117	53 x 44cm	10cm	245185	ESFCSL52218	56 x 46cm	13cm
245155	ESFCSL42119	53 x 49cm	10cm	245186	ESFCSL52220	56 x 51cm	13cm
245156	ESFCSL42121	53 x 53cm	10cm	245187	ESFCSL52222	56 x 56cm	13cm

Artikkelnummer inkontinenstrekk m/lomme til StarLock

HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde	HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde
245002	ESICCSL40909	26 x 26cm	10cm	245033	ESICCSL51010	26 x 26cm	13cm
245003	ESICCSL40911	26 x 30cm	10cm	245034	ESICCSL51012	26 x 30cm	13cm
245004	ESICCSL40913	26 x 34cm	10cm	345035	ESICCSL51014	26 x 36cm	13cm
245005	ESICCSL41109	30 x 26cm	10cm	245036	ESICCSL51210	30 x 26cm	13cm
245006	ESICCSL41111	30 x 30cm	10cm	245037	ESICCSL51212	30 x 30cm	13cm
245007	ESICCSL41113	30 x 34cm	10cm	245038	ESICCSL51214	30 x 36cm	13cm
245008	ESICCSL41115	30 x 39cm	10cm	245039	ESICCSL51216	30 x 41cm	13cm
245009	ESICCSL41309	34 x 26cm	10cm	245040	ESICCSL51410	36 x 26cm	13cm
245010	ESICCSL41311	34 x 30cm	10cm	245041	ESICCSL51412	36 x 30cm	10cm
245011	ESICCSL41313	34 x 34cm	10cm	245042	ESICCSL51414	36 x 36cm	13cm
245012	ESICCSL41315	34 x 39cm	10cm	245043	ESICCSL51416	36 x 41cm	13cm
245013	ESICCSL41317	34 x 44cm	10cm	245044	ESICCSL51418	36 x 46cm	13cm
245014	ESICCSL41511	39 x 30cm	10cm	245045	ESICCSL51612	41 x 30cm	13cm
245015	ESICCSL41513	39 x 34cm	10cm	245046	ESICCSL51614	41 x 36cm	13cm
245016	ESICCSL41515	39 x 39cm	10cm	245047	ESICCSL51616	41 x 41cm	13cm
245017	ESICCSL41517	39 x 44cm	10cm	245048	ESICCSL51618	41 x 46cm	13cm
245018	ESICCSL41519	39 x 49cm	10cm	245049	ESICCSL51620	41 x 51cm	13cm
245019	ESICCSL41521	39 x 53cm	10cm	245050	ESICCSL51622	41 x 56cm	13cm
245020	ESICCSL41713	44 x 34cm	10cm	245051	ESICCSL51814	46 x 36cm	13cm
245021	ESICCSL41715	44 x 39cm	10cm	245052	ESICCSL51816	46 x 41cm	13cm
245022	ESICCSL41717	44 x 44cm	10cm	245053	ESICCSL51818	46 x 46cm	13cm
245023	ESICCSL41719	44 x 49cm	10cm	245054	ESICCSL51820	46 x 51cm	13cm
245024	ESICCSL41721	44 x 53cm	10cm	245055	ESICCSL51822	46 x 56cm	13cm
245025	ESICCSL41915	49 x 39cm	10cm	245056	ESICCSL52016	51 x 41cm	13cm
245026	ESICCSL41917	49 x 44cm	10cm	245057	ESICCSL52018	51 x 46cm	13cm
245027	ESICCSL41919	49 x 49cm	10cm	245058	ESICCSL52020	51 x 51cm	13cm
245028	ESICCSL41921	49 x 53cm	10cm	245059	ESICCSL52022	51 x 56cm	13cm
245029	ESICCSL42115	53 x 39cm	10cm	245060	ESICCSL52216	56 x 41cm	13cm
245030	ESICCSL42117	53 x 44cm	10cm	245061	ESICCSL52218	56 x 46cm	13cm
245031	ESICCSL42119	53 x 49cm	10cm	245062	ESICCSL52220	56 x 51cm	13cm
245032	ESICCSL42121	53 x 53cm	10cm	245063	ESICCSL52222	56 x 56cm	13cm



Star Standard Air


Enkammer luftcellepute med utmerkede trykkfordelende egenskaper.

Høy innsynking og med fremragende omsluttende effekt.

Trykkfordeling på sitt beste med omsluttende kvaliteter i enkammer Standard Air puteserie. Flexibiliteten i neopren cellene gjør at cellene former seg rundt baken og holder deformasjonen av hudvevet på et svært lavt nivå. Standard Air kan fås i fire høyder; 5, 7.5, 10 og 13 (MAX-Immerse) cm. Høyere luftceller gir bedre trykkfordeling.




Egenskaper



Nedsenking og omsluttende effekt

Lar brukeren synke inn i puten. StarLock med høye celler gir den beste omsluttende effekten.



Trykkfordeling

Utmerkede trykkfordelende egenskaper, også for kategori IV sår.

Tilbehør



Inkontinenstrekk

Glatt og 4-veis stretch. Pustende.

Maks brukervekt

Ingen grense så lenge puten er i riktig størrelse og tilpasset brukeren

Materiale, pute

Høykvalitets lateksfri gullfarget Neopren. Tilpasningsdyktig og flammehemmende.

Materiale, trekk

Topp og sider: 83% rivesikker nylon (Ikke-absorberende stoff som puster) 17% Lycra.
Bunn: Vevet polyester belagt med polyvinyl (Antimikrobielt behandlet for å hindre vekst av lukt fremkallende bakterier og mugg) Flammehemmende.

Inkontinenstrekk

Topp og sider: 78% Nylon 22% Spandex trukket med Polyurethanfilm.
Bunn: Vevet polyester trukket med polyvinyl (se standard trekk).

Rengjøring

Pute: Håndvaskes med såpe, bakepulver eller eddik. Ved desinfeksjon, bruk 70% desinfiseringsløsning. Kan vaskes i maskin på maks 60°C i maksimum 10 min.
Anbefalt temperatur 40°C. Trekk: Vaskes i maskin på 60°C, må ikke blekes.



Hvordan og hvorfor?

Hvorfor velge Star luftcellepute?


- Star puter gir det høyeste nivå av terapeutisk forebygging og behandling av trykksår, for alle trykksår kategorier.
- Jo høyere celler, desto bedre trykkfordeling.
- Star puter er kjent for sin stabilitet og sine posisjonerende kvaliteter.
- Star puter forbedrer brukerens sittetoleranse over tid.

Hvordan regulere lufttrykket?




- Pump opp puten.
- Posisjoner brukeren på puten.
- Slipp ut luft.

Hvordan velge størrelse?



Bredde: Dersom putens størrelse ikke passer nøyaktig med rullestolens bredde, anbefaler vi å gå opp en putestørrelse.

Dybde: Når rullestolen har regulerbart ryggtrekk, pass på at du måler setedybden korrekt.



- Sjekk med hånden, det skal være 2–3 cm avstand fra putebunnen til brukerens bakende.
- Sjekk alltid den laveste siden først ved ved asymmetri.
- Ved behov kan mer luft pumpes inn i puten med brukeren sittende på puten.
- Med høyere celler vil brukeren synke dypere inn i puten og dermed også øke trykkfordelingen.



Artikkelnummer Standard Air

HMS nr	Art. nr.	B x D	Høyde	Til rullestolbredde	Til rullestoldybde
244878	ESMC0909-1	26 x 26cm	7,5cm	22 - 26cm	24 - 27cm
244879	ESMC0911-1	26 x 30cm	7,5cm	22 - 26cm	28 - 31cm
244880	ESMC0913-1	26 x 34cm	7,5cm	22 - 26cm	31 - 35cm
244881	ESMC1109-1	30 x 26cm	7,5cm	27 - 32cm	24 - 27cm
244882	ESMC1111-1	30 x 30cm	7,5cm	27 - 32cm	28 - 31cm
244883	ESMC1113-1	30 x 34cm	7,5cm	27 - 32cm	31 - 35cm
244884	ESMC1115-1	30 x 39cm	7,5cm	27 - 32cm	36 - 40cm
244885	ESMC1309-1	34 x 26cm	7,5cm	33 - 37cm	24 - 27cm
244886	ESMC1311-1	34 x 30cm	7,5cm	33 - 37cm	28 - 31cm
244887	ESMC1313-1	34 x 34cm	7,5cm	33 - 37cm	31 - 35cm
244888	ESMC1315-1	34 x 39cm	7,5cm	33 - 37cm	36 - 40cm
244889	ESMC1317-1	34 x 44cm	7,5cm	38 - 43cm	40 - 45cm
244890	ESMC1511-1	39 x 30cm	7,5cm	38 - 43cm	28 - 31cm
244891	ESMC1513-1	39 x 34cm	7,5cm	38 - 43cm	31 - 35cm
244892	ESMC1515-1	39 x 39cm	7,5cm	38 - 43cm	36 - 40cm
244893	ESMC1517-1	39 x 44cm	7,5cm	38 - 43cm	40 - 45cm
244894	ESMC1519-1	39 x 49cm	7,5cm	38 - 43cm	45 - 45cm
244895	ESMC1521-1	39 x 53cm	7,5cm	38 - 43cm	50 - 55cm
244896	ESMC1713-1	44 x 34cm	7,5cm	43 - 48cm	31 - 35cm
244897	ESMC1715-1	44 x 39cm	7,5cm	43 - 48cm	36 - 40cm
244898	ESMC1717-1	44 x 44cm	7,5cm	43 - 49cm	40 - 45cm
244899	ESMC1719-1	44 x 49cm	7,5cm	43 - 49cm	45 - 50cm
244900	ESMC1721-1	44 x 53cm	7,5cm	43 - 49cm	50 - 55cm
244901	ESMC1915-1	49 x 39cm	7,5cm	48 - 53cm	36 - 40cm
244902	ESMC1917-1	49 x 44cm	7,5cm	48 - 53cm	40 - 45cm
244903	ESMC1919-1	49 x 49cm	7,5cm	48 - 53cm	45 - 50cm
244904	ESMC1921-1	49 x 53cm	7,5cm	48 - 53cm	50 - 55cm
244905	ESMC2115-1	53 x 39cm	7,5cm	49 - 54cm	36 - 40cm
244906	ESMC2117-1	53 x 44cm	7,5cm	49 - 54cm	40 - 45cm
244907	ESMC2119-1	53 x 49cm	7,5cm	49 - 54cm	45 - 50cm
244908	ESMC2121-1	53 x 53cm	7,5cm	49 - 54cm	50 - 55cm
244909	ESSC0909-1	26 x 26cm	10cm	22 - 26cm	24 - 27cm
244910	ESSC0911-1	26 x 30cm	10cm	22 - 26cm	28 - 31cm
244911	ESSC0913-1	26 x 34cm	10cm	22 - 26cm	31 - 35cm
244912	ESSC1109-1	30 x 26cm	10cm	27 - 32cm	24 - 27cm
244913	ESSC1111-1	30 x 30cm	10cm	27 - 32cm	28 - 31cm
244914	ESSC1113-1	30 x 34cm	10cm	27 - 32cm	31 - 35cm
244915	ESSC1115-1	30 x 39cm	10cm	27 - 32cm	36 - 40cm
244916	ESSC1309-1	34 x 26cm	10cm	33 - 37cm	24 - 27cm
244917	ESSC1311-1	34 x 30cm	10cm	33 - 37cm	28 - 31cm
244918	ESSC1313-1	34 x 34cm	10cm	33 - 37cm	31 - 35cm
244919	ESSC1315-1	34 x 39cm	10cm	33 - 37cm	36 - 40cm
244920	ESSC1317-1	34 x 44cm	10cm	38 - 43cm	40 - 45cm
244921	ESSC1511-1	39 x 30cm	10cm	38 - 43cm	28 - 31cm
244922	ESSC1513-1	39 x 34cm	10cm	38 - 43cm	31 - 35cm
244923	ESSC1515-1	39 x 39cm	10cm	38 - 43cm	36 - 40cm
244924	ESSC1517-1	39 x 44cm	10cm	38 - 43cm	40 - 45cm
244925	ESSC1519-1	39 x 49cm	10cm	38 - 43cm	45 - 45cm
244926	ESSC1521-1	39 x 53cm	10cm	38 - 43cm	50 - 55cm
244927	ESSC1713-1	44 x 34cm	10cm	43 - 48cm	31 - 35cm
244928	ESSC1715-1	44 x 39cm	10cm	43 - 48cm	36 - 40cm
244929	ESSC1717-1	44 x 44cm	10cm	43 - 49cm	40 - 45cm
244930	ESSC1719-1	44 x 49cm	10cm	43 - 49cm	45 - 50cm
244931	ESSC1721-1	44 x 53cm	10cm	43 - 49cm	50 - 55cm
244932	ESSC1915-1	49 x 39cm	10cm	48 - 53cm	36 - 40cm
244933	ESSC1917-1	49 x 44cm	10cm	48 - 53cm	40 - 45cm
244934	ESSC1919-1	49 x 49cm	10cm	48 - 53cm	45 - 50cm
244935	ESSC1921-1	49 x 53cm	10cm	48 - 53cm	50 - 55cm
244936	ESSC2115-1	53 x 39cm	10cm	49 - 54cm	36 - 40cm
244937	ESSC2117-1	53 x 44cm	10cm	49 - 54cm	40 - 45cm
244938	ESSC2119-1	53 x 49cm	10cm	49 - 54cm	45 - 50cm
244939	ESSC2121-1	53 x 53cm	10cm	49 - 54cm	50 - 55cm

Artikkelnummer standard trekk Standard Air

HMS nr	Art. nr.	B x D	Høyde	HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde
245188	ESFC30909	26 x 26cm	7,5cm	245219	ESFC40909	26 x 26cm	10cm
245189	ESFC30911	26 x 30cm	7,5cm	245220	ESFC40911	26 x 30cm	10cm
245190	ESFC30913	26 x 34cm	7,5cm	245221	ESFC40913	26 x 34cm	10cm
245191	ESFC31109	30 x 26cm	7,5cm	245222	ESFC41109	30 x 26cm	10cm
245192	ESFC31111	30 x 30cm	7,5cm	245223	ESFC41111	30 x 30cm	10cm
245193	ESFC31113	30 x 34cm	7,5cm	245224	ESFC41113	30 x 34cm	10cm
245194	ESFC31115	30 x 39cm	7,5cm	245225	ESFC41115	30 x 39cm	10cm
245195	ESFC31309	34 x 26cm	7,5cm	245226	ESFC41309	34 x 26cm	10cm
245196	ESFC31311	34 x 30cm	7,5cm	245227	ESFC41311	34 x 30cm	10cm
245197	ESFC31313	34 x 34cm	7,5cm	245228	ESFC41313	34 x 34cm	10cm
245198	ESFC31315	34 x 39cm	7,5cm	245229	ESFC41315	34 x 39cm	10cm
245199	ESFC31317	34 x 44cm	7,5cm	245230	ESFC41317	34 x 44cm	10cm
245200	ESFC31511	39 x 30cm	7,5cm	245231	ESFC41511	39 x 30cm	10cm
245201	ESFC31513	39 x 34cm	7,5cm	245232	ESFC41513	39 x 34cm	10cm
245202	ESFC31515	39 x 39cm	7,5cm	245233	ESFC41515	39 x 39cm	10cm
245203	ESFC31517	39 x 44cm	7,5cm	245234	ESFC41517	39 x 44cm	10cm
245204	ESFC31519	39 x 49cm	7,5cm	245235	ESFC41519	39 x 49cm	10cm
245205	ESFC31521	39 x 53cm	7,5cm	245236	ESFC41521	39 x 53cm	10cm
245206	ESFC31713	44 x 34cm	7,5cm	245237	ESFC41713	44 x 34cm	10cm
245207	ESFC31715	44 x 39cm	7,5cm	245238	ESFC41715	44 x 39cm	10cm
245208	ESFC31717	44 x 44cm	7,5cm	245239	ESFC41717	44 x 44cm	10cm
245209	ESFC31719	44 x 49cm	7,5cm	245240	ESFC41719	44 x 49cm	10cm
245210	ESFC31721	44 x 53cm	7,5cm	245241	ESFC41721	44 x 53cm	10cm
245211	ESFC31915	49 x 39cm	7,5cm	245242	ESFC41915	49 x 39cm	10cm
245212	ESFC31917	49 x 44cm	7,5cm	245243	ESFC41917	49 x 44cm	10cm
245213	ESFC31919	49 x 49cm	7,5cm	245244	ESFC41919	49 x 49cm	10cm
245214	ESFC31921	49 x 53cm	7,5cm	245245	ESFC41921	49 x 53cm	10cm
245215	ESFC32115	53 x 39cm	7,5cm	245246	ESFC42115	53 x 39cm	10cm
245216	ESFC32117	53 x 44cm	7,5cm	245247	ESFC42117	53 x 44cm	10cm
245217	ESFC32119	53 x 49cm	7,5cm	245248	ESFC42119	53 x 49cm	10cm
245218	ESFC32121	53 x 53cm	7,5cm	245249	ESFC42121	53 x 53cm	10cm

Artikkelnummer inkotrekk Standard Air

HMS nr	Art. nr.	B x D	Høyde	HMS nr.	Art. nr.	B x D	Høyde
245064	ESICC30909	26 x 26cm	7,5cm	245095	ESICC40909	26 x 26cm	10cm
245065	ESICC30911	26 x 30cm	7,5cm	245096	ESICC40911	26 x 30cm	10cm
245066	ESICC30913	26 x 34cm	7,5cm	245097	ESICC40913	26 x 34cm	10cm
245067	ESICC31109	30 x 26cm	7,5cm	245098	ESICC41109	30 x 26cm	10cm
245068	ESICC31111	30 x 30cm	7,5cm	245099	ESICC41111	30 x 30cm	10cm
245069	ESICC31113	30 x 34cm	7,5cm	245100	ESICC41113	30 x 34cm	10cm
245070	ESICC31115	30 x 39cm	7,5cm	245101	ESICC41115	30 x 39cm	10cm
245071	ESICC31309	34 x 26cm	7,5cm	245102	ESICC41309	34 x 26cm	10cm
245072	ESICC31311	34 x 30cm	7,5cm	245103	ESICC41311	34 x 30cm	10cm
245073	ESICC31313	34 x 34cm	7,5cm	245104	ESICC41313	34 x 34cm	10cm
245074	ESICC31315	34 x 39cm	7,5cm	245105	ESICC41315	34 x 39cm	10cm
245075	ESICC31317	34 x 44cm	7,5cm	245106	ESICC41317	34 x 44cm	10cm
245076	ESICC31511	39 x 30cm	7,5cm	245107	ESICC41511	39 x 30cm	10cm
245077	ESICC31513	39 x 34cm	7,5cm	245108	ESICC41513	39 x 34cm	10cm
245078	ESICC31515	39 x 39cm	7,5cm	245109	ESICC41515	39 x 39cm	10cm
245079	ESICC31517	39 x 44cm	7,5cm	245110	ESICC41517	39 x 44cm	10cm
245080	ESICC31519	39 x 49cm	7,5cm	245111	ESICC41519	39 x 49cm	10cm
245081	ESICC31521	39 x 53cm	7,5cm	245112	ESICC41521	39 x 53cm	10cm
245082	ESICC31713	44 x 34cm	7,5cm	245113	ESICC41713	44 x 34cm	10cm
245083	ESICC31715	44 x 39cm	7,5cm	245114	ESICC41715	44 x 39cm	10cm
245084	ESICC31717	44 x 44cm	7,5cm	245115	ESICC41717	44 x 44cm	10cm
245085	ESICC31719	44 x 49cm	7,5cm	245116	ESICC41719	44 x 49cm	10cm
245086	ESICC31721	44 x 53cm	7,5cm	245117	ESICC41721	44 x 53cm	10cm
245087	ESICC31915	49 x 39cm	7,5cm	245118	ESICC41915	49 x 39cm	10cm
245088	ESICC31917	49 x 44cm	7,5cm	245119	ESICC41917	49 x 44cm	10cm
245089	ESICC31919	49 x 49cm	7,5cm	245120	ESICC41919	49 x 49cm	10cm
245090	ESICC31921	49 x 53cm	7,5cm	245121	ESICC41921	49 x 53cm	10cm
245091	ESICC32115	53 x 39cm	7,5cm	245122	ESICC42115	53 x 39cm	10cm
245092	ESICC32117	53 x 44cm	7,5cm	245123	ESICC42117	53 x 44cm	10cm
245093	ESICC32119	53 x 49cm	7,5cm	245124	ESICC42119	53 x 49cm	10cm
245094	ESICC32121	53 x 53cm	7,5cm	245125	ESICC42121	53 x 53cm	10cm



Den sittende posisjon er absolutt avhengig av sitteflaten.

God trykfordeling og form er viktig for å skape komfort og forbedre sittetoleransen over tid.

Luftcelleputer har vist seg å være det beste alternativet. Det unike Star luftcelledesign gir også den beste stabiliteten.

Ved å søke stabilitet gir det brukeren større forutsetninger for mobilitet og aktivitet.

Vi kaller det Ability Based Seating™.



“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer uavhengig av fysiske omstendigheter”

For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no.