

**VICAIR**<sup>®</sup>

## Vector O2

Vår mest stabile pute for rullestolbrukere



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Yes, you can.<sup>®</sup>

# Hvorfor Vicair?

Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middels og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.

Putene fra Vicair gir maksimal hudbeskyttelse, optimal postural støtte og er i tillegg svært brukervennlige. Kort oppsummert **#thepreperfectpackage!**

## Unikt design

I Vicair sitteputer og ryggputer brukes Vicair Technology™, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppens form. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

## Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer og ryggputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

## Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det ofte er behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinestrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

### SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.



# Vicair Vector O2

På anbud med NAV

**Vicair Vector O2 er en forhåndsformet pute bestående av 9 individuelle kamre.** Hvert kammer er designet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet, og puten gir med det en unik balanse mellom å bevare huden rundt sitteknutene og halebeinet, omfordeler trykket, stabilisere bekkenet og oppnå en hensiktsmessig plassering av lårbeina.

For individuell tilpasning og ved spesifikke behov kan fyllingen av de ni kamrene enkelt justeres. Dette kan være en fordel for brukere som: (1) trenger korrigerende eller tilpasning av bekkenskjevhet, (2) Ønsker (delvis) avlastning av sitteknuter og halbeinsområdet eller (3) Trenger korrigerende eller tilpasning for bedre posisjonering av lårene (f.eks. abduksjon eller ved ensidig fotfremdrift).

1. plass i delkontrakt 4 (6 cm)

1. plass i delkontrakt 5 (10 cm)

2. plass i delkontrakt 7 (10 cm)

✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet

✓ Forbedrer brukerens rekkevidde

✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **God støtte til trochanter**  
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende



Solid og holdbar fasong



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

# Vicair Junior Vector O2

På anbud med NAV

**Vicair Junior Vector O2 er velegnet for barn, og gir god komfort samtidig som den reduserer risikoen for trykksår.** Sitteputen er delt opp i 9 individuelle kamre med hundrevis av luftfylte SmartCells for god individuell tilpasning. Puten gir gode justeringsmuligheter ved komplekse posisjoneringsbehov og ønske om optimal trykkavlastning.

5. plass i delkontrakt 7 (Junior Vector O2)

✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet

✓ Forbedrer brukerens rekkevidde

✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **God støtte til trochanter**

Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

# Størrelsesoversikt

## Vicair Vector O2 6

		Bredde i cm							
		35	38	40	43	45	48	50	53
Dybde i cm	35	245277 OVR6/ TP/3535	245277 OVR6/ TP/3835	245283 OVR6/ TP/4035	245291 OVR6/ TP/4335	245299 OVR6/ TP/4535			
	38	245278 OVR6/ TP/3538	245278 OVR6/ TP/3838	245284 OVR6/ TP/4038	245292 OVR6/ TP/4338	245300 OVR6/ TP/4538	245300 OVR6/ TP/4538		
	40	245279 OVR6/ TP/3840	245279 OVR6/ TP/3840	245285 OVR6/ TP/4040	245293 OVR6/ TP/4340	245301 OVR6/ TP/4540	245308 OVR6/ TP/4840	245314 OVR6/ TP/5040	245320 OVR6/ TP/5340
	43	245280 OVR6/ TP/3543	245280 OVR6/ TP/3843	245286 OVR6/ TP/4043	245294 OVR6/ TP/4343	245302 OVR6/ TP/4543	245309 OVR6/ TP/4843	245315 OVR6/ TP/5043	245321 OVR6/ TP/5343
	45	245281 OVR6/ TP/3545	245281 OVR6/ TP/3845	245287 OVR6/ TP/4045	245295 OVR6/ TP/4345	245303 OVR6/ TP/4545	245310 OVR6/ TP/4845	245316 OVR6/ TP/5045	245322 OVR6/ TP/5345
	48		245282 OVR6/ TP/3848	245288 OVR6/ TP/4048	245296 OVR6/ TP/4348	245304 OVR6/ TP/4548	245311 OVR6/ TP/4848	245317 OVR6/ TP/5048	245323 OVR6/ TP/5348
	50			245289 OVR6/ TP/4050	245297 OVR6/ TP/4350	245305 OVR6/ TP/4550	245312 OVR6/ TP/4850	245318 OVR6/ TP/5050	245324 OVR6/ TP/5350
	53			245290 OVR6/ TP/4053	245298 OVR6/ TP/4353	245306 OVR6/ TP/4553	245313 OVR6/ TP/4853	245319 OVR6/ TP/5053	245325 OVR6/ TP/5353
	55								300604 OVR6/ TP/5355

HMS-nummer  
Artikkelnummer Invacare

## Vicair Junior Vector O2

		Bredde i cm	
		25	35
Dybde i cm	25	146030 OJVR/ CC/2525	
	30		146031 OJVR/ CC/3030
	35		146032 OJVR/ CC/3535



## Vicair Vector O2 10

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
Dybde i cm	35	245439 OVR10/ TP/3535	245439 OVR10/ TP/3835	245445 OVR10/ TP/4035	245453 OVR10/ TP/4335	245463 OVR10/ TP/4535						
	38	245440 OVR10/ TP/3538	245440 OVR10/ TP/3838	245446 OVR10/ TP/4038	245454 OVR10/ TP/4338	245464 OVR10/ TP/4538	245464 OVR10/ TP/4538					
	40	245441 OVR10/ TP/3540	245441 OVR10/ TP/3840	245447 OVR10/ TP/4040	245455 OVR10/ TP/4340	245465 OVR10/ TP/4540	245475 OVR10/ TP/4840	245484 OVR10/ TP/5040	245493 OVR10/ TP/5340			
	43	245442 OVR10/ TP/3543	245442 OVR10/ TP/3843	245448 OVR10/ TP/4043	245456 OVR10/ TP/4343	245466 OVR10/ TP/4543	245476 OVR10/ TP/4843	245485 OVR10/ TP/5043	245494 OVR10/ TP/5343	245502 OVR10/ TP/5543	245510 OVR10/ TP/5843	
	45	245443 OVR10/ TP/3545	245443 OVR10/ TP/3845	245449 OVR10/ TP/4045	245457 OVR10/ TP/4345	245467 OVR10/ TP/4545	245477 OVR10/ TP/4845	245486 OVR10/ TP/5045	245495 OVR10/ TP/5345	245503 OVR10/ TP/5545	245511 OVR10/ TP/5845	245518 OVR10/ TP/6045
	48		245444 OVR10/ TP/3848	245450 OVR10/ TP/4048	245458 OVR10/ TP/4348	245468 OVR10/ TP/4548	245478 OVR10/ TP/4848	245487 OVR10/ TP/5048	245496 OVR10/ TP/5348	245504 OVR10/ TP/5548	245512 OVR10/ TP/5848	245519 OVR10/ TP/6048
	50			245451 OVR10/ TP/4050	245459 OVR10/ TP/4350	245469 OVR10/ TP/4550	245479 OVR10/ TP/4850	245488 OVR10/ TP/5050	245497 OVR10/ TP/5350	245505 OVR10/ TP/5550	245513 OVR10/ TP/5850	245520 OVR10/ TP/6050
	53			245452 OVR10/ TP/4053	245460 OVR10/ TP/4353	245470 OVR10/ TP/4553	245480 OVR10/ TP/4853	245489 OVR10/ TP/5053	245498 OVR10/ TP/5353	245506 OVR10/ TP/5553	245514 OVR10/ TP/5853	245521 OVR10/ TP/6053
	55				245461 OVR10/ TP/4355	245471 OVR10/ TP/4555	245481 OVR10/ TP/4855	245490 OVR10/ TP/5055	245499 OVR10/ TP/5355	245507 OVR10/ TP/5555	245515 OVR10/ TP/5855	245522 OVR10/ TP/6055
	58				245462 OVR10/ TP/4358	245472 OVR10/ TP/4558	245482 OVR10/ TP/4858	245491 OVR10/ TP/5058	245500 OVR10/ TP/5358	245508 OVR10/ TP/5558	245516 OVR10/ TP/5858	245523 OVR10/ TP/6058
60					245473 OVR10/ TP/4560	245483 OVR10/ TP/4860	245492 OVR10/ TP/5060	245501 OVR10/ TP/5360	245509 OVR10/ TP/5560	245517 OVR10/ TP/5860	245524 OVR10/ TP/6060	

### Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettside vår finner du derfor et [visuelt og enkelt skjema](#) som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.



### Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



## Putestørrelser Vector O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	bredde										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
15	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
16	40	43	45	48	50	53	55	58	60		
17	43	45	48	50	53	55	58	60			
18	45	48	50	53	55	58	60				
19	48	50	53	55	58	60					
20	50	53	55	58	60						
21	53	55	58	60							
22	55	58	60								
23	58	60									
24	60										

## Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6 og 10 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

725 g (vil variere noe ut i fra putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekk ▼

Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinestrekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo