



Post: 7

## Heli Ski jr.

Brosjyre



38°C 40°C 42°C AV  
3-trinns regulator

CE 2460

Godkjent som medisinsk utstyr kl. IIb (MDD/93/42/EEC)	
Elektronikk:	3-trinns PI regulator 38 - 42°C
Materialer:	Triton polyamid/Skinn
Fôr:	Bemberg/Polyester

NB: Alle standard produkter leveres som par med varme i begge.

### Tilbehør inkludert i standardpakker



- » Kort om produktet: Heli Ski jr. består av en myk og tynn innervott med jevnt fordelt varme over hele hånden og en vindtett og vannavvisende yttervott. Yttervotten har et strammebånd under håndleddet for å holde hånden sikkert på plass og en strammesnor rundt votteåpningen som sørger for at regn, sludd og snø holder seg ute. Sammen har denne innervotten og yttervotten meget gode isolasjonsegenskaper.
- » Enkel å bruke: Sett batteriet i batterilommen, koble batteriet til regulatoren og trykk på knappen for å velge mellom enten 38, 40 eller 42 grader.

Størrelse	Artikkelnummer (HMS)	Artikkelnummer (Minittech)	Batteritype	Brukstid
3	252853	200412-3	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
4	252854	200412-4	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
5	252855	200412-5	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
6	252856	200412-6	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri
7	252857	200412-7	Li-Ion 3.7V/2.35Ah	Inntil 2.5 timer/pr batteri

Minittech AS  
Vikavegen 15B  
NO 2312 Ottestad

Telefon: +47 62 57 78 00  
E-post: mail@minittech.no  
Hjemmeside: www.minittech.no

**minittech**®