


VINTERPRODUKTER

2019/2020



AKTIV HJELPEMIDLER A/S





Innhold

Innledning	2
AL-trac® Snøhetta multikjelke.....	3
Målskjema AL-trac® Snøhetta.....	4
Akebrett og plastkjelker.....	6
Aluracere.....	8
Tilleggsutstyr til akebrett, plastkjelker og aluracere.....	9
Målskjema akebrett, plastkjelker og aluracere	10
Skilator	11
Skøytestativ.....	13
Målskjema skilator	14
Målskjema skøytestativ	16
Carbonpulk.....	17
Aktivsete for Carbonpulk	19
Målskjema Carbonpulk	20
Andre kataloger	21



Innledning

Vinteren oppfattes av mange som en mørk og kjedelig periode hvor man stort sett sitter inne og ser på snøføyka på utsiden. Kanskje litt stearinlys for å lyse opp hverdagen og den lange ventetiden på vår og sommer hvor man igjen kan komme seg ut.

Slik bør det nødvendigvis ikke være! **Aktiv Hjelpemidler A/S** har et bredt spekter av produkter for bruk i vinterhalvåret. Produkter som gjør at man kan delta i vinteraktiviteter som alle andre. Snøen og vinteren er ikke lenger en hindring, men en mulighet til å komme seg ut og ha det gøy.

Våre vinterprodukter spenner over et vidt spekter. Her finner du **AL-trac®** multivogn med ski og skøyter, akebrett, snowracere, pulker og varmeposer for å nevne noe.

Ikke la vinteren være en hindring, men heller en utfordring. En utfordring full av glede for både barn og voksne.



Figur 1- Moro med piggekjelke i snøværet



AL-trac® Snøhetta multikjelke

AL-trac® Snøhetta multikjelke er grunnmodellen i vår merkevareserie **AL-trac®**. Denne kjelken kan utstyres med en mengde forskjellig utstyr. Og alt tilpasses den individuelle bruker. Se xxx side xxx

AL-trac®
Snøhetta

Artikkel nr.:

A-1

(HMS Nr. 200754)

AL-trac® Snøhetta

AL-trac® Multivogn / kjelke med langrennsski, støtteski og pulkdrag.

Setebredder fra størrelse 24 -45.

Aktivsete på vinkeljusterbar plate.

Kan leveres med regulerbar tilt til barn med vekt under 35 kg.

Justering på ledsagerbøylene.



Artikkel nr.:

A-2

(HMS Nr. 210517)

AL-trac® Snøhetta (A-1)

+ ståbrett og snowblades.

Ståbrett og snowblades.


Brukes som sparkstøtting eller på ski utenfor løypene. Populær i lek for barn som skal ha en lettmanøvrerbar piggekjelke.

Svinger veldig lett med snowblades.







Målskjema AL-trac® Snøhetta

Navn bruker:			
Mail:			
Mobil:			
Sett kryss	Varenr. / HMS Nr.	Beskrivelse	
	A-1 / (HMS Nr. 200754)	AL-trac® Snøhetta vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag.	
	A-2 / (HMS Nr. 210517)	AL-trac® Snøhetta vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades	
Oppgi standard setestørrelse		 <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">LANGRENN</p>	
1	Multikjelke setebredde 28		
2	Multikjelke setebredde 32		
3	Multikjelke setebredde 36		
4	Multikjelke setebredde 38		
5	Multikjelke setebredde 42		
4X	Aktivsete med høy rygg. Setebredde 38, rygg høyde 70		
5X	Aktivsete med høy rygg. Setebredde 45, rygg høyde 70		
Seter kan skjæres etter mål. Alle kjelker leveres med langrennsski og teleskopstaver som standard			
Tilbehør:			
	97331 / (HMS Nr. 162624)	Snowblades	
	97332 / (HMS Nr. 160404)	Lengdeløpsskøyter	
	97332-BESK / (HMS Nr. 172700)	Skøytebeskyttere	
	97333 / (HMS Nr. 164330)	Rulleskøyter	
	97334 / (HMS Nr.)	Rulleski offroad med håndbrems	
	9734-1 / (HMS Nr.)	Rulleski standard voksen med håndbrems	
	97334-B / (HMS Nr.)	Rulleski barn med håndbrems	
	97312 / (HMS Nr. 166551)	Ståbrett type komfortkjelke	
	97313 / (HMS Nr. 158976)	Støtteski	
	97335 / (HMS Nr. 159548)	Fast fotbrett aluminium	
	97335-FOT / (HMS Nr.)	Nedfelt fotbrett	
	97337 / (HMS Nr.)	Faste staver med ispig	Oppgi lengde: Swix strap str.:
	97338 / (HMS Nr.)	Faste staver med skitrinse	Oppgi lengde: Swix strap str.:
	9706 / (HMS Nr. 139413)	Elastisk tau til sikring i nedoverbakke	



	540 / (HMS Nr. 242434)	Brystbelte	
	541 / (HMS Nr. 57106)	Hoftebelte	
	9757-1 / (HMS Nr. 149236)	Neoprenvest 1	
	9757-2 / (HMS Nr. 140494)	Neoprenvest 2	
	9757-3 / (HMS Nr.)	Neoprenvest 3	
	9600 / (HMS Nr. 17651)	Varmepose i dun small l/b/h = 70/40/20 cm.	
	9601 / (HMS Nr. 139414)	Varmepose i dun medium l/b/h = 90/40/25 cm.	
	9602 / (HMS Nr. 139342)	Varmepose i dun large l/b/h = 105/50/30 cm.	
Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:			
Ledsager 1	Høyde	cm.	
Ledsager 2	Høyde	cm.	
Ledsager 3	Høyde	cm.	
Annen informasjon:			

Alle målskjema er å finne på våre hjemmesider:

www.aktivhjelpemidler.com



Akebrett og plastkjelker

Ingen ting er vel mer morsomt enn å rase nedover en bratt bakke og føle vinden i ansiktet. **Aktiv Hjelpemidler A/S** Tilpasser en mengde forskjellige akebrett og plastkjelker for akkurat dette formålet. Spør oss om hva vi kan gjøre og hva du kan få av mulige løsninger. Hos oss er det umulige mulig!



Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm. Her med Hamax sete, men andre seter kan monteres (se under).

Artikkel nr.:

506 (HMS Nr. 057105)	Forlenget 110 cm (her med Hamax sete)
--------------------------------	---------------------------------------



Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm. Med Aktiv sete.

Artikkel nr.:

506-0 (HMS Nr. 032813)	Aktivsete str. 0
506-1 (HMS Nr. 032813)	Aktivsete str. 1
506-2 (HMS Nr. 032813)	Aktivsete str. 2
506-3 (HMS Nr. 032813)	Aktivsete str. 3

Setebredder 24, 28, 32 og 36 cm.



Snowracer Kingsize standard med sadelsete. Setelengde 95 cm. og 110 cm. i forlenget utgave.

Artikkel nr.:

506-A (HMS Nr. 057105)	Forlenget 110 cm. lite sadelsete.
506-A-STOR (HMS Nr. 240258)	Forlenget 110 cm. stort sadelsete.

Sadelsete i 2 størrelser:

LITE = Barn 3 – 5 år.

STOR = Barn 5 – 12 år.



KHW Plastkjelke med styre og Aktivsete

Artikkel nr.:

507	KHW Plastkjelke med styre og Aktivsete
------------	--



Kjelke «Snow Baby»

Artikkel nr.:

507	Kjelke «Snow Baby»
------------	--------------------

Leveres i 2 sete størrelser:
Setebredde 24 cm.
Setebredde 28 cm.



Kjelke "Snow Speed"

Artikkel nr.:

512-BASIS	Kjelke "Snow Speed"
512-0	Kjelke m/Aktivsete str.0
512-1 (HMS Nr. 134225)	Kjelke m/Aktivsete str. 1
512-2	Kjelke m/aktivsete str. 2
512-3	Kjelke m/aktivsete str. 3

God plass til voksen bakpå. Sete kan også leveres med nakkestøtte.



Aluracere

Aktiv Hjelpemidler A/S aluracere er våre egenproduserte racere som i en viss grad kan sammenliknes med Stiga Snowracer. Forskjellen er at våre aluracere er vesentlig mye lettere og spesialtilpasses den enkelte. Her får du spesialbrems, aktiv seter eller forlengede seter. Alt etter behov.



Sammenlikning Stiga Snowracer og **Aktiv Hjelpemidler A/S** Aluracer.

Stiga King Size	Aluracer - kort
Total bredde = 48	Total bredde = 68
Høyde = 30	Høyde = 33



Egenprodusert Aluracer - kort.

Artikkel nr.:

504-KORT
(HMS Nr. 144546)

Aluracer - kort

Setelengde 110 cm. Vekt ca. 9 kg.
Forsterket brems. Standard med Stiga ski, men kan leveres med slalåmski **UTEN** tillegg i prisen.



Egenprodusert Aluracer - lang.

Artikkel nr.:

504
(HMS Nr. 057105)

Aluracer - lang

Setelengde 135 cm. Vekt ca. 12 kg.
Forsterket brems. Gummibelagt fotbrett.



Tilleggsutstyr til akebrett, plastkjelker og aluracere



Tilleggsutstyr:

Artikkel nr.:

515	Snorstyring for ledsager
524	Håndbrems for ledsager
525	Tilt i setet
526	Fotplate som følger tilt
533 (HMS Nr. 057119)	Nakkestøtte
540	Brystbelte
541 (HMS Nr. 057106)	Hoftebelte

Flere av våre "kreasjoner":






Målskjema akebrett, plastkjelker og aluracer

Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
Sett kryss	Varenr. / HMS Nr.:	Beskrivelse
	506-SLEEPY / (HMS Nr.)	Stiga Snowrace forlenget med Hamax Sleepy sete (med tilt)
	506-1 / (HMS Nr. 239508)	Stiga Snowracer forlenget 110 cm. sete str. 1 sbr. 28
	506-2 / (HMS Nr. 03813)	Stiga Snowracer forlenget 110 cm. sete str. 2 sbr. 32
	506-3 / (HMS Nr. 03813)	Stiga Snowracer forlenget 110 cm. sete str. 3 sbr. 36
	506-A / (HMS Nr. 032813)	Stiga Snowracer forlenget 110 cm. med lite sadelsete
	507 / (HMS Nr.)	KHW plastkjelke Silver med forhøyet styre og Aktivsete
	508 / (HMS Nr. 144488)	Kjelke Snow Baby med Aktivsete
	508-INB / (HMS Nr.)	Innbygningsputer til sbr. 24 cm.
	511 / (HMS Nr.)	Snow Champion sammenleggbar kjelke med Aktivsete
	512-1 / (HMS Nr. 134225)	Kjelke Snow Speed med Aktivsete og separate bremses. Setestørrelser som nevnt i varenr. 506.
	512-2 / (HMS Nr. 69876)	
	512-3 / (HMS Nr.)	
	513 / (HMS Nr.)	Kjelke KG Lilla med Aktivsete
	514-1 / (HMS Nr.)	Akebrett Hamax Family med styreforlenger og Aktivsete. Setestørrelser som nevnt i varenr. 506.
	514-2 / (HMS Nr.)	
	514-3 / (HMS Nr.)	
	514-F-1 / (HMS Nr.)	Akebrett Hamax Family, forlenget med 30-40 cm. Setestørrelser som i varenr. 506.
	514-F-2 / (HMS Nr.)	
	514-F-3 / (HMS Nr.)	
	611-HØY RYGG / (HMS Nr.)	Akebrett Hamax Family, forlenget med 30-40 cm. Sbr. 38 høy rygg 70 cm.
	504 / (HMS Nr. 057105)	Aluracer lang. Setelengde 135 cm. Forsterket brems, standard Stiga ski
	504-KORT / (HMS Nr. 144546)	
Tilbehør		
	524 / (HMS Nr.)	Håndbrems for ledsager
	525 / (HMS Nr.)	Tilt i setet
	526 / (HMS Nr.)	Fotplate som følger tilt
	532 / (HMS Nr.)	Nakkestøttebeslag
	533 / (HMS Nr.)	Nakkestøtte
	540 / (HMS Nr.)	Brystbelte
	541 / (HMS Nr.)	Hoftebelte
Mål på bruker:		
A=Armlengde =		
B=Rygghøyde =		
C=Legglengde =		
D=Setedybde til knehase =		
E=Setebredde =		



Skilator

Mange elsker vinteren og alt den fører med seg av utendørsaktiviteter. **Aktiv Hjelpemidler A/S** har utviklet en skilator og et skøytestativ for de som elsker slike aktiviteter.



Skilator med langrennsski.

Artikkel nr.:

6500	Aktiv Skilator barn
6501 (HMS Nr. 108590)	Aktiv Skilator voksen

Skilatoren er regulerbar i høyde og bredde.



Skilator med snowblades.

Skilatoren kan også leveres med snowblades. Kortere og enklere ski. Den er fortsatt regulerbar i høyde og bredde.



Skilator med hengesete.

Alt kan gjøres med en skilator. Om man ikke er sterk nok i lengden, kan det være greit å sette seg ned litt. Denne Skilatoren er utstyrt med hengesete og er regulerbar i høyde og bredde.



Skilator fast høyde med snowblades.
5 forskjellige høyder å velge mellom.

Artikkel nr.:

8809	Skilator str. 1 – 50 cm.
	Skilator str. 2 – 60 cm.
	Skilator str. 3 – 70 cm.
	Skilator str. 4 – 80 cm.
	Skilator str. 5 – 95 cm.



Skilator med støtte.

Regulerbar kroppsstøtte og støtte mellom bena.
Kan påmonteres pulkdrag for å gjøre skituren
«litt lengre».


Diverse tilleggsutstyr for ytterligere tilpassing.

Ønsker du din helt egne og spesielle Skilator? Snakk med oss og vi ser hvilke muligheter det er. Mer polstring, bedre grep, bedre ski, hengesete eller andre behov. Snakk med oss! Vi tar deg på alvor.



Skøytestativ

Hvis man elsker å gå på skøyter, men ikke kan bruke en bruske, så har **Aktiv Hjelpemidler A/S** løsningen. Vi har utviklet et skøytestativ i flere forskjellige størrelser og som kan tilpasses etter behov.



Skøytestativ standard.

Artikkel nr.:

8800 (HMS Nr. 176371)	Skøytestativ str. 1 – 50 cm.
8801 (HMS Nr. 175446)	Skøytestativ str. 2 – 60 cm.
8802 (HMS Nr. 192104)	Skøytestativ str. 3 – 70 cm.
8803 (HMS Nr. 211427)	Skøytestativ str. 4 – 80 cm.
8804	Skøytestativ str. 5 – 95 cm.

Kan også leveres med hengesete og ledsagerhåndtak.



Aktiv Hjelpemidler A/S vil alltid bestrebe seg på å finne de beste løsningene for den enkelte. Ingen oppgave for liten, ingen for stor. Vi vet at ingen mennesker er like og alle har forskjellige behov. Vi prøver etter beste evne å tilfredsstille begge disse aspekter.



Målskema skilator

Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
SKILATORER		
Sett kryss:	Varenr. / HMS Nr.:	Beskrivelse
	6500 / (HMS Nr. 242500)	Skilator BARN. Høyde fra 40 cm. – 62 cm. Bredde fra 25 sm. – 36 cm. X høyde ved lengre håndtak. Vekt uten ski 2,4 kg. Med ski ca. 2,8 kg. avhengig av skitypen.
	6501 / (HMS Nr. 108590)	Skilator ung/voksen. Høyde fra 65 cm. – 100 cm. Bredde fra 38 sm. – 62 cm. Vekt uten ski 2,4 kg. Med ski ca. 3,2 kg. avhengig av skitypen.
	6502/ (HMS Nr.)	Aktiv skilator med støtte. Skilator med underarmsstøtte, håndtak og "hengebukse".
	6503/ (HMS Nr.)	Aktiv Skilator pulkdrag med drag og seler.
	6504/ (HMS Nr.)	Skilator med snowblades.
	6505/ (HMS Nr.)	Aktiv Skilator "Stabil". Skilator med skrittstøtte, bryststøtte og Regulerbare håndtak.
	6505-DRAG/ (HMS Nr.)	Pulkdrag og sele for skilator "stabil".





Sett kryss:	Varenr. / HMS Nr.:	Beskrivelse: Skilator fast høyde med snowblades
	6501 / (HMS Nr.)	Skilator str 1-50 cm
	6502 / (HMS Nr.)	Skilator str 2-60 cm
	6503 / (HMS Nr.)	Skilator str 3-70 cm
	6504 / (HMS Nr.)	Skilator str 4-80 cm
	6505 / (HMS Nr.)	Skilator str 5-95 cm
	8810 / (HMS Nr.)	Hengebukse
	6507 / (HMS Nr.)	Pulkdrag med sele
Eventuelle tilpasninger, anmerkninger eller mål:		






Målskjema skøytestativ

Navn bruker:	
Mail:	
Mobil:	

SKØYTESTATIV

Sett kryss:	Varenr. / HMS Nr.:	Beskrivelse:
	8800 / (HMS Nr. 252468)	Skøytestativ str. 1. Høyde = 50 cm.
	8801 / (HMS Nr. 175446)	Skøytestativ str. 2. Høyde = 60 cm.
	8802 / (HMS Nr. 192104)	Skøytestativ str. 3. Høyde = 70 cm.
	8803 / (HMS Nr. 193826)	Skøytestativ str. 4. Høyde = 80 cm.
	8804 / (HMS Nr. 239509)	Skøytestativ str. 5. Høyde = 95 cm.
	8805 / (HMS Nr. 247587)	Skøytestativ med "hengesele". Brukes for de som ikke kan stå, eller trenger avlastning fra tid til annen.



Eventuelle tilpasninger, anmerkninger eller mål:




Alle målskjema er å finne på våre hjemmesider:

www.aktivhjelpemidler.com






Carbonpulk

Aktiv Hjelpemidler A/S bygger egne lettvekt carbonpulker og tilpasser disse til ethvert behov.

	<p>Aktiv karbonplastpulk med 3 forskjellige seteløsninger.</p> <p>Artikkel nr.:</p> <table border="1" data-bbox="871 472 1453 674"> <tr> <td>610 (HMS Nr. 161627)</td> <td>Pulk med putesett</td> </tr> <tr> <td>611 (HMS Nr. 161627)</td> <td>Pulk med aktivsete</td> </tr> <tr> <td>612 (HMS Nr. 161627)</td> <td>Pulk med Fjellpulken seterygg</td> </tr> </table> <p>Se den helt spesielle sporstyringen lengre nede. For tyngre brukere anbefaler vi at pulken blir levert med meier/ski. På denne måten blir pulken lettere å trekke.</p>	610 (HMS Nr. 161627)	Pulk med putesett	611 (HMS Nr. 161627)	Pulk med aktivsete	612 (HMS Nr. 161627)	Pulk med Fjellpulken seterygg
610 (HMS Nr. 161627)	Pulk med putesett						
611 (HMS Nr. 161627)	Pulk med aktivsete						
612 (HMS Nr. 161627)	Pulk med Fjellpulken seterygg						
	<p>Artikkel nr.:</p> <table border="1" data-bbox="871 972 1453 1039"> <tr> <td>612-MEIER (HMS Nr. 176371)</td> <td>Ski/meier</td> </tr> </table> <p>Anbefales for tyngre brukere så pulken blir lettere å trekke.</p>	612-MEIER (HMS Nr. 176371)	Ski/meier				
612-MEIER (HMS Nr. 176371)	Ski/meier						
	<p>Artikkel nr.:</p> <table border="1" data-bbox="871 1290 1453 1357"> <tr> <td>613 (HMS Nr. 176372)</td> <td>Sporstyring</td> </tr> </table> <p>Ved å bruke sporstyringsenheten i oppkjørte løyper slipper man at en av meiene kommer ned i sporet og at pulken blir gående på skjeve.</p> <p>Der det ikke er preparerte spor, fjernes enheten med et enkelt grep og legges ned i pulken. Vekt ca. 800 gram.</p>	613 (HMS Nr. 176372)	Sporstyring				
613 (HMS Nr. 176372)	Sporstyring						



	<p>Aktiv karbonplastpulke kan også leveres med ledsager/skyvebøyle.</p> <p>Artikkel nr.:</p> <table border="1" data-bbox="852 405 1434 472"> <tr> <td>580 (HMS Nr. 176372)</td> <td>Ledsager/skyvebøyle</td> </tr> </table>	580 (HMS Nr. 176372)	Ledsager/skyvebøyle
580 (HMS Nr. 176372)	Ledsager/skyvebøyle		
 <p><i>Figur 2 - Illustrasjonsbilde</i></p>	<p>Artikkel nr.:</p> <table border="1" data-bbox="852 678 1434 752"> <tr> <td>584 (HMS Nr. 195192)</td> <td>Hundedrag modell Fjellpulken</td> </tr> </table>	584 (HMS Nr. 195192)	Hundedrag modell Fjellpulken
584 (HMS Nr. 195192)	Hundedrag modell Fjellpulken		
	<p>Gjør hele pulken om til en skiboks. På denne måten får du med deg mer.</p> <p>Artikkel nr.:</p> <table border="1" data-bbox="852 1272 1434 1346"> <tr> <td>610-LOKK</td> <td>Pultlokk for å gjøre pulken om til en takboks.</td> </tr> </table>	610-LOKK	Pultlokk for å gjøre pulken om til en takboks.
610-LOKK	Pultlokk for å gjøre pulken om til en takboks.		



Aktivsete for Carbonpulk

Våre nye Aktivseter kommer standard med sideputer for å kunne variere størrelsen. Ryggene leveres på mål med tillegg i prisen



Artikkel nr.:

520-0	Setebredde 24
520-1 (HMS Nr. 157691)	Setebredde 28, rygg 40
520-2	Setebredde 32, rygg 40
520-3 (HMS Nr. 158330)	Setebredde 36, rygg 40
520-4 (HMS Nr. 195363)	Setebredde 42, rygg 40
520-X-4	Setebredde 38, rygg 70
520-X-5	Setebredde 45, rygg 70



Figur 3 - AL-trac(R) Snøhetta

Det gjøres oppmerksom på avbildede produkter/produkt detaljer kan avvike fra det som leveres.
Alle våre produkter er nemlig håndlaget i Norge og ingen er like.



Målskjema Carbonpulk



Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
Sett kryss:	Varenr. / HMS Nr.	Beskrivelse
	610 / (HMS Nr. 140661)	Carbonpulk komplett m/putesett i sete og rygg, vindskjerm og pulkdrag
	611 / (HMS Nr. 140661)	Carbonpulk komplett med Aktivsete etter setebredde og behov
	612 / (HMS Nr. 161627)	Carbonpulk komplett med fjellpulken rygg
	610-LOKK / (HMS Nr.)	Lokk til Carbonpulk slik at den kan benyttes som tak boks på bil
	612-MEIER / (HMS Nr. 176371)	Meier til Carbonpulk
	613 / (HMS Nr. 176372)	Sporstyring til bruk med meier
	665 / (HMS Nr. 176370)	Setepute skrå
Tilleggsutstyr		
	584 / (HMS Nr. 195192)	Hundedrag 1 hund
	601 / (HMS Nr. 141919)	Hunddrag 2 hunder
	640 / (HMS Nr.)	Ekstern bakbrems
	580 / (HMS Nr. 69457)	Skyvebøyle
	97312 / (HMS Nr. 166551)	Ståbrett som comforkjelke med feste
	97313 / (HMS Nr. 158976)	Støtteski for ikke å velte
	525 / (HMS Nr. 57118)	Tilt i aktivsete
	9706 / (HMS Nr. 139413)	Elastisk tau til sikring i nedoverbakke
	9707 / (HMS Nr.)	Spesialbelte med krok
Belter og nakkestøtter		
	532 / (HMS Nr. 134666)	Nakkestøtte liten
	548 / (HMS Nr. 200756)	Brystbelte
	541 / (HMS Nr. 57106)	Hoftebelt
	661 / (HMS Nr. 134667)	Polstret skrittsele
Varmeposer		
	9600 / (HMS Nr. 17651)	Spesial dunpose str 1 kroppshøyde > 120 cm (l/b/h = 70/40/20)
	9601 / (HMS Nr. 139414)	Spesial dunpose str 2 kroppshøyde > 145 cm (l/b/h = 90/40/25)
	9602 / (HMS Nr. 139342)	Spesial dunpose str 3 kroppshøyde > 170 cm (l/b/h = 105/50/30)





Andre kataloger

Aktiv Hjelpemidler A/S fører og bygger et stort utvalg produkter. Deriblant vår nye produktserie **AL-trac**[®] multivogner. En serie vogner for å komme seg ut i skog og mark. Vinterproduktene vår beskrives i denne katalogen. Vi fører også et bredt spekter spesialsykler.

For å finne absolutt siste versjon av katalogene våre, anbefales du å besøke våre hjemmesider:

www.aktivhjelpemidler.com





Figur 4 - Stiga med Hamax sete



Figur 5 - Aluracer med forsterket brems

AKTIV HJELPEMIDLER A/S



Aktiv Hjelpemidler A/S ble etablert i 1999 av Geirr Scheen. Utdannet sykepleier med et sterkt ønske om at det å være funksjonshemmet ikke skulle være til hinder får å leve et godt liv. Det hele startet med tøft lakkerte eikebeskyttere til rullestoler for barn og ungdom. Hva er vel "kulere" enn å ha flammelakkering på hjulene. Deretter kom AL-Trac multifunksjonsvogner, pulker akebrett, kjelker og sykkelvogner for å nevne noe.

I dag bygger vi det meste for de fleste!

Aktiv Hjelpemidler A/S

Kontor / showroom / verksted:

**Melby Gård, Bråteveien 159
N-2013 Skjetten
Telefon : +47 67 90 22 29**

Mandag - fredag: 10:00 - 15:00

For ytterligere informasjon, kataloger, videoer og annen kontaktinformasjon, se våre nettsider:

www.aktivhjelpemidler.com