



ET NORSK PRODUKT



Trygghet til å være **fri**



Smart fallalarm

ContinYou GO gir deg økt trygghet med en av markedets smarteste fallalarmer. Når fallalarmen utløses sendes det GPS-posisjon, pushvarsel og det kobles opp samtale. Fallalarmen utløses ved treffvirkning. Samtidig beholder du kontrollen selv ved å kunne avlyse alarmen de første sekundene etter den er utløst ved å riste på armen. En smart måte å hindre at det varsles om fall som ikke er reelle eller som trenger assistanse.



Toveis kommunikasjon

ContinYou GO gir frihet og trygghet uten mobil. Med innebygd simkort, høyttaler og mikrofon på håndleddet kan du enkelt få kontakt når du trenger hjelp.



Områdebegrensning

Det norske ordet for "Geofence" burde vært bevegelsesfrihet. Det er det det betyr for deg. Nedsatt kognitiv svikt fører ofte til at bevegelse reduseres betraktelig grunnet uro og bekymring. ContinYou GO gir frihet til å bevege deg trygt ute og samtidig få hjelp hvis du ikke finner veien hjem. Med mulighet for tre angitte områder utvides bevegelsesfriheten betraktelig for deg med kognitiv svikt. Klokken varsler når du beveger deg utenfor et eget definert område, og kan varsle hvis du tar klokken av deg.



Sporing og GPS

Når en hendelse, som for eksempel "Av håndledd", "Batterivarsel", "Fall" mm, sendes til oppsatt mottaker vil den siste registrerte posisjonen følge med. Hvis du går deg bort med ContinYou GO på hånden eller har utløst en alarm gir disse meldingene mulighet til å finne ut hvor du er.



Steg

Ingen elektronisk oppfinnelse alene kan gi deg et godt og aktivt liv alene. Men det fins hjelp. ContinYou GO teller og holder oversikt over skrittene dine. Dette er en motivasjon til å sette deg gode mål og holde deg aktiv.



Puls

Når du bruker ContinYou GO måles din puls. Denne vises som en gjennomsnittlig puls i Guardian appen.



Behold friheten.

Ønsker du å beholde frihet og trygghet? Trenger du trygghet i rehabilitering for bedre å klare deg selv? Har du opplevd kognitiv svikt? Ikke lyst til å gå med snor rundt halsen? Med nødknappen i en ContinYou GO, er hjelpen kun ett trykk unna. Når alarmen utløses, ved å trykke inn knappen, sendes det GPS-posisjon, pushvarsel og samtale kobles opp.

Legg bekymring til side, fortsett ditt aktive liv med helseklokken ContinYou GO

3990,- NOK
+149 /mnd

Ikke hør på oss,

les hva våre **brukere** og **kunder** sier:



"Trenger jeg hjelp, trykker jeg bare på knappen."



"Klokkene fremmer livskvalitet og mestring hos brukerne."



"Nå er jeg trygg!"



"Jeg vil bo hjemme. Klokken gjør det mulig."

Les mer på continyou.no

Fortsett livet med verdighet



KJØP I DAG

CONTINYOU.NO

+47 51665166



VANN OG
STØVTETT



STORT
BATTERI



STOR OG
TYDELIG SKJERM



SIKKER
DATA



ERGO



Frihet til å være **trygg**

ET NORSK PRODUKT





Smart fallalarm

ContinYou ERGO gir deg økt trygghet med en av markedets smarteste fallalarmer. Når fallalarmen utløses sendes det GPS-posisjon, pushvarsel og det kobles opp samtale. Fallalarmen utløses ved treffvirkning. Samtidig beholder du kontrollen selv ved å kunne avlyse alarmen de første sekundene etter den er utløst ved å riste på armen. En smart måte å hindre at det varsles om fall som ikke er reelle eller som trenger assistanse.



Toveis kommunikasjon

ContinYou ERGO gir frihet og trygghet uten mobil. Med innebygd simkort, høyttaler og mikrofon på håndleddet kan du enkelt få kontakt når du trenger hjelp.



Områdebegrensning

Det norske ordet for "Geofence" burde vært bevegelsesfrihet. Det er det det betyr for deg. Nedsatt kognitiv svikt fører ofte til at bevegelse reduseres betraktelig grunnet uro og bekymring. ContinYou ERGO gir frihet til å bevege deg trygt ute og samtidig få hjelp hvis du ikke finner veien hjem. Med mulighet for tre angitte områder utvides bevegelsesfriheten betraktelig for deg med kognitiv svikt. Klokker varsler når du beveger deg utenfor et eget definert område, og kan varsle hvis du tar klokken av deg.



Sporing og GPS

Når en hendelse, som for eksempel "Av håndledd", "Batterivarsel", "Fall" mm. sendes til oppsatt mottaker vil den siste registrerte posisjonen følge med. Hvis du går deg bort med ContinYou ERGO på hånden eller har utløst en alarm gir disse meldingene mulighet til å finne ut hvor du er.



Steg

Ingen elektronisk oppfinnelse alene kan gi deg et godt og aktivt liv alene. Men det fins hjelp. ContinYou ERGO teller og holder oversikt over skrittene dine. Dette er en motivasjon til å sette deg gode mål og holde deg aktiv.



Puls

Når du bruker ContinYou ERGO måles din puls. Denne vises som en gjennomsnittlig puls i Guardian appen.



Behold friheten.

Ønsker du å beholde frihet og trygghet? Trenger du trygghet i rehabilitering for bedre å klare deg selv? Har du opplevd kognitiv svikt? Ikke lyst til å gå med snor rundt halsen? Med nødknappen i en ContinYou ERGO, er hjelpen kun ett trykk unna. Når alarmen utløses, ved å trykke inn knappen, sendes det GPS-posisjon, pushvarsel og samtale kobles opp.

Legg bekymring til side, fortsett ditt aktive liv med helseklokken ContinYou ERGO.

5 490,- NOK
+149 /mnd

Ikke hør på oss,

les hva våre **brukere** og **kunder** sier:



“Trenger jeg hjelp, trykker jeg bare på knappen.”



“Klokkene fremmer livskvalitet og mestring hos brukerne.”



“Nå er jeg trygg!”



“Jeg vil bo hjemme. Klokken gjør det mulig.”

Les mer på continyou.no

Fortsett livet med verdighet



KJØP I DAG

CONTINYOU.NO

+47 51665166



VANN OG
STØVTETT



STORT
BATTERI



STOR OG
TYDELIG SKJERM



SIKKER
DATA