

# Kettwiesel Handbike

Art: 1408 HMS: 267115



**Umiddelbar hjelp av kraftig motor – Enkel forflytning – God svingradius– Høy sikkerhet med lavt tyngdepunkt  
Enestående stabilitet – Unik fremkommelighet – Store tilpasningsmuligheter – Teleskopiske lengdejusteringer**

## Tekniske data

Sykkel:

- Teleskopisk justering på ramme
- Vekt sykkel m/motor: 34,5 kg
- Aluminiumsramme
- Hydrauliske skivebremser
- 9 gir.
- Bredde: 86 cm
- Total lengde fra 171-221 cm
- Hjulstørrelse 20"
- Ungdom: 16" hjul foran

Person:

- Høyde fra ca 115-200cm
- Maks vekt 140 kg når sykkelen har maks lengde
- Setehøyde fra 48-66 cm
- Innstigningshøyde 37 cm



Handbike fungerer som enhver annen sykkel: girskifter og bremsehendler er montert på håndtakene. Forskjellen er at disse grepene også fungerer som håndpedaler.

Håndbommen er intelligent designet: Posisjonen kan justeres til personens størrelse og preferanser ved å flytte støtten. I tillegg kan styreanordningen legges framover slik at det blir lett å komme inn og ut av sykkelen.

Magnetsensor gjør at sykkelen er svært godt egnet for de som har liten kraft i hendene. Man vil umiddelbart få hjelp av motoren når pedalene kommer i bevegelse.



Tur|Moro

Trening

Familie

Pendling



Handbike har et høyt nivå av sikkerhet takket være lavt tyngdepunkt. Det er meget lett å forflytte seg mellom sykkel og rullestol, da frontbommen kan legges fremover. Svært god å manøvrere med liten svingradius.



Handbike sine fantastiske tilpasningsmuligheter gjør den også til en sykkel for barn og ungdom. Sykkelens teleskopiske ramme gjør at den kan justeres for personer med en høyde ned til 115 cm.



Med HASE BIKES sitt fantastiske utvalg av tilpasningsdyktig tilbehør, kan enhver sykkel tilpasses perfekt til personens behov og preferanser.



### Demping på for- og bakhjul

For de som har smerter i nakke/skuldre/rygg og/eller ønsker å sykle ut i terrenget, anbefales uavhengig demping for å gjøre turen mer komfortabel.

*Kombinasjonen bakhjulsdrift med hjelpemotor i framhjul gjør i realiteten at Handbike har trehjulsdrift med meget god fremkommelighet.*



### Differensial

Ønsker du å sykle i terrenget anbefales differensial slik at drivkraften overføres til begge bakhjulene.

## Tilbehør

### Hoftebelte



Artikkel	HMS-nr
N.101	267230

### Neoprenvest



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Liten	N.110	267269
Medium	N.111	267270
Stor	N.112	267157

### Hodestøtte



Artikkel	HMS-nr
N.22769	267229

### Neoprenbelte



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
10x120cm	N.7166	267155
10x150cm	N.7167	267156

### Krykkeholder



Artikkel	HMS-nr
N.22298	267149

### Enhåndsfunksjon brems



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Høyre	N.22278.RI	267128
Venstre	N.22278.LE	267127

### Rohloff



*14-girs lukket gir. Svært lite vedlikehold*

Artikkel	HMS-nr	Beskrivelse
N.25108	267154	Til Kettwiesel Evo
N.25396	267152	Til Kettwiesel Handbike

### Demping



*Demping på for- og bakhjul*

*Spesielt godt egnet for kupert terreng og personer med smerter i rygg/nakke/skulder.*

Artikkel	HMS-nr	Beskrivelse
N.25575	267278	Seteposisjon høy (ombygningssett)
N.25576	267279	Seteposisjon lav (ombygningssett)
N.25358.HIGH	267166	Rammedemping høy posisjon (+6 cm)
N.25358.LOW	267167	Rammedemping lav posisjon

## Høydejustering

*Evo, Handbike og Kettwiesel med Heinzmann*



Artikkel	HMS-nr	Beskrivelse
N.25358.HIGH	267166	Rammedemping høy posisjon (+6 cm)
N.25358.LOW	267167	Rammedemping lav posisjon

Artikkel	HMS-nr	Til sykkel
N.25575	267278	Seteposisjon høy (ombyggningssett)
N.25576	267279	Seteposisjon lav (ombyggningssett)

### Seteforlenger



Artikkel	HMS-nr
N.22348	267260

### Spesialsekk



Artikkel	HMS-nr
N.25370.BK	267189

### Rollerbag



Artikkel	HMS-nr
N.24919	267172

### Skjermveske



Artikkel	HMS-nr
N.24251	267182

# Hvordan søke etter hjelpemidler

## Hvem kan søke om at aktivitetshjelpemiddel?

- Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne, for å kunne søke om hjelpemidler

## Hvem skal jeg kontakte for å få en vurdering av mitt behov?

- Lokal hjelpemiddelkontakt i din kommune kan bistå i søknadsprosessen. Dette er ofte en ergo- eller fysioterapeut.

## Hva må jeg betale for et aktivitetshjelpemiddel?

- Personer under 26 år behøver ikke betale egenandel
- Personer over 26 år må betale en egenandel. Lovverket sier at det skal påfalle en egenandel på 10% av kjøpssummen, eller maksimalt kr 4000,-



970 970 71



post@quality-care.no

Har du spesielle ønsker?

**Ta gjerne kontakt med oss!**

- For utfyllende informasjon
- For teknisk assistanse
- Få tilsendt uforpliktende tilbud

Besøks/fakturaadresse:

Fossegrenda 30b, 7038 Trondheim



[www.quality-care.no](http://www.quality-care.no)



Quality Care AS



@QualityCareAS