

# BONDO BONDO LS BONDO PAS

En stabil og robust  
3-hjulssykkkel for de  
litt større barna



# BONDO / BONDO LS / BONDO PAS

Delleveranse 2: Trehjulssykkkel med fast nav og ledsagerstyring **3. VALG**

Delleveranse 3: Trehjulssykkkel med gir, pedalbrems eller frinav **ENESTE VALG**

Delleveranse 5: Trehjulssykkkel med frinav/pedalbrems, gir og hjelpemotor **1. OG 2. VALG**



## STABIL OG ROBUST TREHJULSSYKKEL FOR DE LITT STØRRE BARNA

- Med lav innstigningshøyde og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til lavere tyngdepunkt og ytterligere sikkerhet.
- Bondo er lett å trå og differensial sørger for enklere manøvrering.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Bondo er velutstyrt i standardversjon. Et stort utvalg av tilbehør gjør at sykkelen enkelt kan tilpasses behovene til det enkelte barn, samt at man kan programmere elektronikken i PAS-utgaven.



Lukket kjedekasse med automatisk kjedestrammer gir økt sikkerhet, økt holdbarhet og mindre vedlikehold.



Setet i standardutgaven kan justeres både i høyden og dybden.



Nijland-syklene leveres standard med lys foran og bak i tillegg til lås.

Skrittlengde:  
44-63 cm

## Hjelp til valg

- Bondo LS har en god, solid og presis ledsagerstyring som standard og velges dersom brukeren trenger styre- og skyvehjelp av ledsager. Bondo LS har fast nav og velges stort sett til barn som ennå ikke mestrer sykling. Gjennom bevegelse i sykkelen lærer barnet seg å trå begge veier. Bondo med fast nav leveres med håndbrems.
- Bondo med frinav eller pedalbrems og gir velges ofte til brukere som har forståelse for sykling og forstår sykkelbevegelsen. Her kan barnet holde bena i ro i nedoverbakke. Bondo med frinav har to håndbrems, en for forhjul og en for bakhjul. Bondo med pedalbrems har en håndbrems for forhjul.
- Bondo PAS med hjelpemotor og gir velges for barn som har forståelse for sykling og trenger litt ekstra hjelp til oppstart og/eller framdrift. Bondo PAS leveres i to utgaver; en med frinav og en med pedalbrems.

Håndbremsen er tilpasset aldersgruppen og parkeringsbremsen gir en trygg av- og påstigning.

Bondo har bagasjebrett, et godt frontlys samt et batteridrevet baklys.

Som standard følger det med en kabellås for å sikre sykkelen utendørs.

### HOVEDPRODUKT

Dell. nr.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS.art.nr.
2	<b>Bondo LS</b> - fast nav, ledsagerstyring	N700451	266326
3	<b>Bondo</b> - frinav, 7 gir	N700436	266330
3	<b>Bondo</b> - pedalbrems, 7 gir	N700437	266334
5	<b>Bondo PAS</b> - frinav, hjelpemotor, 7 gir	N700565	266340
3	<b>Bondo PAS</b> - hjelpemotor, pedalbrems, 7 gir	N700568	266344

### SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	44-63 cm
Innstigningshøyde	27 cm
Brukervekt, max.	60 kg
Lengde	131 cm
Bredde	67 cm
Svingdiameter	229 cm
Vekt	21,5 kg
Farge	Bondo/Bondo LS: Turkis, Bondo PAS: Antrasitt Grå
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Ja
Oppstartshjelp	Ja (Bondo PAS)
Ringeklokke/lås	Ja

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.