



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 600E Liten

VELA Tango 600E Medium

VELA Tango 600E Stor

Delavtale nr.	Delavtale 6	Delavtale 6	Delavtale 6
VELA Art. nr.	F60011-10	F60011-11	F60011-12
HMS Art. nr.	269248	269249	269250
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (200mm)	43-63cm	46-66cm	46-66cm
Intervalregulering (5 trin)	36-63cm	39-66cm	39-66cm
Setepute (bredde x dybde)	40x42cm	44x44cm	49x47cm
Ryggpute (bredde x høyde)	37x23cm	40x30cm	43x45cm
Setedybde (min-max)	29-44cm	37-52cm	39-49cm
Tilt sitteenhet	6° forover, 3° bakover	6° forover, 3° bakover	6° forover, 3° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

## VI ANBEFALER:



### 30cm løftemotor

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm.

Side 40



### Forlenger til bremsestang

Ved høy setehøyde er det viktig å forlenge bremsestangen slik at den er lett tilgjengelig når man sitter høyt.

Side 39



## Sete &amp; trekk

<p><b>Ergo-sete</b></p>  <p>Et ergonomisk utformet sete med avrundet forkant og mindre setedybde enn et standard sete. Dette setet er spesielt godt egnet for brukere med kort lår lengde.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B46 d40cm</td> <td>F06012620687</td> <td>269178</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B46 d40cm	F06012620687	269178	<p><b>Y-sete</b></p>  <p>Sittepute med ergonomisk fasong og friksjon i stoffet gir stabil støtte for bekkenet i nøytral og aktiv arbeidsstilling. Godt egnet til aktivitet gjennom en hel dag.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm</td> <td>F06142620687</td> <td>269182</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm	F06142620687	269182						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
B46 d40cm	F06012620687	269178																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
B44 d44cm	F06142620687	269182																			
<p><b>CY-sete</b></p>  <p>Ergonomisk utformet, polstret sete med avrundet forkant. Dette er et sete som gir mulighet for en aktiv sittstilling med støtte og komfort for brukeren, uten at setet hindrer blodforsyningen til beina.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B47 d49cm</td> <td>F06152812687</td> <td>269175</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B47 d49cm	F06152812687	269175	<p><b>LP-sete</b></p>  <p>Et ergonomisk utformet sete med avrundet forkant og liten setedybde. Setet er godt egnet for brukere som ønsker en aktiv sittstilling med eksempelvis fremovervippet sete og samtidig god støtte til lårene.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d36cm</td> <td>F06072611687</td> <td>269181</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d36cm	F06072611687	269181						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
B47 d49cm	F06152812687	269175																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
B44 d36cm	F06072611687	269181																			
<p><b>KP-sete</b></p>  <p>Et smalt og flatt, polstret sete med liten setedybde, for brukere med kort lår lengde og for å minimalisere setehøyden.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B39 d36cm</td> <td>F06082611687</td> <td>269179</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B39 d36cm	F06082611687	269179	<p><b>KX-sete</b></p>  <p>Et smalt og flatt, polstret sete som er godt egnet til brukere som ønsker et flatt sete.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B39 d44cm</td> <td>F06122611687</td> <td>269180</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B39 d44cm	F06122611687	269180						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
B39 d36cm	F06082611687	269179																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
B39 d44cm	F06122611687	269180																			
<p><b>Monteringssett</b></p>  <p>Monteringssett, sete.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mont. f. sete</td> <td>F102009</td> <td>269113</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Mont. f. sete	F102009	269113	<p><b>Varetrekk, sete</b></p>  <p>Et løst varetrekk til setet, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Er velegnet hvis stolen brukes ved måltider samt ved gjenbruk. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Varetrekk, liten</td> <td>F46112687</td> <td>269306</td> </tr> <tr> <td>Varetrekk, medium</td> <td>F46114687</td> <td>269307</td> </tr> <tr> <td>Varetrekk, stor</td> <td>F46115687</td> <td>269305</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Varetrekk, liten	F46112687	269306	Varetrekk, medium	F46114687	269307	Varetrekk, stor	F46115687	269305
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Mont. f. sete	F102009	269113																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Varetrekk, liten	F46112687	269306																			
Varetrekk, medium	F46114687	269307																			
Varetrekk, stor	F46115687	269305																			
<p><b>Inkontinensstrekk, sete</b></p>  <p>Et løst, vanntett inkontinensstrekk i kunststoff. Er velegnet til f.eks. brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inkotrekk, liten</td> <td>F46412664</td> <td>269067</td> </tr> <tr> <td>Inkotrekk, medium</td> <td>F46414664</td> <td>269068</td> </tr> <tr> <td>Inkotrekk, stor</td> <td>F46415664</td> <td>269066</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkotrekk, liten	F46412664	269067	Inkotrekk, medium	F46414664	269068	Inkotrekk, stor	F46415664	269066								
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Inkotrekk, liten	F46412664	269067																			
Inkotrekk, medium	F46414664	269068																			
Inkotrekk, stor	F46415664	269066																			



# Ryggpute & trekk

<p><b>Ergo-ryggpute</b></p>  <p>En ergonomisk buet ryggpute som gir god støtte for korsrygg. Ryggputen gir brukeren fri bevegelse i rygg, skuldre og armer ved forskjellige aktiviteter.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B38 h22cm</td> <td>F08015111687</td> <td>269152</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B38 h22cm	F08015111687	269152	<p><b>Y-ryggpute</b></p>  <p>God polstring og ergonomisk buet ryggpute som gir god og fleksibel korsryggstøtte. Ryggputen gir fri bevegelse i rygg, skuldre og armer ved forskjellige aktiviteter.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B37 h30cm</td> <td>F08485120687</td> <td>269156</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B37 h30cm	F08485120687	269156									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
B38 h22cm	F08015111687	269152																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
B37 h30cm	F08485120687	269156																						
<p><b>CY-ryggpute</b></p>  <p>Høy ryggpute med korsryggstøtte og avrundet overkant. Ryggputen har en vinkellås som gjør det mulig å låse ryggputen i en fast vinkel for å oppnå god korsryggstøtte.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B43 h45cm</td> <td>F08495220687</td> <td>269149</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B43 h45cm	F08495220687	269149	<p><b>CY-ryggpute m. luftpute</b></p>  <p>Høy ryggpute med avrundet kant øverst. Den innebygde luftputen i korsryggdelen gjør det mulig å justere støtten i korsryggen med en håndpumpe. Luftputen er godt egnet ved behov for endring av korsryggstøtten i løpet av dagen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B43 h45cm</td> <td>F08505220687</td> <td>269148</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B43 h45cm	F08505220687	269148									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
B43 h45cm	F08495220687	269149																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
B43 h45cm	F08505220687	269148																						
<p><b>ALB-ryggpute</b></p>  <p>Active Lumbar Backrest (ALB)-rygg er en unik todelt og ergonomisk utformet ryggpute. Den består av en korsryggpute og ryggpute som kan innstilles individuelt for å gi meget god støtte av hele ryggen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B39 h39cm</td> <td>F928106</td> <td>269139</td> </tr> <tr> <td>B39 h49cm</td> <td>F928107</td> <td>269141</td> </tr> <tr> <td>B39 h51cm</td> <td>F928108</td> <td>269143</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B39 h39cm	F928106	269139	B39 h49cm	F928107	269141	B39 h51cm	F928108	269143	<p><b>Varetrekk, ryggpute</b></p>  <p>Et løst varetrekk til ryggputen er hygienisk, komfortabelt og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trekk, medium</td> <td>F47148687</td> <td>269294</td> </tr> <tr> <td>Trekk, stor</td> <td>F47149687</td> <td>269293</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Trekk, medium	F47148687	269294	Trekk, stor	F47149687	269293
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
B39 h39cm	F928106	269139																						
B39 h49cm	F928107	269141																						
B39 h51cm	F928108	269143																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Trekk, medium	F47148687	269294																						
Trekk, stor	F47149687	269293																						
<p><b>Ryggbøyle</b></p>  <p>Ryggbøyle til standard ryggpute, f.eks. Ergo- og Y-ryggpute.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Standard	N/A	N/A	<p><b>Ryggbøyle, lang</b></p>  <p>Forlenget ryggbøyle med regulerbar vinkel til høye ryggputer, f.eks. CY-ryggpute.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For CY-rygg</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	For CY-rygg	N/A	N/A									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Standard	N/A	N/A																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
For CY-rygg	N/A	N/A																						
<p><b>Monteringssett, standard</b></p>  <p>Monteringssett for ryggbøyle til standard ryggpute.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard</td> <td>F101052</td> <td>269124</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Standard	F101052	269124	<p><b>Monteringssett, reg. vinkel</b></p>  <p>Monteringssett for forlenget ryggbøyle med regulerbar vinkel til høye ryggputer.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For CY-ryggpute</td> <td>F101056</td> <td>269120</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	For CY-ryggpute	F101056	269120									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Standard	F101052	269124																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
For CY-ryggpute	F101056	269120																						



## Armlen

## Armlen (B:7xL:35)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024302003	268854
Std. (h31cm), ve	F1114302003	268855
Høy (h41cm), hø	F1024402003	268856
Høy (h41cm), ve	F1114402003	268857

Armlene kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlen, m. el-betj (B:7xL:35)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024307003	N/A
Std. (h31cm), ve	F1114307003	268870
Høy (h41cm), hø	F1024407003	268871
Høy (h41cm), ve	F1114407003	268872

Armlene for elektrisk høydejustering kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlen (B:9xL:30)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024304003	268862
Std. (h31cm), ve	F1114304003	268863
Høy (h41cm), hø	F1024404003	268864
Høy (h41cm), ve	F1114404003	268865

Armlene kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlen, m. el-betj (B:9xL:30)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024305003	268880
Std. (h31cm), ve	F1114305003	268875
Høy (h41cm), hø	F1024405003	268876
Høy (h41cm), ve	F1114405003	268877

Armlene for elektrisk høydejustering kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlen (B:9xL:25)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024335003	268866
Std. (h31cm), ve	F1114335003	268867
Høy (h41cm), hø	F1024435003	268860
Høy (h41cm), ve	F1114435003	268861

Armlene kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlen, m. el-betj. (B:9xL:25)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024334003	268878
Std. (h31cm), ve	F1114334003	268879
Høy (h41cm), hø	F1024434003	268873
Høy (h41cm), ve	F1114434003	268874

Armlene for elektrisk høydejustering kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlen (B:8xL:26)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Std. (h31cm), hø	F1024331003	268868
Std. (h31cm), ve	F1114331003	268869
Høy (h41cm), hø	F1024431003	268858
Høy (h41cm), ve	F1114431003	268859

Armlene kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Velg mellom standard eller høye armlener.

## Armlenesett, nedfellbar



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Armlenesett	F928116	268904

Nedfellbare armlene til stoler med manuell justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

## Armlenesett, el-betj. nedfellb.



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Armlenesett m. el	F928117	268902

Nedfellbare armlene til stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

## Hemi-armlen



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Hemi, b13xL44, hø	F1022520593	268910
Hemi, b13xL44, ve	F1112520593	268846

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleled gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.



# Nakkestøtte, sele & kroppsstøtte

## Nakkestøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, kort beslag	F410305395	269127
Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, lang beslag	F410205391	269128
Medium, h11, fleksibel pute	F4102E2395	269126
Liten, h8, fleksibel pute	F4131E1591	N/A

Nakkestøtte for øket sikkerhet og komfort, når bruker sitter mye i løpet av dagen. Nakkestøtten kan innstilles i høyde, vinkel og dybde i forhold til ryggputen.

## Y-sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L127 komplett, liten	F922138	268946
L140 komplett, medium	F924319	268947
L175 komplett, stor	F925246	268948

En 4-punkts hoftese sele med regulerbar lengde og trykklås. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Selen monteres over lår eller over mage.

## Pelvi-sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L120 komplett, x liten	F926657	268945
L200 komplett, liten	F926658	268942
L205 komplett, medium	F926659	268943
L205 komplett, stor	F926660	268944

Denne selen er velegnet for brukere som trenger en hoftese sele med god støtte, da denne selen fordeler trykket jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren glir frem i setet.

## Beskyttelseskappe f. Y-sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Svart, 55x25x65 mm	F923615	268941

Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsiktet å åpne selen.

## Monteringssett, sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Mont. f. Y-sele	F101003	269123
Mont. f. Pelvi-sele, liten	F101035	N/A
Mont. f. Pelvi-sele, medium/stor	F101030	269112

Monteringssett, sele.

## Kroppsstøtte for ES-rygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten buet pute, hø	F928080	269095
Liten buet pute, ve	F928081	269096
Stor buet pute, hø	F928082	269099
Stor buet pute, ve	F928083	269100
Rett pute, hø	F928084	269097
Rett pute, ve	F928085	269098

Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Er regulerbar i høyde, dybde og bredde. Kan svinges til siden ved f.eks. forflytning, og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.

## Kroppsstøtte, Support



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten buet pute, hø	F928417	269085
Liten buet pute, ve	F928418	269086
Stor buet pute, hø	F928421	269093
Stor buet pute, ve	F928422	269094
Rett pute, hø	F928425	269089
Rett pute, ve	F928426	269090

Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyde, dybde og bredde og kan svinges til siden. Mulig å montere på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til bruker. Kan brukes på høye ryggputer.

## Kiler for kroppsstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Svart plast	F928405	269111

Kiler f/ kroppsstøttevinkel.

## Monteringssett, Kroppsstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L:15, 2 sider	F101001	269119
L:15, 1 side	F101080	269118

Monteringssett, kroppsstøtter.



## Benstøtte

## Benstøtte m. fast vinkel



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F901508	268949
Venstre side	F922407	268950

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

## Benstøtte, vinkelstillbar



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F921960	268951
Venstre side	F921961	268952

Benstøtte med 0-67° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

**Må kun monteres i 1 side!**

## Fotstøtte, LP



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L31-46cm, LP25	F928209	269012
L26-36cm, LP25	F928210	269011
L31-46cm, LP27	F928098	269018
L26-36cm, LP27	F928099	269017

Denne fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

## Fotstøtte, for Uni-stell



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
For doble hjul som trillet lett	F928731	269005
Standard	F928732	269006

Fotstøtte for å oppnå en god sittestilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittestilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

## Fotstøtte, enkel for Uni-stell



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F928738	269003
Venstre side	F928739	269004
Begge sidene	F928740	269019

Gir støtte i sittestilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittestilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.

## Amputasjonsstøtte, pute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B16xh26cm hø/ve	F923617	268840

Pute for amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring. **Merk:** Husk å bestille beslag og skyvestang!

## Beslag



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F928198	268953
Venstre side	F928199	268954
Hø & ve side, f. Y-sete	N/A	N/A
Hø & ve side, f. CY-sete	N/A	N/A

Beslag for oppheng til benstøtte

## Skyvestang









Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
1 stk skyvestang hø/ve	F928245	269131

Oppheng til benstøtte. Passer beslag med c-profil skinne.











## Brems

<p><b>Forlenger for brems</b></p>  <p>Forlenger til bremsespak er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en brems med standard lengde.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forlenger</td> <td>F926764</td> <td>268967</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Forlenger	F926764	268967	<p><b>T-bremsehåndtak</b></p>  <p>T-bremsehåndtak forlenger bremsespaken slik at det blir lettere for personer å nå.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-grep</td> <td>F926877</td> <td>268964</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	T-grep	F926877	268964			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																
Forlenger	F926764	268967																
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																
T-grep	F926877	268964																
<p><b>Bremsepedal</b></p>  <p>Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken/den indbyggede bremsepedal. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bremsepedal</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bremsepedal	N/A	N/A	<p><b>Elektrisk brems</b></p>  <p>Elektrisk bremsing er en fordel hvis brukeren ikke kan betjene den manuelle bremsen på grunn av redusert rekkevidde, amputasjon eller mangel på styrke i hender og armer.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El-bremsekitt</td> <td>F928881</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El-bremsekitt	F928881	N/A			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																
Bremsepedal	N/A	N/A																
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																
El-bremsekitt	F928881	N/A																
<p><b>Sett for 4-hjulsbrems</b></p>  <p>4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kit f. 4-hjulsbrems</td> <td>F928757</td> <td>268965</td> </tr> <tr> <td>Kit f. 4-hjulsbrems, elektrisk</td> <td>F928882</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Kit f. 4-hjulsbrems	F928757	268965	Kit f. 4-hjulsbrems, elektrisk	F928882	N/A	<p><b>Understell m. 4-hjulsbrems</b></p>  <p>Understell med 4-hjuls bremseramme er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag. Rammen sikrer optimal bremsing på alle 4 hjul, selv når stolen står på et ujevnt underlag.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uni-stell, komplet. m. 4-hjulsbrems og hjul</td> <td>F427626596990732</td> <td>269288</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Uni-stell, komplet. m. 4-hjulsbrems og hjul	F427626596990732	269288
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																
Kit f. 4-hjulsbrems	F928757	268965																
Kit f. 4-hjulsbrems, elektrisk	F928882	N/A																
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																
Uni-stell, komplet. m. 4-hjulsbrems og hjul	F427626596990732	269288																



## Seteløft &amp; diverse

<b>Gassfjær</b>  <p>Gassfjær for stoler med manuell høydeinnstilling.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mm, 300 N</td> <td>F928754</td> <td>269024</td> </tr> <tr> <td>150mm, 300 N</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>200mm, 300 N</td> <td>F928756</td> <td>269027</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	100mm, 300 N	F928754	269024	150mm, 300 N	N/A	N/A	200mm, 300 N	F928756	269027	<b>Motor for elektrisk seteløft</b>  <p>Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200mm lift</td> <td>F926416</td> <td>268838</td> </tr> <tr> <td>300mm lift</td> <td>F928803</td> <td>268839</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	200mm lift	F926416	268838	300mm lift	F928803	268839
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
100mm, 300 N	F928754	269024																						
150mm, 300 N	N/A	N/A																						
200mm, 300 N	F928756	269027																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
200mm lift	F926416	268838																						
300mm lift	F928803	268839																						
<b>Hev/senk bryter</b>  <p>Hev/senk bryter f. armlæn for nem høydeinnstilling.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontakt 2-funkt. m/Molex-stik</td> <td>F927270</td> <td>268984</td> </tr> <tr> <td>Ledningesett armlene</td> <td>F928186</td> <td>269107</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Kontakt 2-funkt. m/Molex-stik	F927270	268984	Ledningesett armlene	F928186	269107	<b>Håndkontroll f. el-funksjoner</b>  <p>Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 funksjoner</td> <td>F928851</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>3 funksjoner</td> <td>F928852</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4 funksjoner</td> <td>F928853</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	2 funksjoner	F928851	N/A	3 funksjoner	F928852	N/A	4 funksjoner	F928853	N/A
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
Kontakt 2-funkt. m/Molex-stik	F927270	268984																						
Ledningesett armlene	F928186	269107																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
2 funksjoner	F928851	N/A																						
3 funksjoner	F928852	N/A																						
4 funksjoner	F928853	N/A																						
<b>Doble hjul som trillet lett</b>  <p>Doble hjul som trillet lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjulsett, f. Uni-stell</td> <td>F928736</td> <td>269043</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hjulsett, f. Uni-stell	F928736	269043	<b>Kjørebøyle</b>  <p>Kjørebøylene gir hjelpen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylene er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylene kan enkelt avmonteres.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justerbar i høyde, dybde, bredde</td> <td>F928214</td> <td>269078</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Justerbar i høyde, dybde, bredde	F928214	269078									
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
Hjulsett, f. Uni-stell	F928736	269043																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Justerbar i høyde, dybde, bredde	F928214	269078																						
<b>Anti-tipp-bøyle</b>  <p>Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til f.eks. sykkeltraining eller til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylene monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anti-tipp-bøyle</td> <td>F929121</td> <td>268841</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Anti-tipp-bøyle	F929121	268841	<b>Bord</b>  <p>Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52x40cm</td> <td>F925912</td> <td>268961</td> </tr> <tr> <td>60x49 cm</td> <td>F925913</td> <td>268960</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	52x40cm	F925912	268961	60x49 cm	F925913	268960						
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
Anti-tipp-bøyle	F929121	268841																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
52x40cm	F925912	268961																						
60x49 cm	F925913	268960																						