



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700F Aktiv Liten

VELA Tango 700F Aktiv Medium

VELA Tango 700F Aktiv Stor

Delavtale nr.	Delavtale 1	Delavtale 1	Delavtale 1
VELA Art. nr.	F70001-10	F70001-11	F70001-12
HMS Art. nr.	269270	269271	269272
Seteløft	Manuel m/gassfjær	Manuel m/gassfjær	Manuel m/gassfjær
Setehøyde std. (15cm)	45-60cm	45-60cm	45-60cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm	47x47cm	49x49cm
Ryggpute (bredde x høyde)	38x30cm	41x41cm	40x45cm
Setedybde (min-max)	36-49cm	39-53cm	41-55cm
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Nej	Nej	Nej
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

## VI ANBEFALER:

**Aktiv rygg - ALB**

Optimal støtte til korsrygg og bekken, som støtter korsryggens naturlige krumning og fremmer en god holdning.

Side 27








**Setetrekk**

God beskyttelse mod slitasje, fuktighet og smuss. Overtrekket kan tas av og vaskes i vaskemaskin.

Side 26



## Sete, setetrek & setetilt

<p><b>Aktiv-sete</b></p>  <p>Et ergonomisk utformet sete med avrundet forkant. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate. Kan byttes uten bruk av verktøy.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F771047957687</td> <td>269169</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F771057957687</td> <td>269170</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F771067957687</td> <td>269171</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm, liten	F771047957687	269169	B47 d47cm, medium	F771057957687	269170	B49 d49cm, stor	F771067957687	269171	<p><b>Contour-sete</b></p>  <p>Høy komfort og ekstra støtte i sittestillingen fra sidestøtte. Et ergonomisk utformet sete med forskjellige skumlag med ulike egenskaper. Setets avrundede forkant fremmer blodsirkulasjon til ben. Kan byttes uten bruk av verktøy.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F771017956687</td> <td>269172</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F771027956687</td> <td>269173</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F771037956687</td> <td>269174</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm, liten	F771017956687	269172	B47 d47cm, medium	F771027956687	269173	B49 d49cm, stor	F771037956687	269174
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
B44 d44cm, liten	F771047957687	269169																									
B47 d47cm, medium	F771057957687	269170																									
B49 d49cm, stor	F771067957687	269171																									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
B44 d44cm, liten	F771017956687	269172																									
B47 d47cm, medium	F771027956687	269173																									
B49 d49cm, stor	F771037956687	269174																									
<p><b>Montering av sete</b></p>  <p>4 stykk fingerskruer for montering av seter på VELA Tango 700-serien.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mont.-sett, sete</td> <td>F102015</td> <td>269114</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Mont.-sett, sete	F102015	269114	<p><b>Varetrekk, Aktiv-sete</b></p>  <p>Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T1104687</td> <td>269298</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T1105687</td> <td>269299</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T1106687</td> <td>269300</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm, liten	F46T1104687	269298	B47 d47cm, medium	F46T1105687	269299	B49 d49cm, stor	F46T1106687	269300						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
Mont.-sett, sete	F102015	269114																									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
B44 d44cm, liten	F46T1104687	269298																									
B47 d47cm, medium	F46T1105687	269299																									
B49 d49cm, stor	F46T1106687	269300																									
<p><b>Inkontinestrek, Aktiv-sete</b></p>  <p>Et løst, vanntett inkontinestrek i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T4104664</td> <td>269060</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T4105664</td> <td>269061</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T4106664</td> <td>269062</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm, liten	F46T4104664	269060	B47 d47cm, medium	F46T4105664	269061	B49 d49cm, stor	F46T4106664	269062	<p><b>Varetrekk, Contour-sete</b></p>  <p>Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T1101687</td> <td>269302</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T1102687</td> <td>269303</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T1103687</td> <td>269304</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm, liten	F46T1101687	269302	B47 d47cm, medium	F46T1102687	269303	B49 d49cm, stor	F46T1103687	269304
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
B44 d44cm, liten	F46T4104664	269060																									
B47 d47cm, medium	F46T4105664	269061																									
B49 d49cm, stor	F46T4106664	269062																									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
B44 d44cm, liten	F46T1101687	269302																									
B47 d47cm, medium	F46T1102687	269303																									
B49 d49cm, stor	F46T1103687	269304																									
<p><b>Inkontinestrek, Contour-sete</b></p>  <p>Et løst, vanntett inkontinestrek i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B44 d44cm, liten</td> <td>F46T4101664</td> <td>269063</td> </tr> <tr> <td>B47 d47cm, medium</td> <td>F46T4102664</td> <td>269064</td> </tr> <tr> <td>B49 d49cm, stor</td> <td>F46T4103664</td> <td>269065</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	B44 d44cm, liten	F46T4101664	269063	B47 d47cm, medium	F46T4102664	269064	B49 d49cm, stor	F46T4103664	269065	<p><b>Setetilt, alternativ</b></p> <p>Ulike løsninger for setetiltf or å gi bruker god aktiv sittestilling, tilbaketilt gir god støtte ved hvile i stolen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spindel-tilt, komplet</td> <td>F928723</td> <td>269243</td> </tr> <tr> <td>El-tilt, komplet</td> <td>F928850</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Spindel-tilt, komplet	F928723	269243	El-tilt, komplet	F928850	N/A			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
B44 d44cm, liten	F46T4101664	269063																									
B47 d47cm, medium	F46T4102664	269064																									
B49 d49cm, stor	F46T4103664	269065																									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																									
Spindel-tilt, komplet	F928723	269243																									
El-tilt, komplet	F928850	N/A																									



# Ryggpute & ryggvinkel

## Aktiv-ryggpute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B38 h30, liten	F08T45120687	269136
B41 h41cm, medium	F08T55120687	269137
B40 h45cm, stor	F08T65120687	269138

Sikrer brukeren fri bevegelse for rygg, skuldre og armer, da det ergonomiske designet gir optimal støtt for sittstilling uten å begrense bevegelsesfriheten. God og fleksibel korsryggstøtte for aktivitet.

## Contour-ryggpute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B36 h38, liten	F08T15122687	269145
B39 h43cm, medium	F08T25122687	269146
B41 h48cm, stor	F08T35122687	269147

Gir en god og fleksibel korsryggstøtte for aktivitet via ryggputens ergonomiske form. Brukerens sittstilling sikres med ekstra støtte og økt komfort med en innebygget sidestøtte som følger kroppen i hele ryggputens høyde.

## ALB-ryggpute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B39 h39cm	F928353	269140
B39 h49cm	F928354	269142
B39 h51cm	F928105	269144

Active Lumbar Backrest (ALB) er en unik todelt og ergonomisk utformet ryggpute. Ryggputen består av en korsryggpute og ryggpute som kan justeres individuelt for å gi meget god støtte av hele ryggen.

## ES5-ryggpute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B43 h46cm	F0825511687	N/A

Komfortabel ryggpute med myke, støttende sidestøtter som styrer brukeren til midtlinjen. Ryggputen kan justeres i høyden og dybden samt i vinkel, slik at bruker oppnår best mulig støtte i sin sittstilling. Det er mulig å montere nakkestøtte.

## Ekstra høy ryggpute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B41 h48cm	F08385213687	269154

Høy, polstret ryggpute med konturer som følger og støtter ryggens naturlige krumning. Ryggvinklen kan justeres og låses for økt korsryggstøtte og støtte rundt skuldrene. Det er mulig å montere nakkestøtte.

## Teleskopryggbøyle, øvre del



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Ryggbøyle	F928086	269160
Ryggbøyle, 310 mm	F928769	269161

Teleskopisk ryggbøyle, øvre del.

## Teleskopryggbøyle, nedre del



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
F. rygg L176mm	F928091	269163
F. rygg L265mm	F928090	269162

Teleskopisk ryggbøyle, nedre del.

## Monteringssett, ryggbøyle



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
F. ryggbøyle m. vinkelregulering	F101063	269122
F. ryggbøyle	F101064	269121

Monteringssett for ryggbøyle.

## Elektrisk ryggvinkel



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
El-ryg, dele komplet	F928855	N/A

Elektrisk justerbar ryggvinkel for brukere som har behov for hjelp til å justere, eller for forsiktig justering av ryggvinkelen.



## Armlen

Armlen (B:9xL:25)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, venstre	F1116335003	268889
Lav, høyre	F1026335003	268885
Høy, venstre	F1116435003	268890
Høy, høyre	F1026435003	268887

Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, el-betj. (B:9xL:25)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, venstre	F1116334003	268897
Lav, høyre	F1026334003	268893
Høy, venstre	F1116434003	268898
Høy, høyre	F1026434003	268895

For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen (B:9xL:30)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, venstre	F1116304003	268891
Lav, høyre	F1026304003	268886
Høy, venstre	F1116404003	268892
Høy, høyre	F1026404003	268888

Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, el-betj. (B:9xL:30)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, venstre	F1116305003	268899
Lav, høyre	F1026305003	268894
Høy, venstre	F1116405003	268900
Høy, høyre	F1026405003	268896

For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen (B:8xL:26)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, venstre	F1116331003	268883
Lav, høyre	F1026331003	268881
Høy, venstre	F1116431003	268884
Høy, høyre	F1026431003	268882

Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet.

Hemi-armlen



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Hemi, b13x144, ve	F1116520593	268851
Hemi, b13x144, hø	F1026520593	268850

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleled gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

Armlen, nedfellb. (B:9xL:25)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Armlenesett, lav	F928726	268905
Armlenesett, høy	F928728	268906

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

Armlen, el-betj. nedf. (B:9xL:25)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Armlenesett, lav	F928727	268907
Armlenesett, høy	F928729	268908

Nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

Armlen, nedfellbar (B:8xL:26)



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Armlenesett, lav	F928879	N/A
Armlenesett, høy	F928880	N/A

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kan justeres i høyden og bredden og legges ned. Den korte armlensputen gir mulighet for at brukeren kan komme helt inntil bordet.

Håndskruer



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
M8x20mm, grep 52x19 mm	F 928606	N/A

Håndskruer for armlenehøyde og -bredde.



# Nakkestøtte, sele, kropp- & sidestøtte

## Nakkestøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, kort beslag	F410305395	269127
Stor, l26xh13, myk pute, ekstra dyp, lang beslag	F410205391	269128
Medium, h11, fleksibel pute	F4102E2395	269126
Liten, h8, fleksibel pute	F4131E1591	N/A

Nakkestøtte for økt sikkerhet og komfort når brukeren sitter i mange timer i løpet av dagen. Nakkestøtten kan justeres i høyden, i vinkel og i dybden i forhold til ryggpute.

## Y-sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L127 komplett, liten	F922138	268946
L140 komplett, medium	F924319	268947
L175 komplett, stor	F925246	268948

En 4-punkts hoftese med regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Skal monteres med sele over låret eller over magen.

## Pelvi-sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L200 komplett, liten	F926658	268942
L205 komplett, medium	F926659	268943
L205 komplett, stor	F926660	268944

Denne selen er velegnet for brukere som trenger en hoftese med god støtte, da denne selen fordeler trykket jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren glir frem i setet.

## Beskyttelseskappe f. Y-sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Svart, 55x25x65 mm	F923615	268941

Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsiktet åpning av selen.

## Monteringssett, sele



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Mont. f. Y-sele	F101097	269123
Mont. f. Pelvi-sele, liten	F101098	N/A
Mont. f. Pelvi-sele, medium/stor	F101099	269112

Monteringssett, seler.

## Kroppsstøtte for ES-rygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten buet pute, hø	F928080	269095
Liten buet pute, ve	F928081	269096
Stor buet pute, hø	F928082	269099
Stor buet pute, ve	F928083	269100
Rett pute, hø	F928084	269097
Rett pute, ve	F928085	269098

Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.

## Kroppsstøtte, Support



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten buet pute, hø	F928417	269085
Liten buet pute, ve	F928418	269086
Stor buet pute, hø	F928421	269093
Stor buet pute, ve	F928422	269094
Rett pute, hø	F928425	269089
Rett pute, ve	F928426	269090

Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyde, dybde og bredde og kan svinges til siden. Mulig å montere på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til bruker. Kan brukes på høye ryggputer.

## Kiler for kroppsstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Svart plast	F928405	269111

Kiler f/ kroppsstøttevinkel.

## Monteringssett, Kroppsstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L:15, 2 sider	F101001	269119
L:15, 1 side	F101080	269118

Monteringssett, kroppsstøtter.

## Sidestøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
For Aktiv-sete	F58058052	N/A
For Contour-sete	F58055052	N/A

Sidestøtte monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.



## Benstøtte

## Benstøtte m. fast vinkel



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F901508	268949
Venstre side	F922407	268950

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

## Benstøtte, vinkelstillbar



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F921960	268951
Venstre side	F921961	268952

Benstøtte med 0-67° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

**Må kun monteres i 1 side!**

## Fotstøtte, LP



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
L31-46cm, LP20	F928721	269010
L26-36cm, LP20	F928722	269009
L31-46cm, LP25	F928719	269014
L26-36cm, LP25	F928720	269013
L31-46cm, LP27	F928717	269016
L26-36cm, LP27	F928718	269015

Denne fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

## Fotstøtte, for Uni-stell



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
For doble hjul som trillet lett	F928731	269005
Standard	F928732	269006

Fotstøtte for å oppnå en god sittestilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittestilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

## Fotstøtte, enkel for Uni-stell



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F928738	269003
Venstre side	F928739	269004
Begge sidene	F928740	269019

Gir støtte i sittestilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittestilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.


## Amputasjonsstøtte, pute



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
B16xh26cm hø/ve	F923617	268840

Pute for amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring. **Merk:** Husk å bestille beslag og skyvestang.!

## Beslag



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	F928746	268987
Venstre side	F928747	268988
Mont kit f. stol m. gas	F102700	N/A
Mont. kit f. stol m. el	F102701	N/A

Beslag for oppheng til benstøtte.

**Merk:** Beslag kan ikke monteres uten mont. kit f. stol m. gas/el. Husk å bestille!

## Skyvestang



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
1 stk skyvestang hø/ve	F928245	269131

Oppheng til benstøtte. Passer beslag med c-profil skinne.



## Brems

## Forlenger for brems



Forlenger til bremsespak er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en brems med standard lengde.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Forlenger	F926764	268967

## T-bremsehåndtak



T-bremsehåndtak forlenger bremsespaken slik at det blir lettere for personer å nå.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
T-grep	F926877	268964

## Bremsepedal



Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken/den indbyggede bremsepedal. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Bremsepedal	F925936	N/A

## Elektrisk brems



Elektrisk bremsing er en fordel hvis brukeren ikke kan betjene den manuelle bremsen på grunn av redusert rekkevidde, amputasjon eller mangel på styrke i hender og armer.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Elektrisk brems	F928735	268966

## Sett f. 4-hjulsbrems



4-hjulsbremse sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Kit f. 4-hjulsbrems	F928757	268965
Kit f. 4-hjulsbrems, elektrisk	F928882	N/A

## Understell, m. 4-hjulsbremse











Understell med 4-hjuls bremseramme er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag. Rammen sikrer optimal bremsing på alle 4 hjul, selv når stolen står på et ujevnt underlag.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Uni-stell, komplet. m. 4-hjulsbrems og hjul	F427626596990732	269288



## Seteløft &amp; diverse

<b>Gassfjær</b>  <p>Gassfjær for stoler med manuell høydeinnstilling.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mm, 350 N</td> <td>F093035102</td> <td>269023</td> </tr> <tr> <td>150mm, 350 N</td> <td>F093035152</td> <td>269028</td> </tr> <tr> <td>200mm, 350 N</td> <td>F093035202</td> <td>269026</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	100mm, 350 N	F093035102	269023	150mm, 350 N	F093035152	269028	200mm, 350 N	F093035202	269026	<b>Motor for elektrisk seteløft</b>  <p>Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200mm lift</td> <td>F926416</td> <td>268838</td> </tr> <tr> <td>300mm lift</td> <td>F928803</td> <td>268839</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	200mm lift	F926416	268838	300mm lift	F928803	268839
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
100mm, 350 N	F093035102	269023																						
150mm, 350 N	F093035152	269028																						
200mm, 350 N	F093035202	269026																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
200mm lift	F926416	268838																						
300mm lift	F928803	268839																						
<b>Hev/senk bryter</b>  <p>Hev/senk bryter f. armlæn for nem høydeinnstilling.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledningssett for armlæne, komplett</td> <td>F928186</td> <td>269107</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Ledningssett for armlæne, komplett	F928186	269107	<b>Håndkontroll f. el-funksjoner</b>  <p>Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 funksjoner</td> <td>F928851</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>3 funksjoner</td> <td>F928852</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4 funksjoner</td> <td>F928853</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	2 funksjoner	F928851	N/A	3 funksjoner	F928852	N/A	4 funksjoner	F928853	N/A			
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
Ledningssett for armlæne, komplett	F928186	269107																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
2 funksjoner	F928851	N/A																						
3 funksjoner	F928852	N/A																						
4 funksjoner	F928853	N/A																						
<b>Doble hjul som trillet lett</b>  <p>Doble hjul som trillet lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjulsett, f. Uni-stell</td> <td>F928736</td> <td>269043</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hjulsett, f. Uni-stell	F928736	269043	<b>Kjørebøyle</b>  <p>Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justerbar i høyde, dybde, bredde</td> <td>F928744</td> <td>269079</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Justerbar i høyde, dybde, bredde	F928744	269079									
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
Hjulsett, f. Uni-stell	F928736	269043																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Justerbar i høyde, dybde, bredde	F928744	269079																						
<b>Anti-tipp-bøyle</b>  <p>Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til f.eks. sykkeltraining eller til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anti-tipp-bøyle</td> <td>F929121</td> <td>268841</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Anti-tipp-bøyle	F929121	268841	<b>Bord</b>  <p>Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52x40cm</td> <td>F928749</td> <td>268958</td> </tr> <tr> <td>60x49 cm</td> <td>F928750</td> <td>268959</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	52x40cm	F928749	268958	60x49 cm	F928750	268959						
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																					
Anti-tipp-bøyle	F929121	268841																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
52x40cm	F928749	268958																						
60x49 cm	F928750	268959																						