

The logo for QUICKIE, featuring a stylized orange swoosh above the brand name in a bold, sans-serif font.

QUICKIE®

A photograph of two people in an outdoor setting. One person is seated in a QUICKIE wheelchair, and the other is standing next to them. They are both looking at a black metal wire rack filled with various books and postcards. The background is a blurred street scene.

LIFE

AKTIV, SAMMENLEGGBAR

The logo for SUNRISE MEDICAL, consisting of a stylized globe icon made of horizontal lines.

SUNRISE
MEDICAL.

2.0 Oppdatert november 2021

QUICKIE LIFE

Aktiv, sammenleggbar

Post 4, 4.valg



Aktiv sammenleggbar

FLEKSIBEL OG LETT Å HÅNDTERE VED TRANSPORT

- Lett og stabil kryssrammerullestol med valg og tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling og optimal kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset individuelle brukere.
- Fast front gjør stolen mer kompakt og lettere i vekt.
- Mulig å velge ramme for utsvingbare benstøtter.
- Gode løsninger for håndtering inn- og ut av bil. Quickie Life er sammenleggbar og kan låses i sammenslått posisjon.

Enkel transport, stilig design!

Aktiv sammenleggbar

SPESIFIKASJONER QUICKIE LIFE

Setebredde	36 - 54 cm
Setedybde	36 - 50 cm
Setehøyde bak	43 - 59 cm (40 - 51 cm)*
Setehøyde foran	43 - 49 cm (40 - 54 cm)*
Setevinkel	0° - 12°
Rygg høyde	25 - 50 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 7 kg
Vekt rullestol	fra 11 kg
Maks. brukervekt	140 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE LIFE I POST 4

- Setetrekk m/lomme
- Fast rygg med kjørehåndtak
- Ryggtrekk, polstret, EXO
- Armlener, oppsvingbare med klesbeskyttere
- Faste benstøtter med oppfellbare fotplater
- Tippetisering, swing away
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 24", Lettvekt, dekk Right run
- Drivring aluminium
- Vekt rullestol 14,8 kg (NAV standard)

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Life passer aktive og selvstendige rullestolbrukere som trenger en sammenleggbar rullestol.



Høydestillbare, avtagbare, oppsvingbare armlener med klesbeskyttere og behagelig polstring gir god komfort.




God stabilitet og gode trilleegenskaper med cambringsmulighet fra 0° til 6° (0° til 4° uten å bytte deler).



Mykt og behagelig ryggoverdrag med god polstring og ventilerende egenskaper.



Vinkeljusterbare, oppsvingbare fotplater for enklere forflytning.



Quickie Life - enkel å legge sammen for transport eller lagring.

Aktiv sammenleggbar





Quickie Life Post 4 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde										
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
Setedybde	36	Art.nr	LIFF23636	LIFF23836	LIFF24036	LIFF24236	LIFF24436	LIFF24636	LIFF24836	LIFF25036	LIFF25236	LIFF25436
		Hms.art.nr.	272858	272866	272874	272882	272890	272898	272906	272914	272922	272930
		Art.nr	LIFF23638	LIFF23838	LIFF24038	LIFF24238	LIFF24438	LIFF24638	LIFF24838	LIFF25038	LIFF25238	LIFF25438
	38	Hms.art.nr.	272859	272867	272875	272883	272891	272899	272907	272915	272923	272931
		Art.nr	LIFF23640	LIFF23840	LIFF24040	LIFF24240	LIFF24440	LIFF24640	LIFF24840	LIFF25040	LIFF25240	LIFF25440
	40	Hms.art.nr.	272860	272868	272876	272884	272892	272900	272908	272916	272924	272932
		Art.nr	LIFF23642	LIFF23842	LIFF24042	LIFF24242	LIFF24442	LIFF24642	LIFF24842	LIFF25042	LIFF25242	LIFF25442
	42	Hms.art.nr.	272861	272869	272877	272885	272893	272901	272909	272917	272925	272933
		Art.nr	LIFF23644	LIFF23844	LIFF24044	LIFF24244	LIFF24444	LIFF24644	LIFF24844	LIFF25044	LIFF25244	LIFF25444
	44	Hms.art.nr.	272862	272870	272878	272886	272894	272902	272910	272918	272926	272934
		Art.nr	LIFF23646	LIFF23846	LIFF24046	LIFF24246	LIFF24446	LIFF24646	LIFF24846	LIFF25046	LIFF25246	LIFF25446
	46	Hms.art.nr.	272863	272871	272879	272887	272895	272903	272911	272919	272927	272935
		Art.nr	LIFF23648	LIFF23848	LIFF24048	LIFF24248	LIFF24448	LIFF24648	LIFF24848	LIFF25048	LIFF25248	LIFF25448
	48	Hms.art.nr.	272864	272872	272880	272888	272896	272904	272912	272920	272928	272936
		Art.nr	LIFF23650	LIFF23850	LIFF24050	LIFF24250	LIFF24450	LIFF24650	LIFF24850	LIFF25050	LIFF25250	LIFF25450
	50	Hms.art.nr.	272865	272873	272881	272889	272897	272905	272913	272921	272929	272937



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Drivaggregat
- Regntrekk/varmepose

Se også egen tilbehørskatalog.



En riktig sittepute gir hjelp til posisjonering og avlastning. Bildet viser **Jay Easy**.



Vibrasjonsdempende **Loopwheels** gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

Aktiv sammenleggbar

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.



SmartDrive brukerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreeopplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.